

**ZEPTER
MEDICAL**

BIOPTRON PRO 1

Kodas: PAG-990



Šviesos terapijos prietaisas BIOPTRON PRO 1 - moderni technologija, skirta ekonomiškam ir efektyviam gydymui, taikomam įvairiausiomis medicininėmis indikacijomis; ja galima patogiai naudotis ir namuose. Patogus ir lengvai reguliuojamas ant žemės statomas stovas: lengva nustatyti prietaiso aukštį ir ilgį, todėl galima tiksliai ir patogiai pritaikyti bet kokius padėčiai virš kūno paviršiaus. Prietaiso galvą galima sukti 360°, todėl jį galima naudoti bet kokiaje padėtyje. Tikslus ekranas, kuriame rodomas gydymo laikas sekundėmis (30 s). Pateikiamas su ergonomišku ant stalo statomu stovu. Ant žemės statomas stovas pristatomas su ratukais, yra papildoma galimybė įsigyti padukų komplektą stovui. BIOPTRON PRO 1 filtro skersmuo - apytiksliai 11 cm.

1., 3., 4., specifikacijos
punktas

TECHNINIAI DUOMENYS

Filtro skersmuo ~	11 cm	← 5. tech. reikalavimų punktą
Maitinimas	100-240 V~, 50/60 Hz	← 6. tech. reikalavimų punktą
Naudojama energija	90 VA	← 7. tech. reikalavimų punktą
Halogeno galia	50 W	← 8. tech. reikalavimų punktą
Saugumo klasė	II klasė  , IP 20	← 9. tech. reikalavimų punktą
Svoris		← 10. tech. reikalavimų punktą
- su ant stalo statomu stovu	3.4 kg	← 11. tech. reikalavimų punktą
- su ant žemės statomu stovu	7.8 kg	
Aplinkos temperatūros		← 12. tech. reikalavimų punktą
- Veikimo	+10°C iki +40°C	
- Laikymo	-30°C iki +45°C	
Bangų ilgis	480 - 3400 nm	← 13. tech. reikalavimų punktą
Poliarizacijos laipsnis	>95% (590 - 1550 nm)	← 14. tech. reikalavimų punktą
Specifinis jėgos tankis	vid. 40 mW/cm ²	← 14. tech. reikalavimų punktą

Šviesos energija per minutę	vid. 2.4 J/cm ²
CE žymėjimas	

15. tch. reikalavimų punktas

BIOPTRON PRO 1 su stovu

Galima rinktis įvairius visiems prietaisams BIOPTRON skirtus stovus, dėl kurių prietaiso padėtį galima sureguliuoti pagal asmeninius poreikius.

Pagrindiniai bruožai:

- saugus naudotojams;
- mobilumas;
- didelis patogumas ir atpalaiduojamasis gydymas;
- žemas pagrindas patogus dėl to, kad ant grindų statomus stovus sulanksčius galima laikyti po lova ar kėde;
- integruota saugos sistema;
- lankstumas, dėl kurio galima pasiekti visas kūno dalis;
- patogus surinkimas ir reguliavimas.



BIOPTRON Pro 1 su ant stalo statomu stovu kodas: PAG-990



2. specifikacijos
punktas

BIOPTRON Pro 1 ant žemės statomo stovo kodas: PAG-991-FS

Biopton šviesos terapijos taikymas

BIOPTRON šviesos terapija taikoma individualiai. Atskiro seanso ir viso gydymo kurso trukmė pirmiausia priklauso nuo sveikatos sutrikimo ir gydomos vietos būklės. Atsižvelgiant į indikacijas, BIOPTRON šviesos terapija trunka kelias

minutes, vieną ar du kartus per dieną. Terapiją reikėtų atlikti, kai turite laiko atsipalaiduoti ir taip galite patirti šio gydymo biostimuliacinį poveikį.

1. Prieš pradėdami taikyti BIOPTRON šviesos terapiją, nuvalykite sritį, kurią gydysite. Pastaba: prieš pradėdami gydymą, nuriškite visus tvarsčius.

2. Atsipalaiduokite ir nukreipkite spindulį į gydomą sritį. Laikykite prietaisą 90° kampu ir apytiksliai 10 cm (4 colių) atstumu. Seanso metu nejudinkite šviesos spindulio. Norėdami apimti didelį plotą, veikite kiekvieną zoną atskirai.

3. BIOPTRON šviesos terapiją taikykite vieną ar du kartus per dieną, pavyzdžiui, kiekvieną rytą ir (arba) vakarą, po 4–10 minučių arba pagal savo gydytojo nurodymus.

4. Kartokite minėtuosius etapus kiekvienai gydomai vietai.

5. Panaudoję, prietaisą išjunkite iš elektros šaltinio!

© „Zepter International“, 2009-2016, [sertifikatas](#)