

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

SAUGOS
DUOMENŲ LAPAS
Nr.

L2KUN6

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas : IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit
Produkto kodas : L2KUN6, L2KUN6(D), L2KUNJ6, 10380875, 10708840, 10711939

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Įvardyti naudojimo būdai	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Diagnostinės medžiagos.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Diagnostinės medžiagos.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Diagnostinės medžiagos.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Diagnostinės medžiagos.
Vartojimo apribojimai	Tik profesionaliems naudotojams.	

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Pagaminta/Patiekta Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas
J. Jasinskio g. 16C, 03163 Vilnius
Lietuva
Tel. +370 5 2391555
Faks. +370 5 2344593

Asmens, atsakingo už šį SDL el. pašto adresą : dx.msds.healthcare@siemens-healthineers.com

1.4 Pagalbos telefono numeris

CHEMTREC: +1 703-527-3887; [24x7x365]

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Produkto apibrėžimas	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Mišinys
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Mišinys
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Mišinys
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Mišinys

Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)

3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge

Skin Sens. 1, H317

3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2

Skin Sens. 1, H317

3gAllergy Specific IgE Adjustors

Skin Sens. 1, H317

3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody

Skin Sens. 1, H317

3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge

3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2

3gAllergy Specific IgE Adjustors

3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody

Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas priskiriamas pavojingoms medžiagoms.
Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas priskiriamas pavojingoms medžiagoms.
Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas priskiriamas pavojingoms medžiagoms.
Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas priskiriamas pavojingoms medžiagoms.

Pilnas pirmiau nurodytų H teiginių tekstas pateiktas 16 skyriuje.

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai**2.2 Ženklavimo elementai****Pavojaus piktogramos**

:

**Signalinis žodis**: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Atsargiai
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 Atsargiai3gAllergy Specific IgE Adjustors Atsargiai
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Atsargiai**Pavojingumo frazės**: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją.
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją.
3gAllergy Specific IgE Adjustors H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją.
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody H317 - Gali sukelti alerginę odos reakciją.**Atsargumo frazės****Preveninės**: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
3gAllergy Specific IgE Adjustors P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.**Atoveikis**: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge P302 + P352 - PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P333 + P313 - Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.
P362 + P364 - Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 P302 + P352 - PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P333 + P313 - Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.
P362 + P364 - Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.
3gAllergy Specific IgE Adjustors P302 + P352 - PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P333 + P313 - Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.
P362 + P364 - Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody P302 + P352 - PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P333 + P313 - Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.
P362 + P364 - Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Sandėliavimas : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Netaikoma.
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 Netaikoma.

3gAllergy Specific IgE Adjustors Netaikoma.
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Netaikoma.

Šalinimas : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Netaikoma.
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 Netaikoma.
3gAllergy Specific IgE Adjustors Netaikoma.
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Netaikoma.

Pavojingi ingredientai : **3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge**
2-methyl-2H-isothiazol-3-one

3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2
2-methyl-2H-isothiazol-3-one

3gAllergy Specific IgE Adjustors
2-methyl-2H-isothiazol-3-one

3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody
2-methyl-2H-isothiazol-3-one

Papildomi etiketės elementai : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Netaikoma.
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 Netaikoma.
3gAllergy Specific IgE Adjustors Netaikoma.
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Netaikoma.

XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Netaikoma.
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 Netaikoma.
3gAllergy Specific IgE Adjustors Netaikoma.
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Netaikoma.

2.3 Kiti pavojai

Produktas atitinka PBT arba vPvB kriterijus pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą : Šiame mišinyje nėra medžiagų, kurios įvertintos kaip PBT arba vPvB.

Kiti neklasifikuojami pavojai : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Nežinoma.
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 Nežinoma.
3gAllergy Specific IgE Adjustors Nežinoma.
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Nežinoma.

Papildoma informacija : Biologinė potencialiai pavojinga medžiaga.

Natrio azidas gali reaguoti su švininėmis arba varinėmis vandentiekio sistemos dalimis, sudarydamas labai sprogus metalų azidų junginius.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Mišiniai : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Mišinys
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 Mišinys
3gAllergy Specific IgE Adjustors Mišinys
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Mišinys

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

Produkto/ingrediento pavadinimas	Identifikatoriai	%	Klasifikacija	Savitoji koncentracija ribos, M faktoriai ir ŪTĮ	Tipas
3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge					
aminocaproic acid	EB: 200-469-3 CAS: 60-32-2	≤3	Eye Irrit. 2, H319	-	[1]
2-methyl-2H-isothiazol-3-one	EB: 220-239-6 CAS: 2682-20-4	<0.1	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 2, H330 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 EUH071	ŪTĮ [per burną] = 100 mg/kg ŪTĮ [pro oda] = 300 mg/kg ŪTĮ [įkvėpimas (garai)] = 0.5 mg/l Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015% M [ūminis] = 10 M [lėtinis] = 1	[1]
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2					
2-methyl-2H-isothiazol-3-one	EB: 220-239-6 CAS: 2682-20-4	<0.1	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 2, H330 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 EUH071	ŪTĮ [per burną] = 100 mg/kg ŪTĮ [pro oda] = 300 mg/kg ŪTĮ [įkvėpimas (garai)] = 0.5 mg/l Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015% M [ūminis] = 10 M [lėtinis] = 1	[1]
3gAllergy Specific IgE Adjustors					
2-methyl-2H-isothiazol-3-one	EB: 220-239-6 CAS: 2682-20-4	<0.1	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 2, H330 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 EUH071	ŪTĮ [per burną] = 100 mg/kg ŪTĮ [pro oda] = 300 mg/kg ŪTĮ [įkvėpimas (garai)] = 0.5 mg/l Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015% M [ūminis] = 10 M [lėtinis] = 1	[1]
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody					
disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate	EB: 205-358-3 CAS: 6381-92-6	≤3	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT RE 2, H373 (kvėpavimo takai) (įkvėpimas)	ŪTĮ [per burną] = 500 mg/kg ŪTĮ [įkvėpimas (garai)] = 11 mg/l	[1]
aminocaproic acid	EB: 200-469-3 CAS: 60-32-2	≤3	Eye Irrit. 2, H319	-	[1]
2-methyl-2H-isothiazol-	EB: 220-239-6	<0.1	Acute Tox. 3, H301	ŪTĮ [per burną] =	[1]
Išleidimo data/Peržiūrėjimo data : 12/2/2022 Ankstesnio leidimo data : Ankstesnio patvirtinimo nėra Versija : 1 4/30					

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3-one	CAS: 2682-20-4	Acute Tox. 3, H311 Acute Tox. 2, H330 Skin Corr. 1B, H314 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 EUH071 Pilnas pirmiau nurodytų H teiginių tekstas pateiktas 16 skyriuje.	100 mg/kg ŪT ₁ [pro odą] = 300 mg/kg ŪT ₁ [įkvėpimas (garai)] = 0.5 mg/l Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015% M [ūminis] = 10 M [lėtinis] = 1
-------	----------------	--	--

Tipas

[1] Medžiaga, klasifikuojama kaip pavojinga sveikatai ar aplinkai

Leidžiamo poveikio darbo vietoje ribos, jei tokios yra, išvardytos 8-me skyriuje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės**4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**

Patekimas į akis	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Tuo pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Plaukite ne mažiau, kaip 10 minučių. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Tuo pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Plaukite ne mažiau, kaip 10 minučių. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Tuo pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Plaukite ne mažiau, kaip 10 minučių. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Tuo pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Plaukite ne mažiau, kaip 10 minučių. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.
Įkvėpus	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Jei asmuo nekvėpuoja, jei kvėpuoja netolygiai ar kvėpavimas sustoja, darykite dirbtinį kvėpavimą arba apmokytas personalas turi užtikrinti dirbtinį kvėpavimą deguonimi. Suteikiantiam pagalbą asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį kvėpavimą burna. Kreipkitės medicinos pagalbos, jei sveikatos sutrikimai nepraeina ar yra sunkūs. Jei apnuodytasis prarado sąmonę, paguldykite jį ir nedelsdami kreipkitės medikų pagalbos. Užtikrinkite atvirą kelią orui patekti. Atpalaiduokite ankštas aprangos detales, pavyzdžiui,

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2

apykalę, kaklaraištį, diržą ar juosmenį. Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas.

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Jei asmuo nekvėpuoja, jei kvėpuoja netolygiai ar kvėpavimas sustoja, darykite dirbtinį kvėpavimą arba apmokytas personalas turi užtikrinti dirbtinį kvėpavimą deguonimi.

Suteikiančiam pagalbą asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį kvėpavimą burna. Kreipkitės medicinos pagalbos, jei sveikatos sutrikimai nepraeina ar yra sunkūs. Jei apnuodytasis prarado sąmonę, paguldykite jį ir nedelsdami kreipkitės medikų pagalbos. Užtikrinkite atvirą kelią orui patekti. Atpalaiduokite ankštas aprangos detales, pavyzdžiui, apykale, kaklaraištį, diržą ar juosmenį.

3gAllergy Specific IgE Adjustors

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Jei asmuo nekvėpuoja, jei kvėpuoja netolygiai ar kvėpavimas sustoja, darykite dirbtinį kvėpavimą arba apmokytas personalas turi užtikrinti dirbtinį kvėpavimą deguonimi.

Suteikiančiam pagalbą asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį kvėpavimą burna. Kreipkitės medicinos pagalbos, jei sveikatos sutrikimai nepraeina ar yra sunkūs. Jei apnuodytasis prarado sąmonę, paguldykite jį ir nedelsdami kreipkitės medikų pagalbos. Užtikrinkite atvirą kelią orui patekti. Atpalaiduokite ankštas aprangos detales, pavyzdžiui, apykale, kaklaraištį, diržą ar juosmenį.

3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody

Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Jei asmuo nekvėpuoja, jei kvėpuoja netolygiai ar kvėpavimas sustoja, darykite dirbtinį kvėpavimą arba apmokytas personalas turi užtikrinti dirbtinį kvėpavimą deguonimi.

Suteikiančiam pagalbą asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį kvėpavimą burna. Kreipkitės medicinos pagalbos, jei sveikatos sutrikimai nepraeina ar yra sunkūs. Jei apnuodytasis prarado sąmonę, paguldykite jį ir nedelsdami kreipkitės medikų pagalbos. Užtikrinkite atvirą kelią orui patekti. Atpalaiduokite ankštas aprangos detales, pavyzdžiui, apykale, kaklaraištį, diržą ar juosmenį. Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas.

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

Susilietimas su oda	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Prieš nusivilkdami užterštus rūbus, kruopščiai juos nuplaukite vandeniu arba mūvėkite pirštines. Plaukite ne mažiau, kaip 10 minučių. Kreipkitės medicininės pagalbos. Atsiradus nusiskundimams ar simptomams venkite tolesnio poveikio. Prieš naudodami pakartotinai, išskalbkite drabužius. Kruopščiai nuvalykite batus prieš apsiaudami pakartotinai.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Prieš nusivilkdami užterštus rūbus, kruopščiai juos nuplaukite vandeniu arba mūvėkite pirštines. Plaukite ne mažiau, kaip 10 minučių. Kreipkitės medicininės pagalbos. Atsiradus nusiskundimams ar simptomams venkite tolesnio poveikio. Prieš naudodami pakartotinai, išskalbkite drabužius. Kruopščiai nuvalykite batus prieš apsiaudami pakartotinai.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Prieš nusivilkdami užterštus rūbus, kruopščiai juos nuplaukite vandeniu arba mūvėkite pirštines. Plaukite ne mažiau, kaip 10 minučių. Kreipkitės medicininės pagalbos. Atsiradus nusiskundimams ar simptomams venkite tolesnio poveikio. Prieš naudodami pakartotinai, išskalbkite drabužius. Kruopščiai nuvalykite batus prieš apsiaudami pakartotinai.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Plauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Prieš nusivilkdami užterštus rūbus, kruopščiai juos nuplaukite vandeniu arba mūvėkite pirštines. Plaukite ne mažiau, kaip 10 minučių. Kreipkitės medicininės pagalbos. Atsiradus nusiskundimams ar simptomams venkite tolesnio poveikio. Prieš naudodami pakartotinai, išskalbkite drabužius. Kruopščiai nuvalykite batus prieš apsiaudami pakartotinai.
Nurijimas	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Išskalaukite burną vandeniu. Jei yra, išimkite dantų protezus. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nustokite girdyti, jei žmogų pykina, nes vėmimas gali būti pavojingas. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Kilus vėmimui galvą reikia laikyti taip, kad išvėmtos masės nepatektų į plaučius. Kreipkitės medicinos pagalbos, jei sveikatos sutrikimai nepraeina ar yra sunkūs. Niekada nieko neduokite į burną

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2

netekusiam sąmonės asmeniui. Jei apnuodytasis prarado sąmonę, paguldykite jį ir nedelsdami kreipkitės medikų pagalbos. Užtikrinkite atvirą kelią orui patekti. Atpalaiduokite ankštas aprangos detales, pavyzdžiui, apykale, kaklaraištį, diržą ar juosmenį. Išskalaukite burną vandeniu. Jei yra, išimkite dantų protezus. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nustokite girdyti, jei žmogų pykina, nes vėmimas gali būti pavojingas. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Kilus vėmimui galvą reikia laikyti taip, kad išvemtų masės nepatektų į plaučius. Kreipkitės medicinos pagalbos, jei sveikatos sutrikimai nepraeina ar yra sunkūs. Niekada nieko neduokite į burną netekusiam sąmonės asmeniui. Jei apnuodytasis prarado sąmonę, paguldykite jį ir nedelsdami kreipkitės medikų pagalbos. Užtikrinkite atvirą kelią orui patekti. Atpalaiduokite ankštas aprangos detales, pavyzdžiui, apykale, kaklaraištį, diržą ar juosmenį. Išskalaukite burną vandeniu. Jei yra, išimkite dantų protezus. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nustokite girdyti, jei žmogų pykina, nes vėmimas gali būti pavojingas. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Kilus vėmimui galvą reikia laikyti taip, kad išvemtų masės nepatektų į plaučius. Kreipkitės medicinos pagalbos, jei sveikatos sutrikimai nepraeina ar yra sunkūs. Niekada nieko neduokite į burną netekusiam sąmonės asmeniui. Jei apnuodytasis prarado sąmonę, paguldykite jį ir nedelsdami kreipkitės medikų pagalbos. Užtikrinkite atvirą kelią orui patekti. Atpalaiduokite ankštas aprangos detales, pavyzdžiui, apykale, kaklaraištį, diržą ar juosmenį. Išskalaukite burną vandeniu. Jei yra, išimkite dantų protezus. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nustokite girdyti, jei žmogų pykina, nes vėmimas gali būti pavojingas. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Kilus vėmimui galvą reikia laikyti taip, kad išvemtų masės nepatektų į plaučius. Kreipkitės medicinos pagalbos, jei sveikatos sutrikimai nepraeina ar yra sunkūs. Niekada nieko neduokite į burną netekusiam sąmonės asmeniui. Jei apnuodytasis prarado sąmonę, paguldykite jį ir nedelsdami kreipkitės

3gAllergy Specific IgE Adjustors

3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

Pirmąją pagalbą teikiančių asmenų apsaugos priemonės

3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2

3gAllergy Specific IgE Adjustors

3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody

medikų pagalbos. Užtikrinkite atvirą kelią orui patekti. Atpalaiduokite ankštas aprangos detales, pavyzdžiui, apykale, kaklaraištį, diržą ar juosmenį.

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Suteikiančiam pagalbą asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį kvėpavimą burna. Prieš nusivilkdami užterštus rūbus, kruopščiai juos nuplaukite vandeniu arba mūvėkite pirštines.

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Suteikiančiam pagalbą asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį kvėpavimą burna. Prieš nusivilkdami užterštus rūbus, kruopščiai juos nuplaukite vandeniu arba mūvėkite pirštines.

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Suteikiančiam pagalbą asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį kvėpavimą burna. Prieš nusivilkdami užterštus rūbus, kruopščiai juos nuplaukite vandeniu arba mūvėkite pirštines.

Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Suteikiančiam pagalbą asmeniui gali būti pavojinga daryti dirbtinį kvėpavimą burna. Prieš nusivilkdami užterštus rūbus, kruopščiai juos nuplaukite vandeniu arba mūvėkite pirštines.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)**Viršytos ekspozicijos požymiai/simptomai**

Patekimas į akis	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
Įkvėpus	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
Susilietimas su oda	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie: dirginimas paraudimas Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie: dirginimas paraudimas Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie: dirginimas paraudimas

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

Nurijimas	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Jokių specialių duomenų nėra.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Jokių specialių duomenų nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Jokių specialių duomenų nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Jokių specialių duomenų nėra.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Pastabos gydytojui	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Iškvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Iškvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas.
Ypatingos procedūros	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Specifinio gydymo nėra.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Specifinio gydymo nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Specifinio gydymo nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Specifinio gydymo nėra.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės**5.1 Gesinimo priemonės**

Tinkamos gesinimo priemonės	: Gesinkite gaisrą medžiaga, tinkama supančiai ugniai.
Netinkamos gesinimo priemonės	: Nežinoma.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Medžiagos ar mišinio keliami pavojai	: Ugnyje ar įkaitinus padidėja slėgimas, ir kontaineris gali sprogti.
Pavojingi užsiliepsnojančios produktai	: Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos: anglies dioksidas anglies monoksidas azoto oksidai sieros oksidai

5.3 Patarimai gaisrininkams

Specialūs apsauginiai veiksmai ugniagesiams	: Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus žmones iš incidento vietos. Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.
Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams	: Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančia teigiamą slėgį. Europos standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai (įskaitant šalmus, apsauginius batus ir pirštines) užtikrins bazinį apsaugos lygį cheminių medžiagų avarijose.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės**6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**

- Neteikiantiems pagalbos darbuotojams** : Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Evakuokite žmones iš gretimų plotų. Neleiskite įeiti pašaliniam ir apsaugos priemonių nenaudojančiam personalui. Nelieskite ir nevaikščiokite po pralietą medžiagą. Stenkitės neįkvėpti garų ar rūko. Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją. Kai ventiliacija nepakankama, naudokitės tinkamu respiratoriumi. Naudokite tinkamas asmenines apsaugines priemones.
- Pagalbos teikėjams** : Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai, atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir netinkamas medžiagas. Taip pat žiūrėkite informaciją, pateiktą skyrelyje „Neteikiantiems pagalbos darbuotojams“.

- 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės** : Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. Jei aplinka (kanalizacija, vandentakiai, dirva arba oras) buvo užteršta šiuo produktu, praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

- Nedidelis išsiliejimas** : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Jei tirpus vandenyje, praskieskite vandeniu ir nušluostykite. Pasirinktinai, jei tirpi vandenyje, absorbuokite sausa inertiška medžiaga ir patalpinkite į tinkamą atliekų šalinimo talpą. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.
- Didelis išsiliejimas** : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Prie išpiltos medžiagos priartėkite pavėjui. Neleiskite patekti į nutekamuosius vamzdžius, vandentakius, rūsius ar uždaras patalpas. Nuplaukite išsiliejusią medžiagą į uždara nuotekų valymo sistemą arba elkitės kaip toliau nurodyta. Sustabdykite ir surinkite išsiliejusią medžiagą nedegiomis sugeriančiomis medžiagomis, pvz., smėliu, žeme, vermikulitu, diatomitine žeme ir supilkite į konteinerį, kad ji vėliau, laikantis vietos taisyklių, būtų sunaikinta. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Užteršta absorbuojanti medžiaga gali sukelti tokį pat pavojų, kaip ir išsiliejęs produktas.

- 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius** : Avarinės pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje. Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 skirsnyje. Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas**7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**

- Apsaugos priemonės** : Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius). Asmenys, kurie anksčiau sirgo odos alerginėmis ligomis, negali būti įdarbinti jokiose darbo vietose, kuriose naudojamas šis produktas. Sekite, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių. Nenuryti. Stenkitės neįkvėpti garų ar rūko. Laikykite originaliame inde ar kitame tam tikslui pripažintame tinkamu inde, pagamintame iš suderinamos medžiagos; jei nenaudojate, indą sandariai uždarykite. Tuščios pakuotės yra pavojingos dėl jose esančių produkto likučių. Nenaudokite pakuotės pakartotinai.
- Patarimas dėl bendros darbo higienos** : Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama ši medžiaga turi būti draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš valgydami, gerdami ir rūkydami darbuotojai privalo plauti rankas. Prieš įeidami į valgymui skirtas zonas, nusivilkite užterštus drabužius ir nusiimkite apsaugines priemones. Taip pat susipažinkite su 8 skirsnyje pateikta papildoma informacija apie higienos priemones.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti, vadovaujantis vietos taisyklėmis. Laikykite originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo nesuderinamų medžiagų (žiūr. 10 dalį) bei maisto ir gėrimų. Iki naudojant konteinerius laikykite sandariai uždarytus ir užplombuotus. Konteinerius, kurie buvo atidaryti, reikia hermetiškai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad iš jų neišsiliėtų medžiaga. Nelaikykite pakuotėse be etikečių. Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti. Prieš tvarkydami ar naudodami paskaitykite 10 skyrių, kur nurodytos nesuderinamos medžiagos.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas**Rekomendacijos** : Nėra.**Pramonės sektoriui būdingi sprendimai** : Nėra.**8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga**

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Informacija pateikiama remiantis tipinėmis numatomomis produkto naudojimo sritimis. Tvarkant palaidą medžiagą ar naudojant kitaip, dėl ko gali gerokai padidėti poveikis darbuotojams, pačiai medžiagai ar aplinkai, gali prireikti papildomų priemonių.

8.1 Kontrolės parametrai**Poveikio darbo vietoje ribos**

Ribinė poveikio vertė nežinoma.

Rekomenduojamos monitoringo (stebėsenos) procedūros : Jei šio produkto sudėtyje yra medžiagų, kurių poveikis turi būti ribojamas, gali reikėti atlikti personalo, darbo vietos oro ar biologinį monitoringą, siekiant nustatyti ventiliacijos ar kitų kontrolės priemonių efektyvumą ir/arba kvėpavimo apsaugos įrangos priemonių reikalingumą. Turi būti pateikta nuoroda į tokius stebėjimo standartus: Europos Standartas EN 689 (Darbo vietos oras. Įkvepiamų chemikalų poveikio, lyginant su ribinėmis vertėmis, vertinimo rekomendacijos ir matavimo strategija) Europos Standartas EN 14042 (Darbo vietos oras. Cheminių ir biologinių veiksmų poveikio vertinimo metodikų taikymo ir naudojimo rekomendacijos) Europos Standartas EN 482 (Darbo vietos oras. Bendrieji cheminių medžiagų matavimo procedūrų atlikimo reikalavimai) Taip pat bus reikalaujama pateikti nuorodą į nacionalinius rekomendacinius dokumentus apie pavojingų medžiagų nustatymo metodus.

DNEL/DMEL

Produkto/ingrediento pavadinimas	Tipas	Poveikis	Vertė	Populiacija	Poveikis
3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 2-methyl-2H-isothiazol-3-one	DNEL	Ilgalaikis Įkvėpus	0.021 mg/m ³	Bendroji populiacija	Vietinis
	DNEL	Ilgalaikis Įkvėpus	0.021 mg/m ³	Darbininkai	Vietinis
	DNEL	Ilgalaikis Prarijus	0.027 mg/kg bw/parą	Bendroji populiacija	Sisteminis
	DNEL	Trumpalaikis Įkvėpus	0.043 mg/m ³	Bendroji populiacija	Vietinis
	DNEL	Trumpalaikis Įkvėpus	0.043 mg/m ³	Darbininkai	Vietinis
	DNEL	Trumpalaikis Prarijus	0.053 mg/kg bw/parą	Bendroji populiacija	Sisteminis
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 2-methyl-2H-isothiazol-3-one	DNEL	Ilgalaikis Įkvėpus	0.021 mg/m ³	Bendroji populiacija	Vietinis
	DNEL	Ilgalaikis Įkvėpus	0.021 mg/m ³	Darbininkai	Vietinis
	DNEL	Ilgalaikis Prarijus	0.027 mg/kg bw/parą	Bendroji populiacija	Sisteminis
	DNEL	Trumpalaikis Įkvėpus	0.043 mg/m ³	Bendroji populiacija	Vietinis
	DNEL	Trumpalaikis Įkvėpus	0.043 mg/m ³	Darbininkai	Vietinis
	DNEL	Trumpalaikis Prarijus	0.053 mg/kg bw/parą	Bendroji populiacija	Sisteminis
3gAllergy Specific IgE Adjustors 2-methyl-2H-isothiazol-3-one	DNEL	Ilgalaikis Įkvėpus	0.021 mg/m ³	Bendroji populiacija	Vietinis
	DNEL	Ilgalaikis Įkvėpus	0.021 mg/m ³	Darbininkai	Vietinis
	DNEL	Ilgalaikis Prarijus	0.027 mg/kg bw/parą	Bendroji populiacija	Sisteminis

Išleidimo data/Peržiūrėjimo data

: 12/2/2022

Ankstesnio leidimo data

: Ankstesnio patvirtinimo nėra

Versija : 1

12/30

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate 2-methyl-2H-isothiazol-3-one	DNEL	Trumpalaikis Įkvėpus	kg bw/parą 0.043 mg/m ³	populiacija Bendroji populiacija	Vietinis
	DNEL	Trumpalaikis Įkvėpus	0.043 mg/m ³	Darbininkai	Vietinis
	DNEL	Trumpalaikis Prarijus	0.053 mg/kg bw/parą	Bendroji populiacija	Sisteminis
	DNEL	Ilgalaikis Įkvėpus	0.6 mg/m ³	Bendroji populiacija	Vietinis
	DNEL	Trumpalaikis Įkvėpus	1.2 mg/m ³	Bendroji populiacija	Vietinis
	DNEL	Ilgalaikis Įkvėpus	1.5 mg/m ³	Darbininkai	Vietinis
	DNEL	Ilgalaikis Įkvėpus	1.5 mg/m ³	Darbininkai	Sisteminis
	DNEL	Trumpalaikis Įkvėpus	3 mg/m ³	Darbininkai	Vietinis
	DNEL	Trumpalaikis Įkvėpus	3 mg/m ³	Darbininkai	Sisteminis
	DNEL	Ilgalaikis Prarijus	25 mg/kg bw/parą	Bendroji populiacija	Sisteminis
	DNEL	Ilgalaikis Įkvėpus	0.021 mg/m ³	Bendroji populiacija	Vietinis
	DNEL	Ilgalaikis Įkvėpus	0.021 mg/m ³	Darbininkai	Vietinis
	DNEL	Ilgalaikis Prarijus	0.027 mg/kg bw/parą	Bendroji populiacija	Sisteminis
	DNEL	Trumpalaikis Įkvėpus	0.043 mg/m ³	Bendroji populiacija	Vietinis
	DNEL	Trumpalaikis Įkvėpus	0.043 mg/m ³	Darbininkai	Vietinis
	DNEL	Trumpalaikis Prarijus	0.053 mg/kg bw/parą	Bendroji populiacija	Sisteminis

PNEC

PNEC nenustatytos.

8.2 Poveikio kontrolė**Atitinkamos techninio valdymo priemonės**

: Geros bendrosios ventiliacijos turėtų pakakti kontroliuoti ore esančių teršalų poveikį darbuotojams.

Individualios apsaugos priemonės**Higienos priemonės**

: Pavartoję cheminius gaminius, prieš valgydami, rūkydami, naudodamiesi tualetu bei darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidą. Potencialiai užterštus drabužius reikia nusivilkti tam tikru būdu. Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos. Prieš naudodami išskalbkite suterštus drabužius. Užtikrinkite, kad šalia darbo vietos būtų įrengti akių plovimo įrenginiai ir saugos dušai.

Akių ir (arba) veido apsauga

: Privaloma naudoti patvirtintą standartą atitinkančias akių apsaugos priemones, jei rizikos įvertinimas parodė kad tai yra būtina siekiant išvengti skysčio pūslų, miglos, dujų ar dulkių poveikio. Jei galimas kontaktas, turi būti naudojama toliau nurodyta apsauga, išskyrus tuos atvejus, kai įvertinimo rezultatai nurodo aukštesnį apsaugos lygį: apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais.

Odos apsauga**Rankų apsauga**

: Jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra reikalinga, dirbant su cheminiais produktais, visuomet būtina dėvėti atsparias chemikalams, nepralaidžias pirštines, atitinkančias aprobuotų standartų reikalavimams. Vadovaudamiesi pirštinių gamintojo nurodytais parametrais, mūvėdami jas patikrinkite, ar pirštinės vis dar pasižymi apsauginėmis savybėmis. Reikia pažymėti, kad pirštinių medžiagos nepralaidumo terminas gali skirtis, priklausomai nuo skirtingų pirštinių gamintojų. Tais atvejais, kai naudojamos keletas medžiagų, pirštinių užtikrinamo saugos laiko negalima tiksliai apskaičiuoti.

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

- Kūno apsauga** : Prieš pradėdant dirbti su šiuo produktu, asmens apsaugos įranga kūnui turi būti parinkta, priklausomai nuo planuojamos vykdyti užduoties ir su ja susijusios rizikos, bei gautas specialisto pritarimas.
- Kita odos apsauga** : Atsižvelgiant į atliekamą užduotį ir susijusius pavojus prieš pradėdant darbą su šiuo gaminiu reikia pasirinkti ir specialistas turi patvirtinti tinkamą avalinę ir papildomas odos apsaugos priemones.
- Kvėpavimo organų apsauga** : Atsižvelgdami į pavojų ir sprogimo galimybę, pasirinkite respiratorių, kuris atitinka reikiamą standartą ar sertifikatą. Respiratoriai turi būti naudojami pagal kvėpavimo apsaugos programą, kad būtų užtikrintas tinkamas užsidėjimas, mokymas ir kiti svarbūs naudojimo aspektai.
- Poveikio aplinkai kontrolė** : Reikia tikrinti emisijas iš ventiliacijos arba darbo proceso įrangos, kad būtų užtikrintas jų atitikimas aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki priimtino lygio, gali tekti įrengti garų plautuvus, filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Visos savybės išmatuotos standartinės temperatūros ir slėgio sąlygomis, jei nenurodyta kitaip.

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes**Išvaizda**

Fizikinė būseną	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Skystis. 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 Skystis. & 2
	3gAllergy Specific IgE Adjustors Skystis. 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Skystis.
Spalva	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Bespalvis. 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 Bespalvis. & 2
	3gAllergy Specific IgE Adjustors Bespalvis. 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Bespalvis.
Kvapą	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Odorless. 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 Odorless. & 2
	3gAllergy Specific IgE Adjustors Odorless. 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Odorless.
Kvapo atsiradimo slenkstis	: Neaktuali ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.
Lydimosi/užšalimo temperatūra	: Neaktuali ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.
Minkštėjimo temperatūra	: Neaktuali ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.
Sublimacijos temperatūra	: Neaktuali ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Nėra. 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 Nėra. & 2
	3gAllergy Specific IgE Adjustors Nėra. 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Nėra.
Degumas	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Neaktuali ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 Neaktuali ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. & 2
	3gAllergy Specific IgE Adjustors Neaktuali ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Neaktuali ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.
Viršutinė ir apatinė sprogo ribos	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Nėra. 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 Nėra. & 2
	3gAllergy Specific IgE Adjustors Nėra. 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Nėra.

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Pliūpsnio temperatūra : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge [Gaminys nepalaiko degimo.]
 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 [Gaminys nepalaiko degimo.]
 & 2
 3gAllergy Specific IgE Adjustors [Gaminys nepalaiko degimo.]
 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody [Gaminys nepalaiko degimo.]

Savaiminio užsidegimo temperatūra : Neaktuali ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.

Ingrediento pavadinimas	°C	°F	Metodas
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2			
natrio azidas	309	588.2	EU A.16
3gAllergy Specific IgE Adjustors			
natrio azidas	309	588.2	EU A.16

Skilimo temperatūra : Neaktuali ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.

pH : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 7.95 to 8.05
 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 7
 & 2
 3gAllergy Specific IgE Adjustors 7
 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody 7.35 to 7.45

Klampa : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Nėra.
 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 Nėra.
 & 2
 3gAllergy Specific IgE Adjustors Nėra.
 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Nėra.

Tirpumas vandenyje : Neaktuali ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.

Maišosi su vandeniu : Neaktuali ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.

Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo : Neaktuali ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.

Garų slėgis :

Ingrediento pavadinimas	Garų slėgis esant 20 °C			Garų slėgis esant 50 °C		
	mmHg	kPa	Metodas	mmHg	kPa	Metodas
3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge						
water	23.8	3.2				
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2						
natrio azidas	0.0075	0.001				
3gAllergy Specific IgE Adjustors						
natrio azidas	0.0075	0.001				
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody						
water	23.8	3.2				

Garavimo greitis : Neaktuali ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.

Santykinis tankis : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 1
 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 1
 & 2
 3gAllergy Specific IgE Adjustors 1
 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody 1

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Tankis	:	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra.
		3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nėra.
		3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra.
		3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra.
Garų tankis	:	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra.
		3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nėra.
		3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra.
		3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra.
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės	:	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra.
		3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nėra.
		3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra.
		3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra.
Oksidacinės savybės	:	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra.
		3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nėra.
		3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra.
		3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra.

Dalelių charakteristikos

Vidutinis dalelių dydis : Netaikoma.

9.2 Kita informacija

Degimo temperatūra	:	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra.
		3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nėra.
		3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra.
		3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra.
Degimo laikas	:	Neaktuali ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.	
Pagrindinė degimo sparta	:	Neaktuali ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.	
Degimo greitis	:	Neaktuali ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.	
SADT	:	Neaktuali ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.	
SGPT	:	Neaktuali ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.	
Reakcijos šiluma	:	Neaktuali ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.	
Degimo šiluma	:	Neaktuali ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.	
Tekėjimo trukmė (ISO 2431)	:	Neaktuali ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.	
Molekulinis svoris	:	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Netaikoma.
		3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Netaikoma.
		3gAllergy Specific IgE Adjustors	Netaikoma.
		3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Netaikoma.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

10.1 Reakingumas	:	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
		3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
		3gAllergy Specific IgE Adjustors	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
		3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.2 Cheminis stabilumas	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Produktas yra stabilus. Produktas yra stabilus. Produktas yra stabilus. Produktas yra stabilus.
10.3 Pavojingų reakcijų galimybė	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta. Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta. Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta. Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
10.4 Vengtinios sąlygos	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
10.5 Nesuderinamos medžiagos	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
10.6 Pavojingi skilimo produktai	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti. Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti. Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti. Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**11.1 Informacija apie toksinį poveikį****Ūmus toksiškumas**

Išvada/santrauka	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
-------------------------	---	----------------------------------

Ūmaus toksiškumo įvertinimas

Produkto/ingrediento pavadinimas	Prarijus (mg/kg)	Susilietus su oda (mg/kg)	Įkvėpimas (dujos) (d/ mln)	Įkvėpimas (garai) (mg/l)	Įkvėpimas (dulkės ir aerosoliai) (mg/l)
3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 2-methyl-2H-isothiazol-3-one	100	300	N/A	0.5	N/A
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 2-methyl-2H-isothiazol-3-one	100	300	N/A	0.5	N/A
3gAllergy Specific IgE Adjustors 2-methyl-2H-isothiazol-3-one	100	300	N/A	0.5	N/A

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija**3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody**

3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody

disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate

2-methyl-2H-isothiazol-3-one

33557

500

100

N/A

N/A

300

N/A

N/A

N/A

738.3

11

0.5

N/A

N/A

N/A

Sudirginimas/ėsdinimas

Produkto/ingrediento pavadinimas	Rezultatas	Rūšys	Rezultatas	Poveikis	Stebėjimas
3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge aminocaproic acid	Akys - Nestipriai dirgina	Triušis	-	24 valandos 500 mg	-
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody aminocaproic acid	Akys - Nestipriai dirgina	Triušis	-	24 valandos 500 mg	-

Išvada/santrauka**Oda**: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Nėra.
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 Nėra.3gAllergy Specific IgE Adjustors Nėra.
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Nėra.**Akys**: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Nėra.
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 Nėra.3gAllergy Specific IgE Adjustors Nėra.
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Nėra.**Kvėpavimo**: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Nėra.
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 Nėra.3gAllergy Specific IgE Adjustors Nėra.
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Nėra.**Jautrinimas****Išvada/santrauka****Oda**: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Nėra.
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 Nėra.3gAllergy Specific IgE Adjustors Nėra.
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Nėra.**Kvėpavimo**: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Nėra.
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 Nėra.3gAllergy Specific IgE Adjustors Nėra.
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Nėra.**Mutageniškumas****Išvada/santrauka**: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Nėra.
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 Nėra.3gAllergy Specific IgE Adjustors Nėra.
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Nėra.**Kancerogeniškumas****Išvada/santrauka**: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Nėra.
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 Nėra.3gAllergy Specific IgE Adjustors Nėra.
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Nėra.**Toksiškumas reprodukcijai**

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Išvada/santrauka : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Nėra.
 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & Nėra.
 2
 3gAllergy Specific IgE Adjustors Nėra.
 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Nėra.

Teratogeniškumas

Išvada/santrauka : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Nėra.
 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & Nėra.
 2
 3gAllergy Specific IgE Adjustors Nėra.
 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Nėra.

STOT (vienkartinis poveikis)

Nėra.

STOT (kartotinis poveikis)

Produkto/ingrediento pavadinimas	Kategorija	Poveikio būdas	Pažeidžiami organai
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody disodium dihydrogen ethylenediaminetetraacetate	2 kategorija	įkvėpimas	kvėpavimo takai

Aspiracijos pavojus

Nėra.

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Nėra.
 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & Nėra.
 2
 3gAllergy Specific IgE Adjustors Nėra.
 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Nėra.

Galimas ūmus poveikis sveikatai

Patekimas į akis : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 2
 3gAllergy Specific IgE Adjustors Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Įkvėpus : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 2
 3gAllergy Specific IgE Adjustors Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Susilietimas su oda : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Gali sukelti alerginę odos reakciją.
 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & Gali sukelti alerginę odos reakciją.
 2
 3gAllergy Specific IgE Adjustors Gali sukelti alerginę odos reakciją.
 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Nurijimas : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 2
 3gAllergy Specific IgE Adjustors Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Patekimas į akis	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Jokių specialių duomenų nėra.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Jokių specialių duomenų nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Jokių specialių duomenų nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Jokių specialių duomenų nėra.
Įkvėpus	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Jokių specialių duomenų nėra.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Jokių specialių duomenų nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Jokių specialių duomenų nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Jokių specialių duomenų nėra.
Susilietimas su oda	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie: dirginimas
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	paraudimas
		Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie: dirginimas
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	paraudimas
		Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie: dirginimas
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	paraudimas
		Poveikio sukelti simptomai gali būti tokie: dirginimas
		paraudimas
Nurijimas	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Jokių specialių duomenų nėra.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Jokių specialių duomenų nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Jokių specialių duomenų nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Jokių specialių duomenų nėra.

Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu)**Trumpalaikis poveikis**

Galimi tiesioginiai padariniai	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra.
Galimi uždelsti padariniai	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra.

Ilgalaikis poveikis

Galimi tiesioginiai padariniai	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra.
Galimi uždelsti padariniai	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra.

Galimas lėtinis poveikis sveikatai

Nėra.

Išvada/santrauka	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra.

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Bendrybės	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Po sensibilizacijos dėl pakartotinio labai žemo lygio poveikio gali išsivystyti smarki alerginė reakcija.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Po sensibilizacijos dėl pakartotinio labai žemo lygio poveikio gali išsivystyti smarki alerginė reakcija.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Po sensibilizacijos dėl pakartotinio labai žemo lygio poveikio gali išsivystyti smarki alerginė reakcija.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Po sensibilizacijos dėl pakartotinio labai žemo lygio poveikio gali išsivystyti smarki alerginė reakcija.
Kancerogeniškumas	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Mutageniškumas	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Toksiškumas reprodukcijai	: Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.	
Sąveikos poveikis	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra.
<u>Toksikokinetika</u>		
Absorbicija	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra.
Pasiskirstymas	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra.
Metabolizmas	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra.
Pašalinimas	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra.

11.2 Informacija apie kitus pavojus**11.2.1 Endokrininės sistemos ardamosios savybės**

Nėra.

11.2.2 Kita informacija

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra.
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nėra.
3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra.
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**12.1 Toksiškumas**

Produkto/ingrediento pavadinimas	Rezultatas	Rūšys	Poveikis
3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 2-methyl-2H-isothiazol-3-one	Ūmus EC50 0.18 d/mln Šviežias vanduo Ūmus LC50 0.07 d/mln Šviežias vanduo	Dafnija - Daphnia magna Žuvis - Oncorhynchus mykiss	48 valandos 96 valandos
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 2-methyl-2H-isothiazol-3-one	Ūmus EC50 0.18 d/mln Šviežias vanduo Ūmus LC50 0.07 d/mln Šviežias vanduo	Dafnija - Daphnia magna Žuvis - Oncorhynchus mykiss	48 valandos 96 valandos
3gAllergy Specific IgE Adjustors 2-methyl-2H-isothiazol-3-one	Ūmus EC50 0.18 d/mln Šviežias vanduo Ūmus LC50 0.07 d/mln Šviežias vanduo	Dafnija - Daphnia magna Žuvis - Oncorhynchus mykiss	48 valandos 96 valandos
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody 2-methyl-2H-isothiazol-3-one	Ūmus EC50 0.18 d/mln Šviežias vanduo Ūmus LC50 0.07 d/mln Šviežias vanduo	Dafnija - Daphnia magna Žuvis - Oncorhynchus mykiss	48 valandos 96 valandos

Išvada/santrauka : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Nėra.
 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 Nėra.
 3gAllergy Specific IgE Adjustors Nėra.
 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Nėra.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Išvada/santrauka : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Nėra.
 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 Nėra.
 3gAllergy Specific IgE Adjustors Nėra.
 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Nėra.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Produkto/ingrediento pavadinimas	LogP _{ov}	BCF	Potencialus
3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge aminocaproic acid	-2.95	-	žemas
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody aminocaproic acid	-2.95	-	žemas

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija**12.4 Judumas dirvožemyje**

Grunto/Vandens pasiskirstymo koeficientas (K_{oc})	:	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra.
		3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nėra.
		3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra.
		3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra.
Judrumas	:	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra.
		3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nėra.
		3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra.
		3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Šiame mišinyje nėra medžiagų, kurios įvertintos kaip PBT arba vPvB.

12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Nėra.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas**13.1 Atliekų tvarkymo metodai****Gaminys**

Šalinimo metodai : Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Šio produkto, jo tirpalų ar kitų jo formų atliekų šalinimas turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos reikalavimus bei vietos valdžios nustatytas atliekų tvarkymo taisykles. Likučius ir perdirbimui netinkamus produktus šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Neapdorotų atliekų negalima šalinti su nuotekomis, išskyrus atvejus, kai jos visiškai atitinka visų valdžios institucijų keliamus reikalavimus.

Pavojingos atliekos : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Produkto klasifikacija gali atitikti pavojingoms atliekoms taikomus kriterijus.

3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 Produkto klasifikacija gali atitikti pavojingoms atliekoms taikomus kriterijus.

3gAllergy Specific IgE Adjustors Produkto klasifikacija gali atitikti pavojingoms atliekoms taikomus kriterijus.

3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Produkto klasifikacija gali atitikti pavojingoms atliekoms taikomus kriterijus.

Natrio azidas gali reaguoti su švininėmis arba varinėmis vandentiekio sistemos dalimis, sudarydamas labai sprogus metalų junginius.

Pakavimas

Šalinimo metodai : Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Pakuotės atliekos turėtų būti perdirbtos. Svarstyti apie deginimą ar išmetimą į sąvartyną galima tik tada, kai perdirbti yra neįmanoma.

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

Specialios saugumo priemonės : Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Su tuščiomis neišvalytomis ar neišskalautomis pakuotėmis reikia dirbti atsargiai. Tuščiose pakuotėse ar įdėkluose gali išlikti produkto likučių. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą**ADR/RID**

14.1 JT numeris	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nereguliuojama.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nereguliuojama.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nereguliuojama.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nereguliuojama.
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-
14.3 Gabenimo pavoje klasė (-s)	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-

14.4 Pakuotės grupė	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-
14.5 Pavojus aplinkai	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Ne.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Ne.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Ne.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Ne.
Papildoma informacija	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-

ADN

14.1 JT numeris	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nereguliuojama.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nereguliuojama.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nereguliuojama.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nereguliuojama.
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-
14.3 Gabenimo pavoje klasė (-s)	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-

14.4 Pakuotės grupė	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-
14.5 Pavojus aplinkai	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Ne.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Ne.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Ne.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Ne.

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Papildoma informacija	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-

IMDG

14.1 JT numeris	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Not regulated.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Not regulated.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Not regulated.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Not regulated.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-

14.4 Pakuotės grupė	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-

14.5 Pavojus aplinkai	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	No.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	No.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	No.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	No.

Papildoma informacija	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-

IATA

14.1 JT numeris	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Not regulated.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Not regulated.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Not regulated.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Not regulated.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-

14.4 Pakuotės grupė	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-

14.5 Pavojus aplinkai	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	No.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	No.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	No.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	No.

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

Papildoma informacija	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge

Transportavimas vartotojo teritorijoje:
visada transportuoti uždarytoje, stovinčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 **Transportavimas vartotojo teritorijoje:**
visada transportuoti uždarytoje, stovinčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

3gAllergy Specific IgE Adjustors **Transportavimas vartotojo teritorijoje:**
visada transportuoti uždarytoje, stovinčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody **Transportavimas vartotojo teritorijoje:**
visada transportuoti uždarytoje, stovinčioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas pagal IMO dokumentus Netaikoma.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

XIV Priedas - Autorizuojamų medžiagų sąrašas

XIV Priedas

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Netaikoma.
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 Netaikoma.
3gAllergy Specific IgE Adjustors Netaikoma.
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Netaikoma.

Kiti ES teisės aktai

Pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) - Oras : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge | sąrašą neįrašyta
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 | sąrašą neįrašyta
3gAllergy Specific IgE Adjustors | sąrašą neįrašyta
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody | sąrašą neįrašyta

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

Pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) - Vanduo : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge | sąrašą neįrašyta
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 | sąrašą neįrašyta
3gAllergy Specific IgE Adjustors | sąrašą neįrašyta
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody | sąrašą neįrašyta

Ozoną ardančios medžiagos (1005/2009/ES)

| sąrašą neįrašyta.

Sutikimas, apie kurį pranešama iš anksto (PIC) (649/2012/EU)

| sąrašą neįrašyta.

patvariųjų organinių teršalų

| sąrašą neįrašyta.

Aerolių balionėlis : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Netaikoma.
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 Netaikoma.
3gAllergy Specific IgE Adjustors Netaikoma.
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Netaikoma.

Seveso direktyva

3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso direktyvą.
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso direktyvą.
3gAllergy Specific IgE Adjustors Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso direktyvą.
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso direktyvą.

Nacionaliniai nuostatai**Tarptautinės taisyklės****Monrealio protokolai**

| sąrašą neįrašyta.

Stokholmo konvencija dėl patvariųjų organinių teršalų

| sąrašą neįrašyta.

Roterdamo Konvencija dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto (PIC)

| sąrašą neįrašyta.

UNECE Arhuso protokolai dėl patvariųjų organinių teršalų (POP) ir sunkiųjų metalų

| sąrašą neįrašyta.

15.2 Cheminės saugos vertinimas : Netaikoma.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pažymi informaciją, pasikeitusią nuo ankstesnio leidimo.

Sutrumpinimai ir akronimai : ATE = Apskaičiuotas ūmus toksiškumas
CLP = Reglamentas dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo Reglamentu (EB) ro. 1272/2008]
DMEL = Išvestinė minimalaus poveikio vertė
DNEL = Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojų
PBT = Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška
PNEC = Nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija
RRN = REACH registracijos numeris
vPvB = labai patvarių ir didelio biologinio kaupimosi

Pagrindiniai literatūros šaltiniai ir duomenų šaltiniai : Netaikoma.

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

16 SKIRSNIS. Kita informacija**Klasifikacijai nustatyt naudota procedūra pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]**

Klasifikacija	Pagrindimas
3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Skin Sens. 1, H317	Skaičiavimo metodas
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 Skin Sens. 1, H317	Skaičiavimo metodas
3gAllergy Specific IgE Adjustors Skin Sens. 1, H317	Skaičiavimo metodas
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Skin Sens. 1, H317	Skaičiavimo metodas

Pilnas sutrumpintų H teiginių tekstas

3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	
H301	Toksiška prarijus.
H311	Toksiška susilietus su oda.
H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H330	Mirtina įkvėpus.
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
EUH071	Ėsdina kvėpavimo takus.
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	
H301	Toksiška prarijus.
H311	Toksiška susilietus su oda.
H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H330	Mirtina įkvėpus.
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
EUH071	Ėsdina kvėpavimo takus.
3gAllergy Specific IgE Adjustors	
H301	Toksiška prarijus.
H311	Toksiška susilietus su oda.
H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H330	Mirtina įkvėpus.
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
EUH071	Ėsdina kvėpavimo takus.
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	
H301	Toksiška prarijus.
H302	Kenksminga prarijus.
H311	Toksiška susilietus su oda.
H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

16 SKIRSNIS. Kita informacija

H330	Mirtina įkvėpus.
H332	Kenksminga įkvėpus.
H373	Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
EUH071	Ėsdina kvėpavimo takus.

Pilnas klasifikacijų [CLP/GHS, Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo] tekstas**3gAllergy Specific
IgE Reagent Wedge**

Acute Tox. 2	ŪMUS TOKSIŠKUMAS - 2 kategorija
Acute Tox. 3	ŪMUS TOKSIŠKUMAS - 3 kategorija
Aquatic Acute 1	TRUMPALAIKIS (ŪMUS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 1 kategorija
Aquatic Chronic 1	ILGALAIKIS (LĖTINIS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 1 kategorija
Eye Irrit. 2	SMARKUS AKIŲ PAŽEIDIMAS IR AKIŲ SUDIRGINIMAS - 2 kategorija
Skin Corr. 1B	ODOS ĖSDINIMAS IR DIRGINIMAS - 1B kategorija
Skin Sens. 1	ODOS JAUTRINIMAS - 1 kategorija
Skin Sens. 1A	ODOS JAUTRINIMAS - 1A kategorija

**3gAllergy Specific
IgE (SPE) Controls****1 & 2**

Acute Tox. 2	ŪMUS TOKSIŠKUMAS - 2 kategorija
Acute Tox. 3	ŪMUS TOKSIŠKUMAS - 3 kategorija
Aquatic Acute 1	TRUMPALAIKIS (ŪMUS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 1 kategorija
Aquatic Chronic 1	ILGALAIKIS (LĖTINIS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 1 kategorija
Skin Corr. 1B	ODOS ĖSDINIMAS IR DIRGINIMAS - 1B kategorija
Skin Sens. 1	ODOS JAUTRINIMAS - 1 kategorija
Skin Sens. 1A	ODOS JAUTRINIMAS - 1A kategorija

**3gAllergy Specific
IgE Adjustors**

Acute Tox. 2	ŪMUS TOKSIŠKUMAS - 2 kategorija
Acute Tox. 3	ŪMUS TOKSIŠKUMAS - 3 kategorija
Aquatic Acute 1	TRUMPALAIKIS (ŪMUS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 1 kategorija
Aquatic Chronic 1	ILGALAIKIS (LĖTINIS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 1 kategorija
Skin Corr. 1B	ODOS ĖSDINIMAS IR DIRGINIMAS - 1B kategorija
Skin Sens. 1	ODOS JAUTRINIMAS - 1 kategorija
Skin Sens. 1A	ODOS JAUTRINIMAS - 1A kategorija

**3gAllergy Specific
IgE Adjustor
Antibody**

Acute Tox. 2	ŪMUS TOKSIŠKUMAS - 2 kategorija
Acute Tox. 3	ŪMUS TOKSIŠKUMAS - 3 kategorija
Acute Tox. 4	ŪMUS TOKSIŠKUMAS - 4 kategorija
Aquatic Acute 1	TRUMPALAIKIS (ŪMUS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 1 kategorija
Aquatic Chronic 1	ILGALAIKIS (LĖTINIS) PAVOJUS VANDENS APLINKAI - 1 kategorija
Eye Irrit. 2	SMARKUS AKIŲ PAŽEIDIMAS IR AKIŲ SUDIRGINIMAS - 2 kategorija
Skin Corr. 1B	ODOS ĖSDINIMAS IR DIRGINIMAS - 1B kategorija
Skin Sens. 1	ODOS JAUTRINIMAS - 1 kategorija
Skin Sens. 1A	ODOS JAUTRINIMAS - 1A kategorija
STOT RE 2	SPECIFINIS TOKSIŠKUMAS KONKREČIAM ORGANUI - KARTOTINIS POVEIKIS - 2 kategorija

Atspausdinimo data : 12/3/2022

Išleidimo data/ Peržiūrėjimo data : 12/2/2022

Ankstesnio leidimo data : Ankstesnio patvirtinimo nėra

Versija : 1

Pastaba skaitytojui

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Kiek mums yra žinoma, čia pateikta informacija yra tiksli. Tačiau nei aukščiau minimas tiekėjas, nei jo filialai nesiima jokios atsakomybės už čia pateiktos informacijos tikslumą ir pilnumą.

Galutinis bet kokios medžiagos tinkamumas paliekamas vartotojo atsakomybei. Visos medžiagos gali sukelti nežinomą pavojų, ir su jomis reikia elgtis atsargiai. Nors atitinkami pavojai čia yra aprašyti, mes negalime garantuoti, kad jie yra vieninteliai galimi.