

## Lengvas darbas su naująja Asahi Sion viela

ASAHI  
SION 栄冠



### Characteristics

Savybės


Sunkiai sulauzomas galiukas – nereikia keisti vielos antram ir trečiam susiaurėjimui platinti

Geresnis sukimo judesio perdavimas

Lankstus kateteris ir mikštas galiukas

### Composite Core

By creating the tip from multiple wire components,  
enhanced durability and torque transmission are possible.



Wire Forming Technology



Employs the ASAHI brand rope coil, which provides torqueability, flexibility, resiliency.

## Tip Durability

### Crush Test :

This test is an appearance test with a guide wire pushed into a simulated artery with a model lesion.


ASAHI SION possesses a durable tip suited for treating multiple lesions.



## Ordering Information

### Užsakymo informacija

#### Structure



Product	Catalog No.	Diameter	Usable Length	Spring Coil Length	Radiopaque Length	Tip Shape
ASAHI SION	AHW14R001S	0.36mm (0.014inch)	180cm	28cm	3cm	Straight
	AHW14R301S	0.36mm (0.014inch)	300cm	28cm	3cm	Straight

## Recommended Use

Rekomenduojamas panaudojimas

## Frontline Cases

Paprasti atvejai:

### **FRONTLINE CASES**

[ASAHI SION,](#)

[Route / PROWATER flex,](#)

[Rinato / PROWATER,Soft, Light,](#)

[Fielder, Fielder FC,](#)

[Fielder XT](#)

Vingiuotos kraujagyslės:

### **TORTUOUS ANATOMY**

[ASAHI SION,](#)

[Route / PROWATER flex,](#)

[Fielder, Fielder FC,](#)

[Fielder XT](#)

## Extra Support Cases

Kai reikalinga geresnė atrama:

[Grand Slam](#)

## Sub-Total Occlusion Cases

Beveik visiškos okliuzijos:

[ASAHI SION,](#)

[Fielder, Fielder FC,](#)

[Fielder XT](#)

**Chronic Occlusion Cases**

Visiškos lėtinės okliuzijos:

### **CONTROLLED DRILL**

**Grežimo technika:**

[ULTIMATE bros 3](#)

[Miracle 3 / MIRACLE bros 3](#)

[Miracle 4.5 / MIRACLE bros 4.5](#)

[Miracle 6 / MIRACLE bros 6](#)

[Miracle 12 / MIRACLE bros 12](#)

[Intermediate / MEDIUM](#)

### **PENETRATION TECHNIQUE**

**Dūrimo technika:**

[Conquest / CONFIANZA](#)

[Conquest Pro / CONFIANZA PRO](#)

[Conquest Pro 12 / CONFIANZA PRO 12](#)

[Miracle 12 / MIRACLE bros 12](#)

### **SLIDING TECHNIQUE**

**Slydimio technika:**

[Fielder](#), [Fielder FC](#), [Fielder XT](#)

**RETROGRADE APPROACH**


**Retrogradinis kelias:**

[Fielder](#), [Fielder FC](#), [Fielder XT](#)

## Frontline Cases


---

### Route / PROWATERflex AGH147000



- ● Galiukas..... 0.8 g
- ● Rentgenokontrastiško galiuko ilgis..... 3 cm
- ● SLIP COAT® dengimas virš spiralės
- ● PTFE dengimas virš kateterio


### Rinato / PROWATER AGH146000



- ● Galiukas..... 0.8 g
- ● Rentgenokontrastiško galiuko ilgis..... 3 cm
- ● SLIP COAT® dengimas virš spiralės


- PTFE dengimas virš kateterio

**Soft AG141000**



- Galiukas..... 0.7 g
- Rentgenokontrastiško galiuko ilgis..... 3 cm
- PTFE dengimas virš kateterio

**Light AG145000**



- Galiukas..... 0.5 g
- Rentgenokontrastiško galiuko ilgis..... 3 cm
- PTFE dengimas virš kateterio

***Frontline Cases, Tortuous Anatomy & Chronic Occlusion Cases***

---

### **Fielder AGP140000**



- ● Galiukas..... 1.0 g
- ● Rentgenokontrastiško galiuko ilgis..... 3 cm
- ● Polymer sleeve length ..... 22 cm
- ● SLIP COAT® dengimas virš spiralės
- ● PTFE dengimas virš kateterio

### **Fielder FC AGP140001**



- ● Galiukas..... 0.8 g
- ● Rentgenokontrastiško galiuko ilgis..... 3 cm
- ● Polymer sleeve length ..... 20 cm
- ● SLIP COAT® dengimas virš spiralės
- ● PTFE dengimas virš kateterio

### **Fielder XT AGP140002**



- ● Galiukas..... 0.8 g
- ● Rentgenokontrastiško galiuko ilgis..... 16 cm

- ● Polymer sleeve length ..... 16 cm
- ● Tip outer diameter ..... 0.23 mm (0.009 inch)
- ● SLIP COAT® dengimas virš spiralės
- ● PTFE dengimas virš kateterio

## ***Extra Support Cases***

---

### ***Grand Slam AG141002***



- ● Galiukas..... 0.7 g
- ● Rentgenokontrastiško galiuko ilgis..... 4 cm
- ● PTFE dengimas virš kateterio

## ***Other***

---

### ***Extension AG149001***



## Chronic Occlusion Cases

---

### Intermediate / MEDIUM AG142000



- ● Galiukas..... 3.0 g
- ● Rentgenokontrastiško galiuko ilgis..... 3 cm
- ● PTFE dengimas virš kateterio

### Miracle 3 / MIRACLEbros 3 AG14M050



- ● Galiukas..... 3.0 g
- ● Rentgenokontrastiško galiuko ilgis..... 11 cm
- ● PTFE dengimas virš kateterio

### Miracle 4.5 / MIRACLEbros 4.5 AG14M045



- ● Galiukas..... 4.5 g

- ● Rentgenokontrastiško galiuko ilgis..... 11 cm
- ● PTFE dengimas virš kateterio

**Miracle 6 / MIRACLEbros 6 AG14M060**




- ● Galiukas..... 6.0 g
- ● Rentgenokontrastiško galiuko ilgis..... 11 cm
- ● PTFE dengimas virš kateterio

**Miracle 12 / MIRACLEbros 12 AG14M070**



- ● Galiukas..... 12.0 g
- ● Rentgenokontrastiško galiuko ilgis..... 11 cm
- ● PTFE dengimas virš kateterio

**Conquest / CONFIANZA AG143090**



- ● Galiukas..... 9.0 g
- ● Rentgenokontrastiško galiuko ilgis..... 20 cm
- ● Tip outer diameter ..... 0.009 inch (0.23 mm)
- ● PTFE dengimas virš kateterio

**Conquest Pro / CONFIANZA PRO AGH143090**



- Galiukas..... 9.0 g
- Rentgenokontrastiško galiuko ilgis..... 20 cm
- Tip outer diameter ..... 0.23 mm (0.009 inch)
- SLIP COAT® dengimas virš spiralės
- PTFE dengimas virš kateterio

**Conquest Pro 12 / CONFIANZA PRO 12 AGH143091**



- Galiukas..... 12.0 g
- Rentgenokontrastiško galiuko ilgis..... 20 cm
- Tip outer diameter ..... 0.23 mm (0.009 inch)
- SLIP COAT® dengimas virš spiralės
- PTFE dengimas virš kateterio

**Ordering Information**

Product	Catalogue No.	Diameter (inch (mm))	Radiopaque Segment	Spring Coil Length (cm)	Length (cm)	Tip Shape
---------	---------------	-------------------------	--------------------	----------------------------	-------------	-----------

ASAHI SION	AHW14R001S	0.36(0.014)	180	28	3	Straight
	AHW14R301S	0.36(0.014)	300	28	3	Straight
Route / PROWATER flex	AGH147000	0.36 (0.014)	3	20	180	Straight
	AGH147300	0.36 (0.014)	3	20	300	Straight
	AGH147000J	0.36 (0.014)	3	20	180	J
Rinato	AGH146000	0.36 (0.014)	3	20	180	Straight
	AGH146300	0.36 (0.014)	3	20	300	Straight
	AGH146000J	0.36 (0.014)	3	20	180	J
	AGH146300J	0.36 (0.014)	3	20	300	J

Soft	AG141000	0.36 (0.014)	3	30	180	Straight
	AG141300	0.36 (0.014)	3	30	300	Straight
	AG141000J	0.36 (0.014)	3	30	180	J
Light	AG145000	0.36 (0.014)	3	20	180	Straight
	AG145300	0.36 (0.014)	3	20	300	Straight
	AG145000J	0.36 (0.014)	3	20	180	J
Fielder	AGP140000	0.36 (0.014)	3	12	180	Straight
	AGP140300	0.36 (0.014)	3	12	300	Straight
	AGP140000J	0.36 (0.014)	3	12	180	J


Fielder FC	AGP140001	0.36 (0.014)	3	11	180	Straight
	AGP140301	0.36 (0.014)	3	11	300	Straight
	AGP140001J	0.36 (0.014)	3	11	180	J
Fielder XT	AGP140002	0.014 / 0.009 (0.23 / 0.36)	16	16	190	Straight
	AGP140302	0.014 / 0.009 (0.23 / 0.36)	16	16	300	Straight
Intermediate / MEDIUM	AG142000	0.36 (0.014)	3	30	180	Straight
	AG142300	0.36 (0.014)	3	30	300	Straight
	AG142000J	0.36 (0.014)	3	30	180	J
ULTIMATEbros 3	AHW14S003S	0.36 (0.014)	180	11	11	Straight
	AHW14S303S	0.36 (0.014)	300	11	11	Straight
	AHW14S003J	0.36 (0.014)	180	11	11	J-Tip
	AHW14S303J	0.36 (0.014)	300	11	11	J-Tip
Miracle 3 / MIRACLE bros 3	AG14M050	0.36 (0.014)	11	11	180	Straight

Miracle 4.5 / MIRACLE bros 4.5	AG14M045	0.36 (0.014)	11	11	180	Straight
Miracle 6 / MIRACLE bros 6	AG14M070	0.36 (0.014)	11	11	180	Straight
Miracle 12 / MIRACLE bros 12	AG14M060	0.36 (0.014)	11	11	180	Straight
Conquest / CONFIANZA	AG143090	0.009 / 0.014 (0.23 / 0.36)	20	20	180	Straight
Conquest Pro / CONFIANZA PRO	AGH143090	0.009 / 0.014 (0.23 / 0.36)	20	20	180	Straight
Conquest Pro 12 / CONFIANZA PRO 12	AGH143091	0.009 / 0.014 (0.23 / 0.36)	20	20	180	Straight
Grand Slam	AG141002	0.36 (0.014)	4	4	180	Straight
	AG141302	0.36 (0.014)	4	4	300	Straight
	AG141002J	0.36 (0.014)	4	4	180	J

\*Extension

AG149001

0.36 (0.014)



165



ASAHI RG3	AHW10S302S	0.26 (0.010)	330	8	3	Straight
-----------	------------	--------------	-----	---	---	----------

Vertimo ir jo patvirtinimo data 2012 01 02.

