

Vaginal Speculum

Description:

It can be used for the checking and treatment of gynecology disease in hospitals or clinics. Before using it, user must read the usage manual, and then take the speculum, push the "duckbill" of speculum that is closed into the vaginal slowly. Open the "duckbill" of speculum according to demand, fix the nut of speculum, then it can be used for checking and treatment of gynecology disease. After all, loose the nut of speculum, and take "duckbill" of speculum out of the vaginal slowly.

Specification:

Made of polystyrene;
It is a transparent substance, non-toxic, medical grade
Size: Large/Middle/Small
Supplied sterile in individual polybag or Film+ Polybag or blister pack
sterilized by ethylene oxide gas

From of packing:

steriled in individual polybag or Film+ Polybag or blister pack; 100pcs/ carton;

Size of packing:

Export carton: 520x380x360mm

G. Weight.: 7kgs

N. Weight: 6kgs

Other Medical Products

NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD.
WEB: <http://www.greetmed.com> E-MAIL: info@greetmed.com




GT159-100 Disposable Vaginal Speculum with side screw



GT159-101 French type 1 Disposable Vaginal Speculum



GT159-102 Spanish type Disposable Vaginal Speculum



GT159-104 Australia type Disposable Vaginal Speculum




GT159-105 South Asian type Disposable Vaginal Speculum



GT159-103 Disposable Vaginal Speculum with middle screw



GT207-P22 Cervical Rambrush
Usage: Sampling Examination For Male And Female
Material: Stainless Steel Thread +PVC Handle+Nylon Tip, PVC



GT159-106 American type Disposable Vaginal Speculum

The type listed

[Handwritten signature]

Vaginaliniai plėtikliai

Aprašymas:

Gali būti naudojamas ginekologinių ligų diagnostikai ir gydymui ligoninėse ir klinikose. Prieš naudojant, naudotojas privalo perskaityti naudotojo instrukciją, tada reikia paimti skėtiklį, paspausti plėtiklio „ančiasnapį“, kurį reikia lėtai įterpti į makštį. Atidaryti plėtiklio „ančiasnapį“ tiek kiek reikia, užfiksuoti plėtiklio movą, tuomet jis gali būti naudojamas ginekologinių ligų diagnostikai ir gydymui. Po visko, atlaisvinkite plėtiklio movą, lėtai pašalinkite „ančiasnapį“ iš plėtiklio.

Specifikacija:

Pagamintas iš polisterino

Tai permatoma medžiaga, netoksiška, patvirtinka mediciniškai,

Dydis: Didelis/Vidutinis/Mažas

Pateikiamas sterilus individualiame polietiliniame maišelyje ar užklijuojamame polietiliniame maišelyje ar blisteriniame maišelyje

Sterilizuotas etileno oksido dujomis

Įpakavimo forma:

Sterilizuota, pakuota individualiame polietiliniame maišelyje ar užklijuojamame polietiliniame maišelyje ar blisteriniame maišelyje; 100 vienetų dėžutėje;

Pakuotės dydis:

Eksportavimo dėžė: 520 x 380 x 360 mm

Bruto svoris: 7 kg

Neto svoris: 6 kg

GT150-100 Vienkartinis Vaginalinis Plėtiklis su šoninė mova

Vadinas Tevras