




# NOTICE / SPECIFICATION SHEET

## Reagent Pack SFRI for ISE5000

### R04S004 - 800 Tests



SFRI SARL lieu dit Berganton 33127 Saint Jean d'Ilac  
TEL : + 33 556 688 050 FAX : +33 556 217 903 E-mail: [contact@sfri.com](mailto:contact@sfri.com)

**Fonction :**

pack de réactif pour la calibration des automates IS 5000.

Contient : Std A 650 ml

Std B 350 ml

poche vide pour déchet

**Méthode, sensibilité, reproductibilité et limites**

se rapporter au manuel utilisateur de l'instrument

**Composition :**

Tampon <0,1%

Sels organiques <3,0%

Conservateur <0,05%

Eau déminéralisée qsp

**Description :**

Solution incolore et inodore

**Conservation et stockage :**

24 mois après fabrication dans l'emballage original et en respectant les conditions de stockage

**Précautions d'utilisation :**

Eviter le contact avec la peau ou les yeux.

Garder le récipient fermé lorsqu'il n'est pas utilisé

**Soins de première urgence :**

- Rincer abondamment à l'eau en cas de contact avec la peau

- En cas d'ingestion : tenter de vomir et consulter un médecin

**Function :**

Reagents pack for calibration of IS 5000.

Content : Std A 650 ml

Std B 350 ml

empty bag for waste

**Method sensibility, reproductibility and limitations :**

Refer to operator's manual of the instrument

**Composition :**

Organic buffer < 0.1%

Inorganic salts < 3,0%

Preservative < 0.05%

Deionized water sq

**Description :**

Colorless and odorless solution

**Shelf life and storage :**

24 months from date of manufacture in original and unopened packaging and respecting the storage conditions

**Handling precautions :**

Avoid contact with skin or eyes

Keep the packaging closed when not in use

**Safety informations :**

- After contact with eyes, wash immediately with plenty of water

- If swallowed: vomit and seek medical advice