




DR. WEIGERT

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG
Mühlenhagen 85 • D-20539 Hamburg
Telefon: +49 (0) 40 / 7 89 60-0
Telefax: +49 (0) 40 / 7 89 60-120
E-Mail: info@drweigert.de • www.drweigert.de



neodisher® MediClean forte



< de > Zur maschinellen Reinigung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten
Flüssigkonzentrat - Nur für gewerbliche Anwendung!
EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

< et > Termostabiilsete ja termolabiilsete instrumentide masinpuhastuseks
Vedelkontsentraat - Ainult kutsealaseks kasutamiseks!
EUH210 - Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.



< lv > Termiski stabilu un termiski labilu instrumentu tīrīšanai mašīnās
Šķidrās koncentrāts - Paredzēts tikai profesionālai lietošanai!
EUH210 - Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

< lt > Mechanizuotam termostabilių ir termolabilių instrumentų plovimui
koncentruotas skystis - Skirtas naudoti tik specialistams!
EUH210 - Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

Dos.: 2 - 10 ml/l

V456733-0420-BA



www.drweigert.de



V010710-0913

LOT



Made in
Germany



For import addresses: www.drweigert.com

5 L e