

Brosiūros vertimas

MEDISOFT

159 dalis. EEG elektrodinė pasta, Ten 20

Pasta polisomnografinių tyrimų elektrodų tvirtinimui 114g (Polyoxyethylene 20 cetyl ether, water, glycerin, calcium karbonate, 1,2 propanediol, potasium chloride, gelwhite, sodium chloride, polyoxyethylene 20 sorbitol, methylparaben, propylparaben)

160 dalis. EEG abrazyvinė pasta Nuprep

Žele polisomnografinių tyrimų elektrodų tvirtinimui 114g (Aluminum Oxide, 1,2 propanedroli, sodium polyacrylate, methylparaben, propylparaben, FD&C Blue 1, FD&C Red 40, FD&C Yellow 5)

Vertimas tikras:

Vadybininkas

Donatas Gerulaitis

2017-01-07 d.

