

UAB „Interlux“
 (tiekėjo pavadinimas)

Uždaroji akcinė bendrovė, Aviečių g. 16, LT-08418 Vilnius, Tel. (8~5) 278 68 50, Faks. (8~5) 279 67 28, El.p. spirit@interlux.lt, [http:// www.interlux.lt](http://www.interlux.lt), Juridinių asmenų registras, 110608112, LT106081113
 (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms

**PASIŪLYMAS
 DĖL REAGENTŲ IR PAGALBINIŲ PRIEMONIŲ LDC PIRKIMO**

2017 m. gegužės 11 d. Nr. _____
 (Data)

Vilnius
 (Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai</i>)	UAB „Interlux“
Tiekėjo adresas (<i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai</i>)	Aviečių g. 16, LT-08418 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Vadybininkas Lukas Jankauskas
Telefono numeris	(8~5) 2786850
Fakso numeris	(8~5) 2796728
El. pašto adresas	pirkimai@interlux.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,
- 2) atviro konkurso pirkimo dokumentuose,
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus*:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas	Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekejus (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi)	Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojimų apimtis (ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas)

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai.

Mes siūlome šias prekes: pagal pridedamą lentelę (3 pirkimo dokumentų priedas).

Bendra orientacinė pasiūlymo kaina su PVM – 436006,15 Eur keturi šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai šeši eurai 15 ct
(skaičiais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 58496,12 Eur.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus (pateikti užpildytą 3 pirkimo dokumentų priedą ir pirkimo dokumentų 5.7 p. nurodytą informaciją).

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija išsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje
1	Kvalifikacijos dokumentai (konfidencialu)	Prisegti dokumentai
2	Gamintojo dokumentai (konfidencialu)	Prisegti dokumentai

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.*

Tiekėjai prašomi pasiūlymo dalį (-is), kurios (-ių) informacija jo pasiūlyme yra konfidenciali, sugrupuoti ir pateikti viename dokumente, pavadinime nurodant „Konfidencialu“.

Informuojame, kad Tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 d., bus pavišinti kartu su sudaryta sutartimi.

Mes siūlome šias prekes: pagal pridedamą lentelę (3 pirkimo dokumentų priedas).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Kvalifikacijos dokumentai (konfidencialu)	8
2	Gamintojo dokumentai (konfidencialu)	550

Viešųjų pirkimų ir kokybės
skyriaus vadovė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų
pavadinimas)



(Parašas)

Renata Radzevičienė

(Vardas ir pavardė)

II. REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATIZUOTAI SKYSTOSIOS CITOLOGIJOS PARUŠIMO IR DAŽYMO SISTEMAI

(siūlomoms panaudoti sistemoms pavadinimas)									
PrepStain sistema									
Modelis PrepStain sistema									
Gamintojas BD Diagnostics									
Kilmės šalis US									
Yrinių, diagnostinių reagentų ir priemonių pavadinimai	Preliminarus maksimalus tyrimų skaičius per 36 mėn.	Pakuotės dydis/kiti PVM	Reagentų ir priemonių vienas (1) tyrimui	Reagentų ir priemonių vienas (1) tyrimui	Orientacinė suma su PVM 36 mėn.	Gamintojas, komercinis siūlomasis prekės pavadinimas			
	3000								
Reagentai ir priemonės skystosios citologijos ginekologiniams tyrimams atlikti su siūloma skystosios citologijos paruošimo ir dažymo sistema									
II.1 Skystosios citologijos ginekologinių mėginių surinkimo rinkinys. Rinkinį turi sudaryti transportavimo indelis su skysta citologine terpe, kuri yra etanolio pagrindu ir šepetėlis/šluotelis: šepetėlio galvutė turi būti lengvai nuimama ir įmetama į skystąją terpę; šepetėlio galvutė turi likti surinkimo indelyje viso proceso metu. Rinkinys turi būti suderintas su automatine skystosios citologijos paruošimo ir dažymo sistema. (tiekiąs įrašo tikslų pavadinimą)		6 rnk./2880 vnt.	1,45	1,52	4.176,00	BD Diagnostics, SurePath collection vial and Cervex-Brush kit			
II.2 Skystosios citologijos ginekologinių mėginių paruošimo rinkinys. Rinkinį turi sudaryti tankio gradientas ir kitos visos darbai reikalingos priemonės. Rinkinys turi būti suderintas su automatine skystosios citologijos paruošimo ir dažymo sistema. (tiekiąs įrašo tikslų pavadinimą)		6 rnk./2880 vnt.	3,72	3,91	10.716,00	BD Diagnostics, PrepMate Consume and PrepStain Consume kit			
II.3 Skystosios citologijos ginekologinių mėginių dažymo rinkinys. Skystosios citologijos ginekologiniams mėginiams skirtas dažų rinkinys sudarytas iš hematokrito ir EA/OG dažų. Rinkinys turi būti suderintas su automatine skystosios citologijos paruošimo ir dažymo sistema. (tiekiąs įrašo tikslų pavadinimą)		6 rnk./2880 vnt.	0,42	0,44	1.200,00	BD Diagnostics, CytoRich Stain kit			
II.4 Konservuojantis tirpalas įgilaliam centrifugato laikymui, etanolio pagrindu. Reagentas turi būti suderintas su automatine skystosios citologijos paruošimo ir dažymo sistema. (tiekiąs įrašo tikslų pavadinimą)		7,2L/5600 vnt.	0,07	0,07	240,00	BD Diagnostics, SurePath Preservative fluid			
II.5 Alkoholinis mišinys, skirtas skystosios citologijos autominei paruošimo ir dažymo sistemai (mišinys etanolio pagrindu). Rinkinys turi būti suderintas su skystosios citologijos paruošimo ir dažymo sistema. (tiekiąs įrašo tikslų pavadinimą)		6 rnk./2880 vnt.	0,21	0,22	600,00				
Reagentai ir priemonės skystosios citologijos neginekologiniams tyrimams atlikti su siūloma automatizuota paruošimo ir dažymo sistema	32000								
II.6 Skystosios citologijos neginekologinių mėginių surinkimo rinkinys, ardamis eritrocitais. Rinkinį turi sudaryti eritrocitus ardamys konservuojantys tirpalai, skirti bronchu aspiraciniams biopsijoms nuoplovoms, seroziniams skysčiams, šepetėlio biopsijai bei plonos adatos aspiraciniams biopsijoms tirti ir kt. darbai reikalingos priemonės). Rinkinys turi būti suderintas su automatine skystosios citologijos paruošimo ir dažymo sistema.		67 rnk./32160 vnt.	0,63	0,66	20.100,00	BD Diagnostics, CytoRich Red and collection vial kit			
II.7 Skystosios citologijos neginekologinių mėginių surinkimo rinkinys. Rinkinį turi sudaryti konservuojantys tirpalai, skirti šlapimo, šlapimo pūslės nuoplovoms, seilėms bei skrepliams ir kt. tirti. Darbai reikalingos priemonės. Rinkinys turi būti suderintas su automatine skystosios citologijos paruošimo ir dažymo sistema.		67 rnk./32160 vnt.	0,63	0,66	20.100,00	BD Diagnostics, CytoRich Blue and collection vial kit			
II.8 Skystosios citologijos neginekologinių mėginių paruošimo rinkinys. Rinkinį turi sudaryti visos darbai reikalingos priemonės. Rinkinys turi būti suderintas su automatine skystosios citologijos paruošimo ir dažymo sistema.		67 rnk./32160 vnt.	0,48	0,50	15.276,00	BD Diagnostics, Non Gyn for BD PrepStain kit			
II.9 Skystosios citologijos neginekologinių mėginių dažymo rinkinys. Skystosios citologijos neginekologinių mėginių dažymui skirtas dažų rinkinys, sudarytas iš: Eozino ir Hematoxilino.		67 rnk./32160 vnt.	0,21	0,22	6.700,00	BD Diagnostics, Non Gyn Stain kit			
II.10 Alkoholinis mišinys. Alkoholinis mišinys, skirtas automatinei skystosios citologijos paruošimo ir dažymo sistemai (mišinys turi būti etanolio pagrindu). Rinkinys turi būti suderintas su automatine skystosios citologijos paruošimo ir dažymo sistema.						BD Diagnostics, Alcohol Blend Rinse			
				suma:	234.315,90				

Ein. Nr.	Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas	Specialieji reikalavimai, metodas	Matavimo vienetai	Orientac. perkamas kiekis	Numat. PVM %	I mato vnt. įkainis be PVM	I mato vnt. įkainis su PVM	Orientacinė suma be PVM	Orientacinė suma su PVM	Gaminiojas, pastabas
15.	Skystojo sugėrimo filtras citocentrifugai Cytofuge-2 arba lygiavertis	Specialieji reikalavimai, metodas Dydis 75x25 mm su 7 mm skersmens anga centre. 200 vnt./rink.	rink.	100	21	218,00	263,78	21.800,00	26.378,00	West Medica
16	Mikloninis ligo miniamas ligo klonavimas ligo (ML MLL) nustatymo tyrimui naudojamas reagentų komplektas. Paimto mėginio sąaugojimo laikas ne trumpesnis kaip 10 dienų. Tūris 1,2 ml. Nėginavimui su specifiskai žymėjimais mikrosferomis absoliučiam ligo skaičiui nustatyti. Nėginavimui pritaikyti darbai su tekėmis citometru. Tūris 5 ml, 12x75 mm. Eritrocitų lizavimo tarpalas. Fiksavimo ir permeabilizavimo tarpalas. Reagentų rinkinys instrumento kalibravimui ir fluorocitometrijoje kompensacijai: PerCP-Cy5.5 CD45, PE-Cy7 CD19, APC-C750 CD81, APC-C750 IgG-lambda. Liofilizuoti antikūnų mišinys prieš membranos antigenus: FITC žymėti monokloniniai antikūnai prieš žmogaus CD38, multi-epitopinis PE žymėti monokloniniai antikūnai prieš žmogaus CD56 (C5.9, IgG2b) PerCP-Cy5.5 žymėti monokloniniai antikūnai prieš žmogaus CD45 (EO.1, IgG2b) PE-Cy7 žymėti monokloniniai antikūnai prieš žmogaus CD19 (19-1/, IgG1) APC-C750 žymėti monokloniniai antikūnai prieš žmogaus CD81 (M38, IgG1). APC žymėti monokloniniai antikūnai prieš žmogaus CD117 (104D2, IgG1). Liofilizuoti antikūnų mišinys prieš membranos ir citoplazmos antigenus: PE žymėti monokloniniai antikūnai prieš žmogaus CD38, multi-epitopinis FITC žymėti monokloniniai antikūnai prieš žmogaus CD56 (C5.9, IgG2b) PE žymėti monokloniniai antikūnai prieš žmogaus CD45 (EO.1, IgG2b) PerCP-Cy5.5 žymėti monokloniniai antikūnai prieš žmogaus CD19 (19-1/, IgG1) PE-Cy7 žymėti monokloniniai antikūnai prieš žmogaus CD45 (EO.1, IgG2b) APC žymėti ožkos polikloniniai antikūnai prieš žmogaus cylgc(kappa) APC-C750 žymėti ožkos polikloniniai antikūnai prieš žmogaus cylgc(lambda) BV510 žymėti monokloniniai antikūnai prieš žmogaus CD27 BV421 žymėti monokloniniai antikūnai prieš žmogaus CD138.	Reagentai privalo būti standartizuoti pagal EuroFlow konsorciumo gaires, validuoti pacientams, gydytiems/gydomiems anti-CD38 terapija, pritaikyti atskaitospatvėtikėms citometrinei analizei, ML MLL aptikimo jautrumas – ne mažesnis nei 10 ³ . Teikėjas privalo pateikti EuroFlow konsorciumo validuotą programinę įrangą duomenų analizei. Pagalbinės priemonės pritaikytos dirbti tekėmis citometrais.	tyrimas	160	21	166,00	200,86	26.560,00	32.137,60	Cytocon, Infriocyt, BD, Cytomak, 225-CYT-MM-MRD, Inct, 552054, 340334, 562935, 302836, TP-01-50

REAGENTAI IR PAGALBINES PRIEMONĖS BIOCHEMIJOS LABORATORIJAI

17 IMUNOFERMENTINIAI (ELISA) TYRIMAI

Pasūlyama eikti visus pirkimo dalis atitinkanti šioms imunofermentiniams tyrimams prietaisų su programine įranga, kurioje turi būti įtraukti tyrimų automatizacijos protokolai, panaudai. Sueltikiamas prietaisus turi: būti dviejų plokštelių, automatiškai atlikti mėginių skiedimą, plokštelių plovimą, inkubaciją su kratyto funkcija ir rezultatų vertinimą. Galimybė opinti tankių nuskaitymui naudoti ne mažiau 8 keičiamų filtrų skirtingiems bangos ilgiams. Patiekti naudojimosi prietaisu instrukciją. Tyrimai turi būti patvirtinti (sisaavinti ir validuoti) natūriname laboratorijoje darbe arba išsavinimas ir patvirtinimas turi būti finansuojami tiekėjo lėšomis. Reagentams turi būti CE ir IVD sertifikatai.

Mycoplasma pneumoniae IgM

Visiški kokybiniai Mycoplasma pneumoniae IgM nustatymas imunofermentiniu (ELISA) metodu žmogaus serume ar plazmoje. Ne daugiau kaip 4 šulinėliai neigiamos, teigiamos ir ribinės kontrolių. Kontrolės, konjugatas, substratas, mėginių skiediklis, stabdymo reagentas pakuojeje paruošti naudoti. Tyrimo trukmė iki 2 val. Tyrimas suderinamas su to paties gamintojo Mycoplasma pneumoniae IgG. Tyrimo kalibravimas atliekamas naudojant 4 parametru logaritminį modelį. Tyrimai bus atliekami 4 kartus per mėnesį. Mažiausiai 2 tyrimai per vieną kartą

Mycoplasma pneumoniae IgG

Visiški kokybiniai Mycoplasma pneumoniae IgG nustatymas imunofermentiniu (ELISA) metodu žmogaus serume ar plazmoje. Ne daugiau 4 šulinėliai neigiamos, teigiamos ir ribinės kontrolių. Kontrolės, konjugatas, substratas, mėginių skiediklis, stabdymo reagentas pakuojeje paruošti naudoti. Tyrimo trukmė iki 2 val. Tyrimas suderinamas su to paties gamintojo Mycoplasma pneumoniae IgM. Tyrimo kalibravimas atliekamas naudojant 4 parametru logaritminį modelį. Tyrimai bus atliekami 4 kartus per mėnesį. Mažiausiai 2 tyrimai per vieną kartą

HSV 1/2 IgG

Visiški kokybiniai HSV 1/2 IgG nustatymas imunofermentiniu (ELISA) metodu žmogaus serume ar plazmoje ir CSF (likvoro). Ne daugiau kaip 3 šulinėliai etalonams ir kontrolėms. Etalonas kalibracinė kreivėi sudaryti loginiu 4 parametru metodu. Optinis tankis vertinamas 405nm bangoje. Kontrolė, etalonas, konjugatas, substratas pakuojeje paruošti naudoti. Tyrimas suderinamas su to paties gamintojo HSV 1/2 IgM. Tyrimo kalibravimas atliekamas naudojant 4 parametru logaritminį modelį. Tyrimai bus atliekami 4 kartus per mėnesį. Mažiausiai 5 tyrimai per vieną kartą

HSV 1/2 IgM

Visiški kokybiniai HSV 1/2 IgM nustatymas imunofermentiniu (ELISA) metodu žmogaus serume ar plazmoje ir CSF (likvoro). Ne daugiau kaip 3 šulinėliai etalonams ir kontrolėms. Etalonas kalibracinė kreivėi sudaryti loginiu 4 parametru metodu. Mėginių praskiedimas iki 1+100. Optinis tankis vertinamas 405nm bangoje. Kontrolės, etalonas, konjugatas, substratas pakuojeje paruošti naudoti. Tyrimas suderinamas su to paties gamintojo HSV 1/2 IgG. Tyrimo kalibravimas atliekamas naudojant 4 parametru logaritminį modelį. Tyrimai bus atliekami 4 kartus per mėnesį. Mažiausiai 4 tyrimai per vieną kartą

	byr.	220	5	5,25	5,5125	1155	1212,75	Virion/Serion GmbH
	byr.	192	5	5,25	5,5125	1008	1058,4	Virion/Serion GmbH
	byr.	630	5	3,15	3,3075	1984,5	2083,725	Virion/Serion GmbH
	byr.	444	5	3,5	3,675	1554	1631,7	Virion/Serion GmbH

Rubella viruso IgG	<p>Visišakai kiekybinis Rubella viruso IgG nustatymas imunofermentiniu (ELISA) metodu žmogaus serume ar plazmoje. Ne daugiau kaip 3 šulinėliai etalonams ir kontrolėms. Etalonas kalibraciniai kreivei sudaryti loginiu 4 parametru metodu. Mėginio praskiedimas iki 1+100. Optinis tankis vertinamas 405nm bangoje. Kontrolė, etalonas, konjugatas, substratas pakuočioje paruošti naudoti. Tyrimas suderinamas su to paties gamintojo Rubella IgM. Tyrimo kalibravimas atliekamas naudojant 4 parametru logaritminį modelį. Tyrimai bus atliekami 4 kartus per mėnesį. Maždaug 2 tyrimai per vieną kartą</p>	tyr.	150	5	5,25	5,5125	787,5	826,875	Virion/Serion GmbH
Rubella viruso IgM	<p>Visišakai kiekybinis Rubella viruso IgM nustatymas imunofermentiniu (ELISA) metodu žmogaus serume ar plazmoje. Ne daugiau kaip 3 šulinėliai etalonams ir kontrolėms. Etalonas kalibraciniai kreivei sudaryti loginiu 4 parametru metodu. Mėginio praskiedimas iki 1+100. Optinis tankis vertinamas 405nm bangoje. Kontrolė, etalonas, konjugatas, substratas pakuočioje paruošti naudoti. Tyrimas suderinamas su to paties gamintojo Rubella IgG. Tyrimo kalibravimas atliekamas naudojant 4 parametru logaritminį modelį. Tyrimai bus atliekami 4 kartus per mėnesį. Maždaug 1 tyrimas per vieną kartą</p>	tyr.	45	5	8,75	9,1875	393,75	413,4375	Virion/Serion GmbH
Toxocara canis IgG	<p>Pusiaa kiekybinis Toxocara canis IgG nustatymas imunofermentiniu (ELISA) metodu žmogaus serume ar plazmoje. Ne daugiau kaip 4 šulinėliai neigiamos, teigiamos ir ribinės kontroliai, tyrimo trukmė iki 2 val. Tyrimai bus atliekami 4 kartus per mėnesį. Maždaug 3 tyrimai per vieną kartą</p>	tyr.	300	5	2,95	3,0975	885	929,25	NovaTec Immunodiagnostica GmbH
EBV VCA IgG	<p>Visišakai kiekybinis EBV VCA IgG nustatymas imunofermentiniu (ELISA) metodu žmogaus serume ar plazmoje. Ne daugiau kaip 3 šulinėliai etalonams ir kontrolėms. Optinis tankis vertinamas 405nm bangoje. Kontrolė, etalonas, konjugatas, substratas pakuočioje paruošti naudoti. Tyrimas suderinamas su to paties gamintojo EBV VCA IgM, EBV EA IgG ir EBV EBNA IgG. Tyrimo kalibravimas atliekamas naudojant 4 parametru logaritminį modelį. Tyrimai bus atliekami 3 kartus per mėnesį. Maždaug 13 tyrimai per vieną kartą</p>	tyr.	1353	5	2,29	2,4045	3098,37	3253,2885	Virion/Serion GmbH
EBV VCA IgM	<p>Visišakai kiekybinis EBV VCA IgM nustatymas imunofermentiniu (ELISA) metodu žmogaus serume ar plazmoje. Ne daugiau kaip 3 šulinėliai etalonams ir kontrolėms. Optinis tankis vertinamas 405nm bangoje. Kontrolė, etalonas, konjugatas, substratas pakuočioje paruošti naudoti. Tyrimas suderinamas su to paties gamintojo EBV VCA IgG, EBV EA IgG ir EBV EBNA IgG. Tyrimo kalibravimas atliekamas naudojant 4 parametru logaritminį modelį. Tyrimai bus atliekami 3 kartus per mėnesį. Maždaug 12 tyrimai per vieną kartą</p>	tyr.	1233	5	2,33	2,4465	2872,89	3016,5345	Virion/Serion GmbH

EBV EA IgG	<p>Visišakai kikiškis EBV EA IgG nustatymas imunofermeniniu (ELISA) metodu žmogaus serume ar plazmoje. Ne daugiau kaip 3 šulinėliai etalonams ir kontrolėms. Optinis tankis vertinamas 405nm bangioje. Kontrolės, etalonas, konjugatas, substratas pakuojeje paruošti naudoti. Tyrimas suderinamas su to paties gamintojo EBV VCA IgM ir EBV EBNA IgG. Tyrimo kalibravimas atliekamas naudojant 4 parametrų logaritminį modelį.</p>	tyr.	534	5	2,22	2,331	1185,48	1244,754	Viron/Serion GmbH
EBV EBNA IgG	<p>Visišakai kikiškis EBV EBNA IgG nustatymas imunofermeniniu (ELISA) metodu žmogaus serume ar plazmoje. Ne daugiau kaip 3 šulinėliai etalonams ir kontrolėms. E. Optinis tankis vertinamas 405nm bangioje. Kontrolės, etalonas, konjugatas, substratas pakuojeje paruošti naudoti. Tyrimas suderinamas su to paties gamintojo EBV VCA IgM, EBV EA IgG ir EBV VCA IgG. Tyrimo kalibravimas atliekamas naudojant 4 parametrų logaritminį modelį. Tyrimai bus atliekami 1 kartą per mėnesį. Mažiausiai 15 tyrimų per vieną kartą</p>	tyr.	540	5	2,22	2,331	1198,8	1258,74	Viron/Serion GmbH
Varicella zoster IgG	<p>Visišakai kikiškis Varicella zoster IgG nustatymas imunofermeniniu (ELISA) metodu žmogaus serume ar plazmoje. Ne daugiau kaip 4 šulinėliai neigiamos, teigiamos ir ribinės kontrolės. Kontrolės, konjugatas, substratas, mėginių skiediklis, stabilumo reagentas pakuojeje paruošti naudoti. Tyrimo trukmė iki 2 val. Tyrimas suderinamas su to paties gamintojo VZV IgM. Tyrimo kalibravimas atliekamas naudojant 4 parametrų logaritminį modelį. Tyrimai bus atliekami 4 kartus per mėnesį. Mažiausiai 4 tyrimai per vieną kartą</p>	tyr.	462	5	3,5	3,675	1617	1697,85	Viron/Serion GmbH
Varicella zoster IgM	<p>Visišakai kikiškis Varicella zoster IgM nustatymas imunofermeniniu (ELISA) metodu žmogaus serume ar plazmoje. Ne daugiau kaip 4 šulinėliai neigiamos, teigiamos ir ribinės kontrolės. Kontrolės, konjugatas, substratas, mėginių skiediklis, stabilumo reagentas pakuojeje paruošti naudoti. Tyrimo trukmė iki 2 val. Tyrimas suderinamas su to paties gamintojo VZV IgG. Tyrimai bus atliekami 4 kartus per mėnesį. Mažiausiai 2 tyrimai per vieną kartą</p>	tyr.	258	5	5,25	5,5125	1354,5	1422,225	Viron/Serion GmbH

Adenoviruso IgG	Visišakai kiekybinis Adenoviruso IgG nustatymas imunoflorescenciniu (ELISA) metodu žmogaus serumo ar plazmoje. Ne daugiau kaip 4 šulinėliai neigiamos, teigiamos ir ribinės kontrolių. Kontrolės, konjugatas, substratas, mėginių skiediklis, stabdymo reagentas pakuočioje paruošti naudoti. Tyrimo trukmė iki 2 val. Tyrimas suderinamas su to paties gamintojo Adenoviruso IgM. Tyrimai bus atliekami 1 kartą per mėnesį. Mažiausiai 3 tyrimai per vieną kartą	87	5	4,08	4,284	354,96	372,708	Viron/Sciron GmbH
Adenoviruso IgM	Visišakai kiekybinis Adenoviruso IgM nustatymas imunoflorescenciniu (ELISA) metodu žmogaus serumo ar plazmoje. Ne daugiau kaip 4 šulinėliai neigiamos, teigiamos ir ribinės kontrolių. Kontrolės, konjugatas, substratas, mėginių skiediklis, stabdymo reagentas pakuočioje paruošti naudoti. Tyrimo trukmė iki 2 val. Tyrimas suderinamas su to paties gamintojo Adenoviruso IgG. Tyrimo kalibravimas atliekamas naudojant 4 parametrų logaritminį modelį. Tyrimai bus atliekami 1 kartą per mėnesį. Mažiausiai 4 tyrimai per vieną kartą	120	5	3,5	3,675	420	441	Viron/Sciron GmbH
Respirotorinio sincitinio viruso IgG	Visišakai kiekybinis Respirotorinio sincitinio viruso IgG nustatymas imunoflorescenciniu (ELISA) metodu žmogaus serumo ar plazmoje. Ne daugiau kaip 4 šulinėliai neigiamos, teigiamos ir ribinės kontrolių. Kontrolės, konjugatas, substratas, mėginių skiediklis, stabdymo reagentas pakuočioje paruošti naudoti. Tyrimo trukmė iki 2 val. Tyrimas suderinamas su to paties gamintojo RSV IgM. Tyrimo kalibravimas atliekamas naudojant 4 parametrų logaritminį modelį. 1 tyrimas bus atliekamas mažiausiai kartą per 6 mėn.	6	5	8,75	9,1875	52,5	55,125	Viron/Sciron GmbH
Respirotorinio sincitinio viruso IgM	Visišakai kiekybinis Respirotorinio sincitinio viruso IgM nustatymas imunoflorescenciniu (ELISA) metodu žmogaus serumo ar plazmoje. Ne daugiau kaip 4 šulinėliai neigiamos, teigiamos ir ribinės kontrolių. Kontrolės, konjugatas, substratas, mėginių skiediklis, stabdymo reagentas pakuočioje paruošti naudoti. Tyrimo trukmė iki 2 val. Suderinamas su to paties gamintojo RSV IgG. Tyrimo kalibravimas atliekamas naudojant 4 parametrų logaritminį modelį. 1 tyrimas bus atliekamas mažiausiai kartą per 4 mėn.	9	5	8,75	9,1875	78,75	82,6875	Viron/Sciron GmbH
Candida manano Ag	Visišakai kiekybinis Candida manano Ag nustatymas imunoflorescenciniu (ELISA) metodu žmogaus serumo ar plazmoje ir BAL (bronchoalveolinio lavazo) skysčiuose. Ne mažiau kaip 5 taškų kalibracija, teigiamą kontrolę. Tyrimo kalibravimas atliekamas naudojant 4 parametrų logaritminį modelį. Tyrimai bus atliekami 1 kartą per mėnesį. Mažiausiai 7 tyrimai per vieną kartą	885	5	13,91	14,6055	12310,35	12925,8675	Bio-Rad
Aspergillus galaktomanano Ag	Visišakai kiekybinis Aspergillus galaktomanano Ag nustatymas imunoflorescenciniu (ELISA) metodu žmogaus serumo ar plazmoje ir BAL (bronchoalveolinio lavazo) skysčiuose. Ne daugiau kaip 4 šulinėliai neigiamos, teigiamos ir ribinės kontrolių. Konjugatas, substratas, mėginių skiediklis, stabdymo reagentas pakuočioje paruošti naudoti. Tyrimo kalibravimas atliekamas naudojant 4 parametrų logaritminį modelį. Tyrimai bus atliekami 8 kartus per mėnesį. Mažiausiai 2 tyrimai per vieną kartą	1188	5	8,59	9,0195	10204,92	10715,166	Bio-Rad

Komplemento sistemos klasikinio kelio funkcinio aktyvumo CH50 nustatymas imunofermentiniu (ELISA) metodu žmogaus serumo. Rinkinyje tur būti: visi reagentai reikalingi tyrimui atlikti. 96 (8x12) šulinėlių plokštelė, kalibravimo ir kontrolinės medžiagos, reakcijos stabdymo tirpalas, plovimo tirpalo koncentracijos, neigiamo skaidiklio, TMB substratas, konjugatas, reakcijos aktyvatorius. Turi būti galimybės kiekybinį įvertinimą atlikti intervale nuo 0 iki 350 U/eg/ml, o kalibracinė kreivė sudaroma naudojant ne mažiau 5 skirtingą koncentracijų kalibracines medžiagas. Rinkinyje turi būti ne mažiau 2 skirtingų koncentracijų kontrolinės medžiagos. Tyrimo inkubacijos laikas ne ilgesnis nei 2val. 30min. Tyrimo laurumai >93,2 %, tyrimo specifiskumas >99,4 %. Tyrimai bus atliekami 1 kartą per mėnesį. Mazdaug 20 tyrimai per vieną kartą	720	5	10,67	11,2035	7682,4	8066,52	Quidel
Antikūnų prieš polisacharidinę pneumokokinę vakciną tyrimas	tyr.	540	8,78	9,219	4741,2	4978,26	ZenTech,
Antikūnų prieš difterijos vakciną tyrimas	tyr.	540	2,22	2,331	1198,8	1258,74	Virion/Serion GmbH
Antikūnų prieš stabilgę vakciną tyrimas	tyr.	540	2,22	2,331	1198,8	1258,74	Virion/Serion GmbH
Reagentai radioimunitariams tyrimams. Pasitūlyna teikti visi priekimo daliai.	Suma:			57337,47		60204,3435	
Antikūnų prieš acetilcholino receptorių tyrimas	tyr.	660	7,20	7,56	3570,00	3748,50	ARAB RRA, 100 test. IBL International, GmbH
Antikūnų prieš insulina tyrimas	tyr.	72	2,08	2,18	149,76	157,25	AIA RIAD/Asources Immunossays, SA

Amiklīnu pilsē TTH receptoru tyrimas	Radioaktīvais žmo 1-125 Tyrimas serume. Tyrimas bus atlicamas kartā per mēnesi. Mazdāg 13 tyrimu per vienā kartā.	tyr.	440	5	3,23	3,39	1350,00	1417,50	TSH-R Ab RRA, 100 test. Diasource Imunoassays, SA
									Sumar

