

28564 BURBULINIS ČIUŽINYS

Sukurtas gydymui ir profilaktikai nuo pragulų ilgalaikio ir neaktyvaus 1 etapo gydymo.

PVC čiužinys susideda iš 130 7 cm aukščio burbulinių elementų, ypatingai patogus. Tvirtinamas prie lovos su papildomais atvartais apačioje ir viršuje. Atsparus šalčiui iki -30 laipsnių.

POMPA

Speciali tyli pompa idealiam slėgio reguliavimui rankenėlės pagalba priekiniame prietaiso skydelyje.

Pompa gali būti pakabinama ant bet kokios ligoninės lovos rėmo ant dviejų reguliuojamų kablių.

Naudojimui su burbuliniais ir kintančių celių čiužiniais.

28567 KEIČIAMŲ ELEMENTŲ ČIUŽINYS

Rekomenduojama I ir II stadijos slėgio skausmo profilaktikai ir gydymui vidutinės trukmės ir vietinės terapijos metu.

20 9,5 cm aukščio Nailono + PVC elementai suteikia puikų komfortą.

Pompos techninė specifikacija

28565

Dydis : 25 x 12 x 10 cm

Darbinė įtampa: 220V, 50Hz

Darbinis slėgis: 40-100 mmHg

Oro išėjimas: 6-7 l/min

Ciklo laikas: 6 min.

Plastikinis pagrindas: Taiwano ABS

TUV CE IEC/EN60601-1; 60601-1-2

28568

Dydis : 25 x 12 x 10 cm

Darbinė įtampa: 220V, 50Hz

Darbinis slėgis: 40-110 mmHg

Oro išėjimas: 6-7 l/min

Ciklo laikas: 12 min.

Plastikinis pagrindas: Taiwano ABS

TUV CE IEC/EN60601-1; 60601-1-2

Čiužinio techninė specifikacija

28564

Bendras dydis: 200x90x7 cm

Elemento aukštis: 7 cm

Medžiaga: PVC

Storumas: 0,32 mm

Elementų kiekis: 130

Tinkamas asmenims iki: 135 kg

28567

Bendras dydis: 200x86x9,5 cm

Elemento aukštis: 9,5 cm

Medžiaga: Nailonas + PVC

Storumas: 0,32 mm

Elementų kiekis: 20+1 atsarginis

Tinkamas asmenims iki: 140 kg