


CS 8100 Family

CS 8100, CS 8100 Access, CS 8100SC and CS 8100SC Access



Saugos, taisykliu, ir techniniu, specifikaciju, naudotojo vadovas

Komponentai	CS 8100 CS 8100 „Access“	CS 8100SC CS 8100SC „Access“
-------------	-----------------------------	---------------------------------

Panoraminis modalumas

Jutiklių technologija	CMOS	
Vaizdo laukas	6,4 x 131,2 mm	6,4 x 131,2 mm (suaugusiesiems) 6,4 x 120 mm (vaikams)
Pilkumo tonų skalė	4096 – 12 bitų	
Mastelio keitimas	1,2 (± 10 %)	
Radiologiniai tyrimai	Visas panoraminis Segmentuotas panoraminis Žandinis sinusas Lateralinis smilkininis žandikaulio sąnarys x 2 Lateralinis smilkininis žandikaulio sąnarys x 4 2D+ (negalimas CS 8100 „Access“ ir CS 8100SC „Access“ modeliuose)	
Ekspozicijos režimas	4 pacientų dydžiai (vaikas, smulkus suaugusysis, vidutinis suaugusysis, stambus suaugusysis) 3 dantų lanko morfologijos (normalus, kvadratinis, ryškus)	
Ekspozicijos trukmė	nuo 2 iki 12,5 sekundžių	

Cefalometrinis modalumas

Jutiklių technologija	Netaikoma	CMOS
Vaizdo laukas	Netaikoma	6,4 x 263,3 mm
Pilkumo tonų skalė	Netaikoma	16384 – 14 bitų
Mastelio keitimas	Netaikoma	1,13 (± 10 %)
Radiologiniai tyrimai	Netaikoma	Lateralinis Priekinis AP ar PA „Oblique“ (pasviręs) Pasmakrės–momens Riešo (pasirinktinis)
Ekspozicijos trukmė	Netaikoma	nuo 3 iki 10 sekundžių