


10 mL

ORTHOVISION™



再利用不可 10 mL 蒸発防止用キャップ

10 mL avdunstningslock, endast för engångsbruk

10 mL fordampningslåg til engangsbrug

Πώμα παρεμπόδισης εξάτμισης 10 mL μόνο μίας χρήσης

仅限单次使用性10毫升防蒸发盖

Jednorazowego użytku, zapobiegająca parowaniu
pokrywka do probówek/fiolek 10 mL

REF

6843005

EC REP

Ortho-Clinical Diagnostics
1500 Bld Sébastien Brant
67411 Illkirch, France

Manufactured for:

 Ortho-Clinical Diagnostics
Felindre Meadows
Pencoed
Bridgend
CF35 5PZ
United Kingdom

"Ortho Vision" garavimo
dangtelis naudojamas su
"ORTHO VISION"
analizatoriais, siekiant
sumažinti garavimą
pipetuoiant ORTHO
reagentus eritrocitus.

ORTHO VISION™ Evaporation Cap is used with ORTHO VISION™ Analyzers to minimize evaporation while pipetting ORTHO reagent red blood cells. /

La tapa antievaporación ORTHO VISION™ se emplea con los analizadores ORTHO VISION™ para minimizar la evaporación durante el pipeteo de los hematíes reactivos ORTHO. /

Le capuchon anti-évaporation ORTHO VISION™ est utilisé avec les analyseurs ORTHO VISION™ pour limiter l'évaporation lors du pipetage des hématies-tests ORTHO. /

Der ORTHO VISION™ Verdunstungsschutzdeckel wird bei ORTHO VISION™ Analysegeräten verwendet, um die Verdunstung während der Pipettierung von ORTHO Testerythrozyten zu vermindern. /

Il tappo antievaporazione ORTHO VISION™ viene utilizzato con gli analizzatori ORTHO VISION™ per ridurre al minimo l'evaporazione mentre si pipettano gli eritrociti reagenti ORTHO. /

A Tampa de evaporação ORTHO VISION™ é utilizada com os Analisadores ORTHO VISION™ para minimizar a evaporação durante a pipetação do reagente de glóbulos vermelhos ORTHO. /

ORTHO VISION™ 蒸発防止用キャップは、ORTHO VISION™ アナライザーでの ORTHO 赤血球試薬の分注工程において蒸発を最小限にするために使用します。 /

ORTHO VISION™ avdunstningslock används med ORTHO VISION™ analysatorer för att minimera avdunstning under pipettering av ORTHO erythrocytreagens. /

ORTHO VISION™ fordampningslåg anvendes sammen med ORTHO VISION™ instrument for at minimere fordampning under pipettering af ORTHO-rødcellereagens. /

Το πώμα παρεμπόδισης εξάτμισης ORTHO VISION™ χρησιμοποιείται με τους αναλυτές ORTHO VISION™ για την ελαχιστοποίηση της εξάτμισης κατά το πιπετάρισμα ερυθρών αιμοσφαιρίων αντιδραστηρίου ORTHO. /

ORTHO VISION™ 防蒸发盖与 ORTHO VISION™ 分析仪配合使用，以在吸量 ORTHO 试剂红血细胞时使蒸发降至最低。 /

Jednorazowego użytku, zapobiegająca parowaniu pokrywka ORTHO VISION™ jest przeznaczona do stosowania analizatorach ORTHO VISION™ w celu zminimalizowania parowania odczynnika ORTHO do krwinek czerwonych czasie pipetowania. /

ORTHO VISION™ 증발 캡은 ORTHO 시약 적혈구를 피펫하는 동안 증발을 최소화하기 위해 ORTHO VISION™ 검사장비와 함께 사용합니다. /

ORTHO VISION™ fordampningshette brukes med ORTHO VISION™ analysator for å minimere fordampningen under pipettering av ORTHO-reagensen med erythrocytter. /

ORTHO VISION™ Buharlaştırma Kapağı ORTHO VISION™ Analizörler ile birlikte ORTHO reaktif kırmızı kan hücrelerini pipetlerken buharlaşmayı en aza indirmek için kullanılır. /

Колпачок для защиты от испарения ORTHO VISION™ предназначен для использования с анализаторами ORTHO VISION™ в целях сведения к минимуму испарения при заборе реагента ORTHO с эритроцитами с помощью пипетки. /

10 mL

ORTHOVISION™



Single Use Only 10 mL Evaporation Cap



250

LOT

IVD

Internal Use Only Seq. 08/20/21 09:30:30 1429



(01)10758750030262 (10)1043141

REF

6843005