

Kovo 17 d., 2023

UAB VITROLAB
Baltų Pr. 36 -11,
KAUNAS, 48196
LIETUVA

Raimundas Kalėda,

Dėkojame, kad kreipėtės į Ortho Clinical Diagnostics dėl klausimo apie kokybės kontrolę (QC), kuri gali būti naudojama kartu su ORTHO™ Sera Anti-D (DVI) reagentu (gaminio kodas 6904623). Jūs norėtumėte patvirtinti, kad ORTHO CONFIDENCE™ kokybės kontrolės rinkinys (gaminio kodas 6842785) gali būti naudojamas kaip teigiama ir neigiama kokybės kontrolės priemonė. Ši informacija reikalinga viešajam konkursui Lietuvoje. Jūsų užklausa užregistruota numeriu 32203013

Kaip nurodyta gaminio naudojimo instrukcijoje, ORTHO Sera Anti-D (DVI) aptinka D kategorijos DVI ląsteles.

ORTHO CONFIDENCE WB kokybės kontrolės rinkinys ruošiamas iš raudonųjų kraujo kūnelių, paimtų iš kraujo donorų. Kaip nurodyta gaminio naudojimo instrukcijoje:

- Buteliukas 1 grupė A1B R1R2
- Buteliukas 2 grupė O R1R1
- Buteliukas 3 grupė A R2R2
- Buteliukas 4 grupė B rr

ORTHO Sera Anti-D (DVI) teigiamai reaguos su ORTHO CONFIDENCE WB kokybės kontrolės rinkinio raudonaisiais kraujo kūneliais iš 1, 2, 3 buteliukų (teigiama QC) ir neigiamai reaguos su ORTHO CONFIDENCE WB kokybės kontrolės rinkinio 4 buteliuko raudonaisiais kraujo kūneliais (neigiama QC).

Šis kokybės kontrolės WB tinka naudoti ORTHO VISION®, ORTHO VISION® Max ir BioVue® rankiniu metodu (ORTHO® Workstation).

Mūsų didžiausias prioritetas - užtikrinti klientų pasitenkinimą. Jei turite papildomų klausimų, kreipkitės į "Ortho Care™" techninių sprendimų centrą tel. +33 3 88 65 47 21.

Pagarbiai,

**Malgorzata
Wierzbicka
(MWIERZBI)**

Digitally signed by
Malgorzata Wierzbicka
(MWIERZBI)
Date: 2023.03.17 15:08:53
+01'00'

Malgorzata Wierzbicka
Paslaugų inžinierius Transfuzinė medicina