

2023 m. kovo 15 d.

UAB VITROLAB
Baltų Pr. 36 -11,
KAUNAS, 48196
LIETUVA

Raimundai Kalėda,

Dėkojame, kad kreipėtės į Ortho Clinical Diagnostics dėl klausimo apie tiesioginio antiglobulino testo (DAT) teigiamą kontrolę, kuri gali būti naudojama Ortho BioVue® System ABO- Rh/DAT (naujagimių) kasetėse (gaminio kodas 6901906). Ši informacija reikalinga viešajam konkursui Lietuvoje. Jūsų užklausa užregistruota numeriu 32202324.

Pagal produkto naudojimo instrukciją ALBAcyte® IgG jautrios raudonosios ląstelės (produkto kodas Z441) yra O R1r IgG jautrios ląstelės, kurias galima naudoti kaip kontrolinį tiesioginio antiglobulino tyrimo BioVue CAT testą:

- Ortho BioVue® System (DAT/IDAT kasetė) (Produkto kodas 707165)
- Ortho BioVue® System (Poly kasetė) (Produkto kodas 707350, 707300)
- Ortho BioVue® System (IgG kasetė) (Produkto kodas 707450, 707400)

ABO-Rh/DAT (naujagimių) Kasetės 6 stulpelyje (DAT) yra anti-IgG 3 % PEG, kaip ir visuose AHG anti-IgG kasetės stulpeliuose. Ortho Care Second Level išbandė Z441 naudojimą ABO-Rh/DAT kasetėse su ORTHO VISION® analizatoriumi ir buvo gauti laukiami rezultatai (O Rh pos anti-IgG pos):

Anti-A	Anti-B	Anti-A,B	Anti-D	Control	Anti-IgG
NEG	NEG	NEG	+4	NEG	+4

Ši kokybės kontrolė (KK) tinka naudoti ORTHO VISION®, ORTHO VISION® Max ir BioVue® rankiniu metodu (ORTHO® Workstation).

idžiausias prioritetas - užtikrinti klientų pasitikėjimą. Jei turite papildomų klausimų, kreipkitės į "Ortho Care™" techninių sprendimų centrą tel. +33 3 88 65 47 21.

Pagarbiai,
**Malgorzata
Wierzbicka
(MWIERZBI)**

Digitally signed by Malgorzata
Wierzbicka (MWIERZBI)
Date: 2023.03.15 14:17:21
+01'00'

Malgorzata Wierzbicka

Paslaugų inžinierius Transfuzinė medicina