



39. LT-23G VITRECTOMY PAK SANT

Alcon medicinos prietaisai

- 1 EA APKLOTAS AKIAI, 100X120CM
- 1 EA CONSTELLATION PAKETAS, 0.60MM(23G), 5.0. . . . (1)
- 1 EA STER APKLOTAS STALELIUI PAGALB, 140X140CM
- 1 EA HIDRODISEKCINE KANIULE, .50MM (25G)

Kiti medicinos prietaisai

- 1 EA APSAUGINIS AKIES GAUBTAS
- 2 EA APKLOTAS RANKTURIUI KEDES
- 1 EA APKLOTAS MAYO TIPO STALUI, 75X145CM
- 2 EA SVIRKSTAS, LL, 3 DALIU, 3ML
- 2 EA SVIRKSTAS, LL, 3 DALIU, 5ML
- 1 EA SVIRKSTAS, LL, 3DALIU, 10ML
- 1 EA PLEISTRAS, STERIL, 2.5X13CM(1"X5")
- 3 EA CHALATAS, L

Papildomos sudedamosios dalys

- 1 EA IDEKLAS PUTU
- 1 EA UZTRAUKIAMAS MAISELIS

ppv

(1) Originalaus gamintojo pateiktoje informacijoje nurodoma, kad šioje sudedamojoje dalyje yra ftalatų.

(*)

Pakuotėje naudotojui esančių sudedamųjų dalių gamintojų pateiktoje informacijoje nurodoma, kad nė vienoje iš šių sudedamųjų dalių nėra natūralios latekso gumos.



(01) 05414660300625



(10) 386039 (17) 150600 (240) C23373-02



0°C 40°C



STERILE EO

CE 0123

Pakuotė oftalmologinėms procedūroms. STERILU. Visos sudedamosios dalys laikomos steriliomis, nebent pakuotė yra atidaryta ar pažeista. PERSPĖJIMAS. Pasibaigus šioje etiketėje išspausdintam tinkamumo laikui, šio produkto nenaudokite. Užbaigus procedūrą, bet kokie sudedamųjų dalių likučiai turi būti sunaikinti. LAIKYMAS. Vengti užšaldymo ar labai didelio karščio (daugiau kaip 40°C). Laikyti sausi. ELGESYS. Su produktu elkitės taip, kad nebūtų pažeista pakuotė ir jos turinys. NURODYMAI. Laikykites įprastų chirurginių prietaisų naudojimo procedūrų. Šioje etiketėje esantis CE ženklas galioja visoms pakuotėje esančioms dalims (kaip nurodyta Direktyvoje 93/42/EEC). Turinį parenka sveikatos priežiūros specialistas, susipažinęs su tinkamu vien turinio ar kartu ir kitų priemonių naudojimu. Dėl sudedamųjų dalių pobūdžio gali būti pluošto. Operacijos metu būtina imtis priemonių, kad iki minimumo būtų sumažinta pluošto patekimo į akį ar likimo joje rizika. GAMINTOJAS. Alcon Laboratories Inc., Ft Worth Texas, JAV. PAGAMINTA: S.A. Alcon Couvreur N.V., Rijksweg 14, B-2870 Puurs, Belgija. IGALIOTASIS ATSTOVAS ES :Alcon Laboratories (UK) Ltd., Frimley, Camberley Surrey, GU16 7SR, Jungtinė Karalystė.

Paskambinkite mums. Alcon išpareigojo užtikrinti kokybę ir priežiūrą. Mes laukiame Jūsų komentarų ir pasiūlymų.
Telefonas: +370 5 2314756, Faksas: +370 5 2314566

R 2013-12-18

LBL 31 / 36 - 1

Alcon Custom Pak : C23373-02

LOT 386039 2015-06



Alcon Custom Pak : C23373-02

LOT 386039 2015-06



Alcon Custom Pak : C23373-02

LOT 386039 2015-06

