

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 190	Puslapis:	1/13
Pakeičiama data:	022-08-25	Peržiūra:	2022-08-29
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.3

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS / MIŠINIO IR BENDROVĖS / ĮMONĖS IDENTIFIKACIJA**1.1. Produkto identifikatorius**

Produkto pavadinimas: Radiomeer SDS M3 190

Produkto pavadinimas: Gaminio specifikaciją žr. 16 skyriuje.

Talpyklos dydis: Įvairūs

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Taikymas: Radiometer įrangos cheminės medžiagos.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo tiekėją

Gamintojas: Radiometer Medical ApS
Åkandevvej 21
2700 Brønshøj
Danija
Tel.: +45 3827 3827
www.radiometer.com

Atsakingas už saugos duomenų lapo sudarymą: Environment@radiometer.dk

1.4. Pagalbos telefono numeris**Pagalbos telefonas:**

Apsinuodijimų kontrolės centrai gali būti prieinami konkrečiose šalyse narėse.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 190	Puslapis:	2/13
Pakeičiama data:	022-08-25	Peržiūra:	2022-08-29
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.3

2 SKIRSNIS. PAVOJŲ IDENTIFIKACIJA

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

CLP: Produktas klasifikuojamas: Skin Sens. 1A;H317
Nuorodos: Visas visų pavojingumo frazių tekstas pateikiamas 16 skyriuje.

2.2. Etikečių elementai



Signalinis žodis

Ispėjimas

Sudėtyje yra:

2-metil-2H-izotiazol-3-onas

H317

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

P280

Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/akių/veido/klausos apsaugos priemones.

P302 + P352

PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu vandens.

P333 + P313

Jei atsiranda odos dirginimas arba išbėrimas: kreiptis į gydytoją.

P362 + P364

Nusivilkti užterštus drabužius ir prieš pakartotinį naudojimą juos išskalbti.

2.3. Kiti pavojai

PBT/vPvB:

Šiame gaminyje nėra jokių PBT arba vPvB medžiagų.

Kita:

Produkte yra nedidelis kiekis medžiagos, kuri yra labai toksiška vandens organizmams.

Informacija apie endokrininę sistemą ardančią medžiagą: Sudėtyje yra oktilfenoletoksilato.

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS / INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

3.2. Mišiniai

Produkto sudėtyje yra: buferio, vandens, druskų ir konservantų.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 190	Puslapis:	3/13
Pakeičiama data:	022-08-25	Peržiūra:	2022-08-29
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.3

CLP:

<u>%:</u>	<u>AS Nr.:</u>	<u>EB Nr.:</u>	<u>Cheminis pavadinimas:</u>	<u>Pavojaus klasifikacija:</u>	<u>Pastabos:</u>
0,0015 - < 0,025	682-20-4	220-239-6	2-metil-2H-izotiazol-3-onas	Ūmus toksinas. 2; H330 Ūmus toksinas. 3; H311 Ūmus toksinas. 3; H301 Skin Corr. 1B; H314 Akių užtvanka. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Lėtinis vandens organizmas 1; H410 EUH071	
< 0,01	036-19-5	618-541-1	Oktilfenoletoksilatas	Ūmus toksinas. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Akių užtvanka. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 Lėtinis vandens organizmas 1; H410	SVHC

Pastabos: SVHC = Labai didelį susirūpinimą kelianti medžiaga.

SCL (CAS 2682-20-4):
Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0,0015 %
M(ac): 10
M(chr): 1

SCL (CAS 9036-19-5):
M(ac): 10
M(chr): 10

Nuorodos: Visas visų pavojaus frazių tekstas pateikiamas 16 skyriuje.

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Atsižvelgiant į pakuotės dydį, rizika laikoma minimalia.

Ikvėpimas: Išeikite į gryną orą ir pailsėkite.

Kontaktas su oda: Nusivilkite užterštus drabužius ir kruopščiai nuplaukite odą vandeniu. Egzemos ar kitų odos sutrikimų atveju: Kreipkitės į gydytoją ir atsineškite šias instrukcijas.

Akių kontaktas: Nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens mažiausiai 15 minučių. Išimkite kontaktinius lęšius ir plačiai atmerkite akių vokus. Jei dirginimas išlieka: Kreipkitės į gydytoją ir atsineškite šias instrukcijas.

Nurijimas: Nedelsiant praskalauti burną ir išgerti 1-2 stiklines vandens. Stebėkite asmenį. Jei nepatogu: transportavimas į ligoninę. Pasiimkite šias instrukcijas.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis, tiek ūmus, tiek uždelstas

Simptomai / poveikis: Daugiau informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus rasite 11 skyriuje.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Medicininė pagalba / gydymas: Gydysite simptomiškai.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 190	Puslapis:	4/13
Pakeičiama data:	022-08-25	Peržiūra:	2022-08-29
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.3

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės

Gesinimo priemonės: Naudokite aplinkinėms medžiagoms tinkamas gaisro gesinimo priemones.

5.2. Specialūs pavojai, kylantys dėl medžiagos ar mišinio

Konkretūs pavojai: Jokių specialių atsargumo priemonių.

5.3. Patarimai ugniagesiams

Apsauginė įranga Kvėpavimo takų apsaugos priemonių parinkimas gesinant gaisrą: laikykitės bendrųjų
ugniagesiams: priešgaisrinių atsargumo priemonių, nurodytų darbo vietoje.

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmeninės atsargumo priemonės: Vengti patekimo ant odos ir į akis.

6.2. Aplinkosauginės atsargumo priemonės

Aplinkosaugos Venkite nutekėjimo į kanalizaciją, vandens telkinius arba ant žemės.
atsargumo priemonės:

6.3. Izoliavimo ir valymo metodai ir medžiagos

Valymo būdai: Sugerti išsiliejusią medžiagą tinkama sugeriančia medžiaga. Užterštą vietą nuplauti vandeniu.

6.4. Nuoroda į kitus skyrius

Nuorodos: Apie asmeninę apsaugą žr. 8 skyrių.
Apie atliekų šalinimą žr. 13 skyrių.

7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Atsargumo priemonės saugiam tvarkymui

Saugaus naudojimo patarimai: Vengti patekimo ant odos ir į akis.
Kai produktas naudojamas, jame bus žmogaus kraujo. Dirbdami su gaminiu, laikykitės įprastų biologinės saugos procedūrų ir laikykite visas medžiagas potencialiai užkrečiamas.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikymo sąlygos: Laikymo temperatūrą žiūrėkite gaminio etiketėje.

7.3. Konkretus (-iai) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-iai) naudojimas: Nėra svarbus.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 190	Puslapis:	5/13
Pakeičiama data:	022-08-25	Peržiūra:	2022-08-29
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.3

8 SKIRSNIS. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENINĖ APSAUGA

8.1. Valdymo parametrai

Profesinio poveikio riba nepriskirta.

8.2. Poveikio kontrolė

Inžinerinės priemonės:

Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją. Venkite purškiamų rūkų/aerozolių susidarymo.

Asmeninė apsauga:

Rekomenduojama dėvėti apsaugines pirštines ir akinius.

Asmeninės apsaugos priemonės turi būti parenkamos pagal CEN standartus ir pasitarus su asmeninių apsaugos priemonių tiekėju.

Rankų apsauga:

Mūvėkite apsaugines pirštines. Rekomenduojamos nitrilo pirštinės. Storis: 0,11 mm. Prasiveržimo laikas: > 480 min. Pirštinių tiekėjas gali rekomenduoti kitų tipų pirštines.

Akių apsauga:

Aptaškymo pavojus: dėvėkite apsauginius akinius/veido skydelį.

Higienos priemonės:

Po kontakto nusiplaukite rankas.

Aplinkos poveikis

Nepasiekiamas.

Valdikliai:

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 190	Puslapis:	6/13
Pakeičiama data:	022-08-25	Peržiūra:	2022-08-29
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.3

9 SKIRSNIS. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

<u>Fizinė būklė:</u>	Skystis.
<u>Kvapas:</u>	Bekvapis.
<u>Kvapo slenkstis:</u>	Nepasiekiamas.
<u>pH:</u>	6,8 - 7,8
<u>Lydymosi/užšalimo temperatūra:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Virimo taškas:</u>	apytiksliai 100°C
<u>Pilūpsnio temperatūra:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Garavimo greitis:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Sprogimo ribos:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Garų slėgis:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Garų tankis:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Santykinis tankis:</u>	apytiksliai 1,0
<u>Tirpumas:</u>	Visiškai tirpsta vandenyje.
<u>Pasiskirstymo koeficientas</u> <u>(oktanolis/vanduo):</u>	Nepasiekiamas.
<u>Savaiminis užsidegimas</u> <u>temperatūra (°C):</u>	Nepasiekiamas.
<u>Skilimas</u> <u>temperatūra (°C):</u>	Nepasiekiamas.
<u>Klampumas:</u>	Nepasiekiamas.
<u>Sprogstamosios savybės:</u>	Nėra svarbus.
<u>Oksidacinės savybės:</u>	Nepasiekiamas.
<u>9.2. Kita informacija</u>	
<u>Kiti duomenys:</u>	Nepasiekiamas.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 190	Puslapis:	7/13
Pakeičiama data:	022-08-25	Peržiūra:	2022-08-29
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.3

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktyvumas

Reaktyvumas: Niekas nežinomas.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilumas: Stabilus nustatytomis laikymo sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingos reakcijos: Niekas nežinomas.

10.4. Sąlygos, kurių reikia vengti

Sąlygos/medžiagos, kurių reikia vengti: Jokio konkretaus.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nesuderinamos medžiagos: Nežinomas.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingas skilimas Nė vienas ypatingai.

Produktai:

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 190	Puslapis:	8/13
Pakeičiama data:	022-08-25	Peržiūra:	2022-08-29
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.3

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksikologinį poveikį

Atsižvelgiant į pakuotės dydį, rizika laikoma minimalia.

Ūmus toksiškumas (prarijus): Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Ūmus toksiškumas (odos): Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Ūmus toksiškumas (įkvėpus): Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Odos ėsdinimas/dirginimas: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Sunkus akių pažeidimas/dirginimas: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Kvėpavimo takų ar odos jautrinimas: Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Lytinių ląstelių mutageniškumas: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Kancerogeniškumas: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Toksiškumas reprodukcijai: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

STOT – vienkartinis poveikis: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

STOT – pakartotinis poveikis: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Aspiracijos pavojus: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.

Įkvėpimas: Įkvėpus aerozolių: Gali dirginti kvėpavimo takus.

Kontaktas su oda: Ilgalaikis ar pakartotinis kontaktas gali sukelti dirginimą. Jautrių asmenų jautrumo ar alerginių reakcijų rizika.

Akių kontaktas: Tiesioginis kontaktas gali sudirginti.

Nurijimas: Tikėtina, dėl pakuotės. Tačiau nurijimas gali sukelti pykinimą, skrandžio skausmą ir vėmimą.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos sutrikimas savybės: Produkte nėra medžiagų, kurios, kaip nustatyta, turi žmogaus endokrininę sistemą ardančių savybių.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 190	Puslapis:	9/13
Pakeičiama data:	022-08-25	Peržiūra:	2022-08-29
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.3

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas

Ekotoksiškumas:

Produkte yra nedidelis kiekis medžiagos, kuri yra labai toksiška vandens organizmams.

2-metil-2H-izotiazol-3-onas: M

faktorius (ūmus): 10

M faktorius (lėtinis): 1

Oktilfenoletoksilatas:

M faktorius (ūmus): 10

M faktorius (lėtinis): 10

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Degraduojamumas:

Tikimasi, kad produktas bus biologiškai skaidus.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacijos potencialas:

Biologiškai nesikaups.

12.4. Judumas dirvožemyje

Mobilumas:

Nėra duomenų.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT/vPvB:

Nėra duomenų.

12.6. Endokrininę sistemą ardančios savybės

Endokrininės sistemos sutrikimas

savybės:

Sudėtyje yra oktilfenoletoksilato. Medžiaga skyla iki 4-tret-oktilfenolio [4 - tert-OP] nuotekų valymo įrenginiuose ir nuosėdose bei dirvožemyje.

Manoma, kad 4-tret-OP vandens organizmuose veikia endokriniškai, nes veikia estrogenais.

12.7. Kitas neigiamas poveikis

Kitas neigiamas poveikis:

Niekas nežinomas.

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Išmeskite atliekas ir likučius pagal vietos valdžios reikalavimus.

PASTABA: kai naudojamas produktas, jame bus žmogaus kraujo. Dirbdami su gaminiu, laikykitės įprastų biologinės saugos procedūrų ir laikykite visas medžiagas potencialiai užkrečiamas.

Atliekos iš likučių:

EWC kodas: 16 05 06 (arba 18 01 03)

Užterštos pakuotės:

Užterštas pakuotes išmeskite kaip likučius.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 190	Puslapis:	10/13
Pakeičiama data:	022-08-25	Peržiūra:	2022-08-29
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.3

14 SKIRSNIS. TRANSPORTO INFORMACIJA

Gaminiui netaikomi tarptautiniai pavojingų krovinių vežimo reglamentai (IMDG, IATA, ADR/IR/RID).

14.1. JT numeris

JT Nr.: -

14.2. JT tinkamas siuntos pavadinimas

Teisingas pristatymo pavadinimas: -

14.3. Gabenimo pavojaus klasė (-ės)

Klasė: -

14.4. Pakavimo grupė

PG: -

14.5. Pavojai aplinkai

Jūros teršalas: -

Aplinkai pavojinga medžiaga: -

14.6. Specialios atsargumo priemonės vartotojui

Specialios atsargumo priemonės: Niekas nežinomas.

14.7. Nesupakuotų krovinių gabenimas pagal MARPOL II priedą ir IBC kodeksą

Gabenimas urmu: Šis gaminys nėra skirtas gabenti urmu.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 190	Puslapis:	11/13
Pakeičiama data:	022-08-25	Peržiūra:	2022-08-29
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.3

15 SKIRSNIS. REGLAMENTAVIMO INFORMACIJA

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Specialios nuostatos:

Paprastai jaunesniems nei 18 metų asmenims su šiuo gaminiu dirbti neleidžiama. Naudotojai turi būti kruopščiai instruktuoti apie tinkamą darbo tvarką, pavojingas gaminio savybes ir būtinas saugos instrukcijas.

Nacionalinis reglamentas:

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB ir panaikinant Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, taip pat Tarybos direktyva 76/769/EEB ir Komisijos direktyvos 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB ir 2000/21/EB su pakeitimais.

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. (EB) Nr. 1907/2006 su pakeitimais.

1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos ir saugos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminėmis medžiagomis darbe, su pakeitimais.

1998 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų.

2000 m. birželio 8 d. Komisijos direktyva 2000/39/EB, nustatanti pirmąjį orientacinių profesinio poveikio ribinių verčių sąrašą įgyvendinant Tarybos direktyvą 98/24/EB dėl darbuotojų sveikatos ir saugos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminėmis medžiagomis darbe, su pakeitimais.

1991 m. gegužės 29 d. Komisijos direktyva 91/322/EEB dėl orientacinių ribinių verčių nustatymo įgyvendinant Tarybos direktyvą 80/1107/EEB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminių, fizinių ir biologinių veiksmų poveikiu darbe, su pakeitimais.

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų ar mutagenų poveikiu darbe, su pakeitimais.

2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/148/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su asbesto poveikiu darbe, su pakeitimais.

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinti tam tikras direktyvas su pakeitimais.

2014/955/EB: 2014 m. gruodžio 18 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2000/532/EB dėl atliekų sąrašo.

1994 m. birželio 22 d. Tarybos direktyva 94/33/EB dėl jaunų žmonių apsaugos darbe su pakeitimais.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

CSA būseną:

Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Naudotojas turi būti instruktuojamas, kaip atlikti tinkamą darbo tvarką, ir būti susipažinęs su šios instrukcijos turiniu.

Šiuose skyriuose yra pataisymų arba naujų teiginių: 16.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 190	Puslapis:	12/13
Pakeičiama data:	022-08-25	Peržiūra:	2022-08-29
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.3

Dėl naudojimo apribojimų žr. 15 skyrių.

Produkto Aprašymas:

941-832 S951 Vėske til membranunitkontrol karvėske
943-831 S1585 Kalibravimo tirpalas 1
944-024 S1720 Kalibravimo tirpalas 1 944-026
S4970 Skalavimo tirpalas 944-057 S4970
Skalavimas 1 Tirpalas 944-058 S4970
Skalavimas 1 Tirpalas 944-127 S1820
Kalibravimo tirpalas S1820 Kalibravimo tirpalas
12189441 Kalibravimo tirpalas 12189441 S4980
Skalavimo tirpalas 944-132 S4980 Skalavimo
tirpalas 944-155 S4987 Skalavimo tirpalas II
944-158 S4987 Skalavimo tirpalas II 944-159
S4987 Skalavimo tirpalas II 944-160 Dozatorius
med. 1 tirpalas, skirtas ABL7XX/8XX 944-312
Vėske til Rinse II Solution

944-353 S2610 Lin Glu, kont. Lac til slutkontrol 944-354
S2630 Rinse til glu/lac slutkont 944-355 S2640 PAM/
HEPES iki glu/lac slutkont 944-356 S2650 GOD:
Galactose til glu/lac slutkont. 944-357 S2660 LOD:
Glikolio rūgštis iki glu/lac slutk. 944-358 S2620 Lin Lac,
kont. Glu til slutkontrol 948-077 Etaloninis tirpalas:
S1585 – žalias 948-078 Etaloninis tirpalas: S1595 –
žalias 991-183 RENSEVÆSKE M. 2mM L-PROLIN

Šis SDL nurodo šiuos vidinius brėžinius: 941-832:

MFG-008750 rev 1

943-831: A4-23726 rev 16

944-024: MFG-008968 rev 3

944-026: MFG-009412 rev 1

944-057: MFG-009412 rev 1

944-024 -008968 rev 3

944-128: MFG-008968 rev 3

944-130: MFG-009412 rev 1

944-131: MFG-009412 rev 1

944-132: MFG-008968 rev

MF3 409v151 -158:

MFG-009364 rev 1 944-159:

MFG-009364 rev 1 944-160:

A4-34561 rev 6 944-257:

MFG-009412 rev 1 944-293:

MFG-298: 8-31 009364 rev 1

944-353: A4-37951 rev 5

944-354: DRW-000239 rev 5

944-355: DRW-000240 rev 6

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Produkto pavadinimas:	Radiometer SDS M3 190	Puslapis:	13/13
Pakeičiama data:	022-08-25	Peržiūra:	2022-08-29
Gaminio Nr.:		SDS-ID:	EU-LT/6.3

944-356: DRW-000241 rev 5
944-357: DRW-000242 rev 4
944-358: MFG-010300 rev 2
948-077: MFG-011257 rev 1
8:11257 rev 1 948-357 -35050
4 aps

Saugos duomenų lape naudojami santrumpos ir akronimai: CSA = Cheminės saugos vertinimas. M(ac) =
M faktorius ūmus toksiškumas. M(chr) =
M faktoriaus lėtinis toksiškumas.
PBT = patvarus, bioakumuliacinis ir toksiškas.
SCL = specifinė koncentracijos riba.
SVHC = Labai didelį susirūpinimą kelianti medžiaga. vPvB
= labai patvarus ir labai bioakumuliuojantis.

Papildoma informacija: Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: Skaičiavimo metodas.

H teiginių formuluočių:

EUH071	Ardanti kvėpavimo takus.
H301	Toksiška prarijus.
H302	Kenksminga prarijus.
H311	Toksiška susilietus su oda.
H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H315	Sukelia odos dirginimą.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H318	Sukelia rimtą akių pažeidimą.
H330	Mirtina įkvėpus.
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikį poveikį.

Informacija šiame duomenų lape atspindi mūsų dabartinius duomenis ir yra patikima, jei produktas naudojamas nustatytomis sąlygomis ir pagal paskirtį, nurodytą ant pakuotės ir (arba) techninėse rekomendacijose. Bet koks kitas gaminio naudojimas, susijęs su gaminio naudojimu kartu su bet koku kitu gaminiu ar bet koku kitu procesu, yra vartotojas.

Pagaminta DHI – Aplinka ir toksikologija, Agern Allé 5, DK-2970 Hørsholm, Danija.
www.dhigroup.com.