

Hemoclip & daugkartinio naudojimo rankena Eco Clip



STERILE EO



(vertimas)

➤ DISTRIBIUTORIUS

LIFE PARTNERS EUROPE 161 avenue Gallieni – 93170 Bagnolet Tel.: +33 1 49 88 01 01 / Fax: +33 1 48 59 70 72 E-mail: life@lifeurope.com Site Internet : www.lifeurope.com	Kokybės atstovas Tel: +33 1 49 88 01 01 Fax: +33 1 49 88 83 45 E-mail : quality@lifeurope.com
---	--

➤ PRODUKTO INFORMACIJA

Komercinis pavadinimas:

Eco Clip - Hemoklipas & daugkartinio naudojimo rankena


- Hemostazės klipas su 90° ar 135° kampo nasrais, tiekiamas apsauginėje kasetėje. Klipas gali būti lengvai uždedamas ant daugkartinio naudojimo rankenos prieš sukabinant gleivinę.
- Pasukimo galimybė viena ranka, sukimo momentas 1 prie 1.
- Klipas sukurtas specifinės «∞» formos.
- Patogi lengvai valdoma rankena.
- Įprastinio naudojimo metu galima sukabinti nuo 100 iki 120 klipų*.

* Nėra garantuojama, priklausomai nuo naudojimo ir valymo.

1



2



3



Indikacijos: šis produktas skirtas uždaryti gleivinės audinius endoskopo pagalba, įvairiose situacijose:

- Žymėjimui endoskopinės procedūros metu;
- Hemostazei: - Kai gleivinės/sub-gleivinės pažeidimai mažesni nei 3cm diametro; - Kraujojančiai opai; - Polipui mažesniai nei 1,5cm; - Žarnos divertikulitui.

Produkto kodas	Maksimalus atvėrimas (mm)	Nasrų kampas	Nasrų ilgis
----------------	---------------------------	--------------	-------------

Hemoclip - Vienkartinis panaudojimas

NLS/RHC-8-90	≥ 8	90°	13.5 mm
NLS/RHC-8-135	≥ 8	135°	14.2 mm



Užsakymo vnt. = MDQ (Mažiausias pristatymo kiekis): **30**

Individualios pakuotės tipas: **lizdinė pakuotė**

Bendra pakuotė: **kartoninė dėžė**

Produkto kodas	Kateterio ilgis (cm)	Kateterio diametras (mm)
----------------	----------------------	--------------------------

Daugkartinio naudojimo rankena

NLS/RHCFD-28-230	230	≤ 2.75
------------------	-----	--------

Užsakymo vnt. = MDQ (Mažiausias pristatymo kiekis): **1**

Type of individual packaging: **individualus maišelis**

Bendra pakuotė: **kartoninė dėžė**



➤ TECHNINĖ INFORMACIJA

Medžiagos:

Rankena: ABS
 Klipas: Nerūdyjantis plienas
 Klipo kasetė: LCP

Sudėtyje:

Lateksas: ☐ Taip ☒ Ne
 Gyvul.kilmės produktai: ☐ Taip ☒ Ne
 PVC: ☐ Taip ☒ Ne
 Ftalatai ir DEHP: ☐ Taip ☒ Ne
 Nanodalelės: ☐ Taip ☒ Ne
 Bisphenol A: ☐ Taip ☒ Ne



Sterilumas:

Sterilu: ☒ Taip ☐ Ne
 Sterilizacijos būdas: Etileno oksido dujos
 Naudojimo kiekis: Klipas: vienkartinio naudojimo
 Rankena: pakartotinai naudojama po sterilizacijos (ultragarsinis valymas, ploviklis, autoklavas, žr. naudojimo instrukciją)

STERILE EO

2

Saugojimas:

Saugojimo sąlygos: Atitinkama saugojimo sąlygoms oro temperatūra, gerai ventiliuojama, nelaikyti su toksiniais ir pavojingomis medžiagomis
 Naudojimo terminas: 3 metai

Kiti duomenys:

GMDN klasė: 34050
 Bar kodas: ☒ GS1-128 ☐ HIBC ☐ No
 Pakuotės informacija: ☒ Reference ☒ Lot number ☒ Use by date

Naudojimas:

Teisingas ir saugus naudojimas: žr. naudojimo instrukciją
 Naudojimo patarimai (naudojimo instrukcija, atsargumo priemonės ir kontraindikacijos)

Gamintojas:

Šalis: Shangxian Minimal Invasive INC.

China

CE ženklas:

CE ženklas suteiktas TÜV Rheinland, Sertifikavimo įstaigos nr.: 0197
 Pagal EC Direktivą 93/42/CEE – priedas II išskyrus skyrių 4 Klasė IIa medicininė priemonė

Neutimas Teisingas
Laura Janušienė

 2017.06.06