

Hemoklipas

STERILE EO

2



➤ DISTRIBIUTORIUS

LIFE PARTNERS EUROPE

161 avenue Gallieni – 93170 Bagnolet - Prancūzija

Tel.: +33 1 49 88 01 01 / Fax: +33 1 48 59 70 72

E-mail: life@lifeurope.comWebsite: www.lifeurope.com

➤ PRODUKTO INFORMACIJA

Komercinis pavadinimas:
Hemoclip


Paprastas naudoti, hemoklipas sumontuotas ant jį palaikančio kateterio ir paruoštas naudojimui.

Hemoklipas gali būti pasukamas (360°) and repositionuojamas: Jį galima atidaryti, uždaryti ir pasukti keletą kartų prieš uždedant.

Galimi skirtingi maksimalūs atidarymai, kojelės kampai ir kateterio ilgiai


Hemoklipas gali būti uždedamas virškinamajame trakte hemostazei, kai:

- Gleivinės defektai mažesni nei 3 cm diametro,
- Kraujuojanti opa,
- Arterijos mažesnės nei 2 mm,
- Polipų vieta mažesnė nei 1,5 cm diametro,
- Žarnyno divertikulas,

Klipas gali būti naudojamas kaip pagalbinė gydymo priemonė jeigu defektas yra mažesnis nei 20mm ar endoskopiniam žymėjimui

Suderinamas RML.

Indikacijos: klipas suderinamas su endoskopu, kuris palaiko klipų uždėjimą virškinamajame trakte, mechaniniam audinių užspaudimui kraujuojant smulkioms arterijoms arba pulsacijai. Priemonė skirta vienkartiniam naudojimui.



Kodas	MAKSIMALUS ATIDARYMAS	KOJELĖS ILGIS	KOJELĖS KAMPAS	KATETERIO ILGIS	UŽSPAUDIMO JĖGA
NLS/HC-S90-26-230*	9 mm	5 mm	90°	230 cm	- Aukšta užspaudimo jėga
NLS/HC-26-230-W	11 mm	5 mm	135°	230 cm	- Vidutinė užspaudimo jėga
NLS/HC-26-270	11 mm	5 mm	135°	270 cm	- Vidutinė užspaudimo jėga
NLS/HC-L-26-230-W	13 mm	5 mm	135°	230 cm	- Vidutinė užspaudimo jėga
NLS/HC-XL90-26-230-W	16 mm	6 mm	90°	230 cm	- Suima daugiau audinių

Kateterio diametras: 2.6 mm

* *Spec. užsakymas*

Vieneto pakuotė: **sterilus maišelis**
 Bendra pakuotė: **kartoninė dėžė su 5 vnt.**

Vertimas Tisingas
Laura Janušienė

 2018.06.01