








(Vertimas)




Savaime išsiplečiantys virškinamojo trakto metaliniai stentai



Biliariniai stentai (Nedengti)

Piktybinėms tulžies latakų striktūroms




SAVYBĖS

- Fiksuoto dydžio tinklo akutės ir sukimo konstrukcija
- Lankstus ir atsparus trūkimams
- Atraumatiniai galai
- Mažesnė hiperplazijos rizika galuose



- Radiokontrastiniai markeriai: 3 abiejuose galuose ir 2 viduryje



[Seoul Baek Hospital, Seoul, Korea]


UŽSAKYMŲ INFORMACIJA

Endoskopiniai					Perkutaniniai				
Kodas	Stentas		Įvedimas		Kodas	Stentas		Įvedimas	
	Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas ilgis (cm)		Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas ilgis (cm)
B0604	6	4	7	180	T0604	6	4	7	50
B0605		5			T0605		5		
B0606		6			T0606		6		
B0607		7			T0607		7		
B0608		8			T0608		8		
B0609		9			T0609		9		
B0610		10			T0610		10		
B0612		12			T0612		12		
B0804	8	4			T0804	8	4		
B0805		5			T0805		5		
B0806		6			T0806		6		
B0807		7			T0807		7		
B0808		8			T0808		8		
B0809		9			T0809		9		
B0810		10			T0810		10		
B0812		12			T0812		12		
B1004	10	4			T1004	10	4		
B1005		5			T1005		5		
B1006		6			T1006		6		
B1007		7			T1007		7		
B1008		8			T1008		8		
B1009		9			T1009		9		
B1010		10			T1010		10		
B1012		12			T1012		12		



Biliariniai stentai

Piktybinėms tulžies latakų striktūroms



***Available in USA**
(The sizes marked in blue)

SAVYBĖS

- Nefiksuoto dydžio akutės su pynimo kabliuku konstrukcija
- Nedidelis ilgio mažėjimas tiksliam įvedimui
- Optimali radialinės ir išilginės jėgos kombinacija padeda išlaikyti spindį sunkiose anatomijose



- Radiokontrastiniai markeriai: 3 abiejuose galuose ir 2 viduryje


UŽSAKYMO INFORMACIJA

Endoskopiniai					Perkutaniniai				
Kodas	Stentas		Įvedimas		Kodas	Stentas		Įvedimas	
	Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)		Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)
BD0604	6	4	8	180	TD0604	6	4	8	50
BD0605		5			TD0605		5		
BD0606		6			TD0606		6		
BD0607		7			TD0607		7		
BD0608		8			TD0608		8		
BD0609		9			TD0609		9		
BD0610		10			TD0610		10		
BD0612		12			TD0612		12		
BD0804	8	4			TD0804	8	4		
BD0805		5			TD0805		5		
BD0806		6			TD0806		6		
BD0807		7			TD0807		7		
BD0808		8			TD0808		8		
BD0809		9			TD0809		9		
BD0810		10			TD0810		10		
BD0812		12			TD0812		12		
BD1004	10	4			TD1004	10	4		
BD1005		5			TD1005		5		
BD1006		6			TD1006		6		
BD1007		7			TD1007		7		
BD1008		8			TD1008		8		
BD1009		9			TD1009		9		
BD1010		10			TD1010		10		
BD1012		12			TD1012		12		



Biliariniai stentai

Piktybinėms tulžies latakų striktūroms



SAVYBĖS


- Sukimo ir pynimo kabliuku konstrukcija
 - 7Fr žemo profilio įvedimo sistema geresniam prisitaikymui
 - Nedidelis ilgio mažėjimas tiksliam įvedimui
 - Palengvina stento įvedimą esant sunkioms tulžies latakų obstrukcijoms
- Radiokontrastiniai markeriai: 3 abiejuose galuose ir 2 viduryje

7Fr žemo profilio įvedimo sistema




UŽSAKYMO INFORMACIJA

Endoskopiniai					Perkutaniniai				
Kodas	Stentas		Įvedimas		Kodas	Stentas		Įvedimas	
	Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)		Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)
BN0604	6	4	7	180	TN0604	6	4	7	50
BN0605		5			TN0605		5		
BN0606		6			TN0606		6		
BN0607		7			TN0607		7		
BN0608		8			TN0608		8		
BN0609		9			TN0609		9		
BN0610		10			TN0610		10		
BN0612		12			TN0612		12		
BN0804	8	4			TN0804	8	4		
BN0805		5			TN0805		5		
BN0806		6			TN0806		6		
BN0807		7			TN0807		7		
BN0808		8			TN0808		8		
BN0809		9			TN0809		9		
BN0810		10			TN0810		10		
BN0812		12			TN0812		12		
BN1004	10	4			TN1004	10	4		
BN1005		5			TN1005		5		
BN1006		6			TN1006		6		
BN1007		7			TN1007		7		
BN1008		8			TN1008		8		
BN1009		9			TN1009		9		
BN1010		10			TN1010		10		
BN1012		12			TN1012		12		



SAVYBĖS

- Nefiksuoto dydžio akutės (kiekvienos celės dydis: 6mm) su pynimo kabliuku konstrukcija
- Lengvas antro stento įvedimas: didesnės LCD stento tinklo akutės įgalina patogiai įvesti antrą stentą



2 stents insertion



3 stents insertion

- Paprastas pakartotinas įvedimas: didesnės akutės leidžia lengviau pakartotinai įvesti stentą, netgi esant jau įvestam pirmam stentui
 - Maža išilginė jėga ir optimali radialinė jėga: pagerina paciento savijautą ir prisitaiko prie hiliarinės tulžies latakų anatomijos
- Radiokontrastiniai markeriai: 3 abiejuose galuose ir 2 viduryje

UŽSAKYMO INFORMACIJA

Endoskopiniai					Perkutaniniai				
Kodas	Stentas		Įvedimas		Kodas	Stentas		Įvedimas	
	Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas ilgis (cm)		Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas ilgis (cm)
BLD0604	6	4	8	180	TLD0604	6	4	8	50
BLD0605		5			TLD0605		5		
BLD0606		6			TLD0606		6		
BLD0607		7			TLD0607		7		
BLD0608		8			TLD0608		8		
BLD0609		9			TLD0609		9		
BLD0610		10			TLD0610		10		
BLD0804	8	4			TLD0804	8	4		
BLD0805		5			TLD0805		5		
BLD0806		6			TLD0806		6		
BLD0807		7			TLD0807		7		
BLD0808		8			TLD0808		8		
BLD0809		9			TLD0809		9		
BLD0810	10	10			TLD0810	10	10		
BLD0812		12			TLD0812		12		
BLD1004		4			TLD1004		4		
BLD1005		5			TLD1005		5		
BLD1006		6			TLD1006		6		
BLD1007		7			TLD1007		7		
BLD1008	10	8			TLD1008	10	8		
BLD1009		9			TLD1009		9		
BLD1010		10			TLD1010		10		
BLD1012		12			TLD1012		12		





Biliariniai stentai (Dengti)

Gerybinėms ir piktybinėms tulžies latakų striktūroms



SAVYBĖS

- Fiksuoto dydžio tinklo akutės ir sukimo konstrukcija
 - Lankstus ir atsparus trūkimams
- Atraumatiniai galai
 - Mažesnė hiperplazijos rizika galuose
- Silikonu dengti abu paviršiai, vidinis ir išorinis
 - Apsaugo nuo auglio įaugimo rizikos
 - Pagerina tulžies ištekėjimą
- Ištraukimo kilpa saugiam ir švelniam išėmimui



- Radiokontrastiniai markeriai: 3 abiejuose galuose ir 2 viduryje

UŽSAKYMO INFORMACIJA


Endoskopiniai					Perkutaniniai				
Pilnai dengtas					Pilnai dengtas				
Kodas	Stentas		Įvedimas		Kodas	Stentas		Įvedimas	
	Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)		Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)
BS0604F	6	4	8.5	180	TS0604F	6	4	8.5	50
BS0605F		5			TS0605F		5		
BS0606F		6			TS0606F		6		
BS0607F		7			TS0607F		7		
BS0608F		8			TS0608F		8		
BS0609F		9			TS0609F		9		
BS0610F		10			TS0610F		10		
BS0612F		12			TS0612F		12		
BS0804F	8	4			TS0804F	8	4		
BS0805F		5			TS0805F		5		
BS0806F		6			TS0806F		6		
BS0807F		7			TS0807F		7		
BS0808F		8			TS0808F		8		
BS0809F		9			TS0809F		9		
BS0810F		10			TS0810F		10		
BS0812F		12			TS0812F		12		
BS1004F	10	4			TS1004F	10	4		
BS1005F		5			TS1005F		5		
BS1006F		6			TS1006F		6		
BS1007F		7			TS1007F		7		
BS1008F		8			TS1008F		8		
BS1009F		9			TS1009F		9		
BS1010F		10			TS1010F		10		
BS1012F		12			TS1012F		12		

Endoskopiniai					Perkutaniniai				
5mm nedengtas abiejuose galuose					5mm nedengtas abiejuose galuose				
Kodas	Stentas		Įvedimas		Kodas	Stentas		Įvedimas	
	Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)		Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)
BS0604B	6	4	8	180	TS0604B	6	4	8	50
BS0605B		5			TS0605B		5		
BS0606B		6			TS0606B		6		
BS0607B		7			TS0607B		7		
BS0608B		8			TS0608B		8		
BS0609B		9			TS0609B		9		
BS0610B		10			TS0610B		10		
BS0612B		12			TS0612B		12		
BS0804B	8	4			TS0804B	8	4		
BS0805B		5			TS0805B		5		
BS0806B		6			TS0806B		6		
BS0807B		7			TS0807B		7		
BS0808B		8			TS0808B		8		
BS0809B		9			TS0809B		9		
BS0810B		10			TS0810B		10		
BS0812B		12			TS0812B		12		
BS1004B	10	4			TS1004B	10	4		
BS1005B		5			TS1005B		5		
BS1006B		6			TS1006B		6		
BS1007B		7			TS1007B		7		
BS1008B		8			TS1008B		8		
BS1009B		9			TS1009B		9		
BS1010B		10			TS1010B		10		
BS1012B		12			TS1012B		12		



SAVYBĖS

- Trijų sluoksnių konstrukcija: biosuderinamas PTFE membraninis vamzdelis patalpintas tarp vidinio ir išorinio tinklelių
 - Nefiksuoto dydžio akutė leidžia stentui prisitaikyti prie tulžies latakų
 - PTFE membrana apsaugo nuo audinių įaugimo
 - Išorinis tinklas sumažina migracijos riziką
-
- Nedidelis ilgio mažėjimas tiksliam įvedimui
-
- Radiokontrastiniai markeriai: 4 abiejuose dengtuose galuose



UŽSAKYMO INFORMACIJA

Endoskopiniai					Perkutaniniai				
Pilnai dengtas					Pilnai dengtas				
Kodas	Stentas		Įvedimas		Kodas	Stentas		Įvedimas	
	Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)		Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)
BC0604F	6	4	8	180	TC0604F	6	4	8	50
BC0605F		5			TC0605F		5		
BC0606F		6			TC0606F		6		
BC0607F		7			TC0607F		7		
BC0608F		8			TC0608F		8		
BC0609F		9			TC0609F		9		
BC0610F		10			TC0610F		10		
BC0612F		12			TC0612F		12		
BC0804F	8	4			TC0804F	8	4		
BC0805F		5			TC0805F		5		
BC0806F		6			TC0806F		6		
BC0807F		7			TC0807F		7		
BC0808F		8			TC0808F		8		
BC0809F		9			TC0809F		9		
BC0810F		10			TC0810F		10		
BC0812F		12			TC0812F		12		
BC1004F	10	4			TC1004F	10	4		
BC1005F		5			TC1005F		5		
BC1006F		6			TC1006F		6		
BC1007F		7			TC1007F		7		
BC1008F		8			TC1008F		8		
BC1009F		9			TC1009F		9		
BC1010F		10			TC1010F		10		
BC1012F		12			TC1012F		12		



Endoskopiniai					Perkutaniniai				
5mm nedengtas abiejuose galuose					5mm nedengtas abiejuose galuose				
Kodas	Stentas		Įvedimas		Kodas	Stentas		Įvedimas	
	Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)		Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)
BC0604B	6	4	8	180	TC0604B	6	4	8	50
BC0605B		5			TC0605B		5		
BC0606B		6			TC0606B		6		
BC0607B		7			TC0607B		7		
BC0608B		8			TC0608B		8		
BC0609B		9			TC0609B		9		
BC0610B		10			TC0610B		10		
BC0612B		12			TC0612B		12		
BC0804B	8	4			TC0804B	8	4		
BC0805B		5			TC0805B		5		
BC0806B		6			TC0806B		6		
BC0807B		7			TC0807B		7		
BC0808B		8			TC0808B		8		
BC0809B		9			TC0809B		9		
BC0810B		10			TC0810B		10		
BC0812B		12			TC0812B		12		
BC1004B	10	4			TC1004B	10	4		
BC1005B		5			TC1005B		5		
BC1006B		6			TC1006B		6		
BC1007B		7			TC1007B		7		
BC1008B		8			TC1008B		8		
BC1009B		9			TC1009B		9		
BC1010B		10			TC1010B		10		
BC1012B		12			TC1012B		12		

Gerybinėms tulžies latakų ir pankreatinėms striktūroms




SAVYBĖS

- Saugumas: netolygus akučių dydis ir segmento radialinė jėga nepilnai užspaudžia šonines atšakas ir tokiu būdu apsaugo nuo panreatinio sepsio ir pankreatito
- Lengvas išėmimas: Pilnai PTFE (pagrindinė stento dalis) ir silikonu (abu užapvalinti galai) padengimas kartu su ištraukimo spyruokle proksimaliniame gale palengvina stento ištraukimą
- Antimigracija: abu platesni galai sumažina migracijos riziką
- Radiokontrastiniai markeriai: 3 abiejuose galuose ir 2 viduryje




UŽSAKYMŲ INFORMACIJA

Endoskopiniai					Perkutaniniai				
Kodas	Stentas		Įvedimas		Kodas	Stentas		Įvedimas	
	Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)		Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)
BK0604CW	6	4	8.5	180	TK0604CW	6	4	8.5	50
BK0605CW		5			TK0605CW		5		
BK0606CW		6			TK0606CW		6		
BK0607CW		7			TK0607CW		7		
BK0608CW		8			TK0608CW		8		
BK0609CW		9			TK0609CW		9		
BK0610CW		10			TK0610CW		10		
BK0612CW		12			TK0612CW		12		
BK0804CW	8	4			TK0804CW	8	4		
BK0805CW		5			TK0805CW		5		
BK0806CW		6			TK0806CW		6		
BK0807CW		7			TK0807CW		7		
BK0808CW		8			TK0808CW		8		
BK0809CW		9			TK0809CW		9		
BK0810CW		10			TK0810CW		10		
BK0812CW		12			TK0812CW		12		
BK1004CW	10	4			TK1004CW	10	4		
BK1005CW		5			TK1005CW		5		
BK1006CW		6			TK1006CW		6		
BK1007CW		7			TK1007CW		7		
BK1008CW		8			TK1008CW		8		
BK1009CW		9			TK1009CW		9		
BK1010CW		10			TK1010CW		10		
BK1012CW		12			TK1012CW		12		

Anastomozės striktūroms po kepenų transplantacijos**SAVYBĖS**


- Būdingas susiaurėjimas stento vidurinėje dalyje: stento forma stipria radialinę jėga ir leidžia išvengti stento migracijos
- Trumpas stento ilgis: naudojant trumpą stentą ties striktūra išvengiama perteklinio sveikų latako audinių spaudimo, taip sumažinama nekrozės ir fibrozės rizika
- Ilga platininė radiokonstrastinė ištraukimo kilpa: ilga platininė kilpa palengvina stento ištraukimą iš aukščiau esančio CBD
- Radiokonstrastiniai markeriai: 3 abiejuose galuose ir 2 viduryje



UŽSAKYMO INFORMACIJA

Endoskopiniai					Perkutaniniai				
Kodas	Stentas		Įvedimas		Kodas	Stentas		Įvedimas	
	Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)		Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)
BS0604F2	6	4	8.5	180	TS0604F2	6	4	8.5	50
BS0605F2		5			TS0605F2		5		
BS0606F2		6			TS0606F2		6		
BS0607F2		7			TS0607F2		7		
BS0608F2		8			TS0608F2		8		
BS0804F2	8	4	8.5		TS0804F2	8	4	8.5	
BS0805F2		5			TS0805F2		5		
BS0806F2		6			TS0806F2		6		
BS0807F2		7			TS0807F2		7		
BS0808F2		8			TS0808F2		8		
BS1004F2	10	4	9		TS1004F2	10	4	9	
BS1005F2		5			TS1005F2		5		
BS1006F2		6			TS1006F2		6		
BS1007F2		7			TS1007F2		7		
BS1008F2		8			TS1008F2		8		

Hepato gastrostomijai naudojant EUS




SAVYBĖS

- Dalinai dengtas ir dalinai nedengtas:
 1. Dengta dalis: veikia kaip tiltas tarp kairiosios kasos kanalo ir skrandžio bei apsaugo nuo pratekėjimo
 - Platus galas išlindęs iš skrandžio sienelės apsaugo nuo migracijos
 2. Nedengta dalis: išvengiama šoninės atšakos užblokavimo ir apsaugo nuo migracijos
- Radiokontrastiniai markeriai: 3 abiejuose galuose ir 2 viduryje




UŽSAKYMO INFORMACIJA

Endoskopiniai				
Kodas	Stentas		Įvedimas	
	Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas ilgis (cm)
BS0808FP	8	8	8,5	180
BS0810FP		10		
BS1008FP	10	8		
BS1010FP		10		




SAVYBĖS

- Platūs ir glotnūs užapvalinti galai
 - Apsaugo nuo migracijos rizikos ir su stentu susijusiais pažeidimais
- Galimi įvairūs diametrai (iki 16mm)
 - o Optimizuoti drenavimą ir suteikti užtekčiai vietos nekrozektomijos atveju
- Ištraukimo kilpa padėties koregavimui ar išėmimui
- Radiokontrastiniai markeriai: 3 abiejuose galuose ir 2 viduryje



A large amount of pus came out through the stent



Conventional upper GI endoscope advances into the pseudocyst through the stent. Then performing of necrosectomy is using the snare forceps


[J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2013 Mar;20(3):403-6]

UŽSAKYMO INFORMACIJA

Endoskopiniai				
Kodas	Stentas		Įvedimas	
	Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)
BS1001FW	10	1	9	180
BS1002FW		2		
BS1003FW		3		
BS1201FW	12	1		
BS1202FW		2		
BS1203FW		3		
BS1402FW	14	2	10	
BS1403FW		3		
BS1602FW	16	2		
BS1603FW		3		


Pankreatito pseudocistų ar tulžies pūslės drenavimu

i



Spindį išlaikantys SPAXUS stentai

- Apsaugo nuo migracijos ir palaiko esamą spindį
- Pilnai dengti silikonu apsaugo nuo pratekėjimo ir įaugimo
- Lanksti struktūra padeda prisitaikyti nepaisant sienelių storio
- 8, 10, 16mm diametro įvairioms indikacijoms




Patogi naudoti SPAXUS įvedimo sistema

- 1 žingsnis. Kai išorinis rentgeno markeris persidengia su vidiniu markeriu
 - Distalinis kraštas yra visiškai atidarytas
- 2 žingsnis. Kai mėlynas markeris yra matomas endoskopu
 - Pradėti proksimalinio krašto atidarymą

UŽSAKYMO INFORMACIJA


Endoskopiniai						
Produktas	Kodas	Stentas			Įvedimas	
		Darbinės dalies diametras (mm)	Galų diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas ilgis (cm)
	SS0802FW	8	23	2	10	180
	SS1002FW	10	25			
	SS1602FW	16	31			

Trumpa įvedimo sistema



Laiką taupanti, lengvai valdoma

- Taupomas laikas keičiant priemones ir atliekant veiksmus procedūrų metu
- Sumažintas fluoroskopijos procedūros laikas
- Palaikomas praėjimas
- Mažesnis poreikis aukštos kvalifikacijos asistentams
- Lengvai valdomas pravedėjas



UŽSAKYMO INFORMACIJA

S Biliariniai stentai (nedengti)					D Biliariniai stentai (nedengti)				
Kodas	Stentas		Įvedimas		Kodas	Stentas		Įvedimas	
	Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)		Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)
BM0604	6	4	8.5	180	BDM0604	6	4	8.5	180
BM0605		5			BDM0605		5		
BM0606		6			BDM0606		6		
BM0607		7			BDM0607		7		
BM0608		8			BDM0608		8		
BM0609		9			BDM0609		9		
BM0610		10			BDM0610		10		
BM0612		12			BDM0612		12		
BM0804	8	4			BDM0804	8	4		
BM0805		5			BDM0805		5		
BM0806		6			BDM0806		6		
BM0807		7			BDM0807		7		
BM0808		8			BDM0808		8		
BM0809		9			BDM0809		9		
BM0810		10			BDM0810		10		
BM0812		12			BDM0812		12		
BM1004	10	4			BDM1004	10	4		
BM1005		5			BDM1005		5		
BM1006		6			BDM1006		6		
BM1007		7			BDM1007		7		
BM1008		8			BDM1008		8		
BM1009		9			BDM1009		9		
BM1010		10			BDM1010		10		
BM1012		12			BDM1012		12		

UŽSAKYMO INFORMACIJA

LCD Biliariniai stentai (nedengti)					BUMPY Biliariniai stentai (pilnai dengti)				
Kodas	Stentas		Įvedimas		Kodas	Stentas		Įvedimas	
	Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas ilgis (cm)		Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas ilgis (cm)
BLDM0604	6	4	8.5	180	BKM0604CW	6	4	8.5	180
BLDM0605		5			BKM0605CW		5		
BLDM0606		6			BKM0606CW		6		
BLDM0607		7			BKM0607CW		7		
BLDM0608		8			BKM0608CW		8		
BLDM0609		9			BKM0609CW		9		
BLDM0610		10			BKM0610CW		10		
BLDM0804	8	4			BKM0612CW	8	12		
BLDM0805		5			BKM0804CW		4		
BLDM0806		6			BKM0805CW		5		
BLDM0807		7			BKM0806CW		6		
BLDM0808		8			BKM0807CW		7		
BLDM0809		9			BKM0808CW		8		
BLDM0810		10			BKM0809CW		9		
BLDM0812		12			BKM0810CW		10		
BLDM1004	10	4			BKM0812CW		12		
BLDM1005		5			BKM1004CW	10	4		
BLDM1006		6			BKM1005CW		5		
BLDM1007		7			BKM1006CW		6		
BLDM1008		8			BKM1007CW		7		
BLDM1009		9			BKM1008CW		8		
BLDM1010		10			BKM1009CW		9		
BLDM1012		12			BKM1010CW		10		
					BKM1012CW		12		

UŽSAKYMO INFORMACIJA

S Biliariniai stentai (pilnai dengti, nedengti galai)						COMVI Biliariniai stentai (pilnai dengti, nedengti galai)					
Kodas		Stentas		Įvedimas		Kodas		Stentas		Įvedimas	
Pilnai dengti	Nedengti galai	Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)	Pilnai dengti	Nedengti galai	Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)
BSM0604F	BSM0604B	6	4	8.5	180	BCM0604F	BCM0604B	6	4	8.5	180
BSM0605F	BSM0605B		5			BCM0605F	BCM0605B		5		
BSM0606F	BSM0606B		6			BCM0606F	BCM0606B		6		
BSM0607F	BSM0607B		7			BCM0607F	BCM0607B		7		
BSM0608F	BSM0608B		8			BCM0608F	BCM0608B		8		
BSM0609F	BSM0609B		9			BCM0609F	BCM0609B		9		
BSM0610F	BSM0610B		10			BCM0610F	BCM0610B		10		
BSM0612F	BSM0612B		12			BCM0612F	BCM0612B		12		
BSM0804F	BSM0804B	8	4			BCM0804F	BCM0804B	8	4		
BSM0805F	BSM0805B		5			BCM0805F	BCM0805B		5		
BSM0806F	BSM0806B		6			BCM0806F	BCM0806B		6		
BSM0807F	BSM0807B		7			BCM0807F	BCM0807B		7		
BSM0808F	BSM0808B		8			BCM0808F	BCM0808B		8		
BSM0809F	BSM0809B		9			BCM0809F	BCM0809B		9		
BSM0810F	BSM0810B		10			BCM0810F	BCM0810B		10		
BSM0812F	BSM0812B		12			BCM0812F	BCM0812B		12		
BSM1004F	BSM1004B	10	4			BCM1004F	BCM1004B	10	4		
BSM1005F	BSM1005B		5			BCM1005F	BCM1005B		5		
BSM1006F	BSM1006B		6			BCM1006F	BCM1006B		6		
BSM1007F	BSM1007B		7			BCM1007F	BCM1007B		7		
BSM1008F	BSM1008B		8			BCM1008F	BCM1008B		8		
BSM1009F	BSM1009B		9			BCM1009F	BCM1009B		9		
BSM1010F	BSM1010B		10			BCM1010F	BCM1010B		10		
BSM1012F	BSM1012B		12			BCM1012F	BCM1012B		12		

Neimantas Tisingas
Rasa Janušienė

 2018.06.25