

# SOLITAIRE™ PLATINUM REVASCULARIZATION DEVICE

**SEEING IS KNOWING.**  
KNOWLEDGE IS CONFIDENCE.

Increased markers  
for enhanced  
visibility



The Solitaire™ Platinum Revascularization Device provides true, meaningful visualization to assist physicians during their interventional stroke procedures.

The Solitaire™ Platinum Revascularization Device maintains the unique Parametric overlapping design that has been proven to work effectively<sup>1</sup>. The device is also designed to restore blood flow in patients experiencing ischemic stroke due to large intracranial vessel occlusion.


Solitaire Platinum revaskularizacijos priemonė yra parametrinio persidengiančio dizaino, kurio efektyvumas yra įrodytas. Ši priemonė skirta atstatyti kraujo tėkmę pacientams, kuriems yra išeminis insultas dėl didelės intrakranialinės kraujagyslės okliuzijos.

# SOLITAIRE™ PLATINUM REVASCULARIZATION DEVICE




## ALIGN IT

Visualize the optimal working length of the Solitaire™ Platinum Revascularization Device for accurate stent alignment




## VISUALIZE IT

Visualize both expansion and compression of the Solitaire™ Platinum Revascularization Device upon deployment with unique, evenly spaced Platinum markers for real-time procedural feedback



## RETRIEVE IT

Visualize stent behavior during retrieval for optimal revascularization and clot capture success



Model	Recommended Vessel Diameter <sup>1</sup> (mm)		Minimum Microcatheter ID		Push Wire Length (cm)	Stent Diameter (mm)	Stent Length (mm)	Proximal Marker to Distal Marker Length (mm)	Length from Distal tip to fluorosafe marker (cm)	Radiopaque Markers		Radiopaque Stent Markers Spacing (mm)
	min.	max.	(mm)	(inch)						Distal.	Prox.	
SRD3-4-20-10	2.0	4.0	0.5	0.021	180	4.0	20.0	31.0	<130	3	1	10
SRD3-4-40-10	2.0	4.0	0.5	0.021	180	4.0	40.0	50.0	<130	3	1	10
SRD3-6-20-10	3.0	5.5	0.7	0.027	180	6.0	20.0	31.0	<130	4	1	10
SRD3-6-40-10	3.0	5.5	0.7	0.027	180	6.0	40.0	47.0	<130	4	1	10

## Medtronic

Europe  
Medtronic International, Trading Sàrl.  
Route du Molliau 31, Case postale  
CH-1131 Tolochenaz  
Tel: +41 (0)21 802 70 00  
Fax: +41 (0)21 802 79 00

[www.medtronic.eu](http://www.medtronic.eu)

1. Saver JL, Jahan R, Levy EI, et al. Solitaire flow restoration device versus the Merci Retriever in patients with acute ischaemic stroke (SWIFT): a randomised, parallel-group, non-inferiority trial. The Lancet. 2012;380(9849):1241-1249.

Indications, contraindications, warnings and instructions for use can be found in the product labeling supplied with each device. The Solitaire™ Platinum Revascularization Device is designed for use in the flow restoration of patients with ischemic stroke due to large intracranial vessel occlusion. Patients who are ineligible for intravenous tissue plasminogen activator (IV t-PA) or who fail IV t-PA therapy are candidates for treatment. The Solitaire™ Platinum Revascularization Device should only be used by physicians trained in interventional neuroradiology and treatment of ischemic stroke.

UC201706940 EE © Medtronic 2016  
All rights reserved. Printed in Europe.