

**Aktyviai fiksuojami tikri dvipoliai dvigubos ritės / viengubos ritės  
steroidus išskiriantys endokardinės defibriliacijos elektrodai**

**Techniniai duomenys**

|  |   |
|--|---|
| <b>Ilgis</b>   | 60, 65, 75 cm   |
| <b>Elektrodo stūmiklis</b><br>(rekomenduojamas mažiausias)   | 7 F   |
| <b>Elektrodo sąranka:</b><br>Elektrodo galas<br>Žiedinis elektrodas<br>Defibriliacinis elektrodas  | spiralė<br>cilindro formos<br>trijų pluoštų ritė  |
| <b>Atstumas tarp elektrodų:</b><br>Nuo galinio iki žiedinio elektrodo<br>Nuo galiuko iki distalinio defibriliacijos elektrodo<br>Nuo galiuko iki proksimalinio defibriliacijos elektrodo | 11 mm<br>17 mm<br><b>7120:</b> 17 cm <b>7121:</b> 21 cm   |
| <b>Jungties dydis:</b><br>Registravimas / stimuliavimas<br>Defibriliacija  | IS-1 <sup>1</sup> dvipolė (3,2 mm)<br>DF-1 <sup>2</sup> vienpolė (3,2 mm)   |
| <b>Medžiagos:</b><br>Laidininkai<br>Jungtys<br>Izoliatoriai<br>Defibriliacijos elektrodai<br>Stimuliavimo elektrodas (spiralė)   | MP35N <sup>3</sup> ir MP35N <sup>3</sup> DFT <sup>4</sup><br>MP35N <sup>3</sup> ir nerūdijantis plienas<br>silikoninė guma, „Optim“ ETFE ir PTFE<br>platinos ir iridžio lydinys<br>titano nitridu dengtas platinos ir iridžio lydinys |
| <b>Elektrodo paviršiaus plotas:</b><br>Stimuliacinis galiukas<br>Stimuliacinis žiedas<br>Distalinės defibriliacijos<br>Proksimalinės defibriliacijos <sup>5</sup>                        | 8 mm <sup>2</sup><br>17 mm <sup>2</sup><br>367 mm <sup>2</sup><br>588 mm <sup>2</sup>   |
| <b>Elektrodo ilgis:</b><br>Stimuliacinis galiukas<br>Stimuliacinis žiedas<br>Distalinės defibriliacijos<br>Proksimalinės defibriliacijos <sup>5</sup>                                    | 1,80 mm<br>2,79 mm<br>5 cm<br>8 cm  |

## Techniniai duomenys

|  |   |
|--|---|
| <b>Elektros varža:</b><br>Stimuliavimas<br>Registravimas<br>Defibriliacija | <b>60 cm:</b> 17 $\Omega$ <b>65 cm:</b> 18 $\Omega$ <b>75 cm:</b> 21 $\Omega$<br>15 $\Omega$<br><6 $\Omega$ |
| <b>Maksimalus skersmuo</b>   | 2,34 mm ties defibriliaciniais elektrodais  |
| <b>Maksimalus spiralės vijų skaičius</b>                                   | 20  |

1. „St. Jude Medical“ IS-1 elektrodų jungtys tinka jungtims, atitinkančioms tarptautinį jungčių standartą ISO 5841-3.
2. Elektrodų „St. Jude Medical“ DF-1 jungtys tinka jungčių prievadams, atitinkantiems tarptautinį jungčių standartą ISO 11318/Amd. 1.
3. MP35N yra „SPS Technologies“ prekių ženklas.
4. DFT yra registruotasis „Fort Wayne Metals“ prekės ženklas.
5. Tik modeliai su dviguba rite.

## Priedai

Spaustukas

DF-1 kištukas (tik modeliai su vienguba rite)

Elektrodo dangtelis (3,2 mm)

Zondai

Zondo kreipiklis (piltuvėlis)

Fiksavimo įvorė

Venos kėliklis

## Zondo spalvinis kodas

| Dangtelio spalva | Aprašymas                              | Skersmuo           |
|------------------|--|--------------------|
| Šviesiai žalias  | Ypač minkštas tiesus (40 mm mandrenas) | 0,014 in / 0,36 mm |
| Žalias           | Minkštas tiesus (20 mm mandrenas)      | 0,014 in / 0,36 mm |
| Geltonas         | Kietas tiesus                          | 0,015 in / 0,38 mm |





---

**Cardiac Rhythm Management Division**



November 2007  
Art 50024342/A

Indikacijos, kontraindikacijos, įspėjimai ir atsargumo  
priemonės nurodytos atitinkamoje naudojimo instrukcijoje.



50024340



**ST. JUDE MEDICAL**  
MORE CONTROL. LESS RISK.

**Durata™**  
**Modeliai 7120Q, 7121Q, 7122Q**  
**52, 58, 65 cm**

Keturių polių jungtis, aktyviai fiksuojami,  
tikri dvipoliai, dvigubos ritės / viengubos ritės,  
steroidus išskiriantys endokardinės defibriliacijos elektrodai


| Techniniai duomenys  |   |
|--|---|
| <b>Ilgis</b>   | 52, 58, 65 cm   |
| <b>Elektrodo stūmiklis</b><br>(rekomenduojamas mažiausias)   | 7 F   |
| <b>Elektrodo sąranka:</b><br>Elektrodo galas<br>Žiedinis elektrodas<br>Defibriliacinis elektrodas  | spiralė<br>cilindro formos<br>trijų pluoštų ritė  |
| <b>Atstumas tarp elektrodų:</b><br>Nuo galinio iki žiedinio elektrodo<br>Nuo galiuko iki distalinio defibriliacijos elektrodo<br>Nuo galiuko iki proksimalinio defibriliacijos elektrodo | 11 mm<br>17 mm<br><b>7120Q:</b> 17 cm <b>7121Q:</b> 21 cm   |
| <b>Jungties dydis:</b><br>Registravimas / stimuliavimas / defibriliacija   | DF4-LLHH  |
| <b>Medžiagos:</b><br>Laidininkai<br>Jungtys<br>Izoliatoriai<br>Defibriliacijos elektrodai<br>Stimuliavimo elektrodas (spiralė)   | MP35N <sup>1</sup> ir MP35N <sup>1</sup> DFT <sup>2</sup><br>MP35N <sup>1</sup><br>silikoninė guma, „Optim™“, ETFE ir PTFE<br>platinos ir iridžio lydinys<br>titano nitridu dengtas platinos ir iridžio lydinys |
| <b>Elektrodo paviršiaus plotas:</b><br>Stimuliacinis galiukas<br>Stimuliacinis žiedas<br>Distalinės defibriliacijos<br>Proksimalinės defibriliacijos <sup>3</sup>                        | 6 mm <sup>2</sup><br>17 mm <sup>2</sup><br>367 mm <sup>2</sup><br>588 mm <sup>2</sup>   |
| <b>Elektrodo ilgis:</b><br>Stimuliacinis galiukas<br>Stimuliacinis žiedas<br>Distalinės defibriliacijos<br>Proksimalinės defibriliacijos <sup>3</sup>                                    | 1,80 mm<br>2,79 mm<br>5 cm<br>8 cm  |
| <b>Elektros varža:</b><br>Stimuliavimas<br>Registravimas<br>Defibriliacija   | <b>52 cm:</b> 15 Ω <b>58 cm:</b> 17 Ω <b>65 cm:</b> 19 Ω<br>< 6 Ω<br>< 6 Ω  |

## Techniniai duomenys

|  |  |
|--|--|
| <b>Maksimalus skersmuo</b>               | 2,34 mm ties defibriliaciniais elektrodais |
| <b>Maksimalus spiralės vijų skaičius</b> | 20   |

1. MP35N yra „SPS Technologies“ prekės ženklas.
2. DFT yra registruotasis „Fort Wayne Metals“ prekės ženklas.
3. Tik modeliai su dviguba rite.

| Priedai               |
|-----------------------|
| Spaustukas            |
| Elektrodo dangtelis   |
| Zondai                |
| Fiksavimo siūlės mova |
| Venos kėliklis        |



Nominalūs DF4-LLHH elektrodo jungties matmenys (mm): 1- RV galiukas; 2- RV žiedas; 3- RV ritė; 4- SVC ritė

## Zondo spalvinis kodas

| Galvutės spalva | Aprašymas                              | Skersmuo              |
|-----------------|--|-----------------------|
| Šviesiai žalia  | Ypač minkštas tiesus (40 mm mandrenas) | 0,014 colio / 0,36 mm |
| Žalia           | Minkštas tiesus (20 mm mandrenas)      | 0,014 colio / 0,36 mm |
| Geltona         | Kietas tiesus                          | 0,015 colio / 0,38 mm |

Cardiac Rhythm Management Division

sjm.com



**ST. JUDE MEDICAL™**  
MORE CONTROL. LESS RISK.

Indikacijos, kontraindikacijos, įspėjimai ir atsargumo priemonės nurodytos atitinkamoje naudojimo instrukcijoje.



100036680



July 2010  
Art 50036085/A