








(Vertimas)




Savaime išsiplečiantys virškinamojo trakto metaliniai stentai



Dvylikapirštės žarnos stentai

Piktybinėms dvylikapirštės žarnos obstrukcijoms



SAVYBĖS


- Nefiksuoto dydžio akutės su pynimo kabliuku konstrukcija
 - Maksimalus atitikimas sumažina migracijos ir perforacijos riziką
 - Optimali radialinės ir išilginės jėgos kombinacija padeda išlaikyti spindį sunkiose anatomijose
-
- Radiokontrastiniai markeriai: 4 abiejuose galuose ir 2 viduryje

UŽSAKYMO INFORMACIJA

TTS					OTW				
Kodas	Stentas		Įvedimas		Kodas	Stentas		Įvedimas	
	Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)		Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)
PDT1806	18	6	10	180	PD1806	18	6	12	135
PDT1808		8			PD1808		8		
PDT1810		10			PD1810		10		
PDT1812		12			PD1812		12		
PDT1814		14			PD1814		14		
PDT1815		15			PD1815		15		
PDT2006	20	6			PD2006	20	6		
PDT2008		8			PD2008		8		
PDT2010		10			PD2010		10		
PDT2012		12			PD2012		12		
PDT2014		14			PD2014		14		
PDT2015		15			PD2015		15		
PDT2206	22	6			PD2206	22	6	16	
PDT2208		8			PD2208		8		
PDT2210		10			PD2210		10		
PDT2212		12			PD2212		12		
PDT2214		14			PD2214		14		
PDT2215		15			PD2215		15		
PDT2406	24	6			PD2406	24	6		
PDT2408		8			PD2408		8		
PDT2410		10			PD2410		10		
PDT2412		12			PD2412		12		
PDT2414		14			PD2414		14		
PDT2415		15			PD2415		15		
* Available 220cm delivery system [Coding: PDT**__-22]					PD2606	26	6	18	
					PD2608		8		
					PD2610		10		
					PD2612		12		
					PD2614		14		
					PD2615		15		
					PD2806	28	6		
					PD2808		8		
					PD2810		10		
					PD2812		12		
					PD2814		14		
					PD2815		15		

S Dvylikapirštės žarnos stentai

Gerybinėms ir piktybinėms dvylikapirštės žarnos obstrukcijoms



SAVYBĖS

- Fiksuoto dydžio tinklo akutės ir sukimo konstrukcija
 - Didelis lankstumas ir optimali radialinė jėga
- Padengtas silikonu su glotniais užapvalintais galais
 - Sumažina audinių įaugimo ir hiperplazijos riziką
- Gerai matomas žalias siūlas lengvesniam išėmimui
- Radiokontrastiniai markeriai: 4 abiejuose galuose ir 2 viduryje

UŽSAKYMO INFORMACIJA

TTS					OWT				
Pilnai dengtas					Pilnai dengtas				
Kodas	Stentas		Ivedimas		Kodas	Stentas		Ivedimas	
	Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)		Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)
PST1806F	18	6	10.5	180	PS1806F	18	6	16	135
PST1808F		8			PS1808F		8		
PST1810F		10			PS1810F		10		
PST1812F		12			PS1812F		12		
PST1814F		14			PS1814F		14		
PST1815F		15			PS1815F		15		
PST2006F	20	6			PS2006F	20	6		
PST2008F		8			PS2008F		8		
PST2010F		10			PS2010F		10		
PST2012F		12			PS2012F		12		
PST2014F		14			PS2014F		14		
PST2015F		15			PS2015F		15		
* Available 220cm delivery system [Coding: PST**_F-22]					PS2206F	22	6	20	
					PS2208F		8		
					PS2210F		10		
					PS2212F		12		
					PS2214F		14		
					PS2215F		15		
					PS2406F	24	6	22	
					PS2408F		8		
					PS2410F		10		
					PS2412F		12		
					PS2414F		14		
					PS2415F		15		
					PS2606F	26	6		
					PS2608F		8		
					PS2610F		10		
					PS2612F		12		
					PS2614F		14		
					PS2615F		15		
					PS2806F	28	6		
					PS2808F		8		
					PS2810F		10		
					PS2812F		12		
					PS2814F		14		
					PS2815F		15		

UŽSAKYMO INFORMACIJA

TTS					OWT						
Nedengti galai					Nedengti galai						
Kodas	Stentas		Ivedimas		Kodas	Stentas		Ivedimas			
	Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)		Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)		
PST1806B	18	6	10.5	180	PS1806B	18	6	16	135		
PST1808B		8			PS1808B		8				
PST1810B		10			PS1810B		10				
PST1812B		12			PS1812B		12				
PST1814B		14			PS1814B		14				
PST1815B		15			PS1815B		15				
PST2006B	20	6			PS2006B	20	6				
PST2008B		8			PS2008B		8				
PST2010B		10			PS2010B		10				
PST2012B		12			PS2012B		12				
PST2014B		14			PS2014B		14				
PST2015B		15			PS2015B		15				
* Available 220cm delivery system [Coding: PST**__B-22]					PS2206B	22	6	20			
					PS2208B		8				
					PS2210B		10				
					PS2212B		12				
					PS2214B		14				
					PS2215B		15				
					PS2406B	24	6	22			
					PS2408B		8				
					PS2410B		10				
					PS2412B		12				
					PS2414B		14				
					PS2415B		15				
					PS2606B	26	6				
					PS2608B		8				
					PS2610B		10				
					PS2612B		12				
					PS2614B		14				
					PS2615B		15				
					PS2806B	28	6				
					PS2808B		8				
					PS2810B		10				
					PS2812B		12				
					PS2814B		14				
					PS2815B		15				

UŽSAKYMO INFORMACIJA


TTS					OWT						
Nedengtas distalinis galas					Nedengtas distalinis galas						
Kodas	Stentas		Ivedimas		Kodas	Stentas		Ivedimas			
	Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)		Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)		
PST1806H	18	6	10.5	180	PS1806H	18	6	16	135		
PST1808H		8			PS1808H		8				
PST1810H		10			PS1810H		10				
PST1812H		12			PS1812H		12				
PST1814H		14			PS1814H		14				
PST1815H		15			PS1815H		15				
PST2006H	20	6			PS2006H	20	6				
PST2008H		8			PS2008H		8				
PST2010H		10			PS2010H		10				
PST2012H		12			PS2012H		12				
PST2014H		14			PS2014H		14				
PST2015H		15			PS2015H		15				
* Available 220cm delivery system [Coding: PST**__H-22]					PS2206H	22	6	20			
					PS2208H		8				
					PS2210H		10				
					PS2212H		12				
					PS2214H		14				
					PS2215H		15				
					PS2406H	24	6	22			
					PS2408H		8				
					PS2410H		10				
					PS2412H		12				
					PS2414H		14				
					PS2415H		15				
					PS2606H	26	6				
					PS2608H		8				
					PS2610H		10				
					PS2612H		12				
					PS2614H		14				
					PS2615H		15				
					PS2806H	28	6				
					PS2808H		8				
					PS2810H		10				
					PS2812H		12				
					PS2814H		14				
					PS2815H		15				

Piktybinėms dvylikapirštės žarnos obstrukcijoms



SAVYBĖS


- Trijų sluoksnių konstrukcija: biosuderinamas PTFE membraninis vamzdelis patalpintas tarp vidinio ir išorinio tinklelių
 - Nefiksuoto dydžio akutė leidžia stentui prisitaikyti prie tulžies latakų
 - PTFE membrana apsaugo nuo audinių įaugimo
 - Išorinis tinklas sumažina migracijos riziką
-
- Nedidelis ilgio mažėjimas tiksliam įvedimui
-
- Radiokontrastiniai markeriai: 4 abiejuose dengtuose galuose



UŽSAKYMŲ INFORMACIJA


TTS					OTW							
Kodas	Stentas		Įvedimas		Kodas	Stentas		Įvedimas				
	Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)		Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)			
PCT1806BA	18	6	10.5	180	PC1806BA	18	6	14	135			
PCT1808BA		8			PC1808BA		8					
PCT1810BA		10			PC1810BA		10					
PCT1812BA		12			PC1812BA		12					
PCT2006BA	20	6			PC2006BA	20	6					
PCT2008BA		8			PC2008BA		8					
PCT2010BA		10			PC2010BA		10					
PCT2012BA		12			PC2012BA		12					
PCT2206BA	22	6			PC2206BA	22	6	16				
PCT2208BA		8			PC2208BA		8					
PCT2210BA		10			PC2210BA		10					
PCT2212BA		12			PC2212BA		12					
* Available 220cm delivery system [Coding: PCT**__BA-22]					PC2406BA	24	6			18		
					PC2408BA		8					
					PC2410BA		10					
					PC2412BA		12					
					PC2606BA	26	6					
					PC2608BA		8					
					PC2610BA		10					
					PC2612BA		12					
					PC2806BA	28	6					
					PC2808BA		8					
					PC2810BA		10					
					PC2812BA		12					

Piktybinėms dvylikapirštės žarnos obstrukcijoms



SAVYBĖS

- Trijų sluoksnių konstrukcija: biosuderinamas PTFE membraninis vamzdelis patalpintas tarp vidinio ir išorinio tinklelių
 - Nedengtas platus proksimalinis galas sumažina migracijos riziką
 - Didesnės tinklo akutės struktūra ir storesnė viela sumažina trūkimo riziką ir padidina radialinę jėgą
 - PTFE membrana apsaugo nuo audinių įaugimo
- Didelis diametras (iki 26mm), 10,5Fr įvedimo sistema
- Nedidelis ilgio mažėjimas tiksliam įvedimui
- Radiokontrastiniai markeriai: 3 plačiame gale ir 2 abiejuose vidinės dalies galuose



UŽSAKYMO INFORMACIJA

TTS				
Kodas	Stentas		Ivedimas	
	Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas ilgis (cm)
PCT1806P	18	6	10.5	180
PCT1808P		8		
PCT1810P		10		
PCT1812P		12		
PCT2006P	20	6		
PCT2008P		8		
PCT2010P		10		
PCT2012P		12		
PCT2206P	22	6		
PCT2208P		8		
PCT2210P		10		
PCT2212P		12		
PCT2406P	24	6		
PCT2408P		8		
PCT2410P		10		
PCT2412P		12		
PCT2606P	26	6		
PCT2608P		8		
PCT2610P		10		
PCT2612P		12		

Vertimas teisingas
Laura Janušienė

 2018.06.25