








(Vertimas)




Savaime išsiplečiantys virškinamojo trakto metaliniai stentai



Storosios žarnos stentai

Piktybinėms storosios žarnos obstrukcijoms



SAVYBĖS

- Nefiksuoto dydžio akutės su pynimo kabliuku konstrukcija
 - Maksimalus atitikimas sumažina migracijos ir perforacijos riziką
 - Optimali radialinės ir išilginės jėgos kombinacija padeda išlaikyti spindį sunkiose anatomijose
- Radiokontrastiniai markeriai: 4 abiejuose galuose ir 2 viduryje

UŽSAKYMŲ INFORMACIJA

TTS					OTW										
Kodas	Stentas		Įvedimas		Kodas	Stentas		Įvedimas							
	Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)		Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)						
CDT1806	18	6	10	220	CD1806	18	6	16	70						
CDT1808		8			CD1808		8								
CDT1810		10			CD1810		10								
CDT1812		12			CD1812		12								
CDT1814		14			CD1814		14								
CDT1815		15			CD1815		15								
CDT2006	20	6			CD2006	20	6								
CDT2008		8			CD2008		8								
CDT2010		10			CD2010		10								
CDT2012		12			CD2012		12								
CDT2014		14			CD2014		14								
CDT2015		15			CD2015		15								
CDT2206	22	6			CD2206	22	6								
CDT2208		8			CD2208		8								
CDT2210		10			CD2210		10								
CDT2212		12			CD2212		12								
CDT2214		14			CD2214		14								
CDT2215		15			CD2215		15								
CDT2406	24	6			CD2406	24	6								
CDT2408		8			CD2408		8								
CDT2410		10			CD2410		10								
CDT2412		12			CD2412		12								
CDT2414		14			CD2414		14								
CDT2415		15			CD2415		15								
CDT2606	26	6	10.5		CD2606	26	6	18							
CDT2608		8			CD2608		8								
CDT2610		10			CD2610		10								
CDT2612		12			CD2612		12								
CDT2614		14			CD2614		14								
CDT2615		15			CD2615		15								
CDT2806	28	6			CD2806	28	6								
CDT2808		8			CD2808		8								
CDT2810		10			CD2810		10								
CDT2812		12			CD2812		12								
CDT2814		14			CD2814		14								
CDT2815		15			CD2815		15								
* Available 120cm delivery system [Coding: CDT**__-12]					CD3006	30	6								
					CD3008		8								
					CD3010		10								
					CD3012		12								
					CD3014		14								
					CD3015		15								



Storosis žarnos stentai

Gerybinėms ir piktybinėms storosios žarnos obstrukcijoms



SAVYBĖS

- Fiksuoto dydžio tinklo akutės ir sukimo konstrukcija
 - Didelis lankstumas ir optimali radialinė jėga
- Padengtas silikonu su glotniais užapvalintais galais
 - Sumažina audinių įaugimo ir hiperplazijos riziką
- Gerai matomas žalias siūlas lengvesniam išėmimui
- Radiokontrastiniai markeriai: 4 abiejuose galuose ir 2 viduryje

UŽSAKYMO INFORMACIJA

TTS					OWT				
Pilnai dengtas					Pilnai dengtas				
Kodas	Stentas		Ivedimas		Kodas	Stentas		Ivedimas	
	Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)		Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)
CST1806F	18	6	10.5	220	CS1806F	18	6	16	70
CST1808F		8			CS1808F		8		
CST1810F		10			CS1810F		10		
CST1812F		12			CS1812F		12		
CST1814F		14			CS1814F		14		
CST1815F		15			CS1815F		15		
CST2006F	20	6			CS2006F	20	6	20	
CST2008F		8			CS2008F		8		
CST2010F		10			CS2010F		10		
CST2012F		12			CS2012F		12		
CST2014F		14			CS2014F		14		
CST2015F		15			CS2015F		15		
					CS2206F	22	6	22	
					CS2208F		8		
					CS2210F		10		
					CS2212F		12		
					CS2214F		14		
					CS2215F		15		
					CS2406F	24	6	22	
					CS2408F		8		
					CS2410F		10		
					CS2412F		12		
					CS2414F		14		
					CS2415F		15		
					CS2606F	26	6	22	
					CS2608F		8		
					CS2610F		10		
					CS2612F		12		
					CS2614F		14		
					CS2615F		15		
					CS2806F		6		
					CS2808F		8		


UŽSAKYMO INFORMACIJA

TTS					OWT				
Nedengti galai					Nedengti galai				
Kodas	Stentas		Įvedimas		Kodas	Stentas		Įvedimas	
	Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)		Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)
CST1806B	18	6	10.5	220	CS1806B	18	6	16	70
CST1808B		8			CS1808B		8		
CST1810B		10			CS1810B		10		
CST1812B		12			CS1812B		12		
CST1814B		14			CS1814B		14		
CST1815B		15			CS1815B		15		
CST2006B	20	6			CS2006B	20	6	20	
CST2008B		8			CS2008B		8		
CST2010B		10			CS2010B		10		
CST2012B		12			CS2012B		12		
CST2014B		14			CS2014B		14		
CST2015B		15			CS2015B		15		
			CS2206B	22	6	22			
			CS2208B		8				
			CS2210B		10				
			CS2212B		12				
			CS2214B		14				
			CS2215B		15				
			CS2406B	24	6	22			
			CS2408B		8				
			CS2410B		10				
			CS2412B		12				
			CS2414B		14				
			CS2415B		15				
			CS2606B	26	6	22			
			CS2608B		8				
			CS2610B		10				
			CS2612B		12				
			CS2614B		14				
			CS2615B		15				
			CS2806B		6				
			CS2808B		8				

UŽSAKYMO INFORMACIJA


TTS					OWT					
Nedengtas distalinis galas					Nedengtas distalinis galas					
Kodas	Stentas		Įvedimas		Kodas	Stentas		Įvedimas		
	Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)		Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)	
CST1806H	18	6	10.5	220	CS1806H	18	6	16	70	
CST1808H		8			CS1808H		8			
CST1810H		10			CS1810H		10			
CST1812H		12			CS1812H		12			
CST1814H		14			CS1814H		14			
CST1815H		15			CS1815H		15			
CST2006H	20	6			CS2006H	20	6	20		
CST2008H		8			CS2008H		8			
CST2010H		10			CS2010H		10			
CST2012H		12			CS2012H		12			
CST2014H		14			CS2014H		14			
CST2015H		15			CS2015H		15			
					CS2206H	22	6			22
					CS2208H		8			
					CS2210H		10			
					CS2212H		12			
					CS2214H		14			
					CS2215H		15			
			CS2406H	24	6	22				
			CS2408H		8					
			CS2410H		10					
			CS2412H		12					
			CS2414H		14					
			CS2415H		15					
			CS2606H	26	6		22			
			CS2608H		8					
			CS2610H		10					
			CS2612H		12					
			CS2614H		14					
			CS2615H		15					
			CS2806H	28	6			22		
			CS2808H		8					
			CS2810H		10					
			CS2812H		12					
			CS2814H		14					
			CS2815H		15					

Piktybinėms storosios žarnos obstrukcijoms



SAVYBĖS


- Trijų sluoksnių konstrukcija: biosuderinamas PTFE membraninis vamzdelis patalpintas tarp vidinio ir išorinio tinklelių
 - Nefiksuoto dydžio akutė leidžia stentui prisitaikyti prie tulžies latakų
 - PTFE membrana apsaugo nuo audinių jaugimo
 - Išorinis tinklas sumažina migracijos riziką
- Nedidelis ilgio mažėjimas tiksliam įvedimui
- Radiokontrastiniai markeriai: 4 abiejuose dengtuose galuose



UŽSAKYMO INFORMACIJA


TTS					OTW					
Kodas	Stentas		Įvedimas		Kodas	Stentas		Įvedimas		
	Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)		Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)	
CCT1806BA	18	6	10.5	220	CC1806BA	18	6	14	70	
CCT1808BA		8			CC1808BA		8			
CCT1810BA		10			CC1810BA		10			
CCT1812BA		12			CC1812BA		12			
CCT2006BA	20	6			CC2006BA	20	6			16
CCT2008BA		8			CC2008BA		8			
CCT2010BA		10			CC2010BA		10			
CCT2012BA		12			CC2012BA		12			
CCT2206BA	22	6			CC2206BA	22	6	18		
CCT2208BA		8			CC2208BA		8			
CCT2210BA		10			CC2210BA		10			
CCT2212BA		12			CC2212BA		12			
					CC2406BA	24	6			18
					CC2408BA		8			
					CC2410BA		10			
					CC2412BA		12			
					CC2606BA	26	6	18		
					CC2608BA		8			
					CC2610BA		10			
					CC2612BA		12			
					CC2806BA	28	6			18
					CC2808BA		8			
					CC2810BA		10			
					CC2812BA		12			

Piktybinėms storosios žarnos obstrukcijoms



SAVYBĖS

- Trijų sluoksnių konstrukcija: biosuderinamas PTFE membraninis vamzdelis patalpintas tarp vidinio ir išorinio tinklelių
 - Nedengtas platus proksimalinis galas sumažina migracijos riziką
 - Didesnės tinklo akutės struktūra ir storesnė viela sumažina trūkimo riziką ir padidina radialinę jėgą
 - PTFE membrana apsaugo nuo audinių jaugimo
- Didelis diametras (iki 26mm), 10,5Fr įvedimo sistema
- Nedidelis ilgio mažėjimas tiksliam įvedimui
- Radiokontrastiniai markeriai: 3 plačiame gale ir 2 abiejuose vidinės dalies galuose



UŽSAKYMO INFORMACIJA

TTS				
Kodas	Stentas		Ivedimas	
	Diametras (mm)	Ilgis (cm)	Profilis (fr)	Naudingas Ilgis (cm)
CCT1806P	18	6	10.5	220
CCT1808P		8		
CCT1810P		10		
CCT1812P		12		
CCT2006P	20	6		
CCT2008P		8		
CCT2010P		10		
CCT2012P		12		
CCT2206P	22	6		
CCT2208P		8		
CCT2210P		10		
CCT2212P		12		
CCT2406P	24	6		
CCT2408P		8		
CCT2410P		10		
CCT2412P		12		
CCT2606P	26	6		
CCT2608P		8		
CCT2610P		10		
CCT2612P		12		

Neatima Tisingas
Laura Janušienė

 2018.06.25