

CRYOSPRAY

IVD in vitro diagnostinis medicinos prietaisas CE

Terpė purškiamame butelyje histologiniams mėginiams užšaldyti

Metodika

REF Produkto kodas: 08-SPRAY

Įvadas

„Cryospray“ leidžia greitai užšaldyti histologinius mėginius prieš pjaustant kriostatu ir įterptus mėginius atvėsinti prieš mikrotomų pjūvius.

Produkto prašymas

- CRYOSPRAY – Terpė mėginiams užšaldyti

Mėginio paruošimas ir diagnostika

Mėginiams surinkti ir paruošti naudokite tik tinkamus prietaisus. Visi mėginiai turi būti apdoroti moderniausiomis technologijomis ir būti aiškiai matomi. Vadovaukitės gamintojo instrukcijomis. Kad išvengtumėte klaidų, dažymą turi atlikti apmokytas specialistas. Tik apmokytas medicinos personalas gali nustatyti diagnozę. Naudokite tik mikroskopą pagal medicinos diagnostikos laboratorijos standartus.

Sauga darbe ir aplinkos apsauga

Su produktu dirbkite laikydamiesi saugos darbe ir aplinkos apsaugos rekomendacijų. Panaudoti ir pasenę tirpalai turėtų būti šalinami kaip specialios atliekos, laikantis nacionalinių rekomendacijų. Šioje procedūroje naudojamos cheminės medžiagos gali kelti pavojų žmonių sveikatai. Patikrinti audinių pavyzdžiai gali būti infekciniai. Reikėtų imtis būtinų saugos priemonių žmonių sveikatai apsaugoti pagal gerą laboratorinę praktiką. Elkitės laikydamiesi ženklų ir įspėjimų, išspausdintų ant gaminio etiketės, taip pat „BioGnost“ medžiagų saugos duomenų lape, kurį galima įsigyti pagal pareikalavimą.

Laikymas, stabilumas ir galiojimo laikas

Laikykite „Cryospray“ temperatūroje nuo +15 °C iki +25 °C. Atidarius, jis turi būti naudojamas iki galiojimo pabaigos datos, jei laikomas temperatūroje nuo +15 °C iki 25 °C. Galiojimo laikas nurodytas produkto etiketėje.

Nuorodos:

- Carson, F. L. (2007), Histotechnology, 2nd ed. Singapore
- Kiernan, J. A. (2008) Histological and histochemical methods, 4th ed. Bloxham: Scion Publishing Ltd.

08-SPRAY, V2-EN2, 02.03.2015., IŠP/VR

	Refer to the supplied documentation		Storage temperature range		Number of tests in package	REF	Product code	CE	European Conformity
	Refer to supplied instructions		Keep away from heat and sunlight		Valid until	LOT	Lot number		Manufacturer
IVD	For in vitro diagnostic use only		Keep in dry place		Caution - fragile				

BIOGNOST Ltd.
Medjugorska 59
10040 Zagreb
CROATIA
www.biognost.com

