

## Bantam Extra Small/Small Higieninių užvalkalų raštai



RAINBOW UNICORN



SEA CREATURES



FANCY PANTS ELEPHANTS



SPACE RACE



ALL SMILES ANIMALS



FEATHERS IN FLIGHT

## Bantam Extra Small/Small Rėmo spalvos



GREEN



PURPLE



WHITE



ORANGE

## Specifikacijos

	Bantam Extra Small	Bantam Small	Bantam Medium
Maks. Paciento svoris	50 lbs. (23kg)	100 lbs. (45kg)	200 lbs. (91kg)
Ūgio ribos	28"-40" (71-102cm)	36"-54" (91-137cm)	4'-5'6" (122-168cm)
Nuo sėdynės iki pėdų atramos	4.5"-16.5" (11-42cm)	4.5"-16.5" (11-42cm)	7"-18.5" (18-47cm)
Sėdynės gylis ribos	7"-12" (18-30cm)	11"-16" (28-41cm)	15"-20" (38-51cm)
Sėdynės aukštis nuo grindų	19" (48cm)	19" (48cm)	22" (56cm)
Kelių atramos ribos	2.5"-8.5" (6-22cm)	2.5"-8.5" (6-22cm)	3"-8" (8-20cm)
Prietaiso svoris	54 lbs (24kg)	54 lbs (24kg)	108 lbs (49kg)
Prietaiso dydis	24.5"x36.5" (62x93cm)	24.5"x36.5" (62x93cm)	24.5"x44.5" (62x113cm)
Atlošimas	0-90°	0-90°	0-90°

additional specifications at [easystand.com](http://easystand.com)



1 T.R. Punktas

5 T.R. Punktas

4 T.R. Punktas

7 T.R. Punktas


6 T.R. Punktas

### Sėdynės gylis(A):

Matuojamas atstumas nuo vidinės kelio dalies iki sėdmenų.

### Atstumas nuo sėdynės iki pėdų atramos (B):

Matuojamas atstumas nuo pėdos iki kelio sulenkimo



9 T.R. Punktas

8 T.R. Punktas

13 T.R. Punktas

3.5 T.R. Punktas

3.9 T.R. Punktas

# Bantam Small

## Galimybės

2 ir 14 T.R. Punktas

12 T.R. Punktas

15 T.R. Punktas

36" - 54"  
(91-137cm)100 lbs  
(45 kg)

### EasyStand Bantam Small standartinė komplektacija:

Pėdų atramos, kelių atramos, Dujinės spyruoklė vertikalizavimui, plokščia sėdynė ir atlošas, du 5" priekiniai ratai, du 3" galiniai rakinami ratukai, krūtinės diržas, pasirenkama rėmo spalva: žalia, oranžinė, violetinė ar balta.



**PT50234 Atlošimas**  
Leidžia naudoti Bantam kaip atlošiamą sėdėti-stovėti stovą. Leidžia vertikalizuoti pacientą visiškai ištiesią arba sėdimąjį pozicijoje su sulenktais keliais-klubais. atlošimas reguliuojasi 0-90°. Būtina galvos atrama. negalima užsakyti atskirai.



**PNG50499 Lengvo reguliavimo sėdynė**  
Guolinis sėdynės gylio reguliavimo mechanizmas leidžiantis švelnesnį gylio reguliavimą. Negalima užsakyti atskirai.



**PT50236 Dviguba kontrolė**  
Leidžia valdyti dujinę spyruoklę tiek rankomis tiek kojomis. Būtina papildoma detalė: stūmimo rankena PT50280.



**PA5614 Dujinės spyruoklės užraktas**  
Fiksuoja dujinę spyruoklę bet kokiaje padėtyje nuo gulimos iki pilnai stovimos pozicijos.



**PT50022 Elektrinis pakėlimas**  
Paspaudus vieną mygtuką, vartotojas pastatomas į vertikalią padėtį. Komplekte lengvas jutiklinis valdiklis, įkraunama baterija ir įkroviklis, „Linak®“ pavara ir avarinis išjungimas.



**PT50020 Hidraulinė pavara su nuimama rankena**  
Leidžia vartotojui savarankiškai pereiti prie stovėjimo rankiniu hidrauliniu pavaros mechanizmu. Rankenėlė yra reguliuojama ir nuimama. Pakeičia dujų spyruoklinį keltuą.



**PNG50044 Quad Grip rankenos plėtinys**  
Pritvirtina prie pavaros rankenos vartotojams, turintiems ribotą veiklumą. Reguluojamas pagal įvairius rankų dydžius. Negalima su „Pow'r Up Lift“. Reikalinga hidraulinė pavara..



**PNG50070 T-Stilias rankeno prailginimas**  
Pritvirtina prie pavaros rankenos vartotojams, turintiems ribotą judesių diapazoną. Padaro pirmuosius kelis hidraulinio pompavimo judesius lengvesnius. Prideda papildoma 7 "(18 cm) kiekviena kryptimi. Negalima naudoti su Pow'r Up Lift. Reikalinga hidraulinė pavara.



**PT50116 Priekiniai pasukami ratukai**  
Užrakinimo ratukai leidžia lengviau valdyti ir judėti stovint. Vietoje standartinių priekinių ratų. Išplečia įrenginio dydį iki 30 "x38" (76x97 cm). Negalima naudoti naudojant „Mobile“ parinktį.



**PT50150 Mobile**  
**PT50177 Tall Mobile**  
Leidžia judėti pačiam sėdint arba stovint. Reguluojamas pirmyn ir atgal. Mobile dydis 24"x38" (61x97cm). aukštis 31" (79cm)/35" (89cm) nuo grindų. Negalima su atlošimu, stalviršiais ir priekiniais pasukamais ratukais.



**PT50246 Mobile Stalviršis**  
Naudojant mobilie įrenginį, teikiama priekinė atrama. Stalviršis yra 4" x 12" (10x30cm). turi aukščio ir gylio reguliavimą.



**PT50204 Juodas lietas Shadow stalviršis**  
- Padėklas pasiekiamas visose padėtyse ir suteikia priekinę atramą, kai vartotojas perkelia iš sėdimos į vertikalią ir atloštą padėtį. Reguluojamo gylio ir aukščio. Padėklo dydis 11 "x19" (28x48 cm). Negalima naudoti su „Mobile“.



**PA5600 Juodas lietas Swing-Away stalviršis**  
-11"x19"  
Swing-Away stalviršis pasiekiamas visose padėtyse ir suteikia priekinę atramą vartotojui pereinant iš gulimos į vertikalią ir atloštą pozicijas. Reguluojamo gylio, aukščio ir kampo. Stalviršio dydis yra 11 "x19" (28x48 cm).



**PA5602 Skaidrus Swing-Away Stalviršis**  
Swing-Away stalviršis pasiekiamas visose padėtyse ir suteikia priekinę atramą vartotojui pereinant iš gulimos į vertikalią ir atloštą pozicijas. Reguluojamo gylio, aukščio ir kampo. Stalviršio dydis yra 11 "x19" (28x48 cm).



Kelių atramų dydžiai

3.25"  
4.25" (base model)  
5"

Plokščių atlošų dydžiai

14"-16" H (bazinis modelis)  
18"-20" H

**PT50074 Juodas lietas Shadow stalviršis**  
-21"x24"

Shadow stalviršis prieinamas iš visų pusių suteikia atramą pacientui keičiant poziciją iš gulimos į vertikalią ar atloštą. Reguluojamo gylio 0-28 cm, reguliuojamo aukščio 39-77 cm ir reguliuojamo kampo. Dydis 63x61 cm

3.1 T.R. Punktas

10 ir 11 T.R. Punktas



**PT50076 Skaidrus Shadow Tray-21"x24"**

Shadow stalviršis prieinamas iš visų pusių suteikia atramą pacientui keičiant poziciją iš gulimos į vertikalią ar atloštą. Reguluojamo gylio 0-28 cm, reguliuojamo aukščio 39-77 cm ir reguliuojamo kampo. Dydis 63x61 cm



PNG50042 Rankenos

Suteikia papildomą atramą rankai. Lengvai perkeliamas tiksliam rankos pozicionavimui. Prisitvirtina su siurbkais. Būtinas skaidrus stalviršis. Negalima su Mobile.



**PT50156 Alkūnės atramos-9.25" iškirtimas**

**PT50160 Alkūnės atramos-11" iškirtimas**  
Papildomas paminkštintas atraminis paviršius ant juodo lieto arba skaidraus stalviršio. Galimas tik su 21 "x24" stalviršiu. Bendras plotis 21,5 "(55 cm), trinkelė yra 3,75" (10 cm) gale nuo dabartinio stalo krašto papildomai viršutinei kūno daliai. Negalima su „Mobile“



**PA5604 Dilbio atramos-Juodas lietas stalviršis**  
**PA5606 Dilbio atramos skaidrus stalviršis**  
atramos suteikia papildomą atramą Galima tik su 11"x19" (28x48cm) stalviršiu. Negalima su Mobile.

3.2 T.R. Punktas



**PA3038 Higieninis užvalkalas-11"x19"** PT30093 Higieninis užvalkalas-21"x24"  
Plaunamas paminkštintas užvalkalas stalviršiams. Galimi šeši skirtingai raštai. negalima su Mobile



**PT50252 Reguluojamos pėdų atramos**

Pėdų plokštės yra reguliuojamos į priekį / atgal +/- .75 "(2 cm), plantar/ dorsi +/- 20 °, į pasukimo 30 ° į kairę / dešinę, bei aukščio



PT50080 Pėdų dirželiai-10"L  
PY5636 Pėdų dirželiai-15"L  
Velcro® ir D-ring reguliavimas laiko kojas lygiagrečiai su keliais tvirtinimo plyšiais, kad būtų galima nustatyti tinkamą pėdos padėtį. Diržai, matuoti virš kojos viršaus, su maždaug 1,5 cm (4 cm) Velcro® užlaida.



PT50216 Šoninė atramos su alkūnės Stop Veikia kaip šoninė atrama ir alkūnės atrama. Puikiai tinka atloštai pozicijai. Pločio reguliavimo diapazonas yra 8 "-12" (20-30 cm). Negalima su viršutinės kūno dalies atrama.



PT50062 Galvos atrama-5"Hx8"W  
PT50064 Galvos atrama-6"Hx10"W  
Pagalvėlė 5"Hx8"W (13x20cm), 6"Hx10"W (15x25cm), gylis reguliavimas +1" to -2.75" (+2 to -7cm) nuo atlošo. maks. aukštis nuos sėdynės 24" (61cm).



PT50082 Saugūs pėdų diržai-10"L PY5638 Saugūs pėdų diržai-15"L  
Velcro® ir D-ring reguliavimas laiko kojas lygiagrečiai su keliais tvirtinimo plyšiais, kad būtų galima nustatyti tinkamą pėdos padėtį. Diržai, matuoti virš kojos viršaus, su maždaug 1,5 cm (4 cm) Velcro® užlaida.



PT50218 Šoninė atramos su alkūnės Stop ir porankis Veikia kaip šoninė atrama, alkūnės atrama ir porankis. Puikiai tinka gulimam, vertikaliai ir atloštai pozicijai. Pločio reguliavimo diapazonas yra 8 "-12" (20-30 cm).



PT50284 Formuota galvos atrama  
Pagalvėlė 5"Hx10"W (13x25cm). Gylis reguliavimas -2.5" (6cm) - 1.5" (4cm) nuo atlošo. Maksimalus aukštis 8" (25cm).



PT50264 Swing-Away kelių atramos Paspaudus mygtuką nusukamos kelių atramos, paciento perkėlimui palengvinti. Kelio pagalvėlės yra reguliuojamos pasukant, aukštis +/- .5 "(1,3 cm), plotis 5,5" -10 "(14-25 cm), bei gylis 2,5" -8 "(6-20 cm).



PT50220 Alkūnės Stop su porankiu Puikiai tinka apkrivimui, ir vertikalizavimui Veikia su plokščia ir formuota sėdyne ir viršutinės kūno dalies atramomis. Pločio reguliavimas 8"-12" (20-30cm).



PA3035/PA3036 Higienišis užvalkalas  
PA3037 Higienišis užvalkalas Skalbiamas užmaunamas užvalkalas 5"Hx8"W/ 6"Hx10"W galvos atramai ir formuotai galvos atramai. Galima šešių skirtingų raštų.



PT50048 Formuota sėdynė Specialiai suformuota sėdynė suteikianti papildomą klubų atramą. Dydis: 11"-13"Wx14"L (28-33x36cm).



PT50056 Formuotas atlošas 12.5"-14.5"H  
PT50244 Formuotas atlošas 16.5"-18.5"H  
Suformuota nugarą suteikia vidurio linijos prilaikymą. Atlošų reguliavimas 12.5"-14.5" (32-37cm) ir 16.5"-18.5" (42-47cm) aukštis.



PT50280 Stūmimo rankena  
Palėvina stovo stūmimą. Būtinai atlošas. Reikalingas nošint naudoti atlošimo funkciją ir dvigubo valdymo funkciją.



PT30084 Higienišis uždangalas  
PT30085 Higienišis uždangalas Skalbiamas užmaunamas uždangalas standartinei sėdynei ir formuotai sėdynei. galimi šeši skirtingi raštai.



PT30080 Higienišis užvalkalas  
PT30091 Higienišis užvalkalas Skalbiamas užmaunamas užvalkalas plokštiems atlošams 14"-16" (36-41cm) ir 18"-20" (46-51cm). Galimi šeši skirtingi raštai



P80809 Įrankių krepšelis  
Laiko montavimo įrankius, pateiktus su stovu. Pritvirtinamas prie įrenginio su Velcro® dirželiais. Įrankiai neįtraukti.



PT50007 Klubų atramos Palaiko klubus simetriškoje padėtyje nuo sėdėjimo iki stovėjimo. reguliuojamas plotis 8"-12" (20-30cm) ir 3 aukščio nustymai 2" (5cm) žingsniais. pagalvėlė 3.5"x3.5" (9x9cm). Negalima su formuota sėdyne.



PT30081 Higienišis užvalkalas PT50056  
PT30092 Higienišis užvalkalas PT50244 Skalbiamas užmaunamas užvalkalas formuotiems atlošams. galimi šeši skirtingi raštai.




P80246 Kampo indikatorius  
Padedą gydytojams stebėti nuolatinę pažangą. Pritvirtinamas prie stiebo. Galima naudoti kojų abdukcijai

3.6 T.R. Punktas



PT50278 Blauzdos atrama Prilaiko kojas naudojant atlošimo funkciją. pagalvėlės dydis 4"x13.5" (10x34cm).



PT30066 Pozicionavimo diržas-29"  
PT30094 Pozicionavimo diržas-39"  
2 colių (5 cm) pločio pozicionavimo diržas yra su Velcro® D žiedu, kuris užtikrina, kad dėvėtoju būtų užtikrintas klubų stabilumas. Tinka klubo perimetrui iki 29 cm (39 cm) ir 39 cm (99 cm).

3.8 T.R. Punktas



PT50008 Šoninės atramos - lenktos  
PT50274 Šoninės atramos - plokščios Suteikia atramą vaikams su ribota liemens pozicijos kontrole. Pločio reguliavimo ribos 8"-12" (20-30cm). Dydis 4"Ax6"P (10x15cm)-lenkta 4"Ax6.25"P (10x16cm)-Plokščia.



PT50086 X-Style Liemenė-9.5"Lx9"W  
PT50088 X-Style Liemenė-11"Lx9.5"W „Neoprene®" su kumšteliniu užraktu reguliavimu palaiko vaiko priekinę liemens dalį. Dydis: 9,5 "D x 9" (24x23 cm), 11 "D 9,5" (28x24 cm).

3.4. TR Punktas



PT50248 Šoninės atramos - lenktos PT50276 Šoninės atramos - plokščios Suteikia atramą vaikams su ribota liemens pozicijos kontrole. Pločio reguliavimo ribos 5"-9" (13-23cm). Dydis 4"Ax6"P (10x15cm)-lenkta 4"Ax6.25"P (10x16cm)-plokščia.



PT50128 Aukštas kronšteinas liemeniui Perkelia krūtinės liemenės tvirtinimo taškus į aukštesnę padėtį, kad pritvirtintumėte pečius. Krūtinės liemenė neįtraukta.

3.3 T.R. Punktas

# Bantam

PRODUCT CATALOG

SIT + STAND + SUPINE  
IN ONE STANDER



EasyStand

# Bantam

Extra Small, Small & Medium

The Bantam line of standers are the only sit to stand standers that can combine the option of supine positioning to create infinite positioning possibilities from 90-90 sitting, fully vertical standing, full supine lying and anywhere in between. No other standers can provide the amount of positioning that is possible with the EasyStand Bantam.



# The Bantam

## Hip-Knee Flexion Transfers

- Allows standing pivot transfers, lateral seat-to-seat, supine flat-to-load, supine with hip and knee flexion transfers, or any position in between
- Compatible with patient lifts
- Each child is different and the Bantam provides choices when transferring

## Gradual Range of Motion with Hip-Knee Flexion

- Can start in a hip-knee flexion position and gradually increase lower extremity extension
- By maintaining a sustained, weight-bearing stretch throughout the standing session, range of motion (ROM) can increase over time for many children

## Full Support with Sit to Stand

- Full body support system with foot plates, knee pads (anterior), seat (posterior) and chest pad (anterior) that supports the individual in all positions from sitting, supine, and standing
- Children appear to adapt more quickly to standing and weight-bearing when using a sit to stand device due to the extra support and sense of security

## Accommodating Contractures

- Adjustability creates the opportunity to stand children with positioning challenges
- No special modifications are needed to accommodate children with contractures and leg length discrepancies
- Match the hip and knee flexion of the child and then adjust as range of motion in the hips and knees improves

# Advantage

## Upright Standing

- Upright standing is a natural position with the head, hips, knees and ankles all in vertical alignment
- When a child stands upright, they are likely to feel more balanced and are in an optimal position to allow strengthening of the neck muscles
- The option to easily go from upright to supine encourages longer periods of standing

## Custom Fit for Better Standing

- Modular design works for children who require minimal positioning and has options for those who require maximum positioning and support
- Over 50 positioning and support options that help keep the most challenging cases safe, aligned and secure

## Positioning/Activity Chair Capabilities

- Can do anterior tilt positioning, posterior tilt in space, and a true full recline similar to positioning/activity chairs
- Offers terrific pelvic support and stability by keeping the child positioned in the seat with knee pads, hip supports, and lap belts
- More position changes with fewer transfers means less lifting and decreased risk of injury for caregivers

## Feeding Chair Possibilities

- Sitting upright is often not the best position for head control for feeding and partial or supine standing can be the answer
- Provides many position options including sitting, tilt, recline, and standing to find the optimal feeding position



Anterior Tilt Sitting



Supine Lying



Supine with Hip-Knee Flexion

# Bantam

Extra Small, Small & Medium

SIT + STAND + SUPINE



## Inclusion in School and Home

- The child can stand when others are standing, sit when they are sitting, and use the stander under the same tables, up next to the white board or with other educational tools
- Serves as a positioning, feeding, or activity chair both in school and at home
- Swing-away, angle adjustable tray is a perfect surface for work, play, communications, nutrition, and sensory activities

## Plenty of Growth

- Substantial growth built into the frames along with tool free adjustments
- The Bantam extra small has up to 12" of height growth and the Bantam small/medium both have up to 18" of height growth
- Seat depths: extra small is 7"-12", small is 11"-16", medium is 15"-20"
- Seat to Foot Plate Range: extra small/small is 4.5"-16.5", medium is 7"-18.5"

## Promoting Activity in a Bantam

- Keeps the child moving and changing positions all day long
- Infinite positions can make activities easier and more comfortable
- Being able to move the child into several different positions with one product can create opportunities for better health, cognitive growth, and balance

## Bantam Extra Small/Small Hygienic Cover Patterns



RAINBOW UNICORN



SEA CREATURES



FANCY PANTS ELEPHANTS



SPACE RACE



ALL SMILES ANIMALS



FEATHERS IN FLIGHT

## Bantam Extra Small/Small Frame Colors



GREEN



PURPLE



WHITE



ORANGE

## Specifications

Specifications	Bantam Extra Small	Bantam Small	Bantam Medium
Weight Limit	50 lbs. (23kg)	100 lbs. (45kg)	200 lbs. (91kg)
Height Range	28"-40" (71-102cm)	36"-54" (91-137cm)	4'-5'-6" (122-168cm)
Seat to Foot Plate Range	4.5"-16.5" (11-42cm)	4.5"-16.5" (11-42cm)	7"-18.5" (18-47cm)
Seat Depth Range w/Back	7"-12" (18-30cm)	11"-16" (28-41cm)	15"-20" (38-51cm)
Seat Height from Floor	19" (48cm)	19" (48cm)	22" (56cm)
Knee Pad Depth Range	2.5"-8.5" (6-22cm)	2.5"-8.5" (6-22cm)	3"-8" (8-20cm)
Weight of Basic Unit	54 lbs (24kg)	54 lbs (24kg)	108 lbs (49kg)
Frame Footprint (base unit)	24.5"x36.5" (62x93cm)	24.5"x36.5" (62x93cm)	24.5"x44.5" (62x113cm)
Supine	0-90°	0-90°	0-90°

additional specifications at [easystand.com](http://easystand.com)




### Seat Depth (A):


Measure the distance between the back of the buttocks and the back of the knee.

### Seat to Footplate (B):

Measure the distance between the foot/shoe and the knee bend.



# Bantam Extra Small Options



28"-40"  
(71-102cm)



50 lbs  
(23 kg)

The EasyStand Bantam Extra Small base unit comes standard with: Foot Plates, Knee Pads, Gas Spring Lift, Planar Seat and Back, Two 5" Front Wheels, Two 3" Rear Locking Casters, Chest Strap, and choice of frame color: Green, Orange, Purple, or White.



### Foot Holder Sizes

6"Lx3"W  
7.75"Lx3.25"W (base model)  
9.75"Lx4"W



### Knee Pad Sizes (inside width)

2.5"  
3.25" (base model)  
4.25"



### Planar Back Sizes (height from seat)

11"-13"H Range (base model)  
15"-17"H Range



#### PT50234 Supine

Allows the Bantam to be used as a supine or sit-to-stand stander. User can be transferred in flat-to-load, seated, or hip-knee flexion position. Adjusts from 0-90° supine. Head support required. Supine option CANNOT be ordered off-unit.



#### PNG50499 Easy-Adjust Seat Depth

Roller bearing seat depth that allows for smoother seat depth adjustment. Easy-Adjust option CANNOT be ordered off-unit.



#### PT50236 Dual Control

Allows both foot and hand control of the gas spring lift. Must order Push Handle PT50280.



#### PA5614 Gas Spring Lift Lockout

Locks gas spring in any position from lying down to fully upright and prone positions.



#### PT50022 Pow'r Up Lift

Brings the user to the standing position with the touch of a button. Includes light touch controller, rechargeable battery and charger, Linak® actuator and an emergency release.



#### PT50020 Hydraulic Actuator with Removable Handle

Allows the user to independently transition to standing with a manual hydraulic actuator. Handle is adjustable and removable. Replaces gas spring lift.



#### PNG50044 Quad Grip Handle Extension

Attaches to the actuator handle for users with limited dexterity. Adjusts for various hand sizes. Not available with Pow'r Up Lift. Hydraulic actuator required.



#### PNG50070 T-Style Handle Extension

Attaches to the actuator handle for users with limited range of motion. Makes the first few pumps easier and descending more accessible. Adds additional 7" (18cm) in each direction. Not available with Pow'r Up Lift. Hydraulic actuator required.



#### PT50116 Front Swivel Casters

Locking casters allow for easier steering and movement of stander. Replaces front wheels. Extends footprint of the unit to 30"x38" (76x97cm). Not available with Mobile option.



#### PT50150 Mobile PT50177 Tall Mobile

Allows self-propulsion while sitting or standing. Push rims adjust forward and aft. Mobile footprint 24"x38" (61x97cm). Push rim height 31" (79cm)/35" (89cm) from floor. Not available with Supine, Trays or Front Swivel Casters.



#### PT50246 Mobile Tray

Provides anterior support while using the mobile option. Tray is 4"x12" (10x30cm). and has height and depth adjustment.



#### PT50204 Black Molded Shadow Tray-11"x19"

Tray is accessible in all positions and provides anterior support as user moves from supine to upright and prone positions. Adjustable in depth and height. Tray size is 11"x19" (28x48cm). Not available with Mobile option.



#### PA5600 Black Molded Swing-Away Tray-11"x19"

Swing-Away tray is accessible in all positions and provides anterior support as user moves from supine to upright and prone positions. Adjustable in depth, height and tray angle. Tray size is 11"x19" (28x48cm). Not available with Mobile option.



#### PA5602 Clear Swing-Away Tray-11"x19"

Swing-Away tray is accessible in all positions and provides anterior support as user moves from supine to upright and prone positions. Adjustable in depth, height and tray angle. Tray size is 11"x19" (28x48cm). Not available with Mobile option.



#### PT50074 Black Molded Shadow Tray-21"x24"

Shadow tray is accessible in all positions and provides anterior support as user moves from sitting to standing. Adjustable in depth, height, and tray angle. Tray size is 21"x24" (53x61cm). Not available with Mobile option.



#### PT50076 Clear Shadow Tray-21"x24"

Shadow tray is accessible in all positions and provides anterior support as user moves from sitting to standing. Adjustable in depth, height, and tray angle. Tray size is 21"x24" (53x61cm). Not available with Mobile option.



#### PNG50042 Hand Grips

Provides additional arm and hand support and alignment. Easily movable for precise arm positioning. Attaches with suction cups. A clear tray is required. Not available with Mobile option.



#### PT50156 Elbow Pad-9.25" Cutout PT50160 Elbow Pad-11" Cutout

Additional padded support surface on the black molded or clear tray. Only available with 21"x24" tray. Overall width 21.5" (55cm), pad extends back 3.75" (10cm) posterior from current table edge for additional upper body/extremity support. Not available with Mobile option.



#### PA5604 Forearm Wings-Black Molded Tray PA5606 Forearm Wings-Clear Tray

Wings give additional area to rest arms when in standing position. Only available with 11"x19" (28x48cm) tray. Not available with Mobile option.



#### PA3038 Hygienic Padded Cover-11"x19" Tray PT30093 Hygienic Padded Cover-21"x24" Tray

Washable, padded slip on cover for trays. Available in six different patterns. Not available with Mobile option.



#### PT50252 Multi-Adjustable Foot Plates

Foot plates are adjustable forward/aft +/- .75" (2cm), plantar/dorsi +/- 20°, toe-in/toe-out, swivel 30° left/right, in addition to height.



**PT50080 Foot Straps-10\"/>  
PY5636 Foot Straps-15\"**

Velcro® and D-ring adjustment holds feet in alignment with multiple attachment slots for proper foot positioning. Straps measured in length over top of foot, with approximately 1.5" (4cm) of Velcro® overlap.



**PT50082 Secure Foot Straps-10\"/>  
PY5638 Secure Foot Straps-15\"**

Velcro® and D-ring adjustment holds feet in alignment with multiple attachment slots for proper foot positioning. Straps measured in length over top of foot, with approximately 1.5" (4cm) of Velcro® overlap.



**PT50264 Swing-Away Knee Pads**

Push of a button swings knee pad away providing more room for transfers. Multi-adjustable knee pads are adjustable in swivel, height +/- .5" (1.3cm), width 5.5"-10" (14-25cm), in addition to depth range of 2.5"-8" (6-20cm).



**PT50044 Form to Fit Seat**

Contoured positioning seat features form-to-fit upholstery with built in hip support. Size is 8.5-9.5"Wx9.5"L (22-24x24cm).



**PT30082 Hygienic Cover  
PT30083 Hygienic Cover**

Washable slip on cover for Standard Seats and Form to Fit Seats. Available in six different patterns.



**PT50098 Hip Supports**

Supports the hips in symmetrical alignment from sitting to standing. Adjustable width from 6"-9" (15-23cm) and 3 settings with a 2" (5cm) height range. Pad size is 3.5"x3.5" (9x9cm). Not available with form to fit seat.



**PT50278 Calf Pad**

Supports the legs when using the supine option. Pad size is 4"x13.5" (10x34cm).



**PT50008 Lateral Supports-Curved Pad  
PT50274 Lateral Supports-Flat Pad**

Provides midline positioning for children with limited trunk control. Width adjustment range is 8"-12" (20-30cm). Pad size is 4"Hx6"W (10x15cm)-Curved Pad 4"Hx6.25"W (10x16cm)-Flat Pad. For Planar Pads only.



**PT50248 Lateral Supports-Curved Pad  
PT50276 Lateral Supports-Flat Pad**  
Provides midline positioning for children with limited trunk control. Width adjustment range is 5"-9" (13-23cm). Pad size is 4"Hx6"W (10x15cm)-Curved Pad 4"Hx6.25"W (10x16cm)-Flat Pad. For Planar Pads only.



**PT50216 Lateral Supports with Elbow Stop**

Works as a lateral support and elbow rest. Great for the supine position. Width adjustment range is 8"-12" (20-30cm). Not available with form to fit upper body support. For Planar Pads only.



**PT50218 Lateral Supports with Elbow Stop and Arm Rest**

Works as a lateral support, elbow rest and armrest. Great for the supine, upright and prone position. Width adjustment range is 8"-12" (20-30cm). For Planar Pads only.



**PT50220 Elbow Stop with Arm Rest**

Great for loading and bringing to upright. Works with both planar and form to fit upper body supports. Width adjustment range is 8"-12" (20-30cm). For planar and form to fit pads.



**PT50052 Form to Fit Back 11\"/>  
PT50240 Form to Fit Back 15\"-17\" H Range**

Contoured back provides midline support. Backs have a 11"-13" (28-33cm) and 15"-17" (38-43cm) height range.



**PT30078 Hygienic Cover  
PT30089 Hygienic Cover**

Washable slip on cover for Planar Backs 11"-13" (28-33cm) and 15"-17" (38-43cm). Available in six different patterns.



**PT30079 Hygienic Cover for PT50052  
PT30090 Hygienic Cover for PT50240**

Washable slip on cover for Form to Fit Backs. Available in six different patterns.



**PT30066 Positioning Belt-23\"/>  
PT30094 Positioning Belt-33\"**

2" (5cm) wide positioning belt has a D-ring Velcro® closure, provides hip stability for user. Fits hip circumference up to 23" (58cm) and 33" (89cm).



**PT50086 X-Style Chest Vest-9.5\"/>  
PT50088 X-Style Chest Vest-11\"Lx9.5\"W**

Neoprene® with camlock adjustment provides anterior trunk support for child. Size is 9.5"Lx9"W (24x23cm), 11"Lx9.5"W (28x24cm).



**PT50128 High Mount Chest Vest Bracket**

Moves mounting points for chest vest higher to secure shoulders in position. Chest vest not included.



**PT50062 Head Support-5\"/>  
PT50064 Head Support-6\"Hx10\"W**

Cushion size is 5"Hx8"W (13x20cm), 6"Hx10"W (15x25cm). Depth range is +1" to -2.75" (+2 to -7cm) from backrest. Maximum height from seat is 24" (61cm).



**PT50284 Form to Fit Headrest**

Head support 5"Hx10"W (13x25cm). Depth range is -2.5" (6cm) to 1.5" (4cm) from backrest. Maximum height from top of upper body pad is 8" (25cm).



**PA3035/PA3036 Hygienic Cover  
PA3037 Hygienic Cover**

Washable slip on cover for 5"Hx8"W/ 6"Hx10"W Head Supports and Form to Fit Head Support. Available in six different patterns.



**PT50280 Push Handle**

Makes pushing the stander easier for the caregiver. Back required. Required for Supine and Dual Control.



**P80809 Tool Pouch**

Holds the assembly tools provided with the stander. Attaches to unit with Velcro® straps. Tools not included.




**P80246 Angle Locator**

Helps therapists monitor standing progress. Attaches to the mast. Can be used on leg abduction.

# Bantam Small

## Options



36" - 54"  
(91-137cm)



100 lbs  
(45 kg)

### The EasyStand Bantam Small base unit comes standard with:

Foot Plates, Knee Pads, Gas Spring Lift, Planar Seat and Back, Two 5" Front Wheels, Two 3" Rear Locking Casters, Chest Strap, and choice of frame color: Green, Orange, Purple, or White.

#### Foot Holder Sizes

7.75" Lx3.25" W (base model)  
9.75" Lx4" W  
11.75" Lx5" W

#### Knee Pad Sizes (inside width)

3.25"  
4.25" (base model)  
5"

#### Planar Back Sizes (height from seat)

14" - 16" H Range (base model)  
18" - 20" H Range



#### PT50234 Supine

Allows the Bantam to be used as a supine or sit-to-stand stander. User can be transferred in flat-to-load, seated, or hip-knee flexion position. Adjusts from 0-90° supine. Head support required. Supine option CANNOT be ordered off-unit.



#### PT50499 Easy-Adjust Seat Depth

Roller bearing seat depth that allows for smoother seat depth adjustment. Easy-Adjust option CANNOT be ordered off-unit.



#### PT50236 Dual Control

Allows both foot and hand control of the gas spring lift. Must order Push Handle PT50280.



#### PA5614 Gas Spring Lift Lockout

Locks gas spring in any position from lying down to fully upright and prone positions.



#### PT50022 Pow'r Up Lift

Brings the user to the standing position with the touch of a button. Includes light touch controller, rechargeable battery and charger, Linak® actuator and an emergency release.



#### PT50020 Hydraulic Actuator with Removable Handle

Allows the user to independently transition to standing with a manual hydraulic actuator. Handle is adjustable and removable. Replaces gas spring lift.



#### PT50044 Quad Grip Handle Extension

Attaches to the actuator handle for users with limited dexterity. Adjusts for various hand sizes. Not available with Pow'r Up Lift. Hydraulic actuator required.



#### PNG50070 T-Style Handle Extension

Attaches to the actuator handle for users with limited range of motion. Makes the first few pumps easier and descending more accessible. Adds additional 7" (18cm) in each direction. Not available with Pow'r Up Lift. Hydraulic actuator required.



#### PT50116 Front Swivel Casters

Locking casters allow for easier steering and movement of stander. Replaces front wheels. Extends footprint of the unit to 30"x38" (76x97cm). Not available with Mobile option.



#### PT50150 Mobile PT50177 Tall Mobile

Allows self-propulsion while sitting or standing. Push rims adjust forward and aft. Mobile footprint 24"x38" (61x97cm). Push rim height 31" (79cm)/35" (89cm) from floor. Not available with Supine, Trays or Front Swivel Casters.



#### PT50246 Mobile Tray

Provides anterior support while using the mobile option. Tray is 4"x12" (10x30cm). and has height and depth adjustment.



#### PT50204 Black Molded Shadow Tray-11"x19"

Tray is accessible in all positions and provides anterior support as user moves from supine to upright and prone positions. Adjustable in depth and height. Tray size is 11"x19" (28x48cm). Not available with Mobile option.



#### PA5600 Black Molded Swing-Away Tray-11"x19"

Swing-Away tray is accessible in all positions and provides anterior support as user moves from supine to upright and prone positions. Adjustable in depth, height and tray angle. Tray size is 11"x19" (28x48cm). Not available with Mobile option.



#### PA5602 Clear Swing-Away Tray-11"x19"

Swing-Away tray is accessible in all positions and provides anterior support as user moves from supine to upright and prone positions. Adjustable in depth, height and tray angle. Tray size is 11"x19" (28x48cm). Not available with Mobile option.



#### PT50074 Black Molded Shadow Tray-21"x24"

Shadow tray is accessible in all positions and provides anterior support as user moves from sitting to standing. Adjustable in depth, height, and tray angle. Tray size is 21"x24" (53x61cm). Not available with Mobile option.



#### PT50076 Clear Shadow Tray-21"x24"

Shadow tray is accessible in all positions and provides anterior support as user moves from sitting to standing. Adjustable in depth, height, and tray angle. Tray size is 21"x24" (53x61cm). Not available with Mobile option.



#### PNG50042 Hand Grips

Provides additional arm and hand support and alignment. Easily movable for precise arm positioning. Attaches with suction cups. A clear tray is required. Not available with Mobile option.



#### PT50156 Elbow Pad-9.25" Cutout PT50160 Elbow Pad-11" Cutout

Additional padded support surface on the black molded or clear tray. Only available with 21"x24" tray. Overall width 21.5" (55cm), pad extends back 3.75" (10cm) posterior from current table edge for additional upper body/extremity support. Not available with Mobile option.



#### PA5604 Forearm Wings-Black Molded Tray PA5606 Forearm Wings-Clear Tray

Wings give additional area to rest arms when in standing position. Only available with 11"x19" (28x48cm) tray. Not available with Mobile option.



#### PA3038 Hygienic Padded Cover-11"x19" Tray PT30093 Hygienic Padded Cover-21"x24" Tray

Washable, padded slip on cover for trays. Available in six different patterns. Not available with Mobile option.



#### PT50252 Multi-Adjustable Foot Plates

Foot plates are adjustable forward/aft +/- .75" (2cm), plantar/dorsi +/- 20°, toe-in/toe-out, swivel 30° left/right, in addition to height.



**PT50080 Foot Straps-10\"/>  
PY5636 Foot Straps-15\"**

Velcro® and D-ring adjustment holds feet in alignment with multiple attachment slots for proper foot positioning. Straps measured in length over top of foot, with approximately 1.5" (4cm) of Velcro® overlap.



**PT50082 Secure Foot Straps-10\"/>  
PY5638 Secure Foot Straps-15\"**

Velcro® and D-ring adjustment holds feet in alignment with multiple attachment slots for proper foot positioning. Straps measured in length over top of foot, with approximately 1.5" (4cm) of Velcro® overlap.



**PT50264 Swing-Away Knee Pads**

Push of a button swings knee pad away providing more room for transfers. Multi-adjustable knee pads are adjustable in swivel, height +/- .5" (1.3cm), width 5.5"-10" (14-25cm), in addition to depth range of 2.5"-8" (6-20cm).



**PT50048 Form to Fit Seat**

Contoured positioning seat features form-to-fit upholstery with built in hip support. Size is 11"-13"Wx14" (28-33x36cm).



**PT30084 Hygienic Cover  
PT30085 Hygienic Cover**

Washable slip on cover for Standard Seats and Form to Fit Seats. Available in six different patterns.



**PT50007 Hip Supports**

Supports the hips in symmetrical alignment from sitting to standing. Adjustable width from 8"-12" (20-30cm) and 3 settings with a 2" (5cm) height range. Pad size is 3.5"x3.5" (9x9cm). Not available with form to fit seat.



**PT50278 Calf Pad**

Supports the legs when using the supine option. Pad size is 4"x13.5" (10x34cm).



**PT50008 Lateral Supports-Curved Pad  
PT50274 Lateral Supports-Flat Pad**

Provides midline positioning for children with limited trunk control. Width adjustment range is 8"-12" (20-30cm). Pad size is 4"Hx6"W (10x15cm)-Curved Pad 4"Hx6.25"W (10x16cm)-Flat Pad. For Planar Pads only.



**PT50248 Lateral Supports-Curved Pad  
PT50276 Lateral Supports-Flat Pad**

Provides midline positioning for children with limited trunk control. Width adjustment range is 5"-9" (13-23cm). Pad size is 4"Hx6"W (10x15cm)-Curved Pad 4"Hx6.25"W (10x16cm)-Flat Pad. For Planar Pads only.



**PT50216 Lateral Supports with Elbow Stop**

Works as a lateral support and elbow rest. Great for the supine position. Width adjustment range is 8"-12" (20-30cm). Not available with form to fit upper body support. For Planar Pads only.



**PT50218 Lateral Supports with Elbow Stop and Arm Rest**

Works as a lateral support, elbow rest and armrest. Great for the supine, upright and prone position. Width adjustment range is 8"-12" (20-30cm). For Planar Pads only.



**PT50220 Elbow Stop with Arm Rest**

Great for loading and bringing to upright. Works with both planar and form to fit upper body supports. Width adjustment range is 8"-12" (20-30cm). For planar and form to fit pads.



**PT50056 Form to Fit Back 12.5"-14.5"H Range  
PT50244 Form to Fit Back 16.5"-18.5"H Range**

Contoured back provides midline support. Backs have a 12.5"-14.5" (32-37cm) and 16.5"-18.5" (42-47cm) height range.



**PT30080 Hygienic Cover  
PT30091 Hygienic Cover**

Washable slip on cover for Planar Backs 14"-16" (36-41cm) and 18"-20" (46-51cm). Available in six different patterns.



**PT30081 Hygienic Cover for PT50056  
PT30092 Hygienic Cover for PT50244**

Washable slip on cover for Form to Fit Backs. Available in six different patterns.



**PT30066 Positioning Belt-29"  
PT30094 Positioning Belt-39"**

2" (5cm) wide positioning belt has a D-ring Velcro® closure, provides hip stability for user. Fits hip circumference up to 29" (74cm) and 39" (99cm).



**PT50086 X-Style Chest Vest-9.5"Lx9"W  
PT50088 X-Style Chest Vest-11"Lx9.5"W**

Neoprene® with camlock adjustment provides anterior trunk support for child. Size is 9.5"Lx9"W (24x23cm), 11"Lx9.5"W (28x24cm).



**PT50128 High Mount Chest Vest Bracket**

Moves mounting points for chest vest higher to secure shoulders in position. Chest vest not included.



**PT50062 Head Support-5"Hx8"W  
PT50064 Head Support-6"Hx10"W**

Cushion size is 5"Hx8"W (13x20cm), 6"Hx10"W (15x25cm). Depth range is +1" to -2.75" (+2 to -7cm) from backrest. Maximum height from seat is 24" (61cm).



**PT50284 Form to Fit Headrest**

Head support 5"Hx10"W (13x25cm). Depth range is -2.5" (6cm) to 1.5" (4cm) from backrest. Maximum height from top of upper body pad is 8" (25cm).



**PA3035/PA3036 Hygienic Cover  
PA3037 Hygienic Cover**

Washable slip on cover for 5"Hx8"W/ 6"Hx10"W Head Supports and Form to Fit Head Support. Available in six different patterns.



**PT50280 Push Handle**

Makes pushing the stander easier for the caregiver. Back required. Required for Supine and Dual Control.



**P80809 Tool Pouch**

Holds the assembly tools provided with the stander. Attaches to unit with Velcro® straps. Tools not included.



**P80246 Angle Locator**

Helps therapists monitor standing progress. Attaches to the mast. Can be used on leg abduction.

# Bantam Medium

## Options



4'-5'6"  
(122-167cm)



200 lbs  
(91 kg)

**The EasyStand Bantam Medium base unit comes standard with:**  
Two 5" Front Wheels, Two 5" Rear Locking Casters, Manual Hydraulic Actuator with Handle, Planar Seat, Knee Pads, Height-Only Adjustable Foot Plates, No-Tray Chest Pad, Black Upholstery, Swing-Away Front. Blue Frame Color.



### Foot Holder Sizes

7.75"Lx3.25"W  
9.75"Lx4"W  
11.75"Lx5"W (base model)



### Knee Pad Sizes (inside width)

4.0"  
5.5" (base model)



#### PY5554 Supine

Allows the Bantam to be used as a supine or sit-to-stand stander. User can be transferred in flat-to-load, seated, or hip-knee flexion position. Adjusts from 0-90° supine. Head support required. Supine option CANNOT be ordered off-unit.



#### PY5645 Easy-Adjust Seat Depth

Roller bearing seat depth that allows for smoother seat depth adjustment. Easy-Adjust option CANNOT be ordered off-unit.



#### PY5568 Front Swivel Casters for Shadow

Allows for easier movement of stander. Replaces front wheels. Extends the footprint of the unit to 28.25"x47" (72x119cm).



#### PY5564 Pow'r Up Lift

Brings the user to the standing position with the touch of a button. Includes light touch controller, rechargeable battery and charger, Linak® actuator and an emergency release.



#### PY5632 Adjustable/Removable Actuator Handle

Removable actuator handle adjusts the distance of reach to handle to meet user's needs. Not available with Pow'r Up Lift.



#### PNG50044 Quad Grip Handle Extension

Attaches to the actuator handle for users with limited dexterity. Adjusts for various hand sizes. Not available with Pow'r Up Lift. Hydraulic actuator required.



#### PNG50070 T-Style Handle Extension

Attaches to the actuator handle for users with limited range of motion. Makes the first few pumps easier and descending more accessible. Adds additional 7" (18cm) in each direction. Not available with Pow'r Up Lift. Hydraulic actuator required.



#### PY5604 Black Molded Shadow Tray

Shadow tray is accessible in all positions and provides anterior support as user moves from sitting to standing. Adjustable in depth, height, and tray angle. Tray size is 21"x24" (53x61cm). Back support required.



#### PY5606 Clear Shadow Tray

Shadow tray is accessible in all positions and provides anterior support as child moves from sitting to standing. Adjustable in depth, height, and tray angle. Tray size is 21"x24" (53x61cm). Back support required.



#### PY5656 Swing-Away Black Molded Shadow Tray

Tray swings either to the right, left or can be removed completely. Provides anterior support from sitting to standing. Tray size is 21"x24" (53x61cm). Fore/aft adjustment is approximately 10". Adjustable in depth, height and tray angle. Back support required.



#### PY5657 Clear Swing-Away Shadow Tray

Tray swings either to the right, left or can be removed completely. Provides anterior support from sitting to standing. Tray size is 21"x24" (53x61cm). Fore/aft adjustment is approximately 10". Adjustable in depth, height and tray angle. Back support required.



#### PNG50042 Hand Grips

Provides additional arm and hand support and alignment. Easily movable for precise arm positioning. Attaches with suction cups. A clear tray is required.



#### PT50156 Elbow Pad-9.25" Cutout

Additional padded support surface on the black molded or clear tray. Not available on oversized tray. 9.25" (24cm) cutout width. Overall width 21.5" (55cm), pad extends back 3.75" (10cm) posterior from current table edge for additional upper body/extremity support.



#### PT50160 Elbow Pad-11" Cutout

Additional padded support surface on the black molded or clear tray. Not available on oversized tray. 11" (28cm) cutout width. Overall width 21.5" (55cm), pad extends back 3.75" (10cm) posterior from current table edge for additional upper body/extremity support.



#### PY5582 Elbow Pad-13" Cutout

Additional padded support surface on the black molded or clear tray. Not available on oversized tray. 13" (33cm) cutout width. Overall width 21.5" (55cm), pad extends back 3.75" (10cm) posterior from current table edge for additional upper body/extremity support.



#### PNG30000 Large Contoured Chest Pad

Attaches to tray or no-tray bracket to provide anterior support. Replaces standard chest pad. Oval pad is 9.5"Hx15"W (24x38cm). Not available with elbow pad.



#### PNG30295 Padded Tray Cover

A padded tray cover that attaches to the black molded, clear, angle adjustable, or shadow tray. Not available with elbow pads.



#### PY5586 Multi-Adjustable Foot Plates

Foot plates are adjustable forward/aft +/- .75" (2cm), plantar/dorsi +/-20°, toe-in/toe-out, swivel 30° left/right, and height.



#### PY5636 Foot Straps-10"L

Velcro® and D-ring adjustment holds feet in alignment with multiple attachment slots for proper foot positioning. Straps measured in length over top of foot, with approximately 1.5" (4cm) of Velcro overlap.



#### PY5638 Secure Foot Straps-15"L

Velcro® and D-ring adjustment holds feet in alignment with multiple attachment slots for proper foot positioning. Straps measured in length over top of foot, with approximately 1.5" (4cm) of Velcro overlap.



#### PY5600 Roho Knee Pads

Roho Dry Flotation Technology available for increased pressure relief or those with increased skin sensitivity. Only available with the 5.5" (14cm) knee pad.



**PY5596 Swing-Away Knee Pads**

Push of a button swings knee pad away providing more room for transfers. Multi-adjustable knee pads are adjustable in height +/-3" (+/-8cm), width 5"-9" (13-23cm) in addition to depth range 3"-8" (8-20cm).



**PY3014 Positioning Belt with Airline Style Buckle**

2" (5cm) wide positioning belt with airline style buckle provides hip stability. Fits hip circumference up to 66" (168cm). Back required.



**PY5628 Head Support-6"Hx10"W**

Cushion size is 6"Hx10"W (15x25cm). Height range from seat with 16" planar back is 17"-26" (43-66cm), 20" planar back is 21"-30" (53-76cm). Depth range is -2.5" to +1.5" (-6 to-4cm) from backrest.



**PY5570 Contoured Seat-Narrow 11"-13"W**

Contoured positioning seat features form-to-fit upholstery with built in hip support. Seat is 11"-13"W (28-33cm).



**PY5620 Chest Strap**

Velcro® and D-ring adjustment provides moderate support, back required.



**PY5630 Head Support-7"Hx14"W**

Cushion size is 7"Hx14"W (18x36cm). Height range from seat with 16" planar back is 17"-26" (43-66cm), 20" planar back is 21"-30" (53-76cm). Depth range is -2.5" to +1.5" (-6 to-4cm) from backrest.



**PY5572 Contoured Seat-Wide 12"-14"W**

Contoured positioning seat features form-to-fit upholstery with built in hip support. Seat is 12"-14"W (30-36cm).



**PY5634 High Mount Chest Vest Bracket**

Moves mounting points for chest vest higher to secure shoulders in position. Chest vest not included. Head Support and Back required.



**PNG50040 Push Handles**

Makes pushing the stander easier for the caregiver. Back required.



**PY5560 Hip Supports**

Supports the hips in symmetrical alignment from sitting to standing. Adjustable width from 9"-15" (23-38cm) with a 1" (2.5cm) height range. Pad size is 4"Hx6.25"W (10x16cm). Not available with contoured seat.



**PNG30170 X-Style Chest Vest-9.5"Lx9"W**

Neoprene®. Size is 9.5"Lx9"W (24x23cm). Back required.



**P80809 Tool Pouch**

Holds the assembly tools provided with the stander. Attaches to unit with Velcro® straps. Tools not included.



**PY5530 Planar Back 16"H**

Flat back provides additional support. Top of back is 16" (41cm) from seat.



**PNG30056 X-Style Chest Vest-11"Lx9.5"W**

Neoprene®. Size is 11"Lx9.5"W (32x26cm). Back required.



**PY5643 Angle Locator**

Helps therapists monitor standing progress. Attaches on the back with magnet. Back required.



**PY5532 Planar Back 20"H**

Flat back provides additional support. Top of back is 20" (51cm) from seat.



**PNG30171 Y-Style Chest Vest-17.5"Lx11.5"W**

Neoprene®. Size is 17.5"Lx11.5"W (44x29cm). Back required.



**PY5574 Contoured Back 16"H**

Contoured back provides midline support. Top of back is 16" (41cm) from seat.



**PNG30021 Y-Style Chest Vest-20.5"Lx12.5"W**

Neoprene®. Size is 20.5"Lx12.5"W (52x32cm). Back required.



**PY5576 Contoured Back 20"H**

Contoured back provides midline support. Top of back is 20" (51cm) from seat.



**PY5562 Lateral Supports**

Provides midline positioning for users with limited trunk control. Width adjustment range is 9"-14.5" (23-37cm). Pad size is 4"Hx6"W (10x15cm). Not available with contoured back. Back required.



**PY3008 Velcro Positioning Belt**

2" (5cm) wide positioning belt has a D-ring Velcro® closure, provides hip stability for user. Fits hip circumference up to 66" (168cm). Back required.



**PY5626 Head Support-5"H-8"W**

Cushion size is 5"Hx8"W (13x20cm). Height range from seat with 16" planar back is 17"-26" (43-66cm), 20" planar back is 21"-30" (53-76cm). Depth range is -2.5" to +1.5" (-6 to-4cm) from backrest.



# EasyStand<sup>®</sup>

**Altimate Medical, Inc.**  
262 West First Street  
Morton, MN 56270 USA  
Tel: 800.342.8968 • 507.697.6393  
Fax: 877.342.8968 • 507.697.6900  
info@easystand.com • easystand.com

Standing technology should only be used under the guidance of a physician with recommendations for standing program protocol and any medical precautions. Standing programs should be monitored by the attending therapist. AMI maintains a policy of continual product improvement and reserves the right to change features, specifications, and prices without prior notification. Check with AMI for latest information.  
FORM BANTAMCAT091916 REV A Copyright © 2016 Altimate Medical, Inc. All rights reserved. Printed in the USA.