

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

1. MEDŽIAGOS / PREPARATO IR ĮMONĖS ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

Prekės pavadinimas Šlapimo reagent juostelės

Cheminis aprašymas / taikymas Profesionaliam naudojimui atliekant įprastą šlapimo tyrimą

Gamintojas ACON Biotech Co. Ltd, No.210 Zhenzhong Road, West Lake District, Hangzhou, P.R.China 310030
Tel.: 86-571-8796-3569
Fax: 86-571-8796-3570

2. PAVOJŲ IDENTIFIKAVIMAS

Produktas gali būti kenksmingas sveikatai, jei vartotojas jas nurys, taip pat galimybė užteršti aplinką, jei ji nebus panaudota kaip medicininė atlieka.

3. SUDĖTIS / INFORMACIJA APIE KOMPONENTUS

Testinėje juostelėje yra sausų reagentų ir yra laikomos plastikiniame inde su viena pakuote sausiklio. Testinėje juostelėje yra šios cheminės medžiagos:

Natrio hidroksidas (CAS nr.1310-73-2) <0,000072g / teste

2,4-dichloranilinas (CAS nr. 554-00-7) <0,0000083g / teste

Kofeinas (CAS nr. 58-08-2) <0,0001117g / teste

Natrio nitroprusido dehidratas (CAS nr. 13755-38-9) <0,00835g / teste

Diizopropilbenzeno dihidroperoksidas (CAS nr. 3159-98-6) <0,0015g / teste

4- (dietilamino) benzaldehidas (CAS nr. 120-21-8) <0,0001g / teste

P-arsanilo rūgštis (CAS nr. 98-50-0) <0,000065g / teste

1-diazo-2-naftol-4-sulfonrūgštis (CAS nr. 887-76-3) <0,002g / teste

Visi aukščiau išvardyti komponentai, esantys gaminyje, yra mažesni už priimtinius apribojimus, o naudotojų ir aplinkos sveikatai nepavyko rasti jokios žalos.

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

Įkvėpus Netaikoma

Oda Nuplaukite vandeniu

Akys Nedelsiant nuplaukite akis dideliu kiekiu vandens ne trumpiau kaip 15 minučių. Užtikrinkite pakankamą praplovimą, atskirdami vokus pirštais. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Prarijus nedelsiant kreipkitės į gydytoją

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Netaikoma.

6. ATSITIKIMŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

Asmens atsargumas Dėvėkite pirštines ir veido kaukes

Ekologinės atsargumo priemonės Išmeskite jas kaip medicinines atliekas

Valymo metodai Panaudotas juosteles išmeskite kaip medicinines atliekas

7. NAUDOJIMAS IR LAIKYMAS

Naudojimas Tiesiogiai ištraukite ir naudokite juosteles klinikiniam bandymui.

Laikymas 2-30 °C

8. KONTROLĖ LAIKYMAS / ASMENS APSAUGA

Poveikio ribos Netaikoma

Techninė kontrolė Pateikite akių plovimo vietą

Rankos naudokite laboratoriniams chemikalams atsparias pirštines (pvz., Lateksas arba neoprenas)

Akys Naudokite tinkamus apsauginius akinius.

Kvėpavimo sistema darbuotojai gali dėvėti veido kaukes, nes jie kontaktuoja su pacientų šlapimo mėginiais per visą darbo procesą

9. FIZINĖS - CHEMINĖS SAVYBĖS

Išvaizda Kelių spalvų pagalvėlės prilipusios prie vienos plastikinės juostelės su dvigubu gelio sluoksniu
Spalva Skirtingų spalvų pagalvėlės ir plastikinė kortelė yra baltos spalvos.

Kvapas Nėra ypatingo kvapo

Virimo temperatūra (°C) Netaikoma

Lydimosi temperatūra (°C) Netaikoma

Pliūpsnio temperatūra (°C) Netaikoma

Savaiminio užsidegimo temperatūra (°C) Netaikoma

Tankis (kg / m³) Netaikoma

Klampumas Netaikoma

pH vertė Netaikoma

Tirpumas vandenyje Neištirpsta

10. STABILUMAS IR REAKTYVUMAS

Stabilumas Stabilus

Pavojingi skilimo produktai Netaikoma

11.TOKIKOLOGINĖ INFORMACIJA

Netaikoma.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Netaikoma.

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Atliekų šalinimo metodai Išmeskite kaip medicininės atliekas

Atliekų kategorija Medicininės atliekos

14. TRANSPORTAVIMO INFORMACIJA

Ši medžiaga yra paprasta prekė ir neturi kitų pavojingų savybių

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

Pagal EEB kriterijus neklasifikuojama kaip pavojinga.

16. KITA INFORMACIJA

Manoma, kad šiame dokumente pateikta informacija yra teisinga.