

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

SAUGOS
DUOMENŲ LAPAS
Nr.

L2KUN6

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas : IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit
Produkto kodas : L2KUN6, L2KUN6(D), L2KUNJ6, 10380875, 10708840, 10711939

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Įvardyti naudojimo būdai	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Diagnostinės medžiagos.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Diagnostinės medžiagos.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Diagnostinės medžiagos.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Diagnostinės medžiagos.
Vartojimo apribojimai	Tik profesionaliems naudotojams.	

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Pagaminta/Patiekta Siemens Healthcare Oy Lietuvos filialas
J. Jasinskio g. 16C, 03163 Vilnius
Lietuva
Tel. +370 5 2391555
Faks. +370 5 2344593

Asmens, atsakingo už šį SDL el. pašto adresą : dx.msds.healthcare@siemens-healthineers.com

1.4 Pagalbos telefono numeris

CHEMTREC: +1 703-527-3887; [24x7x365]

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Produkto apibrėžimas	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Mišinys
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Mišinys
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Mišinys
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Mišinys

Klasifikacija vadovaujantis Reglamentu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP/GHS)

 Neklasifikuota.

 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
3gAllergy Specific IgE Adjustors	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Remiantis 1272/2008 Reglamentu (EB) su papildymais produktas nepriskiriamas pavojingoms medžiagoms.

Smulkesnės informacijos apie poveikį sveikatai ir simptomus žr. 11-me skyriuje.

2.2 Ženklinimo elementai

Signalinis žodis	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra.

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Pavojingumo frazės	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Netaikoma.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Netaikoma.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Netaikoma.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Netaikoma.
Atsargumo frazės		
Prevencinės	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Netaikoma.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Netaikoma.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Netaikoma.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Netaikoma.
Atoveikis	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Netaikoma.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Netaikoma.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Netaikoma.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Netaikoma.
Sandėliavimas	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Netaikoma.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Netaikoma.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Netaikoma.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Netaikoma.
Šalinimas	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Netaikoma.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Netaikoma.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Netaikoma.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Netaikoma.
Papildomi etiketės elementai	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Netaikoma.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Netaikoma.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Netaikoma.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Netaikoma.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Netaikoma.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Netaikoma.

2.3 Kiti pavojai

Medžiaga atitinka PBD kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Netaikoma.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Netaikoma.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Netaikoma.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Netaikoma.
	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	P: Nėra. B: Nėra. T: Nėra.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	P: Nėra. B: Nėra. T: Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	P: Nėra. B: Nėra. T: Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	P: Nėra. B: Nėra. T: Nėra.
Medžiaga atitinka vPvB kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Netaikoma.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Netaikoma.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Netaikoma.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Netaikoma.
	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	vP: Nėra. vB: Nėra.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	vP: Nėra. vB: Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	vP: Nėra. vB: Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	vP: Nėra. vB: Nėra.

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

Kiti neklasifikuojami pavojai : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Nežinoma.
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 Nežinoma.
3gAllergy Specific IgE Adjustors Nežinoma.
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Nežinoma.

Papildoma informacija : Biologinė potencialiai pavojinga medžiaga.

Natrio azidas gali reaguoti su švininėmis arba varinėmis vandentiekio sistemos dalimis, sudarydamas labai sprogus metalų azidų junginius.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Mišiniai : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Mišinys
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 Mišinys
3gAllergy Specific IgE Adjustors Mišinys
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Mišinys

Produkto/ingrediento pavadinimas	Identifikatoriai	%	Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]	Tipas
3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge aminocaproic acid	EB: 200-469-3 CAS: 60-32-2	≤3	Eye Irrit. 2, H319	[1]
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Glycine, N,N'-1,2-ethanediybis[N-(carboxymethyl)-, sodium salt, hydrate (1:2:2)]	EB: 205-358-3 CAS: 6381-92-6	≤3	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT RE 2, H373 (kvėpavimo takai) (įkvėpimas)	[1]
aminocaproic acid	EB: 200-469-3 CAS: 60-32-2	≤3	Eye Irrit. 2, H319	[1]
Pilnas pirmiau nurodytų H teiginių tekstas pateiktas 16 skyriuje.				

Pagal šiuo metu tiekėjo turimą informaciją produkte nėra papildomų sudėtinių medžiagų, kurios naudojamomis koncentracijomis būtų klasifikuojamos kaip pavojingos sveikatai ar aplinkai, būtų priskiriamos patvarioms, linkusioms akumuliuotis ir toksišioms medžiagoms (PBTs), ar labai patvarioms ir stipriai gyvuose audiniuose besikaupiančioms medžiagoms (vPvBs), todėl šiame skyriuje duomenų apie tai pateikti nereikia.

Tipas

- [1] Medžiaga, klasifikuojama kaip pavojinga sveikatai ar aplinkai
- [2] Medžiaga, kurios poveikis darbo vietoje yra ribojamas
- [3] Medžiaga atitinka PBD kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą
- [4] Medžiaga atitinka vPvB kriterijų pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XIII priedą
- [5] Lygiavertį susirūpinimą kelianti medžiaga
- [6] Papildomas atskleidimas dėl bendrovės taisyklių

Leidžiamo poveikio darbo vietoje ribos, jei tokios yra, išvardytos 8-me skyriuje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Patekimas į akis : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 Tuoj pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

	3gAllergy Specific IgE Adjustors	yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos. Tuo pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Tuo pat skalaukite akis dideliu vandens kiekiu, retkarčiais pakeldami akių viršutinį ir apatinį vokus. Patikrinkite, ar yra kontaktiniai lęšiai; jei yra – išimkite juos. Atsiradus dirginimui, kreipkitės medicininės pagalbos.
Įkvėpus	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos. Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos. Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas.
Susilietimas su oda	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nuplaukite užterštą odą dideliu kiekiu vandens. Nusivilkite suterštus drabužius ir nusiaukite. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
Nurijimas	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

Pirmąją pagalbą teikiančių asmenų apsaugos priemonės	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos. Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Išskalaukite burną vandeniu. Išnešti nukentėjusį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Prarijus medžiagą, jei apsinuodijęs asmuo yra sąmoningas, duokite jam po truputį gerti vandens. Nesukelkite vėmimo, nebent taip būtų nurodęs medicinos personalas. Atsiradus simptomams, kreipkitės medicininės pagalbos.
	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Viršytos ekspozicijos požymiai/simptomai

Patekimas į akis	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
Įkvėpus	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
Susilietimas su oda	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

Nurijimas	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Jokių specialių duomenų nėra.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Jokių specialių duomenų nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Jokių specialių duomenų nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Jokių specialių duomenų nėra.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Pastabos gydytojui	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Gydykite simptomiškai. Jei prarijote ar įkvėpėte didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į apsinuodijimų gydymo specialistą.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Įkvėpus degimo metu susidariusius skaidymosi produktus, simptomai gali atsirasti vėliau. Apsinuodijusiam asmeniui medicininė priežiūra gali būti reikalinga 48 valandas.
Ypatingos procedūros	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Specifinio gydymo nėra.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Specifinio gydymo nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Specifinio gydymo nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Specifinio gydymo nėra.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės	: Gesinkite gaisrą medžiaga, tinkačia supančiai ugniai.
Netinkamos gesinimo priemonės	: Nežinoma.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Medžiagos ar mišinio keliami pavojai	: Ugnyje ar įkaitinus padidėja slėgimas, ir konteineris gali sprogti.
Pavojingi užsiliepsnoojantys produktai	: Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos: anglies dioksidas anglies monoksidas azoto oksidai sieros oksidai

5.3 Patarimai gaisrininkams

Specialūs apsauginiai veiksmai ugniagesiams	: Kilus gaisrui, skubiai evakuokite visus žmones iš incidento vietos. Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo.
Speciali apsauginė įranga gaisro gesintojams	: Gaisrininkai privalo naudotis atitinkama apsaugos įranga ir autonominiu kvėpavimo aparatu (SCBA) su visą veidą dengiančia kauke, užtikrinančia teigiamą slėgį. Europos standartą EN 469 atitinkantys gaisrininkų drabužiai (įskaitant šalmus, apsauginius batus ir pirštines) užtikrins bazinį apsaugos lygį cheminių medžiagų avarijose.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

- Neteikiantiems pagalbos darbuotojams** : Negalima imtis jokių veiksmų, jei tai kelia pavojų personalui ir neturint tam tinkamo paruošimo. Evakuokite žmones iš gretimų plotų. Neleiskite įeiti pašaliniam ir apsaugos priemonių nenaudojančiam personalui. Nelieskite ir nevaikščiokite po pralietą medžiagą. Naudokite tinkamas asmenines apsaugines priemones.
- Pagalbos teikėjams** : Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai, atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir netinkamas medžiagas. Taip pat žiūrėkite informaciją, pateiktą skyrelyje „Avarijos likvidavime nedalyvaujančiam personalui“.

- 6.2 Ekologinės atsargumo priemonės** : Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius. Jei aplinka (kanalizacija, vandentakiai, dirva arba oras) buvo užteršta šiuo produktu, praneškite atitinkamoms valdžios institucijoms.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

- Nedidelis išsiliejimas** : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Jei tirpus vandenyje, praskieskite vandeniu ir nušluostykite. Pasirinktinai, jei tirpi vandenyje, absorbuokite sausa inertiška medžiaga ir patalpinkite į tinkamą atliekų šalinimo talpą. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.
- Didelis išsiliejimas** : Jei nerizikinga, sustabdykite nutekėjimą. Pašalinkite konteinerius iš išsiliejimo vietos. Neleiskite patekti į nutekamuosius vamzdžius, vandentakius, rūsius ar uždaras patalpas. Nuplaukite išsiliejusią medžiagą į uždarą nuotekų valymo sistemą arba elkitės kaip toliau nurodyta. Sutaupykite ir surinkite išsiliejusią medžiagą nedegiomis sugeriančiomis medžiagomis, pvz., smėliu, žeme, vermikulitu, diatomitine žeme ir supilkite į konteinerį, kad jį vėliau, laikantis vietos taisyklių, būtų sunaikinta. Šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu.

- 6.4 Nuoroda į kitus skirsnius** : Avarinės pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje. Informacija apie tinkamas asmenines apsaugines priemones pateikta 8 skirsnyje. Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

- Apsaugos priemonės** : Naudokite tinkamas asmens apsaugos priemones (8-as skyrius).
- Patarimas dėl bendros darbo higienos** : Plote, kur naudojama, saugoma ir apdorojama ši medžiaga turi būti draudžiama valgyti, gerti ir rūkyti. Prieš valgydami, gerdami ir rūkydami darbuotojai privalo plauti rankas. Prieš įeidami į valgymui skirtas zonas, nusivilkite užterštus drabužius ir nusiimkite apsaugines priemones. Taip pat susipažinkite su 8 skirsnyje pateikta papildoma informacija apie higienos priemones.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti, vadovaujantis vietos taisyklėmis. Laikykite originalioje pakuotėje, apsaugotoje nuo tiesioginių saulės spindulių, sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje patalpoje, atokiau nuo nesuderinamų medžiagų (žiūr. 10 dalį) bei maisto ir gėrimų. Iki naudojant konteinerius laikykite sandariai uždarytus ir užplombuotus. Konteinerius, kurie buvo atidaryti, reikia hermetiškai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad iš jų neišsiliėtų medžiaga. Nelaikykite pakuotėse be etikečių. Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti. Prieš tvarkydami ar naudodami paskaitykite 10 skyrių, kur nurodytos nesuderinamos medžiagos.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

- Rekomendacijos** : Nėra.
- Pramonės sektoriui būdingi sprendimai** : Nėra.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

Šiame skyriuje pateiktoje informacijoje yra bendri patarimai ir nurodymai. Informacija pateikiama remiantis tipinėmis numatomomis produkto naudojimo sritimis. Tvarkant palaidą medžiagą ar naudojant kitaip, dėl ko gali gerokai padidėti poveikis darbuotojams, pačiai medžiagai ar aplinkai, gali prireikti papildomų priemonių.

8.1 Kontrolės parametrai

Poveikio darbo vietoje ribos

Ribinė poveikio vertė nežinoma.

Rekomenduojamos monitoringo (stebėsenos) procedūros : Jei šio produkto sudėtyje yra medžiagų, kurių poveikis turi būti ribojamas, gali reikėti atlikti personalo, darbo vietos oro ar biologinį monitoringą, siekiant nustatyti ventilacijos ar kitų kontrolės priemonių efektyvumą ir/arba kvėpavimo apsaugos įrangos priemonių reikalingumą. Turi būti pateikta nuoroda į tokius stebėjimo standartus: Europos Standartas EN 689 (Darbo vietos oras. Įkvėpiamų chemikalų poveikio, lyginant su ribinėmis vertėmis, vertinimo rekomendacijos ir matavimo strategija) Europos Standartas EN 14042 (Darbo vietos oras. Cheminių ir biologinių veiksmų poveikio vertinimo metodikų taikymo ir naudojimo rekomendacijos) Europos Standartas EN 482 (Darbo vietos oras. Bendrieji cheminių medžiagų matavimo procedūrų atlikimo reikalavimai) Taip pat bus reikalaujama pateikti nuorodą į nacionalinius rekomendacinius dokumentus apie pavojingų medžiagų nustatymo metodus.

DNEL/DMEL

DNEL/DMEL nenustatytos.

PNEC

PNEC nenustatytos.

8.2 Poveikio kontrolė

Atitinkamos techninio valdymo priemonės : Geros bendrosios ventilacijos turėtų pakakti kontroliuoti ore esančių teršalų poveikį darbuotojams.

Individualios apsaugos priemonės

Higienos priemonės : Pavartoję cheminius gaminius, prieš valgydami, rūkydami, naudodamiesi tualetu bei darbo laikotarpio pabaigoje plaukite rankas, dilbius ir veidą. Potencialiai užterštus drabužius reikia nusivilkti tam tikru būdu. Prieš naudodami išskalbkite suterštus drabužius. Užtikrinkite, kad šalia darbo vietos būtų įrengti akių plovimo įrenginiai ir saugos dušai.

Akių ir (arba) veido apsauga : Privaloma naudoti patvirtintą standartą atitinkančias akių apsaugos priemones, jei rizikos įvertinimas parodė kad tai yra būtina siekiant išvengti skysčio pūslių, miglos, dujų ar dulkių poveikio. Jei galimas kontaktas, turi būti naudojama toliau nurodyta apsauga, išskyrus tuos atvejus, kai įvertinimo rezultatai nurodo aukštesnį apsaugos lygį: apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais.

Odos apsauga

Rankų apsauga : Jei rizikos įvertinimas parodė, kad tai yra reikalinga, dirbant su cheminiais produktais, visuomet būtina dėvėti atsparias chemikalams, nepralaidžias pirštines, atitinkančias aprobuotų standartų reikalavimus.

Kūno apsauga : Prieš pradėdant dirbti su šiuo produktu, asmens apsaugos įranga kūnui turi būti parinkta, priklausomai nuo planuojamos vykdyti užduoties ir su ja susijusios rizikos, bei gautas specialisto pritarimas.

Kita odos apsauga : Atsižvelgiant į atliekamą užduotį ir susijusius pavojus prieš pradėdant darbą su šiuo gaminiu reikia pasirinkti ir specialistas turi patvirtinti tinkamą avalinę ir papildomas odos apsaugos priemones.

Kvėpavimo organų apsauga : Atsižvelgdami į pavojų ir sprogimo galimybę, pasirinkite respiratorių, kuris atitinka reikiamą standartą ar sertifikatą. Respiratoriai turi būti naudojami pagal kvėpavimo apsaugos programą, kad būtų užtikrintas tinkamas užsidėjimas, mokymas ir kiti svarbūs naudojimo aspektai.

Poveikio aplinkai kontrolė : Reikia tikrinti emisijas iš ventilacijos arba darbo proceso įrangos, kad būtų užtikrintas jų atitiktikimas aplinkosaugos teisės aktų reikalavimams. Kai kuriais atvejais, siekiant sumažinti emisiją iki priimtino lygio, gali tekti įrengti garų plautuvus, filtrus ar modifikuoti darbo proceso įrangą.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda

Fizikinė būseną	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Skystis. Skystis. Skystis. Skystis.
Spalva	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Bespalvis. Bespalvis. Bespalvis. Bespalvis.
Kvapą	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Odorless. Odorless. Odorless. Odorless.
Kvapo atsiradimo slenkstis	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Neaktuali ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Neaktuali ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Neaktuali ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Neaktuali ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.
pH	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	7.95 to 8.05 7 7 7.35 to 7.45
Lydimosi/užšalimo temperatūra	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Pliūpsnio temperatūra	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	[Gaminys nepalaiko degimo.] [Gaminys nepalaiko degimo.] Nėra. [Gaminys nepalaiko degimo.]
Garavimo greitis	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Neaktuali ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Neaktuali ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Neaktuali ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Neaktuali ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.
Degumas (kietų medžiagų, dujų)	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Neaktuali ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Neaktuali ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Neaktuali ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Neaktuali ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertės	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.
Garų slėgis	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.
Garų tankis	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.
Santykinis tankis	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	1 1 1 1
Tirpumas	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo	: Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.	
Savaiminio užsidegimo temperatūra	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.
Skilimo temperatūra	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.
Klampa	: Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.	

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

Sprogstamosios (sprogiosios) savybės	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Sprogi sąlytyje su šiomis medžiagomis arba šiomis sąlygomis: oksiduojančios medžiagos.
Oksidacinės savybės	: Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.	

9.2 Kita informacija

Tirpumas vandenyje	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio. Neaktualu ir (arba) netaikoma dėl produkto pobūdžio.
---------------------------	---	--

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra. Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra. Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra. Specialių bandymų duomenų apie šio gaminio ar jo ingredientų reaktyvumą nėra.
10.2 Cheminis stabilumas	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Produktas yra stabilus. Produktas yra stabilus. Produktas yra stabilus. Produktas yra stabilus.
10.3 Pavojingų reakcijų galimybė	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta. Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta. Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta. Normaliomis laikymo ir naudojimo sąlygomis pavojingos reakcijos nevyksta.
10.4 Vengtinios sąlygos	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
10.5 Nesuderinamos medžiagos	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.6 Pavojingi skilimo produktai	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Normaliomis saugojimo ir naudojimo sąlygomis pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas

Išvada/santrauka	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra.

Sudirginimas/ėsdinimas

Produkto/ingrediento pavadinimas	Rezultatas	Rūšys	Rezultatas	Poveikis	Stebėjimas
3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge aminocaproic acid	Akys - Nestipriai dirgina	Triušis	-	24 valandos 500 milligrams	-
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody aminocaproic acid	Akys - Nestipriai dirgina	Triušis	-	24 valandos 500 milligrams	-

Išvada/santrauka

Oda	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra.
Akys	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra.
Kvėpavimo	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra.

Jautrinimas

Išvada/santrauka

Oda	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra.

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Kvėpavimo : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Nėra.
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & Nėra.
2
3gAllergy Specific IgE Adjustors Nėra.
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Nėra.

Mutageniškumas

Išvada/santrauka : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Nėra.
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & Nėra.
2
3gAllergy Specific IgE Adjustors Nėra.
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Nėra.

Kancerogeniškumas

Išvada/santrauka : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Nėra.
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & Nėra.
2
3gAllergy Specific IgE Adjustors Nėra.
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Nėra.

Toksiškumas reprodukcijai

Išvada/santrauka : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Nėra.
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & Nėra.
2
3gAllergy Specific IgE Adjustors Nėra.
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Nėra.

Teratogeniškumas

Išvada/santrauka : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Nėra.
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & Nėra.
2
3gAllergy Specific IgE Adjustors Nėra.
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Nėra.

STOT (vienkartinis poveikis)

Nėra.

STOT (kartotinis poveikis)

Produkto/ingrediento pavadinimas	Kategorija	Poveikio būdas	Pažeidžiami organai
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Glycine, N,N'-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-, sodium salt, hydrate (1:2:2)]	2 kategorija	Ikvėpus	kvėpavimo takai

Aspiracijos pavojus

Nėra.

Informacija apie tikėtinus poveikio būdus : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Nėra.
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & Nėra.
2
3gAllergy Specific IgE Adjustors Nėra.
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Nėra.

Galimas ūmus poveikis sveikatai

Patekimas į akis : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
2
3gAllergy Specific IgE Adjustors Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Įkvėpus	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Susilietimas su oda	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Nurijimas	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

Su fizinėmis, cheminėmis ir toksinėmis savybėmis susiję simptomai

Patekimas į akis	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
Įkvėpus	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
Susilietimas su oda	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.
Nurijimas	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra. Jokių specialių duomenų nėra.

Uždelstas, ūmus ir lėtinis poveikis dėl trumpalaikio ir ilgalaikio sąlyčio su medžiaga (mišiniu)

Trumpalaikis poveikis

Galimi tiesioginiai padariniai	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Galimi uždelsti padariniai	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.

Ilgalaikis poveikis

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Galimi tiesioginiai padariniai	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra.
Galimi uždelsti padariniai	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra.

Galimas lėtinis poveikis sveikatai

Nėra.

Išvada/santrauka	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra.
Bendrybės	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Kancerogeniškumas	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Mutageniškumas	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Teratogeniškumas	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Poveikis vystymuisi	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Poveikis vaisingumui	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo. Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
Sąveikos poveikis	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
<u>Toksikokinetika</u>		
Absorbicija	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Pasiskirstymas	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Metabolizmas	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Pašalinimas	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
Kita informacija	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Išvada/santrauka	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
-------------------------	---	----------------------------------

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Išvada/santrauka	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge 3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 3gAllergy Specific IgE Adjustors 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra. Nėra. Nėra. Nėra.
-------------------------	---	----------------------------------

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

Produkto/ingrediento pavadinimas	LogP _{ov}	BCF	Potencialus
3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge aminocaproic acid	-2.95	-	žemas
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody aminocaproic acid	-2.95	-	žemas

12.4 Judumas dirvožemyje

Grunto/Vandens pasiskirstymo koeficientas (K_{oc})	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra.
Judrumas	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Netaikoma.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Netaikoma.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Netaikoma.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Netaikoma.
	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	P: Nėra. B: Nėra. T: Nėra.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	P: Nėra. B: Nėra. T: Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	P: Nėra. B: Nėra. T: Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	P: Nėra. B: Nėra. T: Nėra.
vPvB	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Netaikoma.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Netaikoma.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Netaikoma.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Netaikoma.
	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	vP: Nėra. vB: Nėra.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	vP: Nėra. vB: Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	vP: Nėra. vB: Nėra.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	vP: Nėra. vB: Nėra.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nėra žinoma jokio žytaus poveikio ar kritinio pavojingumo.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Gaminys

Šalinimo metodai : Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Šio produkto, jo tirpalų ar kitų jo formų atliekų šalinimas turi visais atvejais atitikti gamtos apsaugos reikalavimus bei vietos valdžios nustatytas atliekų tvarkymo taisykles. Likučius ir perdirbimui netinkamus produktus šalinkite pagal sutartį su atliekų tvarkymo licenciją turinčiu rangovu. Neapdorotų atliekų negalima šalinti su nuotekomis, išskyrus atvejus, kai jos visiškai atitinka visų valdžios institucijų keliamus reikalavimus.

Pavojingos atliekos : 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 2008/98/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.

3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2 Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 2008/98/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.

3gAllergy Specific IgE Adjustors Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 2008/98/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.

3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Kiek šiuo metu yra žinoma tiekėjui, šis produktas pagal ES Direktyvos 2008/98/EB reikalavimus nėra laikomas pavojingomis atliekomis.

Natrio azidas gali reaguoti su švininėmis arba varinėmis vandentiekio sistemos dalimis, sudarydamas labai sprogus metalų azidų junginius.

Pakavimas

Šalinimo metodai : Reikia vengti atliekų susidarymo, ar kiek įmanoma jų sumažinti. Pakuotės atliekos turėtų būti perdirbtos. Svarstyti apie deginimą ar išmetimą į sąvartyną galima tik tada, kai perdirbti yra neįmanoma.

Specialios saugumo priemonės : Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos. Tuščiose pakuotėse ar įdėkluose gali išlikti produkto likučių. Sekite, kad išpilta medžiaga nepasklistų į aplinką, kad nepatektų į gruntą, paviršiaus vandentakius, nutekamuosius bei kanalizacijos vamzdžius.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

ADR/RID

14.1 JT numeris	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nereguliuojama.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nereguliuojama.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nereguliuojama.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nereguliuojama.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-

14.4 Pakuotės grupė	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.5 Pavojus aplinkai	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Ne.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Ne.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Ne.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Ne.
Papildoma informacija	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-

ADN

14.1 JT numeris	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Nereguliuojama.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Nereguliuojama.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Nereguliuojama.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Nereguliuojama.
14.2 JT teisingas krovinių pavadinimas	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-
14.3 Gabenimo pavojo klasė (-s)	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-

14.4 Pakuotės grupė	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-
14.5 Pavojus aplinkai	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Ne.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Ne.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Ne.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Ne.
Papildoma informacija	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-

IMDG

14.1 JT numeris	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Not regulated.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Not regulated.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Not regulated.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Not regulated.
14.2 JT teisingas krovinių pavadinimas	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-
14.3 Gabenimo pavojo klasė (-s)	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-
14.4 Pakuotės grupė	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit		
14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą		

14.5 Pavojus aplinkai	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	No.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	No.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	No.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	No.
Papildoma informacija	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-

IATA

14.1 JT numeris	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Not regulated.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Not regulated.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Not regulated.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Not regulated.
14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-
14.3 Gabenimo pavojo klasė (-s)	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-

14.4 Pakuotės grupė	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	-
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	-
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	-
14.5 Pavojus aplinkai	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	No.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	No.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	No.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	No.
Papildoma informacija		

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams	: 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uždarytoje, stovintioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uždarytoje, stovintioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uždarytoje, stovintioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Transportavimas vartotojo teritorijoje: visada transportuoti uždarytoje, stovintioje ir saugioje taroje. Pasirūpinti, kad produktą transportuojantys asmenys žinotų, ką daryti avarijos ar atsitiktinio išpylimo atveju.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.7 Nesupakuotų krovinių
vežimas pagal MARPOL
konvencijos II priedą ir IBC
kodeksą

Netaikoma.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

ES Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)

XIV Priedas - Autorizuojamų medžiagų sąrašas

XIV Priedas

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

Didelį susirūpinimą keliančios medžiagos

Neįrašytas nė vienas iš komponentų.

XVII Priedas - Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, jų mišinių ir gaminių gamybos, teikimo rinkai ir naudojimo apribojimai	:	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Netaikoma.
		3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Netaikoma.
		3gAllergy Specific IgE Adjustors	Netaikoma.
		3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Netaikoma.

Kiti ES teisės aktai

Pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) - Oras	:	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	sąrašą neįrašyta
		3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	sąrašą neįrašyta
		3gAllergy Specific IgE Adjustors	sąrašą neįrašyta
		3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	sąrašą neįrašyta

Pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) - Vanduo	:	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	sąrašą neįrašyta
		3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	sąrašą neįrašyta
		3gAllergy Specific IgE Adjustors	sąrašą neįrašyta
		3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	sąrašą neįrašyta

Ozoną ardančios medžiagos (1005/2009/ES)

| sąrašą neįrašyta.

Sutikimas, apie kurį pranešama iš anksto (PIC) (649/2012/EU)

| sąrašą neįrašyta.

Aerolių balionėlis	:	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Netaikoma.
		3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Netaikoma.
		3gAllergy Specific IgE Adjustors	Netaikoma.
		3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Netaikoma.

Seveso direktyva

3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso direktyvą.
3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso direktyvą.
3gAllergy Specific IgE Adjustors	Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso direktyvą.
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Šis produktas nėra kontroliuojamas pagal Seveso direktyvą.

Nacionaliniai nuostatai

Biocidinių produktų reglamentas	:	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Netaikoma.
		3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Netaikoma.
		3gAllergy Specific IgE Adjustors	Netaikoma.
		3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Netaikoma.

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

Tarptautinės taisyklės

Monrealio protokolas (A, B, C, E priedai)

Į sąrašą neįrašyta.

Stokholmo konvencija dėl patvariųjų organinių teršalų

Į sąrašą neįrašyta.

Roterdamo Konvencija dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto (PIC)

Į sąrašą neįrašyta.

UNECE Arhuso protokolas dėl patvariųjų organinių teršalų (POP) ir sunkiųjų metalų

Į sąrašą neįrašyta.

Inventoriaus sąrašas

Europos medžiagų inventorius	3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge	Neapibrėžta.
	3gAllergy Specific IgE (SPE) Controls 1 & 2	Neapibrėžta.
	3gAllergy Specific IgE Adjustors	Neapibrėžta.
	3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody	Neapibrėžta.

15.2 Cheminės saugos vertinimas : Netaikoma.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Sutrumpinimai ir akronimai : ATE = Apskaičiuotas ūmus toksiškumas
CLP = Reglamentas dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo Reglamentas (EB) ro. 1272/2008]
DMEL = Išvestinė minimalaus poveikio vertė
DNEL = Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojų
PBT = Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiinė
PNEC = Nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija
RRN = REACH registracijos numeris
vPvB = labai patvarių ir didelio biologinio kaupimosi

Pagrindiniai literatūros šaltiniai ir duomenų šaltiniai : Netaikoma.

Klasifikacijai nustatyt naudota procedūra pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasifikacija	Pagrindimas
 neklasifikuota.	

Pilnas sutrumpintų H teiginių tekstas

 3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody H302 H319 H332 H373 (įkvėpimas)	Kenksminga prarijus. Sukelia smarkų akių dirginimą. Kenksminga įkvėpus. Ilgalaikis ar pakartotinis poveikis įkvėpus gali sukelti organų pažeidimus.

Pilnas klasifikacijų [CLP/GHS, Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo] tekstas

IMMULITE® 2000 3gAllergy Specific IgE Universal Kit

16 SKIRSNIS. Kita informacija

3gAllergy Specific IgE Reagent Wedge Eye Irrit. 2, H319 3gAllergy Specific IgE Adjustor Antibody Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT RE 2, H373 (įkvėpimas)	SMARKUS AKIŲ PAŽEIDIMAS IR AKIŲ SUDIRGINIMAS - 2 kategorija ŪMUS TOKSIŠKUMAS (oralinis) - 4 kategorija ŪMUS TOKSIŠKUMAS (įkvėpimas) - 4 kategorija SMARKUS AKIŲ PAŽEIDIMAS IR AKIŲ SUDIRGINIMAS - 2 kategorija SPECIFINIS TOKSIŠKUMAS KONKREČIAM ORGANUI - KARTOTINIS POVEIKIS (įkvėpimas) - 2 kategorija
---	---

Atspausdinimo data : 6/25/2021

Išleidimo data/ Peržiūrėjimo data : 6/25/2021

Ankstesnio leidimo data : 12/27/2016

Versija : 2

Pažymi informaciją, pasikeitusią nuo ankstesnio leidimo.

Pastaba skaitytojui

Kiek mums yra žinoma, čia pateikta informacija yra tiksli. Tačiau nei aukščiau minimas tiekėjas, nei jo filialai nesiima jokios atsakomybės už čia pateiktos informacijos tikslumą ir pilnumą.

Galutinis bet kokios medžiagos tinkamumas paliekamas vartotojo atsakomybei. Visos medžiagos gali sukelti nežinomą pavojų, ir su jomis reikia elgtis atsargiai. Nors atitinkami pavojai čia yra aprašyti, mes negalime garantuoti, kad jie yra vieninteliai galimi.