

schülke →



rotasept®

rotasept® - tai naudoti paruoštas tirpalas, skirtas sukiųjų instrumentų dezinfekavimo ir valymo reikmėms

Privalumai

- Visapusiškai veiksmingas
- Puikiai pritaikytas naudoti ultragarsinėje vonelėje
- Be aldehydų
- Paruoštas naudoti

Taikymo sritys

Grąžtų, pjoviklių, deimantinių šlifuoiklių ir kitų sukiųjų tikslųjų instrumentų valymo bei dezinfekavimo rankiniu būdu reikmėms. Dėl puikių medžiagų suderinamumo savybių ir visapusiško veiksmingumo, **rotasept®** pasižymi visomis svarbiomis produkto, skirto sukiesiems tiksliesiems instrumentams bei iš plieno ir nerūdijančio plieno pagamintiems instrumentams apdoroti, savybėmis.

Naudojimo instrukcija

Tik profesionaliesiems naudotojams. **rotasept®** yra paruoštas naudoti tirpalas, todėl į grąžtų vonelę pilamas neskiestas. Jei **rotasept®** naudojamas kaip valiklis, kiekvieną nedidelį sukųjį instrumentą iš karto po naudojimo pamerkite į tirpalą, kad ant paviršiaus nepridžiūtų nešvarumai. Baigę apdoroti visus instrumentus kruopščiai nuskalaukite bent geriamojo vandens kokybės vandeniu arba (pageidautina) steriliu destiliuotu vandeniu ar visiškai demineralizuotu vandeniu, kad pašalintumėte visus tirpalo likučius. **Mirkymo laikas baigiamajai dezinfekcijai atlikti: 15 minučių.** Nerekomenduojama mirkyti ilgiau, siekiant išsaugoti geriausią medžiagų suderinamumą. Darbinius tirpalus keiskite kiekvieną dieną ir tuo atveju, jei tarša aiškiai matoma. Pagal nacionalinius teisės aktus gali reikėti valymą ir baigiamąją dezinfekciją atlikti kaip dvi atskiras procedūras. Negalima maišyti su valymo priemonėmis ir dezinfekantais. Laikykitės instrumentų gamintojo nurodytų apdorojimo rekomendacijų.

Medžiagų suderinamumas. Šarmams ir alkoholiui jautraus plastiko, aliuminių dalių ir instrumentų, kurie pagaminti naudojant sintetinių dervų klijus, merkti į **rotasept®** negalima.

Šiems instrumentams rekomenduojame naudoti **gigasept® instru AF.**

Ultragarso vonelė

rotasept® yra puikiai pritaikytas naudoti ultragarso vonelėje.

Mikrobiologinis veiksmingumas

Veiksmingumas	Koncentracija	Poveikio trukmė
Baktericidinis EN13727, EN14561, pagal VAH - nešvariomis sąlygomis	paruošta naudoti	5 min.
Mikobaktericidinis EN14348, EN14563, pagal VAH - nešvariomis sąlygomis	paruošta naudoti	15 min.
Mielicidinis EN13624, EN14562, pagal VAH - nešvariomis sąlygomis	paruošta naudoti	5 min.
Fungicidinis EN13624, EN14562 - nešvariomis sąlygomis	paruošta naudoti	5 min.
Virucidinis EN14476, EN17111 - nešvariomis sąlygomis	paruošta naudoti	1 min.
Virucidinis pagal DVV (Vokietijos virusinių ligų kontrolės asociacija)/ RKI gaires	paruošta naudoti	5 min.

Sertifikatai

- VAH sertifikatas
- Įtrauktas į IHO sąrašą



CE 0297



Npmbs i rm bsm k c l wq

Qsbŕŕq

/ . . e i m l a c l r p _ r m w p _ ėgž t c g i j gž hž k c b g _ ež: 1,6 g kalio hidroksido, 10,0 g propan-2-olio, 0,1 g 2-etilheksanolio. Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 648/2004: < 5 % nejoninės aktyviosios paviršiaus medžiagos.

Dgxg i g l ŕ q g p a f c k g l ŕ q q _ t w ` ŕ q

Spalva	bespalvė
Tankis	apyt. 1,00 g / cm ³ / 20 °C
Pliūpsnio temperatūra	36 °C / Metodas: DIN 51755, 1 dalis
Forma	skystis
pH	13,7 / 20 °C

Specialieji nurodymai

Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.

Apie sunkius su gaminiu susijusius incidentus reikia pranešti gamintojui ir kompetentingai institucijai. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Saugoti nuo šalčio, karščio ir saulės šviesos. Laikyti originalioje pakuotėje. Pasibaigus produkto tinkamumo naudoti laikui produkto nenaudokite.

Užsakymo informacija

Prekė	Pristatymo forma	Prekės Nr.
rotasept® -INT-2 l buteliukas	5 vnt. dėžutėje	Paprašius
rotasept® -INT-5 L	1 vnt. bakelis	Paprašius

Šie produktai parduodami ne visose šalyse. Norėdami sužinoti daugiau, susisiekite su vietos dukterine įmone ar platintojais.

Pagalbinės naudojimo priemonės

Pagalbinės naudojimo priemonės	Prekės Nr.
Raktas 5 l ir 10 l bakeliui atidaryti	135810
schülke dozavimo pompa 5 l / 10 l (20ml per taką)	117101
Kranelis 5 l ir 10 l bakeliui	135502

Aplinkosauginė informacija

schülke produktus gamina ekonomišką būdą ir taikydama modernius, saugius bei aplinkai nekenksmingus gamybos procesus, tuo pačiu užtikrindama, kad produktai atitinka aukštus kokybės standartus.

Specialistų nuomonė ir informacija

Norėdami peržiūrėti visu pasiekiamus literatūros šaltinius ar ataskaitas, susijusias su produktu, apsilankykite mūsų interneto svetainėje: www.schuelke.com
Konkrečiais klausimais kreipkitės prašymų priėmimo skyriaus tel. +49 40 52100-666, el. paštu info@schuelke.com.



Schülke & Mayr GmbH gamybos leidimas suteiktas vadovaujantis Vokietijos valstybės įstatymo 13 skirsnio 1 dalimi ir GGP atitikties sertifikatais, taikomais vaistams.

schülke pagrindinė buveinė
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Vokietija
Telefonas +49 40 - 52100 - 0
Faksas +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com



Platintojas
„Sanovus“, UAB
Daugėlišio g. 32-301
LT-09300 Vilnius
Telefonas +370 5 2450 415
Faksas +370 5 2706 201
El. paštas info@sanovus.lt



rotasept®

rotasept® is a ready-to-use solution for the disinfection and cleaning of rotary instruments

Our Plus

- comprehensively effective
- highly suitable for use in ultrasonic bath
- aldehyde-free
- ready-to-use

Application areas

For manual cleaning and disinfection of burs, cutters, diamond grinders and other rotating precision instruments. Due to its excellent material compatibility and comprehensive efficacy, rotasept® provides all important product properties for reprocessing rotating precision instruments as well as instruments made of steel and stainless steel.

Instructions for use

For professional use only. rotasept® is a ready-to-use product and is added undiluted to the bur bath.

If rotasept® is used as cleaner, place each small rotating instrument in the bur bath solution immediately after use in order to avoid surface-drying of dirt. Rinse all instruments thoroughly after reprocessing, using water of at least drinking water quality or preferably sterile distilled water or fully deionised water, to completely remove residues of the solution.

Immersion time for final disinfection: 15 minutes. Longer contact times should be avoided to ensure best material compatibility. Replace working solutions every working day and if contamination is clearly visible. National regulations may require that cleaning and final disinfection are carried out in two separate process steps. Do not mix with cleaning agents and disinfectants. Please follow the reprocessing recommendations of the instrument manufacturers.

Material compatibility:

Alkali- and alcohol-sensitive plastics, aluminium parts and instruments which have been made using synthetic resin

adhesives should not be placed in rotasept®. We recommend gigasept® instru AF for these instruments.

Ultrasonic bath:

rotasept® is highly suitable for the use in ultrasonic bath.

Microbiological efficacy

Efficacy	Concentration	Contact time
bactericidal EN13727, EN14561, in accordance with VAH - dirty conditions	ready-to-use	5 min.
mycobactericidal EN14348, EN14563, in accordance with VAH - dirty conditions	ready-to-use	15 min.
yeastcidal EN13624, EN14562, in accordance with VAH - dirty conditions	ready-to-use	5 min.
fungicidal EN13624, EN14562 - dirty conditions	ready-to-use	5 min.
virucidal EN14476, EN17111 - dirty conditions	ready-to-use	1 min.
virucidal in accordance with DVV (German Registered Association for Combating Viral Diseases)/RKI Guideline	ready-to-use	5 min.

Certificates

- VAH certificate
- IHO listed



Product data

Composition:

100 g concentrate contains the following active substances:
1.6 g Potassium hydroxide, 10.0 g Propan-2-ol, 0.1 g 2-Ethylhexanol.

labelling according to Regulation (EC)648/2004: < 5 % non-ionic surfactants.

Chemical-physical data

Color	colourless
Density	ca. 1,00 g/cm ³ / 20 °C
Flash point	36 °C / Method: DIN 51755 Part 1
Form	liquid
pH	13,7 / 20 °C

Special advice

Always read the label and product information before use.

Any serious incidents related to the product are to be reported to the manufacturer and competent authority. Keep container tightly closed. Protect from frost, heat and sunlight. Store in the original container. Do not use the product after the expiry date.

Information for order

Item	Delivery form	Item no.
rotasept® -Int- 2 l bottle	5/Carton	on request
rotasept® -Int- 5 l	1/Canister	on request

These products are not available in every country. For more information please contact our local subsidiary or distributor.

Application aids

Application aids	Item no.
Can key for 5 + 10 l	135810
schülke dosing feeder 5 l / 10 l (20ml / stroke)	117101
tap for 5 l / 10 l can	135502

Environmental information

schülke manufactures products economically and with advanced, safe and environmentally friendly production processes while at the same time maintaining out high quality standards.

Expert opinion and information

Please visit our website for an overview of all available literature/reports on the product: www.schuelke.com

For individual questions:

Application Department

Phone: +49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH holds a Manufacturer's Authorisation according to sect 13 para 1 German Drug Law and Certificates of GMP Compliance for medicinal products.

schülke Headquarters
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com

rotasept®

Versija
03.08

Peržiūrėjimo data:
05.09.2022

Paskutinio leidimo data: 22.10.2021

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Prekinis pavadinimas : rotasept®
Unikalus Mišinio Identifikato- : PE20-C04Q-900Q-C44W
rius (UFI)

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Cheminės medžiagos/mišinio : Dezinfekantai
paskirtis

Rekomenduojami naudojimo : Skirta tik profesionaliems naudotojams.
apribojimai

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Gamintojas : Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2

22851 Norderstedt
Vokietija
Telefonas: +49 (0)40/ 52100-0
Telefaksas: +49 (0)40/ 52100318
mail@schuelke.com
www.schuelke.com

Tiekėjas : Atstovas Lietuvoje UAB Apiterapija
Daugėlišio g. 32-301

LT-09300 Vilnius
Lietuva
Telefonas: +370-5-2450 415
Telefaksas: +370-5-2706 201
info@apiterapija.lt

Už SDL atsakingo asmens : Application Specialists
elektroninio pašto adre- +49 (0)40/ 521 00 666
sas/Asmuo pasiteirauti AD@schuelke.com

1.4 Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris : Toksikologijos un sepsės klinika Saindėsanās un zālū infor-
mācijas centrs, Tel. +371 67042473
Emergency information services: Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests: 112

Carechem 24 International: +44 1235 239670

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

rotasept®

Versija
03.08

Peržiūrėjimo data:
05.09.2022

Paskutinio leidimo data: 22.10.2021

Metallų koroziją sukeliančios medžiagos, 1 kategorija	H290: Gali ėsdinti metalus.
Odos ėsdinimas, 1B subkategorija	H314: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
Smalkus akių pažeidimas, 1 kategorija	H318: Smarkiai pažeidžia akis.

2.2 Ženklavimo elementai

Ženklavimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Pavojaus piktogramos :



Signalinis žodis : Pavojinga

Pavojingumo frazės : H290 Gali ėsdinti metalus.
H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Atsargumo frazės : **Prevenција:**
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Greitoji pagalba:

P301 + P330 + P331 PRARIJUS: išskalauti burną.
NESKATINTI vėmimo.
P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu arba čiurkšle.
P305 + P351 + P338 + P310 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/ kreiptis į gydytoją.

Šalinimas:

P501 Turinį/ talpyklą šalinti įteisintą atliekų šalinimo įmonę.

Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje:

kalio hidroksidas

Papildomas ženklavimas

Produktas klasifikuojamas pagal direktyvos 1272/2008/EEB I Priedą (2.6.4.5 punktas).

2.3 Kiti pavojai

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

Ekologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguo-

rotasept®

Versija
03.08

Peržiūrėjimo data:
05.09.2022

Paskutinio leidimo data: 22.10.2021

tąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Toksikologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos delegotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Mišiniai

Cheminė prigimtis : Šių medžiagų tirpalas su nekenkiamaisiais priedais.

Komponentai

Cheminis pavadinimas	CAS Nr. EB Nr. Indekso Nr. Registracijos numeris	Klasifikacija	Koncentracija (% w/w)
propan-2-olis	67-63-0 200-661-7 603-117-00-0 01-2119457558-25-XXXX	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 (Centrinė nervų sistema)	>= 10 - < 20
kalio hidroksidas	1310-58-3 215-181-3 019-002-00-8 01-2119487136-33-XXXX	Met. Corr. 1; H290 Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1A; H314 Eye Dam. 1; H318 Specifinė koncentracijos riba Skin Corr. 1A; H314 >= 5 % Skin Corr. 1B; H314 2 - < 5 % Skin Irrit. 2; H315 0,5 - < 2 % Eye Irrit. 2; H319 0,5 - < 2 % Ūmaus toksiškumo įvertis Ūmus toksiškumas prarijus: 365 mg/kg	>= 1 - < 2

Santrumpų paaiškinimus žr. 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendroji pagalba : Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius.

rotasept®

Versija
03.08

Peržiūrėjimo data:
05.09.2022

Paskutinio leidimo data: 22.10.2021

Ikvėpus	:	Informacijos neturima.
Patekus ant odos	:	Nedelsiant nuplauti gausiu vandens kiekiu.
Patekus į akis	:	Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
Prarijus	:	NESKATINTI vėmimo. Gauti medicininę pagalbą.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Simptomai	:	Simptominis gydymas.
Rizikos	:	Smarkiai pažeidžia akis. Stipriai nudegina.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydymas	:	Specialisto konsultacijai gydytojai turi kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą.
---------	---	--

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės	:	Sausi milteliai Alkoholiui atsparios putos Išpurslinta vandens srovė Anglies dioksidas (CO ₂)
Netinkamos gesinimo priemonės	:	Nenaudoti vandens srovės.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specifiniai pavojai gaisro metu	:	nė joks
Pavojingi degimo produktai	:	Nežinomi jokie pavojingi degimo produktai

5.3 Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams	:	Gaisro atveju naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.
--	---	--

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmens atsargumo priemonės	:	Padidėjusi paslydimo rizika pratekėjus/išsiliejus produktui.
----------------------------	---	--

rotasept®

Versija
03.08

Peržiūrėjimo data:
05.09.2022

Paskutinio leidimo data: 22.10.2021

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Ekologinės atsargumo priemonės : Vengti prasiskverbimo į dirvą.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procedūros : Nušluostyti su absorbuojančia medžiaga (pvz.: audinio, vilnos šluoste).
Sugerti inertinėmis absorbuojančiomis medžiagomis (pvz.: smėliu, silikageliu, universaliu rišikliu, arbolitu).

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Žiūrėti 8 + 13 skyrių

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo rekomendacijos : Įprastai naudojant nereikalaujama

Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogdimo : Nereikalaujama specialių priešgaisrinės saugos priemonių.

Higienos priemonės : Laikyti atokiai nuo maisto ir gėrimų.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms : Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.

Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas : Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių. Laikyti atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos. Pakuotę laikyti sandariai uždarytą. Rekomenduojama laikymo temperatūra: 5 - 25C

Patarimai dėl sandėliavimo : Nesandėliuoti šalia rūgščių.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) naudojimo atvejis (-ai) : nė joks

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai

Poveikio darbo vietoje ribos

Komponentai	CAS Nr.	Vertės tipas (Poveikio forma)	Kontrolės parametrai	Šaltinis
propan-2-olis	67-63-0	IPRD	150 ppm 350 mg/m ³	LT OEL
		TPRD	250 ppm 600 mg/m ³	LT OEL
Propane-1,2-diol	57-55-6	IPRD	7 mg/m ³	LT OEL

rotasept®

Versija
03.08

Peržiūrėjimo data:
05.09.2022

Paskutinio leidimo data: 22.10.2021

Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:

Medžiagos pavadinimas	Naudojimo pabaiga	Paveikimo būdai	Potencialus poveikis sveikatai	Vertė
propan-2-olis	Darbuotojai	Sąlytis su oda	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	888 mg/kg
	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	500 mg/m3
Propane-1,2-diol	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	168 mg/m3
	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - vietinis poveikis	10 mg/m3
kalio hidroksidas	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - vietinis poveikis	1 mg/m3

Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006:

Medžiagos pavadinimas	Aplinkos sritis	Vertė
propan-2-olis	Gėlasis vanduo	140,9 mg/l
	Jūros vanduo	140,9 mg/l
	Gėlojo vandens nuosėdos	552 mg/kg
	Jūros nuosėdos	552 mg/kg
	Dirvožemis	28 mg/kg
	Protarpinis naudojimas, išskyrimas	140,9 mg/l
	Poveikis nuotekų valymo įrenginiams	2251 mg/l
	Oralinis	160 mg/kg maitas
Propane-1,2-diol	Gėlasis vanduo	260 mg/l
	Jūros vanduo	26 mg/l
	Protarpinis naudojimas, išskyrimas	183 mg/l
	Nuotekų valymo įrenginys	20000 mg/l
	Gėlojo vandens nuosėdos	572 mg/kg
	Jūros nuosėdos	57,2 mg/kg
	Dirvožemis	50 mg/kg

8.2 Poveikio kontrolė

Asmeninės apsauginės priemonės

Akių ir (arba) veido apsauga : Apsauginiai akiniai su skydeliais šonuose, atitinkantys EN 166

Rankų apsauga
Direktyva : Pasirinktos apsauginės pirštinės turi atitikti Reglamento (ES) 2016/425 ir standarto EN 374 nustatytus reikalavimus.

Paaiškinimai : Apsauga nuo tiškų: vienkartinės butadiennitrilinio kaučiuko pirštinės pavyzdžiui Dermatril (sluoksnio storis: 0,11 mm), pagamintos kompanijos KCL ar kitų gamintojų, siūlančių tokią pačią apsaugą. Ilgalaikis kontaktas: butadiennitrilinio kaučiuko pirštinės pavyzdžiui Camatril (> 480 minučių, sluoksnio storis: 0,40 mm) ar butilkaučiuko pirštinės, pavyzdžiui Butoject (> 480 minučių, sluoksnio storis: 0,70 mm) pagamintos kompanijos KCL ar kitų gamintojų, siūlančių tokią pačią apsaugą.

Odos ir kūno apsaugos : Darbo uniforma ar laboratorinis chalatas.

rotasept®

Versija
03.08

Peržiūrėjimo data:
05.09.2022

Paskutinio leidimo data: 22.10.2021

priemonės
Kvėpavimo organų apsauga : Įprastai nereikalaujama asmeninių kvėpavimo takų apsaugos priemonių.

Apsauginės priemonės : Vengti patekimo ant odos ir į akis.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Agregatinė būseną : skystas

Spalva : bespalvė

Kvapą : panašus į alkoholio

Kvapo atsiradimo slenkstis : nenustatyta

Lydimosi/užšalimo temperatūra : < -5 °C

Skilimo temperatūra : Netaikoma

Virimo temperatūra / virimo temperatūros intervalas : apytikriai 80 °C

Viršutinė sprogumo riba / Viršutinė degumo riba : Neturima duomenų

Žemutinė sprogumo riba / Žemutinė degumo riba : Neturima duomenų

Pliūpsnio temperatūra : 36 °C
Metodas: DIN 51755 Priedo 1

Savaiminio užsidegimo temperatūra : Neturima duomenų

pH : 13,7 (20 °C)
Koncentracija: 100 %

Klampa
Ištekėjimo trukmė : < 15 s prie 20 °C
Metodas: DIN 53211

Tirpumas
Tirpumas vandenyje : (20 °C)
visiškai tirpus

Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo : Netaikoma

Garų slėgis : apytikriai 34 hPa (20 °C)

Tankis : apytikriai 1,00 g/cm³ (20 °C)

rotasept®

Versija
03.08

Peržiūrėjimo data:
05.09.2022

Paskutinio leidimo data: 22.10.2021

Santykinis garų tankis : Neturima duomenų

9.2 Kita informacija

Sprogmenys : Neturima duomenų

Oksidacinės savybės : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip oksiduojantieji.

Užsiliepsnojamumas (skysčiai) : Nepalaiko degimo.

Ilgalaikis degamumas : Palaiko degimą: ne

Metalo korozijos greitis : > 6,25 mm/a
Ėsdinanti metalus Aliuminis

Garavimo greitis : Neturima duomenų

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1 Reaktingumas

Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

10.2 Cheminis stabilumas

Chemiškai stabilus produktas.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingos reakcijos : reakcija su rūgštimis.

10.4 Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos : Saugoti nuo šalčio, karščio ir saulės šviesos.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Vengtinios medžiagos : Galimas nesuderinamumas su šarmams jautriomis medžiagomis.

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Nėra pagrįstai numatomų.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Produktas:

Ūmus toksiškumas prarijus : Ūmaus toksiškumo įvertis: > 2.000 mg/kg
Metodas: Skaičiavimo metodas

rotasept®Versija
03.08Peržiūrėjimo data:
05.09.2022

Paskutinio leidimo data: 22.10.2021

Komponentai:**propan-2-olis:**

|| Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė): 5.840 mg/kg

|| Ūmus toksiškumas įkvėpus : LC50 (Žiurkė): 39 mg/l
Poveikio trukmė: 4 h
Bandymo atmosfera: garai

|| Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Triušis): 13.900 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 402

kalio hidroksidas:

|| Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė): 365 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 425
Vertinimas: Kenksminga prarijus.

|| Ūmaus toksiškumo įvertis: 365 mg/kg
Metodas: Skaičiavimo metodas

|| Ūmus toksiškumas įkvėpus : Paaiškinimai: Neturima duomenų

|| Ūmus toksiškumas susilietus su oda : Paaiškinimai: Neturima duomenų

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Stipriai nudegina.

Produktas:

Vertinimas : Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

Rezultatas : Ėsdinanti po nuo 3 minučių iki 1 valandos trukmės poveikio

Komponentai:**propan-2-olis:**

|| Rezultatas : Nedirgina odos

kalio hidroksidas:

|| Rūšis : rekonstruotas žmogaus epidermis

|| Metodas : OECD Bandymų gairės 431

|| Rezultatas : Ėsdinanti po 3 min. ar trumpesnio poveikio

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Smarkiai pažeidžia akis.

Komponentai:**propan-2-olis:**

|| Rezultatas : Akių dirginimas

kalio hidroksidas:

|| Rūšis : Triušis

rotasept®

Versija
03.08

Peržiūrėjimo data:
05.09.2022

Paskutinio leidimo data: 22.10.2021

Metodas : OECD Bandymų gairės 405
Rezultatas : Negrįžtamas poveikis akims

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Odos jautrinimas

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Kvėpavimo takų sensibilizacija

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Komponentai:

propan-2-olis:

Bandymo tipas : Buchlerio testas
Rūšis : Jūrų kiaulytė
Rezultatas : Laboratoriniams gyvūnams nesukelia jautrinimo (sensibilizacijos).

kalio hidroksidas:

Rūšis : Jūrų kiaulytė
Rezultatas : Laboratoriniams gyvūnams nesukelia jautrinimo (sensibilizacijos).

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Komponentai:

propan-2-olis:

Genotoksiškumas in vitro : Bandymo tipas: Ames testas
Metodas: Mutageniškumas (Escherichia coli - grįžamosios mutacijos bandinys)
Rezultatas: Mutageninio poveikio neturi
Genotoksiškumas (in vivo) : Rūšis: Pelė
Metodas: Mutageniškumas (mikrobranduolių bandymas)
Rezultatas: Mutageninio poveikio neturi
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms- Vertinimas : Nemutageninė pagal Ames testą.

kalio hidroksidas:

Genotoksiškumas in vitro : Bandymo tipas: Mikrobo mutagenezės tyrimas (Ames tyrimas)
Bandymo sistema: Salmonella typhimurium
Medžiagų apykaitos aktyvinimas: su ar be medžiagų aktyvinimo
Rezultatas: neigiamas
Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms- Vertinimas : Bandymai su laboratoriniais gyvūnais neparodė mutageninio poveikio.

rotasept®

Versija
03.08

Peržiūrėjimo data:
05.09.2022

Paskutinio leidimo data: 22.10.2021

Kancerogeniškumas

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Komponentai:

propan-2-olis:

Paaiškinimai : Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

kalio hidroksidas:

Kancerogeniškumas - Vertinimas : Neturima duomenų

Toksiškumas reprodukcijai

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Komponentai:

propan-2-olis:

Poveikis vaisiaus vystymuisi : Rūšis: Žiurkė
Patekimo būdas: Oralinis
Bendras toksikumas motinoms: NOAEL: 400 mg/kg kūno svoris

Toksiškumas reprodukcijai - Vertinimas : Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

kalio hidroksidas:

Toksiškumas reprodukcijai - Vertinimas : Neturima duomenų

STOT (vienkartinis poveikis)

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Komponentai:

propan-2-olis:

Vertinimas : Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

kalio hidroksidas:

Vertinimas : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip specifiskai toksiški konkrečiam organui po vienkartinio poveikio.

STOT (kartotinis poveikis)

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

Komponentai:

propan-2-olis:

Paaiškinimai : Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

rotasept®

Versija
03.08

Peržiūrėjimo data:
05.09.2022

Paskutinio leidimo data: 22.10.2021

kalio hidroksidas:

Vertinimas : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip specifiskai toksiški konkrečiam organui po kartotino poveikio.

Kartotinių dozių toksiškumas

Komponentai:

propan-2-olis:

Paaiškinimai : Neturima duomenų

Toksiškumas įkvėpus

Neklasifikuota pagal turimą informaciją.

11.2 Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Produktas:

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Tollesnė informacija

Produktas:

Paaiškinimai : Apie šį produktą duomenų nėra.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Produktas:

Toksiškumas mikroorganizmams : EC50 : 10.700 mg/l
Metodas: OECD 209

Komponentai:

propan-2-olis:

Toksiškumas žuvims : LC50 (Pimephales promelas (Bukagalvė rainė)): 9.640 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 10.000 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h

Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams : EC50 (Desmodesmus subspicatus (žaliadumbliai)): > 100 mg/l
Poveikio trukmė: 72 h
Bandymo tipas: statinis bandymas

rotasept®

Versija
03.08

Peržiūrėjimo data:
05.09.2022

Paskutinio leidimo data: 22.10.2021

EC50 (Žalieji dumbliai): 1.800 mg/l
Poveikio trukmė: 7 d

kalio hidroksidas:

Toksiškumas žuvims : LC50 (Gambusia affinis (Paprastoji gambuzija)): 80 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h
Bandymo tipas: statinis bandymas

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : Paaiškinimai: Neturima duomenų

Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams : Paaiškinimai: Neturima duomenų

Ekotoksikologinis vertinimas

Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai : Šis produktas nepasižymi žinomais ekotoksikologiniais poveikiais.

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Produktas:

Biologinis skaidomumas : Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.
Metodas: OECD 301D / EEC 84/449 C6

Komponentai:

propan-2-olis:

Biologinis skaidomumas : Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.

kalio hidroksidas:

Biologinis skaidomumas : Paaiškinimai: Biologinio skaidomumo nustatymo metodai netaikomi neorganinėms medžiagoms.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Komponentai:

propan-2-olis:

Bioakumuliacija : Paaiškinimai: Biologinis kaupimasis nėra tikėtinas (log Pow ≤ 4).

Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo : log Pow: 0,05 (20 °C)
Metodas: OECD Bandymų gairės 107

kalio hidroksidas:

Bioakumuliacija : Paaiškinimai: Biologiškai nesikaupia.

rotasept®

Versija
03.08

Peržiūrėjimo data:
05.09.2022

Paskutinio leidimo data: 22.10.2021

12.4 Judumas dirvožemyje

Komponentai:

propan-2-olis:

Judumas : Paaiškinimai: Judri dirvožemyje

kalio hidroksidas:

Judumas : Paaiškinimai: Judri dirvožemyje

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produktas:

Vertinimas : Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Produktas:

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

Produktas:

Papildoma ekologinė informacija : Neturima duomenų apie patį produktą.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Produktas : Dispose of the product according to the defined EWC (European Waste Code) No.

Užterštos pakuotės : Tuščias pakuotes priimti į perdirbimo įrenginius.

Atliekų kodas : Europos atliekų katalogas (EWC) 070601*

Atliekų kodas(Grupė) : Riebalų, tepalų, muilo, ploviklių, dezinfekantų ir asmens higienos produktų gamybos, maišymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1 JT numeris ar ID numeris

rotasept®

Versija
03.08

Peržiūrėjimo data:
05.09.2022

Paskutinio leidimo data: 22.10.2021

ADR : UN 1814
IMDG : UN 1814
IATA : UN 1814

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

ADR : KALIO HIDROKSIDO TIRPALAS
IMDG : POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION
IATA : Potassium hydroxide solution

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

	Klasė	Susijusius pavojus
ADR	: 8	
IMDG	: 8	
IATA	: 8	

14.4 Pakuotės grupė

ADR
Pakuotės grupė : III
Klasifikacinis kodas : C5
Pavojaus rūšies identifikacinis numeris : 80
Etiketės : 8
Apribojimų, taikomų važiuojant per tunelius, kodas : (E)

IMDG
Pakuotės grupė : III
Etiketės : 8
EmS Kodas : F-A, S-B

IATA (Kroviny)
Pakavimo instrukcija (krovininis lėktuvas) : 856
Pakavimo instrukcija (LQ) : Y841
Pakuotės grupė : III
Etiketės : Corrosive

IATA (Keleivis)
Pakavimo instrukcija (keleivinis lėktuvas) : 852
Pakavimo instrukcija (LQ) : Y841
Pakuotės grupė : III
Etiketės : Corrosive

14.5 Pavojus aplinkai

ADR
Aplinkai pavojinga : ne

IMDG
Jūrų teršalas : ne

rotasept®

Versija
03.08

Peržiūrėjimo data:
05.09.2022

Paskutinio leidimo data: 22.10.2021

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Čia pateikta gabenimo klasifikacija (-os) skirtos tik informaciniams tikslams ir paremtos tik nesusu-
pakuotos medžiagos savybėmis, pagal saugos duomenų lape pateiktą aprašymą. Gabenimo kla-
sifikacijos gali skirtis priklausomai nuo transportavimo būdo, pakuočių dydžių bei regioninių ir ša-
lies įstatymų.

Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, preparatų ir : Reikia atsižvelgti į toliau nurodytų
gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apriboji- :
mai (XVII Priedas) :
įrašų apribojimo sąlygas:
Numeris sąrašo 3

REACH - Labai pavojingų medžiagų, kurioms reikalinga : Netaikoma
autorizacija, sąrašas (59 straipsnis).

Reglamentas (EB) Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį : Netaikoma
ardančių medžiagų

Reglamentas (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių : Netaikoma
teršalų (nauja redakcija)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. : Netaikoma
649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir
importo

REACH - Autorizuotinių cheminių medžiagų sąrašas (XIV : Netaikoma
Priedas)

Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos : Netaikoma
direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojin-
gomis cheminėmis medžiagomis susijusių
avarijų pavojaus kontrolės.

Lakieji organiniai junginiai : 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direk-
tyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės)
Lakųjų organinių junginių (VOC) kiekis: 10,15 %

Reglamentas (EB) Nr. : mažiau kaip 5 %: Nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų
648/2004, su padarytais pa-
keitimais

Kiti nurodymai:

Paviršinio aktyvumo medžiaga(-os), esanti (-čios) šiame mišinyje, atitinka biodegradavimo
kriterijus detergentams, nustatytus Reglamente (EB) Nr.648/2004. Duomenys, patvirtinantys šį
teiginį, yra kompetetingų valdžios atstovų iš ES šalių žinioje ir bus prienami pastariesiems tie-
siogiai pareikalavus arba pareikalavus detergentų gamintojui.

rotasept®

Versija
03.08

Peržiūrėjimo data:
05.09.2022

Paskutinio leidimo data: 22.10.2021

Tokios informacijos nėra.

Vadovaukitės Europos Tarybos direktyva 94/33/EB dėl jaunų žmonių apsaugos darbe arba griežtesnių nacionalinių nuostatų, kai taikoma.

Šio produkto komponentai yra paskelbti šiuose sąrašuose:

TCSI	: Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui
TSCA	: Visos medžiagos įtrauktos į TSCA sąrašą kaip aktyvios
AIIC	: Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui
DSL	: Visi šio produkto komponentai yra Kanados DSL sąraše
ENCS	: Neatitinka sąrašui
ISHL	: Neatitinka sąrašui
KECI	: Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui
PICCS	: Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui
IECSC	: Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui
NZIoC	: Neatitinka sąrašui
TECI	: Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Atmesti

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pilnas H teiginių tekstas

H225	: Labai degūs skystis ir garai.
H290	: Gali ėsdinti metalus.
H302	: Kenksminga prarijus.
H314	: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H318	: Smarkiai pažeidžia akis.
H319	: Sukelia smarkų akių dirginimą.
H336	: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Kitų santrumpų pilnas tekstas

Acute Tox.	: Ūmus toksiškumas
Eye Dam.	: Smarkus akių pažeidimas
Eye Irrit.	: Akių dirginimas
Flam. Liq.	: Degieji skysčiai
Met. Corr.	: Metalų koroziją sukeliančios medžiagos
Skin Corr.	: Odos ėsdinimas
STOT SE	: Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis
LT OEL	: Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės drabo aplinkos ore

rotasept®

Versija
03.08

Peržiūrėjimo data:
05.09.2022

Paskutinio leidimo data: 22.10.2021

LT OEL / IPRD : Ilgalaikio poveikio ribinis dysis
LT OEL / TPRD : Trumpalaikio poveikio ribinis dysis

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways“); ADR - Sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. „Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“); AIIIC - Australijos pramoninių cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija (angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas (Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos esamų cheminių medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė 50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio greičiui nepastebėta; NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitinimo temperatūra; SDS - Saugos duomenų lapas; SVHC - labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų medžiagų techninė taisyklė; TECI - Tailando esamų cheminių medžiagų sąrašas; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN - Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga

Tolesnė informacija

Mišinio klasifikavimas:

Met. Corr. 1	H290
Skin Corr. 1B	H314
Eye Dam. 1	H318

Klasifikavimo procedūra:

Remiantis produkto duomenis arba vertinimu
Remiantis produkto duomenis arba vertinimu
Remiantis produkto duomenis arba vertinimu

Paskutinio varianto keitimai pažymėti parašėje. Šis variantas pakeičia visus ankstesnius.

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo sudarymo datą mūsų turimus duomenis. Šios informacijos paskirtis – supažindinti naudotoją su saugiu produkto naudojimu, tvarkymu, apdorojimu, sandėliavimu, pervežimu, šalinimu ir išleidimu.

rotasept®

Versija
03.08

Peržiūrėjimo data:
05.09.2022

Paskutinio leidimo data: 22.10.2021

Ši informacija nelaikoma garantija ar produkto kokybės specifikacija. Duomenys yra susiję tik su specifine medžiaga / preparatu ir netaikomi, jei ši medžiaga yra junginiuose su kitomis medžiagomis, arba naudojama kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.