

**Atitikties deklaracija
EN ISO 15883-5 2021**

PEREG GmbH valymo indikatoriai su standartizuota taršos medžiaga:

TOSI[®], TOSI[®]-LumCheck and TOSI[®]-FlexiCheck

TOSI[®], TOSI[®]-LumCheck ir TOSI[®]-FlexiCheck yra pagrįsti dviejų komponentų kraujo taršos medžiaga, nurodyta EN ISO 15883-5 (A priedo A 1 lentelė), siekiant patikrinti valymo veiksmingumą, kad jis atitiktų reikalavimus (4.2 Apsvarstymai dėl taršos medžiagos).

**Declaration of conformity
EN ISO 15883-5 2021**

PEREG GmbH Cleaning Indicators with standardised test soil:

TOSI[®], TOSI[®]-LumCheck and TOSI[®]-FlexiCheck

TOSI[®], TOSI[®]-LumCheck and TOSI[®]-FlexiCheck are based on the two component blood test soil outlined in EN ISO 15883-5 (ANNEX A Table A1) for testing of the cleaning efficacy to meet the requirements (4.2 Test soil considerations).

**Standartizuota taršos medžiaga, naudojama PEREG plovimo
indikatoriuose:
TOSI, TOSI-Lumcheck ir TOSI-FlexiCheck**

Atitikties deklaracija kraujo taršos medžiagai pagal EN ISO 15883

Standartizavimas ir koreliacija gaunami naudojant išgrynintas ir standartizuotas jaučio baltymų frakcijas. Žmogaus kraujo ar reaktyvuoto gyvūnų kraujo tipo koaguliacijai išgauti naudojama dvikomponentė sistema.

Kraujas yra pagrindinė chirurginių instrumentų taršos medžiaga ir pagal EN ISO 15883 yra naudojama kaip taršos medžiaga valymo procedūrų veiksmingumo vertinimui. Kadangi kraujo sudėtis ir savybės nėra pastovios, kritinis faktorius yra atkuriamumas. Standartizuotos taršos medžiagos, koreliuojančios savo savybėmis su koaguliuotu žmogaus krauju, naudojimas užtikrina atkuriamumą. Standartizuota taršos medžiaga yra padengiami testo objektai, imituojantys vidinius instrumentų paviršius. Testo objektų nuplovimo kokybę yra lengva įvertinti vizualiai.

TOSI, TOSI – LumCheck ir TOSI – FlexiCheck plovimo indikatoriai yra standartizuoti plovimo kokybės indikatoriai, skirti chirurginių instrumentų plovimo kokybės vertinimui automatinuose dezinfekuojančiuose plautuvuose.

Validation of TOSI[®] Test Object Surgical Instruments

Monitoring of the Cleaning Efficiency of Washer-Disinfectors

Materials and methods

Fig. 2

