

## I. Product description

Bladder control pads for men with light and moderate incontinence. Anatomically shaped absorbent core of cellulose pulp with SAP. Distributing layer (EDS) and side gathers with elastic yarn along absorbent core are directed inside, preventing side leakages (only Seni Man Normal and Extra). Vapour permeable outer layer on the whole surface. Seni Man Super pads are omega shaped with elastic yarn between the breathable laminat and the top layer.

## II. Raw materials

- ✓ pulp fluff
- ✓ superabsorbent
- ✓ breathable laminate
- ✓ topsheet nonwoven
- ✓ acquisition layer (only Seni Man Normal and Extra)
- ✓ hydrophobic nonwoven (only Seni Man Normal and Extra)
- ✓ elastic yarn
- ✓ hot-melt adhesives
- ✓ release paper

## III. Dimensions

Size	Total length* [mm]	Length of absorbing core* [mm]	Total width (front- back)** [mm]	Width of absorbing core (front- back)** [mm]
Normal	285	255	215 – 74	185 – 47
Extra	285	255	215 – 74	185 – 47
Super	400	320	90 - 90	90 - 90

\* tolerance of dimensions  $\pm 5$

\*\* tolerance of dimensions  $\pm 3$

## IV. Physical and chemical properties

Size	Weight [g]	Absorbency [g] no less than by ISO 11 948-1.
Normal	+1,6 16,0 -0,8	300
Extra	+2,0 20,0 -1,0	400
Super	+3,0 35,0 -1,5	820

## V. Packaging

Size	Product index	Quantity of pieces per bag	Quantity of boxes in a pallet	Quantity of boxes in a pallet
Normal	SE-095-MN15-003	15	8	84
Extra	SE-095-EX15-003	15	12	48
Super	SE-095-SU10-003	10	16	22
	SE-095-SU20-003	20	6	36

Bladder control pads must be placed on wooden pallet 1200x800 mm, covered by PE sheet (from the bottom and from the top) wrapped together with PE stretch film.

## VI. Recommended storage conditions

Bladder control pads shall be stored in a dry and well ventilated warehouse, at stable temperature between 5°C and 35°C, in it's original packaging.  
The packaging must remain intact without openings in stretch film in order to avoid dust and/or other contaminations.

## VII. Other

Validity: 60 months

Issued by :

Piotr Przytarski  
R&D

Accepted by :

DYREKTOR  
d/s Produkcji i Rozwoju  
Technologii Grupy TZMO  
Tomasz Przybylski

Date of issue document : 22.01.2015

## Techninių duomenų lapas

### Urologiniai įklotai vyrams SENI MAN

Logotipas TZMO [www.tzmo-global.com](http://www.tzmo-global.com)

#### I. Gaminio aprašymas

Urologiniai įklotai vyrams, skirti lengvam ir vidutiniam šlapimo nelaikymui.

Pagal anatominę formą pritaikytas sugeriamasis sluoksnis iš neapdorotos celiuliozės su itin gerai skysčius sugeriančiais polimerais (SAP). Paskirstomasis sluoksnis (EDS) ir išilgai sugeriamojo sluoksnio esantys šoniniai krašteliai su elastingomis juostelėmis išilgai sugeriamojo sluoksnio įklotų visuje apsaugo nuo pratekėjimo (tik Seni Man Normal ir Extra). Garams laidus išorinis sluoksnis dengia visą paviršių. Seni Man Super įklotų galinė dalis yra platėjanti su elastinga juoste tarp laidaus orui laminato ir viršutinio sluoksnio.

#### II. Žaliavinės medžiagos:

- ✓ celiuliozės pluoštas,
- ✓ superabsorbentas,
- ✓ orui laidus laminatas,
- ✓ viršutinis sluoksnis iš neaustinės medžiagos,
- ✓ paskirstomasis sluoksnis (tik Seni Man Normal ir Extra),
- ✓ hidrofobinis viršutinis sluoksnis iš neaustinės medžiagos (tik Seni Man Normal ir Extra),
- ✓ elastingos juostelės,
- ✓ sintetinio kaučiuko klijai,
- ✓ nuimamas popieriaus sluoksnis.

#### III. Matmenys [mm]:

Dydis	Bendras ilgis* [mm]	Sugeriamojo sluoksnio ilgis [mm]*	Bendras plotis (priekis-nugara) ** [mm]	Sugeriamojo sluoksnio plotis (priekis-nugara) ** [mm]
Normal	285	255	215 - 74	185 - 47
Extra	285	255	215 - 74	185 - 47
Super	400	320	90 - 90	90 - 90

\*matmenų paklaida  $\pm 5$  mm

\*\*matmenų paklaida  $\pm 3$  mm

#### IV. Fizinės ir cheminės savybės

Dydis	Svoris [g]	Sugėrimas [g], pagal ISO 11 948-1 ne mažesnis už
Normal	+1,6 16,0 -0,8	300
Extra	+2,0 20,0 -1,0	400
Super	+3,0 35,0 -1,5	820

#### V. Įpakavimas

Dydis	Gaminio kodas	Vienetų skaičius pakuotėje	Pakuočių skaičius dėžėje	Dėžių skaičius padėkle
Normal	SE-095-MN15-003	15	8	84
Extra	SE-095-EX15-003	15	12	48
Super	SE-095-SU10-003	10	16	22
	SE-095-SU20-003	20	6	36

Urologiniai įklotai turi būti dedami ant medinio 1200x800 mm padėklo, dengto PE plėvele (iš apačios ir viršaus), įvynioti į PE tamprią pakavimo plėvelę.

#### VI. Rekomenduojamos laikymo sąlygos

Urologiniai įklotai laikomos sausoje ir gerai vėdinamoje patalpoje su pastovia sandėliavimo temperatūra nuo 5°C iki 35°C, originaliame įpakavime.

Įpakavimas turi likti nepažeistas, pakavimo plėvelė nepraplėšta, siekiant išvengti dulkių ir/arba kitokios taršos.

#### VII. Kitos sąlygos

Galiojimas: 60 mėnesių

Išdavė: Piotr Przytarski (parašas)  
Tyrimų ir plėtros skyrius

Patvirtino: [Spaudas] Tomasz Przybylski (parašas)  
Gamybos ir plėtros skyriaus technologijų grupės direktorius

Dokumento išdavimo data: 2014-12-10

TZMO SA /Akcinė bendrovė/  
PVM kodas PL-8790166790  
ul. Zolkiewskiego 20/26, 87-100 Torunė  
Tel. +48566123900, faks. +48566123395  
www.tzmo-global.com

Torunės rajono teismas,  
VII Bendrovių skyrius  
Registracijos Nr. 0000011286  
Akcinis kapitalas: 2 640 000 zł  
Apmokėtas kapitalas: 2 640 000 zł

Vertimas tikras: LR BK 2.35 str. turinys man žinomas.  
UAB "Iduna" vertėja Audronė Dabužinskienė.  
2015.09.25