

blue mountain[®]

blue mountain

Anterior cervical interbody fusion plate



Blue Mountain

b

Multiple fixation solutions

Plusieurs solutions de fixation

Múltiples soluciones de fijación

blue mountain®

10°

1.8mm

Distal screw

*Vis distale
Tornillo distal*



*Distal fixation
Fixation distale
Fijación distal*

Cage-plate fixation

*Fixation de la cage-plaque
Fijación de la caja-placa*



*Screw for cage fixation
Ayers Rock PEEK cage
Fixation sur cage Ayers Rock
Montaje caja Ayers Rock*

Central screw

*Vis centrale
Tornillo central*



*Central fixation
Fixation centrale
Fijación central*

Indikacijos

- * Degeneracinė disko liga, nestabilumai
- * Lūžiai
- * Auglys

Indications

- Degenerative disc disease, instabilities
- Fracture
- Tumor

For more information, please consult the Blue Mountain Surgical technique.

Indications

- Discopathie dégénérative, instabilités
- Fracture
- Tumeur

Pour plus d'informations, merci de vous reporter à la technique opératoire Blue Mountain.

Indicaciones

- Enfermedad degenerativa de disco, inestabilidades
- Fractura
- Tumor

Para más informaciones, consulte a la Técnica quirúrgica Blue Mountain.




by **SPINeway**

kaklinė plokštelė

**cervical plate** - plaque cervicale - placa cervical

Ilgis Storis Plotis

Reference	Length	Thickness	Width	Level
BM2P24	24	1.8	12.5	1
BM2P29	29	1.8	9.8	1
BM2P34	34	1.8	9.8	1
BM2P38	38	1.8	10.8	2
BM2P41	41	1.8	10.8	2
BM2P46	46	1.8	10.8	2
BM2P50	50	1.8	10.8	2
BM2P58	58	1.8	10.8	3
BM2P66	66	1.8	10.8	3
BM2P75	75	1.8	10.8	4
BM2P93	93	1.8	10.8	4



distalinis sraigtas

**distal screw** - vis distale - tornillo distal

Ø4

diametras

Ilgis


Reference	Ø	Length
BM1S4012	4	12
BM1S4014	4	14
BM1S4016	4	16
BM1S4018	4	18
BM1S4020	4	20

Ø4,5

diametras

Ilgis

Reference	Ø	Length
BM1S4512	4.5	12
BM1S4514	4.5	14
BM1S4516	4.5	16
BM1S4518	4.5	18
BM1S4520	4.5	20



centrinis sraigtas

**central screw** - vis centrale - tornillo central

Ø4

diametras

Ilgis


Reference	Ø	Length
BM1SC4012	4	12
BM1SC4014	4	14
BM1SC4016	4	16
BM1SC4018	4	18

Ø4,5

diametras

Ilgis


Reference	Ø	Length
BM1SC4512	4.5	12
BM1SC4514	4.5	14
BM1SC4516	4.5	16
BM1SC4518	4.5	18



tarpslankstelinio tarpo implanto fiksavimo sraigtas

**screw for cage fixation** - vis pour fixation à une cage - tornillo para fijación de caja

Reference	Ø	Length
BM1CPS	3	4



Visi implantai yra iš titano lydinio TA6V.

All the implants are in titanium alloy TA6V. All measurements are in millimeter (mm)


Tous les implants sont en alliage de titane TA6V. Toutes les mesures sont en millimètres (mm)

Todos los implantes son de aleación de titanio TA6V. Todas las medidas están en milímetros (mm)

References instruments




Sharp tip, cervical
Pointe carrée, cervical
Punta cuadrada, cervical
111PSTC1



Tap for cervical screw Ø4
Taraud pour vis cervical
Terraaja para tornillo cervical
Ø 4 112P40CT1
Ø 4,5 113P45CT1



Holder for cervical plate
Porte plaque cervicale
Porta-placa, cervical
116HCP2



Drill for cervical screw
Mèche pour vis cervicale
Broca para tornillo cervical
Ø 2.4 120P24D1
Ø 2.9 121P29D1



Holder for temporary pin
Porte-broches
Porta pin temporal
118HTP1



Toothed open blade for caspar
Lame ouverte à dent pour caspar
Lámina abierta dentada para caspar
L 25 281D25BO1 L 50 286D50BO1
L 30 282D30BO1 L 55 287D55BO1
L 35 283D35BO1 L 60 288D60BO1
L 40 284D40BO1 L 65 289D65BO1
L 45 285D45BO1 L 70 290D70BO1



Extractor
Extracteur
Extractor
155HTR2



Instruments rack
Rack d'instruments
Módulo instrumentos
M2BM02
Implants rack
Rack d'implants
Módulo implantes
M2BM01

Blunt blade for caspar
Lame émoussées pour caspar
Lámina roma para caspar
L 25 354D25BB1 L 55 343D55BB1
L 35 355D35BB1 L 60 344D60BB1
L 45 341D45BB1 L 65 345D65BB1
L 50 342D50BB1



Container
Conteneur
Contenedor
C1BM01

Toothed blade for caspar
Lame dentée pour caspar
Lámina dentada para caspar
L 40 326D40TB1 L 55 329D55TB1
L 45 327D45TB1 L 60 330D60TB1
L 50 328D50TB1

Optional Instruments



Blade extractor for caspar
Extracteur de lames pour Caspar
Extractor de láminas para caspar
280IEB1



Distractor, caspar type, scissors
Distracteur de caspar, type ciseaux
Distractor de caspar, tipo tijeras
291DCB1



Distractor, caspar type, rack, inox
Distracteur de caspar, type crémaillère, inox
Distractor de caspar, tipo cremallera
292DCB1

Serrated blade for caspar
Lame dentelée pour caspar
Lámina serrada para caspar
L 40 321D40SB1 L 55 324D55TB1
L 45 322D45SB1 L 60 325D60TB1
L 50 323D50TB1



Caspar distractor with pins, left
Distracteur de Caspar à broches, gauche
Distractor de Caspar con pines, izquierda
412DCC1



Removable T-Handle, AO connection
Manche amovible en T, AO connection
Mango amovible en T, conexión AO
167HA01



Screwdriver, holder, hex 2,5
Tournevis préhenseur hex 2,5
Destornillador, hex 2,5
114SCP2



Plate bender
Cintreuse
Doblador de placa
115BP1



Temporary pin, cervical
Broche temporaire, cervical
Pin temporal, cervical
117HCTP1



Drill guide, cervical plate
Guide pour mèche-plaque cervicale
Guía de Broca
119HCG2



Removable Handle, straight AO connection
Manche amovible droit, connexion AO
Mango amovible derecho, conexión AO
168HA01



Sizer, cervical plate
Plaque d'essai
Placa de prueba

L 24 134D24CP2 L 50 139D50CP2
L 29 135D29CP2 L 58 140D58CP2
L 34 136D34CP2 L 66 141D66CP2
L 38 300D38CP2 L 75 142D75CP2
L 41 137D41CP2 L 93 143D93CP2
L 46 138D46CP2



Stop for drill
Butée pour mèche
Tope para broca

L 12 150H12S1 L 18 153H18S1
L 14 151H14S1 L 20 154H20S1
L 16 152H16S1



Caspar distractor right
Distracteur de Caspar à broches droit
Distractor de Caspar con pines
058DCC1

Pin for Caspar distractor
Broches pour distracteur de Caspar
Pin para distractor de Caspar
L 12 108D12S1
L 14 109D14S1

blue mountain®



7 Allée Moulin Berger
69130 Ecully - FRANCE

Tel. : +33(0)4 72 77 01 52 - Fax : +33(0)4 78 38 10 17
Email : info@spineway.com - Web : www.spineway.com

SA au capital de 355 258,60 euros - RCS Lyon 484 163 985
TVA intracommunautaire : FR96 484 163 985

distributed by distribué par distribuido por



Implants de classe IIb / Instruments de classe I : fabriqués par Spineway, inscrits sur la liste LPPR mentionnée à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale, remboursables par les organismes d'assurance maladie dans certaines conditions : consultez les modalités sur le site ameli.fr. Pour un bon usage de ces dispositifs médicaux, nous vous invitons à lire les instructions et les informations indispensables situées sur la notice et la technique opératoire qui les accompagnent. Date de création : 07/04/2015
blue mountain is a registered trademark of Spineway company.