






TLIF

Transforaminal Lumbar Interbody Fusion



Twin Peaks Cages

Transforaminal lumbar interbody fusion
Fusion lombaire transforaminale intersomatique
Fusión lumbar intersomática transforaminal



Lumbar cage TLIF

Cage lombaire TLIF
Caja lumbar TLIF



mont blanc

Spineway recommends the combined use of posterior implants Mont Blanc associated with any Twin Peaks TLIF implantation surgery.

Spineway recommande l'utilisation d'une instrumentation postérieure Mont Blanc combinée à la pose de cages lombaires Twin Peaks TLIF.

Spineway recomienda utilizar la instrumentación posterior de Mont Blanc en combinación con la implantación de las cajas lumbares Twin Peaks TLIF.

Indikacijos

- * Degeneracinė diskopatija, nestabilumai
- * Įgytos ar įgimtos stuburo deformacijos (skoliozė, kyfozė, lordozė)
- * Nesėkminga ankstesnė intervencija
- * Trauma

Indications

- Degenerative discopathy, instabilities
- Acquired or congenital spinal deformation (scoliosis, cyphosis, lordosis)
- Failure of previous intervention
- Trauma

For more information, please consult the Twin Peaks TLIF Surgical technique.

Indications

- Discopathie dégénérative, instabilités
- Déformation rachidienne acquise ou congénitale (scoliose, cyphose, lordose)
- Echec d'intervention antérieure
- Traumatisme

Pour plus d'informations, merci de vous reporter à la technique opératoire Twin Peaks TLIF.

Indicaciones

- Discopatía degenerativa, Inestabilidades
- Deformación raquídea adquirida o congénita (escoliosis, cifosis, lordosis)
- Intervención anterior fracasada
- Traumatismo

Para más informaciones, consulte a la Técnica quirúrgica Twin Peaks TLIF.






by **SPINEWAY**



Implants, supplied sterile.
3 radio-opaque markers.
Rentgeno kontrastiniai markeriai

Implants délivrés stériles.
3 marqueurs radio-opaque.

Implantes suministrados
estériles.
3 marcadores radio-opaco



lumbar cages TLIF - cages lombaires TLIF - cajas lumbares TLIF

S Ilgis 25

Length 25

Part number	L	H	D	α°
TP1T7254	25	7	11	4°
TP1T8254	25	8	11	4°
TP1T9254	25	9	11	4°
TP1T10254	25	10	11	4°
TP1T11254	25	11	11	4°
*TP1T12254	25	12	11	4°
*TP1T13254	25	13	11	4°

α° 4

Lordozės kampas 4
laipsniai

M Ilgis 30

Length 30

Part number	L	H	D	α°
TP1T7304	30	7	13	4°
TP1T8304	30	8	13	4°
TP1T9304	30	9	13	4°
TP1T10304	30	10	13	4°
TP1T11304	30	11	13	4°
TP1T12304	30	12	13	4°
TP1T13304	30	13	13	4°
*TP1T14304	30	14	13	4°

L Ilgis 35

Length 35

Part number	L	H	D	α°
TP1T7354	35	7	13	4°
TP1T8354	35	8	13	4°
TP1T9354	35	9	13	4°
TP1T10354	35	10	13	4°
TP1T11354	35	11	13	4°
TP1T12354	35	12	13	4°
TP1T13354	35	13	13	4°
*TP1T14354	35	14	13	4°

α° 9

Lordozės kampas 9
laipsniai

H - aukštis

D - gylis

TP1T8309	30	8	13	9°
TP1T9309	30	9	13	9°
TP1T10309	30	10	13	9°
TP1T11309	30	11	13	9°
TP1T12309	30	12	13	9°
TP1T13309	30	13	13	9°
*TP1T14309	30	14	13	9°

TP1T8359	35	8	13	9°
TP1T9359	35	9	13	9°
TP1T10359	35	10	13	9°
TP1T11359	35	11	13	9°
TP1T12359	35	12	13	9°
TP1T13359	35	13	13	9°
*TP1T14359	35	14	13	9°

Medžiaga:
- PEEK OPTIMA iš Invibio
Materials:
- PEEK OPTIMA® by Invibio®
- Radio-opaque markers: tantalum.

Matériaux :
- PEEK-OPTIMA® par Invibio®
- Marqueurs radio-opaques : tantale.

Material :
- PEEK OPTIMA® por Invibio®
- Marcadores radiopacos: tantalo.

All dimensions are measured in millimeter
*On request, delivery time not guaranteed

Toutes les dimensions sont mesurées en millimètres
*Sur demande, délai de livraison non garanti

Las dimensiones se mide en milímetros
*Bajo pedido, plazo de entrega no garantizado



Twin Peaks TLIF - Standard instrumentation



Curette, reverse angle, right
Curette, coudée, droite
Legra, acodada, derecha
Size 8: 379PAS1



Impactor
Impacteur
Impactor
395IT1



Final impactor, TLIF cage
Impacteur de finition, cage TLIF
Impactor final, caja TLIF
426IFT1



Curette, reverse angle, left
Curette, coudée, gauche
Legra, acodada, izquierda
Size 8: 396PAL1



Disc rongeur, curved, long
Rongeur à disque, courbe, long
Pinza de disco, curva, larga
Size 3: 253RD3CL1
Size 6: 196RD6CL1



Extractor
Extracteur
Extractor
423HET1



Sizer
Gabarit
Medidor

Size 7: 380DL7T1
Size 8: 381DL8T1
Size 9: 382DL9T1

Size 10: 383DL10T1
Size 11: 384DL11T1
Size 12: 385DL12T1
Size 13: 386DL13T1



Disc rongeur, upwards 45°
Rongeur à disque, mors angulé à 45°
Pinza de dico, cucharilla angulada 45°
Size 6: 397RD6A1



Container, TLIF cages
Conteneur, cages TLIF
Contenedor, cajas TLIF
C1TP04

Twin Peaks TLIF - Optional Instrumentation

Lumbar distractor, reamer
Distracteur couteau lombaire
Distractor reamer lumbar

Size 7: 387DL7R1
Size 8: 388DL8R1
Size 9: 389DL9R1
Size 10: 390DL10R1
Size 11: 391DL11R1
Size 12: 392DL12R1
Size 13: 393DL13R1
Size 14: 421DL14R1

Sizer
Gabarit
Medidor
Size 14: 419DL14T1

Ring curette
Curette standard
Legra estandar
Size 9: 079PRC1

Lamina spreader
Distracteur interlaminaire
Distractor interlaminar
394DLS1

Disc rongeur, straight, long
Rongeur à disque, droit, long
Pinza de disco, recta, largo
Size 3: 194RD3SL1
Size 6: 195RD6SL1

Twin Peaks PLIF instrumentation

Removable handle, quick connect
Poignée amovible, encliquetable
Mango amovible, conectable
027HRM3

Lumbar reamer - Optional
Alésoir lombaire - Optionnel
Escariador lumbar - Opcional

Size 7: 376RL7S1
Size 8: 064RL8S1
Size 9: 065RL9S1
Size 10: 066RL10S1
Size 11: 067RL11M1
Size 12: 068RL12M1
Size 13: 069RL13L1

Holder
Préhenseur
Porta implante
026HLC1

Lumbar Distractor - Optional
Distracteur lombaire - Optionnel
Distractor Lumbar - Opcional

Size 7: 377DL7S1
Size 8: 050DL8S1
Size 9: 051DL9S1
Size 10: 052DL10S1
Size 11: 053DL11M1
Size 12: 054DL12M1
Size 13: 055DL13L1

Slap hammer
Massetotte
Martillo deslizante
086ICW1

Filling socket
Boîte pour remplissage
Base para relleno
072FL3

Graft pusher
Tasse-greffon
Presor de injerto
076IGL2



SPINeway

7 Allée Moulin Berger
69130 Ecully - FRANCE

Tel. : +33(0)4 72 77 01 52 - Fax : +33(0)4 78 38 10 17
Email : info@spineway.com - Web : www.spineway.com

SA au capital de 355 258,60 euros - RCS Lyon 484 163 985
TVA intracommunautaire : FR96 484 163 985

distributed by distribué par distribuido por

