

AED Trainer

Important Product Information

重要产品信息

EN

FR

DE

ES

IT

NL

NO

JA

ZH

KO

BR

FI

SV

DA

PL

CS

SK

CY

AR

www.laerdal.com



Laerdal

helping save lives

English

AED Important Information

Read these instructions thoroughly. Observe all warnings, cautions and instructions in the User Guide and in this Important Product Information booklet. Retain this booklet for future reference.

Warnings and Cautions

A Warning states a condition, hazard, or unsafe practice that can result in serious personal injury or death.

A Caution states a condition, hazard, or unsafe practice that can result in minor personal injury or damage to the product.

Notes

A note states important information about the product or its operation.

Care, Maintenance and Cleaning

Keep the AED Trainer clean and in a hygienic condition.

Wipe the device with a clean cloth dampened with clean water, or Laerdal manikin wipes, then leave to dry.

Cautions

- *Do not submerge in any liquid*
- *Do not operate in rain or near water*
- *Do not operate in areas with a high concentration of dust*

5. Battery

The following battery types are recommended:

- **Non-rechargeable** alkaline batteries, LR6 1.5 V AA
- Rechargeable NiMH batteries, HR6 1.2 V AA

Warnings

- *Batteries must be replaced with correct type*
- *Do not use batteries with a nominal cell voltage higher than 1.5 V*
- *Remove batteries if product is not to be used for an extended period*

Notes

- *If the device is used with rechargeable batteries, the "Low battery warning" deviates from normal behavior*
- *Internal charging is not supported.*

Federal Communications Commission (FCC) and Industry Canada (IC) Statements

This device complies with part 15 of the FCC Rules and RSS-210 of IC rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by Laerdal Medical could void the user's authority to operate the equipment.

The term "IC" before the equipment certification number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Mise en garde: Tout changement ou toute modification n'ayant pas fait l'objet d'une approbation expresse de Laerdal Medical peut annuler le droit dont dispose l'utilisateur de se servir de l'équipement.

Le terme « IC » qui précède le numéro d'agrément de l'équipement signifie uniquement que les caractéristiques techniques spécifiées par Industrie Canada sont respectées.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC ID: QHQ-197AEDT

IC : 20263-197AEDT

Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

English

AED Important Information

EU

This product is in compliance with the essential requirements of Council Directive 2014/53/EU on Radio Equipment (RED). The product is in compliance with Council Directive 2011/65/EU on restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS).

UK

UKCA (U.K. Conformity Assessed): This product complies with the requirements of U.K. legislation of Radio Equipment Regulations (S.I. 2017/1206). This product complies with the requirements of U.K. legislation of Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations (RoHS) Regulations (S.I. 2012/3032).

Japan

MIC certification 012-230013

Korea

R-R-Lm1-197AEDT

China

CMIIT ID: 24J32EM71794

Waste Handling

Dispose of in accordance with your country's recommendations.




This appliance is marked according to the European directive 2012/19/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.

The symbol on the product, or on the documents accompanying the product, indicates that this appliance may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.

For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or Laerdal representative.

Symbol Glossary

Symbol	Definition
	CE mark
	UKCA Mark
	Australia Radiocommunications and EMC Compliance Mark
	KC (Korea Certification) certification mark
	Japanese MIC Certification
	Waste Electrical and Electronic Equipment symbol
	Manufacturer
	Date of Manufacture
	Reference Number
	LOT Number
	Serial Number

Specifications

Size and Weight	
Dimensions	20 x 14 x 4.1 cm (7.9 x 5.5 x 1.6 Inches)
Weight	0.5 kg (± 0.05 kg)
Environment	
Operating temperatures	5 °C to 35 °C (41 °F to 95 °F) Degradation in product performance may be experienced when used at low temperatures (< 15 °C / 59 °F)
Storage temperatures	-10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F)
Relative humidity	5 % - 95 % relative humidity

Warranty

Refer to the Laerdal Global Warranty for terms and conditions. For more information visit www.laerdal.com

Lisez ces instructions attentivement. Respectez l'ensemble des avertissements, mises en garde et instructions figurant dans le mode d'emploi et dans le présent livret d'informations importantes sur le produit. Conservez le présent livret pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Avertissements et mises en garde

Un avertissement identifie les conditions, les risques ou les mauvaises pratiques pouvant blesser grièvement une personne ou entraîner son décès.

Une mise en garde identifie les conditions, les risques ou les mauvaises pratiques pouvant blesser des personnes ou endommager le produit.

Remarques

Une remarque indique des informations importantes relatives au produit ou à son utilisation.

Entretien, maintenance et nettoyage

Maintenir le DAE d'entraînement propre et dans des conditions d'hygiène irréprochables. Essuyer le dispositif avec un chiffon propre humidifié avec de l'eau, ou une lingette pour mannequin Laerdal, puis laisser sécher.

Mises en garde

- *Ne pas immerger*
- *Ne pas utiliser sous la pluie ou à proximité d'eau*
- *Ne pas utiliser dans un environnement trop poussiéreux*

Batteries

Laerdal recommande les types de piles suivants :

- Piles alcalines non rechargeables, LR6 1,5 V AA
- Piles NiMH rechargeables, HR6 1,2 V AA

Avertissements

- *Les piles doivent être remplacées par des piles du type approprié*
- *Ne pas utiliser de piles présentant une tension nominale supérieure à 1,5 V*
- *Retirer les piles si le produit n'est pas utilisé pendant une période prolongée*

Remarques

- *En cas d'utilisation de l'appareil avec des piles rechargeables, l'avertissement « Batterie faible » fonctionnera différemment*
- *Le chargement interne n'est pas pris en charge*

Federal Communications Commission (FCC) and Industry Canada (IC) Statements

This device complies with part 15 of the FCC Rules and RSS-210 of IC rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by Laerdal Medical could void the user's authority to operate the equipment.

The term "IC" before the equipment certification number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met.

Mise en garde: Tout changement ou toute modification n'ayant pas fait l'objet d'une approbation expresse de Laerdal Medical peut annuler le droit dont dispose l'utilisateur de se servir de l'équipement.

Le terme « IC » qui précède le numéro d'agrément de l'équipement signifie uniquement que les caractéristiques techniques spécifiées par Industrie Canada sont respectées.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Identifiant FCC : QHQ-197AEDT

IC : 20263-197AEDT

Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne NMB-003.

UE

Ce produit est conforme aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE du Conseil relative aux équipements radioélectriques (RED).

Ce produit est conforme à la directive 2011/65/UE du Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS).

Traitement des déchets

L'élimination doit être conforme aux recommandations de votre pays.












Cet appareil est marqué conformément à la directive européenne 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

En garantissant que ce produit est éliminé convenablement, vous éviterez des conséquences éventuellement dommageables pour la santé humaine et l'environnement, qui pourraient survenir du fait d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit.

Le symbole apposé sur le produit ou sur les documents qui l'accompagnent indique que cet appareil ne peut pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être remis à un point de collecte adapté pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Son élimination doit être réalisée conformément à la réglementation environnementale locale relative à l'élimination des déchets.

Pour obtenir des informations plus détaillées sur le traitement, la collecte et le recyclage de ce produit, contactez votre mairie, le service de traitement des déchets ménagers local ou votre représentant Laerdal.

Glossaire des symboles

Symbole	Définition
	Marquage CE
	Marquage UKCA
	Marquage de conformité aux normes de CEM et de radiocommunication australiennes
	Marquage KC (Certification pour la Corée)
	Certification MIC pour le Japon
	Symbole de déchets d'équipements électriques et électroniques
	Fabricant
	Date de fabrication
	Numéro de référence
	Numéro de lot
	Numéro de série

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids	
Dimensions	20 x 14 x 4,1 cm
Poids	0,5 kg (± 0,05 kg)
Environnement	
Températures de fonctionnement	5 °C à 35 °C Une dégradation des performances du produit peut survenir en cas d'utilisation à basse température (< 15 °C)
Températures de stockage	-10 °C à 50 °C
Humidité relative	5 % à 95 % d'humidité relative

Garantie

Reportez-vous à la garantie mondiale de Laerdal pour connaître nos conditions générales. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.laerdal.com

Deutsch

AED Wichtige Informationen

Lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch. Beachten Sie alle Warn- und Sicherheitshinweise sowie Anweisungen im Benutzerhandbuch und in dieser Broschüre mit wichtigen Produktinformationen (WIP). Bewahren Sie diese Broschüre auch zum späteren Nachlesen auf.

Warn- und Sicherheitshinweise

Ein Warnhinweis macht auf einen Zustand, eine Gefahrensituation oder eine unsichere Praxis aufmerksam, die zu schwerwiegenden personenbezogenen Verletzungen oder zum Tod führen kann.

Ein Sicherheitshinweis macht auf einen Zustand, eine Gefahrensituation oder eine unsichere Praxis aufmerksam, die zu leichten personenbezogenen Verletzungen oder zur Beschädigung des Produktes führen kann.

Hinweise

Ein Hinweis nennt wichtige Informationen über das Produkt oder dessen Betriebsweise.

Pflege, Instandhaltung und Reinigung

Den AED-Trainer sauber und in hygienischem Zustand halten.

Das Gerät mit einem sauberen, mit klarem Leitungswasser befeuchteten Tuch oder mit Laerdal Manikin Wipes abwischen. Anschließend trocknen lassen.

Sicherheitshinweise

- *Nicht in Flüssigkeiten eintauchen.*
- *Nicht bei Regen oder in der Nähe von Wasser nutzen.*
- *Nicht in Bereichen mit hoher Staubkonzentration nutzen.*

Akku

Es werden folgende Batterietypen empfohlen:

- Nicht wiederaufladbare Alkalibatterien, LR6 1,5 V AA
- Wiederaufladbare NiMH-Batterien, HR6 1,2 V AA

Warnhinweise

- *Batterien müssen durch die korrekte Batterieart ersetzt werden.*
- *Keine Batterien mit einer höheren Nennspannung pro Zelle als 1,5 V verwenden.*
- *Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.*

Hinweise

- *Wenn das Gerät mit wiederaufladbaren Batterien verwendet wird, weicht der Warnhinweis bei schwacher Batterie vom normalen Verhalten ab.*
- *Internes Aufladen wird nicht unterstützt.*

EU

Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU des Rates über Funkanlagen (RED).

Das Produkt entspricht den Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EU des Rates zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS).

Umgang mit Abfallprodukten

Nach den für Ihr Land geltenden Empfehlungen entsorgen.

Dieses Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) gekennzeichnet.

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts helfen Sie dabei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die bei einer unsachgemäßen Entsorgung auftreten können.

Das Symbol auf dem Produkt oder den ihm beiliegenden Dokumenten weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen ist es bei der zuständigen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abzugeben. Die Entsorgung ist gemäß den örtlichen Umweltschutzvorschriften zur Abfallentsorgung vorzunehmen.

Detailliertere Informationen zur Behandlung, Verwertung und zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen oder Ihrem Laerdal-Vertreter.

Glossar der Symbole

Symbol	Definition
	CE-Zeichen
	UKCA-Zeichen
	Australische Kennzeichnung der Übereinstimmung mit den EMV-Anforderungen
	KC (Koreanische Zertifizierung) Zertifizierungszeichen
	Japanische MIC-Zertifizierung
	Symbol für Elektro- und Elektronikgeräte-Abfall
	Hersteller
	Herstellungsdatum
REF	Referenznummer
LOT	Chargennummer
SN	Seriennummer

Technische Daten

Größe und Gewicht	
Abmessungen	20 x 14 x 4,1 cm
Gewicht	0,5 kg (± 0,05 kg)
Umgebung	
Betriebstemperatur	5 °C bis 35 °C Wenn das Produkt bei niedrigen Temperaturen verwendet wird, kann sich die Produktleistung verschlechtern (< 15 °C)
Lagerungstemperaturen	-10 °C bis 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit

Garantie

Informationen zu den Gewährleistungsbedingungen finden Sie in der globalen Garantie von Laerdal („Laerdal Global Warranty“). Weitere Informationen finden Sie unter www.laerdal.com.

Lea atentamente estas instrucciones. Respete todas las advertencias, las precauciones y las instrucciones de la Guía del usuario y en este folleto de información importante del producto. Conserve este folleto para consultarlo en el futuro.

Advertencias y precauciones

Una advertencia identifica condiciones, riesgos o prácticas no seguras que pueden provocar lesiones personales graves o incluso la muerte. Una precaución identifica condiciones, riesgos o prácticas no seguras que pueden provocar lesiones personales leves o daños al producto.

Notas

Una nota indica información importante del producto o su funcionamiento.

Cuidado, mantenimiento y limpieza

Mantenga el dispositivo de entrenamiento DEA limpio y en buenas condiciones de higiene.

Limpie el dispositivo con un paño humedecido con agua limpia o Laerdal Manikin Wipes y deje que se seque.

Precauciones

- *No lo sumerja en ningún líquido.*
- *No lo utilice bajo la lluvia o cerca del agua.*
- *No lo utilice en áreas con una alta concentración de polvo*

Batería

Se recomiendan los siguientes tipos de batería:

- Pilas alcalinas no recargables, LR6 1,5 V AA
- Baterías recargables de NiMH, HR6 1,2 V AA

Advertencias

- *Las baterías deberán sustituirse por otras de un tipo adecuado.*
- *No utilice pilas con una tensión nominal superior a 1,5 V*
- *Quite las baterías cuando el producto no se vaya a utilizar durante un período prolongado.*

Notas

- *Si el dispositivo se utiliza con baterías recargables, la "advertencia de batería baja" difiere del comportamiento normal.*
- *No se admite la carga interna.*

UE

Este producto cumple los requisitos esenciales de la Directiva del Consejo 2014/53/UE sobre equipos de radio (RED).

El producto cumple los requisitos de la Directiva del Consejo 2011/65/UE sobre restricciones en el uso de ciertas sustancias peligrosas (RoHS).

Gestión de residuos

Desechar de acuerdo con las recomendaciones de su país.

Este aparato está marcado de acuerdo con la directiva europea 2012/19/CE relativa a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Al asegurarse de que este producto se desecha de la forma adecuada, ayudará a prevenir las posibles consecuencias negativas sobre la salud y el medio ambiente derivadas de una gestión inadecuada de los residuos de este producto.

El símbolo que aparece en el producto, o en los documentos que lo acompañan, indica que este aparato no se puede tratar como un residuo doméstico. En su lugar, debe llevarse al centro de recogida correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos. El desecho se debe realizar de acuerdo con las regulaciones medioambientales locales relativas al desecho de residuos.

Para obtener información más detallada sobre el tratamiento, la recuperación y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con la oficina municipal, los servicios de desechos domésticos o el representante de Laerdal.

Glosario de símbolos

Símbolo	Definición
	Marca CE
	Marca UKCA
	Radiocomunicaciones de Australia y Marca de Compatibilidad Electromagnética
	KC (Certificación coreana) marca de certificación
	Certificación MIC japonesa
	Símbolo de Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Número de referencia
	Número de LOTE
	Número de serie

Especificaciones

Tamaño y peso	
Dimensiones	20 x 14 x 4,1 cm (7,9 x 5,5 x 1,6 pulgadas)
Peso	0,5 kg (± 0,05 kg)
Ambiente	
Temperaturas de funcionamiento	5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F) El rendimiento del producto puede deteriorarse si se emplea a bajas temperaturas (< 15 °C / 59 °F)
Temperaturas de almacenamiento	-10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
Humedad relativa	Humedad relativa de 5% - 95%

Garantía

Consulte la garantía global de Laerdal para ver los términos y las condiciones. Para obtener más información, visite www.laerdal.com

Leggere attentamente le istruzioni. Osservare tutte le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni contenute nella Guida per l'utente e in questo libretto di informazioni importanti sul prodotto. Conservare questo libretto come futuro riferimento.

Avvertenze e precauzioni

Un messaggio di avvertenza segnala condizioni, pericoli o pratiche non sicure che potrebbero causare infortuni gravi alla persona o il decesso.

Un messaggio di precauzione segnala condizioni, pericoli o pratiche non sicure che potrebbero causare lievi infortuni alla persona o danni al prodotto.

Note

Una nota riporta informazioni importanti sul prodotto e sul suo uso.

Cura, manutenzione e pulizia

Mantenere il dispositivo di training DAE pulito e rispettare le norme igieniche.

Strofinare il dispositivo con un panno inumidito con acqua pulita, oppure usare le salviette per manichino di Laerdal, quindi lasciare asciugare.

Precauzioni

- *Non immergere in liquidi di qualsiasi tipo*
- *Non usare sotto la pioggia o vicino all'acqua*
- *Non azionare in aree che presentano un'alta concentrazione di polvere*

Batteria

Si consigliano i seguenti tipi di batteria:

- Batterie alcaline non ricaricabili, LR6 da 1,5 V AA
- Batterie NiMH ricaricabili, HR6 1,2 V AA

Avvertenze

- *Le batterie devono essere sostituite con il tipo corretto*
- *Non utilizzare batterie con tensione nominale della cella superiore a 1,5 V*
- *Rimuovere le batterie se il prodotto non deve essere utilizzato per un lungo periodo*

Note

- *Se il dispositivo viene utilizzato con batterie ricaricabili, il comportamento dell'avviso di batteria scarica si discosta dal normale*
- *La ricarica interna non è supportata.*

UE

Il prodotto è conforme ai requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE del Consiglio Europeo sulle apparecchiature radio (RED). Il prodotto è inoltre conforme alla direttiva 2011/65/UE RoHS sulle limitazioni dell'uso di sostanze pericolose.

Trattamento dei rifiuti

Smaltire conformemente alle normative del proprio Paese.

L'etichettatura dell'apparecchiatura è conforme alla direttiva europea 2012/19/CE sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE).

Lo smaltimento corretto del prodotto aiuta a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute pubblica, che potrebbero essere altrimenti causate da un trattamento inadeguato dei rifiuti del prodotto.

Il simbolo riportato sul prodotto, o sulla documentazione fornita con il prodotto, indica che l'apparecchiatura non deve essere trattata come rifiuto domestico. Dovrà, quindi, essere portata presso un punto di raccolta adatto per il riciclaggio delle parti elettriche ed elettroniche. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere eseguito nel rispetto delle relative normative ambientali locali.

Per informazioni più dettagliate su come trattare, recuperare e riciclare il prodotto, contattare l'ufficio municipale preposto, il servizio di smaltimento di rifiuti domestici di zona o il rappresentante Laerdal.

Glossario dei simboli

Simbolo	Definizione
	Marchio CE
	Marchio UKCA
	Marchio di conformità alle normative australiane su radiocomunicazioni e compatibilità elettromagnetica (EMC)
	Marchio certificazione KC (Korea Certification)
	Certificazione MIC per il Giappone
	Simbolo RAEE sullo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici
	Produttore
	Data di produzione
	Numero di riferimento
	Numero di lotto
	Numero di serie

Specifiche

Dimensioni e peso	
Dimensioni	20 x 14 x 4,1 cm -
Peso	0,5 kg (\pm 0,05 kg)
Condizioni ambientali	
Temperature di esercizio	Da 5 °C a 35 °C In caso di utilizzo con temperature sotto i 15 °C, le prestazioni del prodotto potrebbero risultare inferiori
Temperature di stoccaggio	Da -10 °C a 50 °C (da 14 °F a 122 °F)
Umidità relativa	5-90% di umidità relativa

Garanzia

Fare riferimento alla garanzia globale di Laerdal per i termini e le condizioni. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.laerdal.com

Lees deze instructies aandachtig door. Volg alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies in de gebruiksaanwijzing en in dit boekje met belangrijke productinformatie. Bewaar dit boekje om het in de toekomst te kunnen raadplegen.

Waarschuwingen en aandachtspunten

Een waarschuwing geeft omstandigheden, risico's of gevaarlijke toepassingen aan die ernstig letsel of de dood tot gevolg kunnen hebben.

Een voorzorgsmaatregel geeft omstandigheden, risico's of gevaarlijk gebruik aan die gering lichamelijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.

Opmerkingen

Een opmerking geeft belangrijke informatie over het product of het gebruik ervan.

Verzorging, onderhoud en reiniging

Houd de AED Trainer schoon en in goede hygiënische staat.

Veeg het apparaat af met een schone met schoonmaakdoekjes voor oefenpoppen van Laerdal en laat vervolgens drogen.

Waarschuwingen

- *Niet onderdompelen in vloeistof*
- *Niet bedienen in de regen of in de buurt van water*
- *Gebruik het apparaat niet in zeer stoffige ruimtes*

Accu

De volgende batterijtypes worden aanbevolen:

- Niet-herlaadbare alkalinebatterijen, LR6 1.5V AA
- Herlaadbare NiMH-batterijen, HR6 1.2 V AA

Waarschuwingen

- *Batterijen moeten vervangen worden door het juiste type*
- *Gebruik geen batterijen met een nominale celspanning boven 1,5V*
- *Verwijder de batterijen als het product langere tijd niet wordt gebruikt*

Opmerkingen

- *Als oplaadbare batterijen worden gebruikt, wijkt de waarschuwing voor een lege batterij af van het normale patroon*
- *Intern opladen wordt niet ondersteund.*

EU

Dit product voldoet aan de essentiële vereisten van richtlijn 2014/53/EU van de Raad betreffende radioapparatuur (RED). Het product voldoet aan de vereisten van richtlijn 2011/65/EU van de Raad inzake de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen (RoHS).

Afvalverwerking

Verwijderen in overeenstemming met de in uw land geldende voorschriften.










Dit apparaat is gecertificeerd volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EC betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Door dit product correct te verwijderen, helpt u mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen die zouden kunnen ontstaan door onjuiste afvalverwijdering van dit product.

Het symbool op het product, of op de bij het product behorende documenten, geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan dient het bij het daarvoor voorziene verzamelpunt voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur te worden afgeleverd. Afvoer dient plaats te vinden in overeenstemming met de plaatselijke milieuregelingen voor afvalverwijdering.

Neem voor meer informatie over de behandeling, terugwinning en het hergebruik van dit product contact op met uw gemeente, de reinigingsdiensten of een vertegenwoordiger van Laerdal.

Verklarende symbolenlijst

Symbool	Definitie
	CE-markering
	UKCA-markering
	Het Australische keurmerk voor Radiocommunicatie en EMC
	KC (Koreaanse certificering) keurmerk
	Japanse MISS-certificering
	Symbool voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
	Fabrikant
	Productiedatum
	Referentienummer
	LOT-nummer
	Serienummer

Specificaties

Afmetingen en gewicht	
Afmetingen	20 x 14 x 4,1 cm (7.9 x 5.5 x 1.6 Inches)
Gewicht	0,5 kg (± 0,05 kg)
Omgeving	
Bedrijfstemperaturen	5°C tot 35°C (41°F tot 95°F) Afname van de productprestaties kan optreden bij gebruik bij lage temperaturen (< 15°C / 59°F)
Opslagtemperatuur	-10°C tot 50°C (14°F to 122°F)
Relatieve vochtigheid	5% - 95% relatieve vochtigheid

Garantie

Raadpleeg de algemene voorwaarden in de Wereldwijde Garantie van Laerdal. Bezoek www.laerdal.com voor meer informatie

Les disse anvisningene nøye. Overhold alle advarsler, forsiktighetsregler og instruksjoner i brukerveiledningen og i dette heftet med viktig produktinformasjon. Oppbevar heftet til fremtidig bruk.

Advarsler og forsiktighetsregler

En advarsel indikerer et forhold, en fare eller en usikker praksis som kan føre til alvorlige personskader eller død.

En advarsel angir et forhold, en fare eller en usikker praksis som kan føre til lettere personskader eller skade på produktet.

Merknader

En merknad gir viktig informasjon om produktet eller bruken av det.

Stell, vedlikehold og rengjøring

Hold AED Trainer ren og i hygienisk stand. Tørk av enheten med en ren klut fuktet med rent vann, eller Laerdal Manikin Wipes (rengjøringsservietter), og la den tørke.

Forsiktighetsregler

- Ikke senk ned i noen form for væske.
- Ikke bruk i regn eller nær vann.
- Ikke bruk i områder med høy konsentrasjon av støv

Batteri

Følgende batterityper anbefales:

- Ikke-oppladbare alkaliske batterier; LR6 1,5 V AA
- Oppladbare NiMH-batterier; HR6 1,2 V AA

Advarsler

- Batterier må erstattes med riktig type
- Ikke bruk batterier med høyere nominell celledspenning enn 1,5 V
- Ta ut batteriene hvis produktet ikke skal brukes over en lengre periode

Merknader

- Hvis enheten brukes med oppladbare batterier, er «Lavt batteri-advarsel» et avvik fra normal atferd
- Intern lading er ikke støttet.

EU

Dette produktet er i samsvar med FOR-2016-04-377 Forskrift om EØS-krav til radioutstyr.

Dette produktet er i samsvar med Rådsdirektiv 2011/65/EU i forhold til begrenset bruk av visse farlige substanser (RoHS), med endringer.

Avfallshåndtering

Skal avhendes i samsvar med anbefalingene som gjelder for ditt land.

Dette apparatet er merket i samsvar med europaparlamentets- og rådsdirektiv 2012/19/EU om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE).

Ved å sikre at dette produktet kastes på riktig måte bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse, som ellers kan forårsakes av feil avfallshåndtering av dette produktet.

Symbolet på produktet eller i dokumentene som følger med produktet, indikerer at dette apparatet ikke skal behandles som husholdningsavfall. Det skal i stedet leveres til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Kassering må skje i samsvar med lokale miljøforskrifter om avfallshåndtering.

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om behandling, gjenvinning og resirkulering av dette produktet, bes du kontakte lokale myndigheter; renovasjonstjenesten for husholdningsavfall eller Laerdal-representanten.

Symbolforklaring

Symbol	Definisjon
	CE-merke
	UKCA-merke
	Australian Radio Communications- og EMC-samsvarmerke
	KC (Korea Certification)-sertifiseringsmerke
	Japans MIC-sertifisering
	Symbol for avfall av elektrisk og elektronisk utstyr
	Produsent
	Produksjonsdato
	Referansenummer
	Partinummer
	Serienummer

Spesifikasjoner

Størrelse og vekt	
Dimensjoner	20 x 14 x 4,1 cm (7,9 x 5,5 x 1,6 tommer)
Vekt	0,5 kg (± 0,05 kg)
Miljø	
Driftstemperaturer	5 °C til 35 °C (41 °F til 95 °F) Produktets ytelse kan forringes ved bruk ved lave temperaturer (< 15 °C / 59 °F).
Oppbevaringstemperaturer	-10 °C til 50 °C (14 °F til 122 °F)
Relativ fuktighet	5–95 % relativ luftfuktighet

Garanti

Se Laerdals globale garanti for vilkår og betingelser. Gå til www.laerdal.com for mer informasjon

以下の指示をよくお読みください。取扱説明書およびこの「重要な製品情報」冊子に記載されているすべての警告、注意、指示を遵守してください。今後の参考のために本冊子を保管しておいてください。

警告と注意

「警告」は、重度の人身傷害や死亡につながる条件、危険を生じさせる要因または安全性に欠ける行為を特定するものです。
「注意」は、軽度の人身傷害または製品の損傷につながる状況、危険を生じさせる要因、または安全性に欠ける行為を特定するものです。

注

「注」は、製品および取扱いに関する重要な情報を示しています。

ケア、メンテナンスおよびクリーニング

AEDトレーナは常に清潔な状態にしておいてください。

デバイスは清潔な水道水で湿らせた布、またはLaerdal マネキン用ワイプで拭いてから、乾燥させます。

注意

- 液体に沈めないでください
- 雨の中または水の近くで使用しないでください
- 塵埃濃度が高い場所では操作しないでください

バッテリー

以下の種類のバッテリーを推奨します。

- 非充電式アルカリ電池、LR6 1.5V AA
- 充電可能バッテリー、NiMH バッテリー、HR6 1.2V AA

警告

- バッテリーは正しい種類のものと交換してください
- 公称セル電圧が1.5Vを超えるバッテリーは使用しないでください
- 製品を長期間使用しない場合はバッテリーを取り外してください

注

- デバイスが充電可能なバッテリーを使用する場合、「低バッテリー警告」によって通常の動作から逸脱します
- 内部帯電はサポートされていません。

日本

MIC 認証 : 012-230013

廃棄物の取扱い

各地域の規制に従い廃棄してください。

本機器は、廃電気電子機器 (WEEE) に関する欧州指令 2012/19/EC に従って表示されています。

本製品の廃棄を正しく行うことにより、本製品の不適切な廃棄処理により生じる環境および人間の健康に対する潜在的な悪影響を防ぐことができます。

製品または製品付属の書類に記載された記号は、本製品を家庭ごみとして取り扱うことはできないことを示しています。本製品を、適切な電気機器および電子機器のリサイクル収集所へ持ち込むようにしてください。廃棄物処理に関する地域の環境規制に則って廃棄してください。

本製品の取扱い、回収およびリサイクルに関する詳細については、居住地の地方自治体、家庭ごみ処理サービス業者、または Laerdal 代理店までお問い合わせください。

記号

記号	定義
	CE マーク
	UKCA マーク
	オーストラリア無線通信 および EMC 準拠マーク
	KC (韓国認証) 認証マーク
	日本 MIC 認証
	廃電気電子機器記号
	製造元
	製造日
	参照番号
	ロット番号
	シリアル番号

仕様

寸法および重量	
寸法	20 × 14 × 4.1 cm (7.9 × 5.5 × 1.6 inches)
寸法	0.5 kg (± 0.05 kg)
環境	
動作温度	低温 (< 15 °C / 59 °F) で使用した場合、製品 の性能が 5 °C ~ 35 °C (41 °F ~ 95 °F) 低下す る場合があります。
保管温度	-10°C ~ 50°C (14 °F ~ 122 °F)
相対湿度	5% ~ 95% 相対湿度

保証

諸条件については「Laerdal グローバル保証」をご参照ください。詳しくは、
www.laerdal.com/jp/ をご覧ください。

请仔细阅读这些说明。遵守用户指南以及这份重要产品信息手册中的所有警告、注意事项和说明。保留本手册以供将来参考。

警告和注意事项

警告说明某种情况、危险或不安全操作可能导致严重的人身伤害或死亡。
注意事项说明某种情况、危险或不安全操作可能导致轻微的人身伤害或产品损坏。

注意

注意说明有关产品或其操作的重要信息。

保养、维护和清洁

保持 AED 培训器清洁卫生。
用蘸有清水的干净布或 Laerdal 模型湿巾擦拭设备，然后晾干。

注意事项

- 请勿浸入任何液体中
- 请勿在雨中或近水处操作
- 请勿在粉尘浓度高的区域操作

电池

建议使用以下类型的电池：

- 不可充电碱性电池，LR6 1.5 V AA
- 可充电镍氢电池，HR6 1.2 V AA

警告

- 必须更换为正确类型的电池
- 请勿使用标称电压高于 1.5 V 的电池
- 如果长时间不使用产品，请取出电池

注意

- 如果设备使用可充电电池，则“低电量警告”会不准确
- 不支持内部充电。

中国

CMIIT ID:24J32EM71794

废物处理

根据您所在国家的建议处理。

本设备标有欧盟 2012/19/EC 报废电子电气设备 (WEEE) 指令合规标志。

确保本产品得到正确处理, 有助于防止对环境和人体健康产生潜在的负面影响; 反之, 如果对本产品的废弃物处理不当, 就会产生负面影响。

产品或产品附属文件上的符号表示本设备不可当作家庭废弃物处理。而应转交到相应收集点, 进行电子和电气设备的回收。处理时, 须遵守当地的废弃物处理环保法规。

更多有关本产品处理、回收和再利用的详细信息, 请联系您所在城市的办事处、您的家用废弃物处理服务部门或 Laerdal 代表。

符号术语表

符号	定义
	CE 标志
	UKCA 标志
	澳大利亚无线电通信和 EMC 合规标志
	KC (韩国认证) 认证标志
	日本 MIC 认证
	电子电气设备报废标志
	制造商
	生产日期
	参考编号
	批号
	序列号

规格

尺寸和重量	
尺寸	20 × 14 × 4.1 厘米 (7.9 × 5.5 × 1.6 英寸)
重量	0.5 千克 (± 0.05 千克)
环境	
工作温度	5°C 至 35°C (41°F 至 95°F) 在低温 (< 15°C / 59°F) 下使用时, 产品性能可能会下降
存放温度	-10°C 至 50°C (14 °F 至 122 °F)
相对湿度	5% - 95% 相对湿度

保修

请参见《Laerdal 全球保修》了解有关条款和条件。更多信息, 请访问 www.laerdal.com/cn

이 지침을 꼼꼼히 읽으십시오. 사용 설명서 및 중요한 제품 정보 소책자의 경고, 주의 사항 및 지침을 모두 준수하십시오. 나중에 참고할 수 있도록 이 소책자를 보관하십시오.

경고 및 주의 사항

경고는 심각한 부상을 입거나 목숨을 잃을 수도 있는 상황, 위험 요소 또는 위험한 실습 행위를 뜻합니다.

주의는 경미한 부상을 입거나 제품이 손상될 수 있는 상황, 위험 요소 또는 위험한 실습 행위를 나타냅니다.

참고

참고 사항은 제품 또는 작동에 관한 중요 정보를 나타냅니다.

관리, 유지보수 및 세척

AED 트레이너를 청결하고 위생적인 상태로 유지합니다.

깨끗한 수돗물이나 Laerdal 마네킹 소독제에 적신 깨끗한 천으로 장치를 닦아낸 다음 말립니다.

주의 사항

- 어떤 액체에도 담그지 마십시오.
- 비를 맞게 하거나 물 근처에서 이 장치를 사용하지 마십시오.
- 먼지 농도가 높은 곳에서 조작하지 마십시오.

배터리

권장되는 배터리 유형은 다음과 같습니다.

- 비충전식 알카라인 배터리, LR6 1.5V AA
- 충전식 NiMH 배터리, HR6 1.2V AA

경고

- 올바른 유형의 배터리로 교체해야 합니다.
- 공칭 셀 볼륨이 1.5V보다 높은 배터리는 사용하지 마십시오.
- 제품을 장기간 사용하지 않을 경우 배터리를 분리하십시오.

참고

- 장치를 충전식 배터리와 함께 사용하는 경우 정상적인 동작에서 벗어나면 "배터리 부족 경고"가 발생합니다.
- 내부 충전은 지원되지 않습니다.

대한민국

R-R-Lm1-197AEDT

폐기물 처리

해당 국가의 권고에 따라 폐기하십시오.

이 기기는 폐전기 및 전자 장치(WEEE)에 대한 유럽 지침 2012/19/EC에 따라 표시되었습니다.

이 제품을 올바르게 폐기하면 이 제품의 부적절한 폐기로 인해 발생할 수 있는 환경 및 인간의 건강에 대한 부정적인 결과를 예방하는 데 도움이 됩니다.

제품 또는 제품과 함께 제공되는 문서에 표시된 기호의 의미는 본 기기를 가전 폐기물로 처리하면 안 된다는 것을 나타냅니다. 가전 폐기물로 처리하는 대신에 전기 및 전자 장치 재활용을 위한 해당 수거 장소에 전달해야 합니다. 폐기물 처리에 대한 현지 환경 법규에 따라 폐기하십시오.

본 제품의 처리, 복구 및 재활용에 대한 자세한 내용은 현지 시청, 가전 폐기물 서비스 센터 또는 Laerdal 담당자에게 문의하십시오.

기호 용어

기호	정의
	CE 마크
	UKCA 마크
	호주 무선통신 및 EMC 규정 준수 마크
	KC(한국 인증) 인증 마크
	일본 MIC 인증
	폐전기 및 전자 장치 기호
	제조업체
	제조일
	참조 번호
	로트 번호
	일련 번호

사양

크기 및 중량	
크기	20 × 14 × 4.1cm (7.9 × 5.5 × 1.6인치)
무게	0.5kg(±0.05kg)
환경	
작동 온도	5°C ~ 35°C(41°F ~ 95°F) 저온에서 사용할 경우(15°C/59°F 미만) 제품의 성능이 저하될 수 있습니다.
보관 온도	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
상대 습도	5% ~ 95% 상대 습도

보증

이용약관은 Laerdal 글로벌 보증서를
참조하십시오. 자세한 정보는 www.laerdal.com/kr/을 방문하십시오.

Português

Informações importantes sobre o AED

Leia estas instruções com atenção. Observe todos os avisos, precauções e instruções no guia do usuário e neste folheto de informações importantes sobre o produto. Guarde este folheto para referência futura.

Avisos e precauções

Um aviso alerta para uma condição, perigo ou prática insegura que pode resultar em um ferimento grave ou morte.

Uma precaução alerta para uma condição, perigo ou prática insegura que pode resultar em um ferimento leve ou dano ao produto.

Observações

Uma observação fornece informações importantes sobre o produto ou sua operação.

Cuidado, manutenção e limpeza

Mantenha o AED Trainer limpo e em boas condições de higiene.

Limpe o dispositivo com um pano limpo umedecido em água limpa, ou em lenços de limpeza para manequim Laerdal, e coloque-o para secar.

Precauções

- *Não mergulhe em nenhum tipo de líquido*
- *Não faça uso sob chuva ou próximo à água*
- *Não use o equipamento em áreas com alta concentração de poeira*

Bateria

Os seguintes tipos de pilha são recomendados:

- Pilhas alcalinas não recarregáveis, LR6 1,5 V AA
- Pilhas recarregáveis de NiMH, 12 V AA

Advertências

- *As pilhas devem ser substituídas pelo tipo correto*
- *Não use pilhas com tensão nominal por célula superior a 1,5 V*
- *Remova as pilhas se o produto não for usado por um período prolongado*

Observações

- *Se o dispositivo for usado com pilhas recarregáveis, o aviso de "Pilha fraca" foge do comportamento normal*
- *O carregamento interno não é compatível.*

UE

Este produto está em conformidade com os requisitos essenciais da Diretriz do Conselho 2014/53/EU sobre equipamentos de rádio (RED).

O produto está em conformidade com a Diretriz do Conselho 2011/65/EU sobre a restrição de uso de determinadas substâncias perigosas (RoHS).

Manipulação de resíduos

Descarte de acordo com as recomendações de seu país.

Este aparelho é marcado de acordo com a diretiva europeia 2012/19/EC sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE).

Ao garantir o descarte correto deste produto, você ajuda a evitar possíveis consequências negativas à saúde e ao meio ambiente causadas pelo manuseio incorreto de resíduos deste produto.

O símbolo no produto ou nos documentos que o acompanham indica que este aparelho não pode ser tratado como resíduo doméstico comum. Ele deve ser levado a um posto de coleta adequado para reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos. O descarte deve ser realizado de acordo com as regulamentações ambientais locais para resíduos.

Para obter informações mais detalhadas sobre tratamento, recuperação e reciclagem deste produto, entre em contato com uma agência local, um serviço de descarte de resíduos domésticos ou um representante da Laerdal.

Português

Informações importantes sobre o AED

Glossário de símbolos

Sím-bolo	Definição
	Marca da CE
	Marca da UKCA
	Marca de conformidade com radiocomunicações e EMC australiana
	Marca de certificação KC (Certificação da Coreia)
	Certificação MIC Japonesa
	Símbolo de Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE (Resíduos de equipamentos eletrônicos e elétricos)
	Fabricante
	Data de fabricação
	Número de referência
	Número do lote
	Número de série

Especificações

Tamanho e peso	
Dimensões	20 cm x 14 cm x 4,1 cm
Peso	0,5 kg (± 0,05 kg)
Ambiente	
Temperaturas em funcionamento	5°C a 35°C (41°F a 95°F) O desempenho pode ser afetado se o produto for usado em baixas temperaturas (< 15°C/59°F)
Temperaturas de armazenamento	-10°C a 50°C
Umidade relativa	5% - 95% de umidade relativa

Garantia

Consulte a garantia global da Laerdal para conhecer os termos e condições. Para obter mais informações, visite www.laerdal.com/br.

Lue nämä ohjeet huolellisesti. Huomioi kaikki käyttöoppaassa ja tässä Tärkeitä tuotetietoja -kirjasessa olevat varoitukset, huomiot ja ohjeet. Säilytä tämä kirjanen myöhempäa käyttöä varten.

Varoitukset ja huomiot

Varoitus tarkoittaa tilannetta, vaaraa tai vaarallista käytäntöä, josta voi aiheutua vakava loukkaantuminen tai kuolema. Varoitus tarkoittaa tilannetta, vaaraa tai vaarallista käytäntöä, josta voi aiheutua lievä loukkaantuminen tai tuotteen vaurioituminen.

Huomautuksia

Huomautus tarkoittaa tärkeitä tuotteeseen tai sen käyttöön liittyviä tietoja.

Hoito, ylläpito ja puhdistus

Pidä AED Trainer -harjoittelulaite puhtaana ja hygieenisenä. Pyyhi laite puhtaaseen veteen kostutetulla liinalla tai Laerdal Manikin Wipes -puhdistuslapuilla ja anna sen sitten kuivua.

Huomiot

- *Laitetta ei saa upottaa.*
- *Laitetta ei saa käyttää sateessa tai veden läheisyydessä.*
- *Laitetta ei saa käyttää alueilla, joissa on paljon pölyä*

Paristot

Seuraavien paristotyyppien käyttöä suositellaan:

- Kertakäyttöiset alkaliparistot, LR6 1,5 V AA
- Ladattavat NiMH-paristot, HR6 1,2 V AA

Varoitukset

- *Käytä oikeanlaisia paristoja.*
- *Älä käytä paristoja, joiden kennon nimellisjännite on yli 1,5 V*
- *Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot.*

Huomautuksia

- *Jos laitteessa käytetään ladattavia paristoja, alhaisen virran varoitus poikkeaa normaalista.*
- *Sisäistä latausta ei tueta.*

EU

Tämä tuote täyttää Euroopan neuvoston radiolaitedirektiivin 2014/53/EU olennaiset vaatimukset.

Tuote noudattaa neuvoston direktiiviä 2011/65/EU vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (RoHS).

Jätteiden käsittely

Hävitä tuote käyttömaan paikallisten suositusten mukaisesti.

Tämä laite on merkitty eurooppalaisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin (WEEE) 2012/19/EY mukaisesti.

Varmistamalla, että tämä tuote hävitetään asianmukaisesti, autat estämään sellaisia mahdollisia haitallisia seuraamuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle, joita voi muutoin olla seurauksena tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätteenkäsittelystä.

Tuotteessa tai tuotteen mukana olevissa asiakirjoissa oleva merkki ilmaisee, että tätä laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Sen sijaan se tulee luovuttaa sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen. Hävittäminen tulee suorittaa jätteen hävittämistä koskevien paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.

Jos haluat tarkemman kuvauksen tämän tuotteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrättämisestä, ota yhteyttä paikalliseen kaupunginvirastoon, kotitalousjätehuoltopalveluun tai Laerdal-edustajaan.

Merkkien selitykset

Symboli	Määritelmä
	CE-merkki
	UKCA-merkki
	Australian radioliikenne- ja EMC-vaatimustenmukaisuusmerkki
	KC (Korea Certification) -sertifiointimerkki
	Japanin MIC-sertifiointi
	Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusymboli
	Valmistaja
	Valmistuspäivämäärä
	Viitenumero
	Eränumero
	Sarjanumero

Tekniset tiedot

Koko ja paino	
Mitat	20 x 14 x 4,1 cm
Paino	0,5 kg (± 0,05 kg)
Ympäristö	
Käyttölämpötila	5 °C ... 35 °C (41 °F ... 95 °F) Tuotteen suorituskyky saattaa heikentyä, kun sitä käytetään alhaisissa lämpötiloissa (< 15 °C / 59 °F)
Säilytyslämpötila	-10 °C ... +50 °C
Suhteellinen ilmankosteus	5–95 % suhteellinen kosteus

Takuu

Katso käyttöehdot Laerdalin maailmanlaajuisesta takuusta. Lisätietoja on osoitteessa www.laerdal.com

Läs noga igenom instruktionerna. Följ alla varningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner i bruksanvisningen och i detta häfte med viktig produktinformation. Spara häftet för framtida bruk.

Varning och försiktighetsåtgärder

En varning upplyser om förhållanden, faror och riskabel användning som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

Rubriken Viktigt upplyser om förhållanden, faror och riskabel användning som kan leda till lindriga personskador eller skador på produkten.

Anmärkningar

En anmärkning upplyser om viktig information angående produkten och dess användning.

Vård, underhåll och rengöring

Håll AED Trainer ren och i hygieniskt skick. Torka av enheten med en ren trasa fuktad med rent vatten eller Laerdal-servetter och låt den torka.

Viktigt

- *Sänk inte ner i någon vätska*
- *Använd inte i regn eller i närheten av vatten*
- *Använd inte i områden med hög koncentration av damm*

Batteri

Följande batterityper rekommenderas:

- Ej uppladdningsbara alkaliska batterier; LR6 1,5V AA
- Uppladdningsbara NiMH-batterier; HR6 1,2V AA

Varning

- *Batterier får enbart bytas ut mot motsvarande batterier av korrekt typ*
- *Använd inte batterier med en nominell cellspänning högre än 1,5 V*
- *Ta ur batterierna om produkten inte ska användas under längre tid*

Anmärkningar

- *Om enheten används med uppladdningsbara batterier så aviker "Varning för lågt batteri" från normalt beteende*
- *Intern laddning stöds inte.*