

PIRKIMO DALIS: 3

PAVADINIMAS: Bariatrinis vežimėlis

MODELIS: Eurochair² XXL 2.850

GAMINTOJAS: Meyra GmbH



Universalaus tipo vežimėlis, skirtas sunkiasvoriams, **EUROCHAIR² XXL**
aprašymas

Atitinka LST EN 12182 ir LST EN 12183 standartų reikalavimus

Išlaikomas maksimalus naudotojo svoris 200 kg

Suglaudžiamas rėmas su dviguba kryžme. Rėmas pagamintas iš aliuminio lydinio.

Galimi sėdynės gyliai 430 mm, 460 mm, 490 mm

Galimi sėdynės pločiai 480 mm, 500 mm, 530 mm, 580 mm, 650 mm

Nugaros atramos aukštis pasirenkamas 400 mm, 420 mm, 440 mm, 460 mm, 480 mm, 500 mm.

Komplektuojama su nuimamu be įrankių pagalbos skersiniu tarp stūmimo rankenų

UAB "BIOMEDIKA", Antakalnio g. 36, 10305 Vilnius

Tel. +370 5 2709055, fax. +370 5 2709056

Įm. kodas 123501772, PVM kodas LT 235017716

AB bankas "Swedbank", banko kodas 73000, A/S LT937300010073379464

Nugaros atramos rėmas išlenktas ergonomiškai pagal natūralų stuburo linkį
Nugaros atramos įtempimas reguliuojamas diržų pagalba
Nuimamos, pasukamos į šonus ir pakeliamos rankų atramos su fiksatoriais, reguliuojamo aukščio alkūnių atramos nuo sėdynės pagrindo nuo 210 mm iki 260 mm
Pėdų atrama vientisa, atlenkiama, reguliuojamo aukščio, pagaminta iš aliuminio lydinio; Komplektuojama su blauzdas palaikančiu dirželiu.
Galinių ratų stovėjimo stabdžių rankenėlės ar bet kokia jų dalis nėra išsikišusi aukščiau sėdynės lygio ir netrukdo naudotojui perlipti į/iš vežimėlio; Komplektuojama su būgniniais galinių ratų stabdžiais su valdymo rankenėlėmis ant stūmimo rankenėlių.
Galinių ratų stovėjimo stabdžių lietimosi paviršius per visą padangos plotį yra 4 mm
Galiniais lankais varomi ratai reguliuojami (perstatomi ir fiksuojami) išilgai rėmo atžvilgiu dvejose padėtyse (aktyvus/pasyvus) ir vertikaliai rėmo atžvilgiu (perstatomi ir fiksuojami) septyniose padėtyse.
Galinių ratų padangos nepripučiamos iš mikroporingos medžiagos
Priekinių ratukų šakutės metalinės, 3 pozicijos ratukų perstatymui vertikalia kryptimi. Reguluojamas šakučių kampas.
Priekiniai ratukai nepripučiami
Priekinių ratukų skersmuo 200 mm, padangų plotis 50 mm
Pilnai sukomplektuoto vežimėlio svoris, kai sėdynės plotis 500 mm, yra 27 kg.
Lengvai valomas
Plaunamas ir dezinfekuojamas automatine plovimo sistema, gali būti pakartotinai dezinfekuojamas lengvai prieinamomis dezinfekavimo priemonėmis, nepakenkiant pagalbinei priemonei.
Komplektuojamas su nuimamais apsauginiais ratukais nuo apsisvertimo ir pasėstu 6 cm storio
Komplektuojama su klubų prilaikymo diržu su sagtimi
Komplektuojama su atšvaitais priekyje, šonuose ir gale
Naudojimo instrukcija lietuvių kalba, kurioje nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, reguliavimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt., pagal LST EN 12182
Varomųjų ratų ratlankiai iš aliuminio lydinio, lankai iš nerūdijančio plieno, netepa rankų
Vežimėlio garantiniai įsipareigojimai: rėmui – 4 metai; kitoms dalims, išskyrus padangas ir kameras – 2 metai
Įsipareigojame garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 15 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 15 dienų, aprūpinti asmenį tokiu pačiu pakaitiniu vežimėliu
Vežimėliui atliktas Crash testas

Kartu pateikiami šie dokumentai:

1. Gamintojo Meyra GmbH įgaliojimas prekybai ir jo vertimas
2. Vežimėlio Eurochair² XXL 2.850 CE sertifikatas ir jo vertimas
3. Gamintojo Meyra GmbH patvirtintos techninės specifikacijos ir jų vertimas
4. Avarijos testo ataskaita (crash test) ir vertimas
5. Tiekėjo įsipareigojimas dėl garantinio ir remonto.