

PIRKIMO DALIS: 4

PAVADINIMAS: Aktyvaus tipo vežimėlis

MODELIS: GTM Mustang

GAMINTOJAS: GTM-Mobil M-T



Aktyvaus tipo vežimėlis GTM Mustang aprašymas

Atitinka LST EN 12182 ir LST EN 12183 standartų reikalavimus

Rėmas iš aliuminio lydinio 7020, sudedamas, „L“ formos bei be papildomų jungiamųjų detalių tarp rėmo dalies, prie kurios tvirtinama sėdynė, ir dalies, prie kurios tvirtinama pėdų atrama

Prie sėdynės prilenkiama nugaros atrama 350 mm aukščio

Nugaros atrama reguliuojama nuo vertikalios padėties -12° iki 9°

Nugaros atramos įtempimas reguliuojamas diržų pagalba

Sėdynė komplektuojama su poroloniniu pasėstu, kurio storis 50 mm

Sėdynės įtempimas reguliuojamas Velcro diržų pagalba

Galiniai ratai su savaime užsifiksuojančia, „plaukiojančia“ ašimi, nuimami, varomi lankais; rato svoris su padanga, „plaukiojančia“ ašele ir varomuoju lanku 1,65 kg

UAB "BIOMEDIKA", Antakalnio g. 36, 10305 Vilnius

Tel. +370 5 2709055, fax. +370 5 2709056

Įm. kodas 123501772, PVM kodas LT 235017716

AB bankas "Swedbank", banko kodas 73000, A/S LT937300010073379464

Galinių ratų varomieji lankai iš aliuminio, netepa rankų
Galinių ratų stipinai radialiniai iš metalo
Galinių ratų padangos pripučiamos, ratai reguliuojami (perstatomi) tolygiai išilgai vežimėlio rėmo atžvilgiu. Fiksuojamas atstumas matuojant nuo nugaros atramos nuo 4 cm iki 14 cm, tolygiai.
Galinių ratų ašių posvyrio kampas 3°
Priekinių ratukų padangų plotis 34 mm, galinių ratų (varomųjų) 25 mm
Priekinių ratukų skersmuo 100 mm, ratlankis pagamintas iš aliuminio lydinio
Priekinių ratukų šakutės turi reguliavimą vertikalia kryptimi trijose padėtyse
Reguliuojamo aukščio pėdų atrama nuo žemės nuo 4 cm iki 12 cm
Apsaugos nuo rato su užlaida ant rato, nuimamos be įrankių pagalbos, pakeliamos, tvirtos, pagamintos iš elastingo plastiko, kad persėdant į/iš vežimėlio būtų galima į jas remtis
Galinių ratų stovėjimo stabdžių lietimosi paviršius per visą padangos plotį 9 mm
Nuspaudus galinių ratų stovėjimo stabžius, jų rankenėlės neišsikiša virš vežimėlio rėmo
Apsaugos nuo virtimo (užlenkiamos ir nuimamos)
Stūmimo rankenos reguliuojamo aukščio
Komplektuojama su blauzdas palaikančiu dirželiu
Vežimėlio masė (be galinių ratų, be pasėsto, be apsaugų nuo rato ir be apsaugų nuo virtimo) mažiau kaip 7,0 kg, esant sėdynės ploiui 400 mm
Maksimalus naudotojo svoris 120 kg
Lengvai valomas
Plaunamas ir dezinfekuojamas automatine plovimo sistema (gali būti pakartotinai dezinfekuojamas lengvai prieinamomis dezinfekavimo priemonėmis, nepakenkiant pagalbinei priemonei).
Vežimėliui atliktas Crash testas
Komplektuojama su pompa
Komplektuojama su atšvaitais abiejuose vežimėlio šonuose ir priekinėje bei galinėje dalyse
Naudojimo instrukcija lietuvių kalba, kurioje nurodyta visa su gaminio naudojimu susijusi informacija: naudojimas, surinkimas, reguliavimas, valymas, įspėjimas apie pavojus ir kt., pagal LST EN 12182
Suteikiama vežimėliui garantija: rėmui – 5 metai; kitoms dalims, išskyrus padangas ir kameras – 3 metai.
Įsipareigojame garantiniu laikotarpiu atlikti remontą ne ilgiau kaip per 15 dienų, o atliekant remontą ilgiau kaip per 15 dienų, aprūpinti asmenį tokiu pačiu pakaitiniu vežimėliu
Galimi sėdynių pločiai: sėdynės plotis - 340 mm ±10mm sėdynės plotis - 360 mm ±10mm sėdynės plotis - 380 mm ±10mm sėdynės plotis - 400 mm ±10mm sėdynės plotis - 420 mm ±10mm sėdynės plotis - 440 mm ±10mm sėdynės plotis - 460 mm ±10mm sėdynės plotis - 480 mm ±10mm



Kartu pateikiami šie dokumentai:

1. Gamintojo GTM-Mobil M-T įgaliojimas prekybai ir jo vertimas
2. Vežimėlio GTM Mustang CE sertifikatas ir jo vertimas
3. Gamintojo GTM-Mobil M-T patvirtintos techninės specifikacijos ir jų vertimas
4. Avarijos testo ataskaita (crash test) ir vertimas
5. Tiekėjo įsipareigojimas dėl garantinio ir remonto.