

14L 17L 21L

„Polyflux™ L“

– šiuo metu geriausiai užtikrina didelę srovę

„Polyflux“ galia mažos srovės dializei

„Polyflux L“ dializatoriai yra dar vienas žingsnis tobulesnio gydymo dialize link. Ypatinga „Polyamix™“, membrana, išskirtinė 3 sluoksnių polimerų mišinio plėvelė, užtikrina ypač stabilų klirensą ir puikų suderinamumą.

Bendrovės „Gambro“ sukurta išskirtinė „Polyamix“ technologija pasižymi techninėmis naujovėmis, pranokstančiomis visus lūkesčius. Membranos centre yra mikrodomenų, ribojančių specifinę ląstelių ir baltymų sąveiką. Apribojus šią sąveiką aktyvinama mažiau komplemento, sumažėja mikrouždegimas ir kraujo krešulių susidarymo rizika.

Tobulesnės konstrukcijos „Polyflux L“

Geresnis pluošto pasiskirstymas ir geometrija

- pluošto mikrovirpesiai pagerina dializės srovę ir užtikrina dideles KoA vertes;
- tiksli nanoskalė ir visiškai kontroliuojama pluošto geometrija.

Geresnė galvutės konstrukcija

- puikus kraujo paskirstymas visame pluošte, nesusidarant kraujo sąstovių, todėl mažesnė krešulių susidarymo tikimybė.

Mažesnis pirminio pripildymo tūris

Greitai ir nesudėtingai naudojamas

- sterilizuojama garais, todėl išvengiama EtO reakcijų ir supaprastinama sistemos pripildymo procedūra;
- pildant sistemą visiškai pašalinamas oras, todėl sumažėja krešulių susidarymo rizika ir palaikomas greitai sklindančios masės pernešimas;
- patobulintas praplovimas.

Membrana

Aktyvaus paviršiaus plotas (m ²)	1,4	1,7	2,1
Filtro matmenys			
Sienelės storis (µm)	50	50	50
Vidinis skersmuo (µm)	215	215	215

Komponentai	Medžiagos	Sterilumo užtvara	Sterilizacijai naudojamas veiksnys	Kiekis vienai procedūrai
Membrana	Polyamix™***	Medicininis kokybės reikalavimus atitinkantis popierius	Garai	24
Indo medžiaga	Poliuretanai			
Korpusas, dangteliai	(PUR) Polikarbonatas (PC)			
Sterilūs kamšteliai	Polipropilenas (PP)			
Sandarinamasis žiedas	Silikoninė guma (SIR)			

*Matavimai atlikti su galvijų krauju, hematokritas – 32 proc., trombocitų – 60 g/l, 37 °C temperatūroje.

**Poliariletersulfono, polivinilpirolidono ir poliamido mišinys.

Šios specifikacijos gali būti keičiamos iš anksto nepranešus. Daugiau informacijos ir naudojimo nurodymus rasite vartotojo vadove.

„Gambro Lundia AB“, Global Marketing, Box 10101, SE-220 10 Lund, Švedija.
Tel. +46 46 16 90 00, faks. +46 46 16 96 97, www.gambro.com

GAMBRO

Aš, vertėja Ana Bulienė,
esu susipažinusi su LR BK 235 straipsniu,
kuris numato baudžiamąją atsakomybę
už neteislingą vertimą.
Vertė Ana Bulienė.....

