

CARYOSAN®**Cinko oksido eugenolinis cementas****Gamintojas:**

SpofaDental a.s., Markova 238, CZ-506 46 Jičín, www.spofadental.com

Sudėtis:

milteliai: cinko oksidas

skystis: eugenolis

Charakteristikos:

Pagal standartą ISO 3107/1988 III tipo, 1 klasės odontologinis cinko ir eugenolio pagrindo cementas. Tai nedirginantis, turintis vidutinį analgetinį efektą cementas, sukuriantis puikų ertmių uždarymą.

Gaminamas dviejų variantų:

greito kietėjimo – Rapid

lėto kietėjimo – Normal

Indikacijos:

- Laikinas užpildas.
- Kalcio hidroksido uždengimas, kai atliekamas tiesioginis arba netiesioginis pulpos uždengimas.
- Šaknies kanalo užpildas, kai naudojama gutaperčios kaiščiai.

Kontraindikacijos:

Jei yra žinomas padidintas jautrumas kuriam nors medžiagos komponentui (eugenoliui), negalima naudoti šio produkto.

Nepageidaujami efektai:

Eugenolis neigiamai veikia kompozicinių medžiagų ir kompomerų kietėjimą.

Darbas:

Milteliai (abiejuose variantuose – Normal ir Rapid) 2 minutes maišomi su kartu tiekiamu skysčiu masės santykiu 1.2 gr. miltelių su 0.3 gr. skysčio. Tai atliekama kambario temperatūroje (20–25 °C) ant stiklinio padėkliuko kol pasiekama kieta pastos konsistencija (panaši į stiklinimo glaistą) Šaknies kanalų pildymui reikalinga skystesnė konsistencija.

Kietėjimo laikas:

Rapid: 3-7 minutės

Normal: 8-12 minučių.

Saugumo reikalavimai:

Skystis dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą, ir po kontakto su oda gali tapti alergijos priežastimi. Jei įvyko netyčinis kontaktas, nuplaukite odą vandeniu ir muilu. Po kontakto su akimis, tuoj pat praplaukite jas dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės medicininės pagalbos.

Atliekų sunaikinimas:

Nepanaudoti milteliai ir jų pakuotė gali būti išmetamos su kitomis įprastomis darbo atliekomis. Nepanaudoto skysčio likučiai turi būti perduoti autorizuotai atliekų sunaikinimo įmonei arba sunaikinta pavojingų atliekų deginimo įmonėje.

Laikymas:

Laikyti sausoje, tamsioje vietoje, 5 – 25° C temperatūroje, gerai uždarytame inde.

Galiojimo laikas:

3 metai

Pakuotė:

30 gr. Normal miltelių, 30 gr. Rapid miltelių

25 gr. skysčio

