

**IMUNOLOGINIAMS TYRIMAMS IMUNOLOGINIO AUTOMATINIO ANALIZATORIAUS
PANAUDOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2 lentelė

Eil. Nr.	Techniniai parametrai arba reikalavimai	Techninio parametron reikšmė arba reikalavimų aprašymas	Atitikimas reikalavimui Siūloma techninio parametro reikšmė (tiekėjas <u>privalo</u> aprašyti siūlomos prekės atitiktį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes nepaliekant žodžių „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., įrašyti „Taip“, „Atitinka“ draudžiama	Reikalavimų atitikimas (<u>tiksliai pažymimas techninis parametras gamintojo parengtoje dokumentacijoje ir vertimuose į lietuvių kalbą. Būtina pateikti nuorodą į konkretų psl., pažymėti siūlomą parametą ir nurodyti jo eil. nr., esantį techninėje specifikacijoje (t. y. spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis ir/ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalaujamiems kokybiniams ir techniniams reikalavimams)</u>)
1.	Analizatorius	Pavadinimas, gamintojas, pagaminimo metai. Analizatorius turi būti ne senesnis nei 2023 m gamybos	Imunologinis analizatorius VIDAS (2023 m.), gamintojas bioMerieux	
2.	Analizatoriaus našumas	Ne mažiau kaip 30 tyrimų per valandą.	Analizatoriaus našumas – 30 tyrimų per valandą	Atitikties dokumentai, psl. Nr. 1
3.	Reagentai	Analizatorius naudoja reagentus, skirtus pavieniams tyrimams atlikti, t.y. viena talpa - vienas tyrimas. Reagentai stabilūs po atidarymo - iki galiojimo laiko pabaigos.	Analizatoriaus reagentai skirti pavieniams tyrimams – vienas strypelis – vienas tyrimas.	REAGENTŲ METODIKOS/Rinkinio sudėtis (turinys); REAGENTŲ METODIKOS/Laikymo sąlygos Metodikos
4.	Tyrimų atlikimas	Analizatorius tyrimus atlieka naudojant vienakrtinius antgalius.	Analizatorius tyrimus atlieka naudojant vienakrtinius antgalius	Atitikties dokumentai, psl. Nr. 2
5.	Duomenų saugojimas	Analizatoriaus kompiuterio atmintyje saugomi pacientų rezultatai, kontrolių rezultatai, kalibracijos. Turi būti saugomi ne mažiau kaip 6 mėnesių duomenys	Analizatoriaus kompiuterio atmintyje saugomi, pacientų rezultatai, kontrolių rezultatai, kalibracijos.	Atitikties dokumentai, psl. Nr. 3-4

			<i>Analizatoriaus kompiuteryje gali būti saugoma keletu metų tyrimų bei kalibracijų ir kontrolių rezultatai.</i>	
6.	Mėginiai	Mėginio tipas: serumas, plazma	<i>Mėginio tipas – serumas, plazma</i>	REAGENTŲ METODIKOS/Mėginiai/Mėginio tipas ir paėmimas Metodikos
7.	Analizatorius turi būti pajėgus atlikti išvardintus tyrimus	Vienu metu analizatorius gali atlikti ne mažiau kaip 5 skirtingas analites	<i>Analizatorius gali atlikti visus išvardintus tyrimus ir tai pagrindžia pridėtos siūlomų reagentų metodikos. Analizatorius turi 5 sekcijas, leidžiančias vienu metu atlikti 5 ir daugiau skirtingų analizių</i>	Atitikties dokumentai, psl. Nr. 5
8.	Jungti į LIS	Analizatorius turi jungtis į LIS dvikrypčiu ryšiu	<i>Analizatorius gali jungti į LIS dvikrypčiu ryšiu</i>	Atitikties dokumentai, psl. Nr. 6
9.	Komplektacija	Analizatorius komplektuojamas su nepertraukiamu srovės šaltiniu, išoriniu brūkšninio kodo skaitytuvu bei lazeriniu nespaltotu spausdintuvu	<i>Analizatorius bus komplektuojamas su nepertraukiamu srovės šaltiniu, išoriniu brūkšninio kodo skaitytuvu bei nespaltotu, lazeriniu spausdintuvu.</i>	
10.	Analizatorius atitinka (ES)2017/746 direktyvą	Pateikti tai įraodantį sertifikatą	<i>Analizatorius atitinka (ES) 217/745 direktyvą. Pridedame sertifikatą.</i>	Atitikties dokumentai, psl. Nr. 7-10