

## Mėginių indeliai

10394246 001

**CONTENT** 5000 (20 x 250)

SYSTEM	COBAS INTEGRA 400 plus analyzer COBAS INTEGRA 800 analyzer MODULAR P analyzer MODULAR <i>PRE-ANALYTICS</i> MODULAR D analyzer MODULAR ANALYTICS E170 Elecsys 2010 analyzer <b>cobas c</b> 111 analyzer <b>cobas c</b> 311 analyzer <b>cobas c</b> 501 module <b>cobas c</b> 502 module <b>cobas c</b> 701 module <b>cobas c</b> 702 module <b>cobas e</b> 411 analyzer (rack system) <b>cobas e</b> 411 analyzer (disk system) <b>cobas e</b> 601 module <b>cobas e</b> 602 module <b>cobas e</b> 801 module
--------	---

### Simboliai

Roche Diagnostics papildomai naudoja šiuos simbolius ir ženklus, be išvardytų standarte ISO 15223-1:

**CONTENT**

Rinkinio turinys

**SYSTEM**

Analizatorius (-iai), su kuriuo (-iais) galima naudoti

**GTIN**

Visuotinis prekybos identifikacijos numeris (angl. Global Trade Item Number)

## Lietuviškai

### Paskirtis

Mėginių indelis Sample Cup yra skirtas naudoti kaip IVD priedas kartu su aukščiau išvardintais analizatoriais.

### Aprašymas

Nedidelė talpykla, naudojama mėginiams, kalibratoriams ir kontrolinėms medžiagoms.

Priklausomai nuo analizatoriaus, mėginių indeliai įkraunami tiesiogiai į stovėlį ar mėginių diską, arba jis gali būti uždėtas ant pirminio mėgintuvėlio. Mėginių indeliai gali būti naudojami su visais aukščiau išvardintais analizatoriais.

Informacijos dėl specifinio nenaudingo tūrio (angl. dead volume) dydžio žiūrėkite atitinkamo analizatoriaus naudojimo instrukcijoje.

### Atsargos priemonės ir įspėjimai

Skirtas naudoti in vitro diagnostikai.

Laikykites įprastų atsargumo priemonių, būtinų dirbant su visais laboratorijos reagentais.

Visos atliekos turi būti tvarkomos laikantis vietos reikalavimų.

### Laikymo sąlygos ir stabilumas

Mėginių indelius saugokite nuo apšvitos UV spinduliais.

Mėginių indelius laikykite dėžėje.



COBAS, COBAS C ir COBAS INTEGRA yra Roche prekiniai ženklai.

Kitų produktų pavadinimai bei prekiniai ženklai yra jų atitinkamų valdytojų nuosavybė.

Papildymai, naikinimai ar pakeitimai yra pažymėti pakeitimų juosta parašėje.

© 2016, Roche Diagnostics



Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer  
Strasse 116, D-68305 Mannheim  
www.roche.com

