



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MEDICINOS PROJEKTAI“

Įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas 125224854, PVM mokėtojo kodas LT252248515
I.Kanto al. 15, LT-06214 Vilnius, tel. (8 5) 233 82 58, faks., (8 5) 213 55 58, el. p. adm@medpro.lt, www.medpro.lt

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos

PASIŪLYMAS

DĖL MEDICINOS ĮRANGOS PIRKIMO

2015-04-14

Vilnius

Tiekėjo pavadinimas	UAB „Medicinos projektai“
Tiekėjo adresas	I.Kanto alėja 15, LT-06214 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Administratorė Edita Štuopienė
Telefono numeris	8 5 2338258
Fakso numeris	8 5 2135558
El. pašto adresas	info@medpro.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,
- 2) atviro konkurso pirkimo dokumentuose,
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes:

Pirkimo dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Perkamas kiekis	Vnt. kaina, Eur be PVM	Vnt. kaina, Eur su PVM	Suma Eur be PVM	Suma Eur su PVM
1	Operacinis mikroskopas su priedais OPMI Vario 700, Carl Zeiss Meditec, Vokietija	1 vnt.	118.099,17	142.900,00	118.099,17	142.900,00
<i>1 pirkimo dalies bendra pasiūlymo kaina, 142.900,00 Eur (vienas šimtas keturiasdešimt du tūkstančiai devyni šimtai eurų, 00 euro centų.) (žodžiais)</i>						

Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jos savybės tokios:

1 pirkimo dalis
Operacinis mikroskopas su priedais – 1 vnt.

Operacinis mikroskopas su priedais OPMI Vario 700, Carl Zeiss Meditec, Vokietija

Eil. Nr.	Parametrai	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekės techniniai parametrai	Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (katalogo Nr., psl.)
1.	Mikroskopo sistemos konstrukcija	1. Preciziškai nustatoma mikroskopo padėtis, stabiliai užfiksuojama elektromagnetiniais stabdžiais; 2. Auto balansavimo sistema, aktyvuojama vieno mygtuko paspaudimu, bet kokioje chirurginėje mikroskopo konfigūracijoje; 3. Integruota auto drapiravimo sistema, automatiškai išsiurbianti orą iš sterilių mikroskopo apklotų vidaus.	1. Preciziškai nustatoma mikroskopo padėtis, stabiliai užfiksuojama elektromagnetiniais stabdžiais; (brošiūra OPMI Vario 700, 13, 19 psl.) 2. Auto balansavimo sistema „AutoBalance“, aktyvuojama vieno mygtuko paspaudimu, bet kokioje chirurginėje mikroskopo konfigūracijoje; (Naudojimo instrukcija OPMI Vario 700, 100 psl.) 3. Integruota auto drapiravimo sistema „AutoDrape“, automatiškai išsiurbianti orą iš sterilių mikroskopo apklotų vidaus. (Naudojimo instrukcija OPMI Vario 700, 112 psl.; brošiūra OPMI Vario 700, 19 psl.)
2.	Šviesos šaltinio modulis	1. Pilnai integruotas į mikroskopo stovą, su $2 \times \geq 300$ W galingumo ksenoninėmis (arba lygiavertėmis) lempomis; 2. Greito veikimo lempų perjungimo (perdegus naudojamai lempai) mechanizmas; 3. Automatiškai keičiamas apšvietimo lauko diametras, priklausomai nuo regos lauko diametro; 4. Apšvietimo intensyvumas automatiškai reguliuojamas, priklausomai nuo darbinio atstumo; 5. Lempos suminis degimo laikas turi būti parodomas mikroskope.	1. Superlux 300W ksenoninis šviesos šaltinio modulis, pilnai integruotas į mikroskopo stovą, su 2×300 W galingumo ksenoninėmis lempomis; (Naudojimo instrukcija OPMI Vario 700, 23 psl.; brošiūra OPMI Vario 700, 19 psl.) 2. Greito veikimo (automatinis) lempų perjungimo (perdegus naudojamai lempai) mechanizmas; (Naudojimo instrukcija OPMI Vario 700, 23 psl.; brošiūra OPMI Vario 700, 19 psl.) 3. „Automatic Iris Control“ funkcija automatiškai keičia apšvietimo lauko diametrą, priklausomai nuo regos lauko diametro; (Naudojimo instrukcija OPMI Vario 700, 18 psl.; brošiūra OPMI Vario 700, 19 psl.) 4. „Focus-Light Link“ funkcija apšvietimo intensyvumas automatiškai reguliuojamas, priklausomai nuo darbinio atstumo; (Naudojimo instrukcija OPMI Vario 700, 20 psl.; brošiūra OPMI Vario 700, 19 psl.) 5. Lempos suminis degimo laikas yra parodomas mikroskope; (Naudojimo instrukcija OPMI Vario 700, 137 psl.; brošiūra OPMI Vario 700, 19 psl.)
3.	Stovo važiuoklė	Lengvai manevruojama, su stabdžiu, skirtu sistemos fiksavimui darbo vietoje.	Lengvai manevruojama, su stabdžiu, skirtu sistemos fiksavimui darbo vietoje. (Naudojimo instrukcija OPMI Vario 700, 56, 57 psl.)
4.	Integruotas prisilietimu valdomas ekranas	Skirtas paprastam, intuityviai įvairių mikroskopo funkcijų valdymui, kiekvieno naudotojo chirurginių profilių nustatymui ir išsaugojimui	Skirtas paprastam, intuityviai įvairių mikroskopo funkcijų valdymui, kiekvieno naudotojo chirurginių profilių nustatymui ir išsaugojimui (Naudojimo instrukcija OPMI Vario 700, 65 psl.)
5.	Mikroskopo „galvos“ atstumas nuo vertikalios centrinės stovo ašies	Reguliuojamas. Atstumas, „galvai“ esant tolimiausioje padėtyje, ≥ 1600 mm.	Reguliuojamas. Atstumas, „galvai“ esant tolimiausioje padėtyje, 1600 mm. (Naudojimo instrukcija OPMI Vario 700, 207 psl.)

6.	Mikroskopo objektyvo atstumas nuo grindų	Reguliuojamas, $\geq 800 \div 1850$ mm.	Reguliuojamas. $795 \div 1860$ mm. (<i>Naudojimo instrukcija OPMI Vario 700, 207 psl.</i>)
7.	Mikroskopo galvos pavertimo kampas į priekį / atgal horizonto atžvilgiu	$\geq +125^\circ$ ir -75° (horizontalios ašies atžvilgiu)	$+125^\circ$ ir -75° (horizontalios ašies atžvilgiu) (<i>Naudojimo instrukcija OPMI Vario 700, 207 psl.</i>)
8.	Mikroskopo galvos šoninio pakreipimo kampas	$\geq \pm 45^\circ$ (horizontalios ašies atžvilgiu)	$\pm 46^\circ$ (horizontalios ašies atžvilgiu) (<i>Naudojimo instrukcija OPMI Vario 700, 207 psl.</i>)
9.	Mikroskopo galvos sukimasis apie vertikalią ašį	$\geq \pm 270^\circ$	$\pm 270^\circ$ (<i>Naudojimo instrukcija OPMI Vario 700, 207 psl.</i>)
10.	Paviršiai turi būti pilnai uždari, pritaikyti valymui bei dezinfekcijai	Būtina	Paviršiai yra pilnai uždari, pritaikyti valymui bei dezinfekcijai (brošiūra OPMI Vario 700, 18 psl.; <i>naudojimo instrukcija OPMI Vario 700, 201 psl.</i>)
11.	Šviesolaidžių bei kabelių pravedimas stovo bei "alkūnių" viduje	Būtina	Šviesolaidžių bei kabelių pravedimas stovo bei "alkūnių" viduje (brošiūra OPMI Vario 700, 10, 18 psl.)
12.	Galimybė distanciniu būdu mikroskopo laikymo rankenų ar kojinių pedalo pagalba valdyti vaizdo įrašymo įrenginius.	Būtina	Yra galimybė distanciniu būdu mikroskopo laikymo rankenų ar kojinių pedalo pagalba valdyti vaizdo įrašymo įrenginius. (<i>Naudojimo instrukcija OPMI Vario 700, 153, 155 psl.</i>)
13.	Mikroskopo laikymo rankenose įmontuoti valdymo elementai programuojami įvairioms funkcijoms atlikti (pvz. tam pačiam mygtukui priskiriama apšvietimo reguliavimo arba vaizdo kameros valdymo funkcija)	Būtina	Mikroskopo laikymo rankenose įmontuoti valdymo elementai programuojami įvairioms funkcijoms atlikti (pvz. tam pačiam mygtukui priskiriama apšvietimo reguliavimo arba vaizdo kameros valdymo funkcija) (<i>Naudojimo instrukcija OPMI Vario 700, 153 psl.</i>)
14.	Motorizuota apochromatinė didinimo "Zoom" funkcija	Didinimas ne mažiau 6 kartų	Motorizuota apochromatinė didinimo "Zoom" funkcija. Didinimas iki 6 kartų (brošiūra OPMI Vario 700, 19 psl.)
15.	Motorizuota fokusavimo sistema	1. Apochromatinės optikos varioskopas; 2. Darbinis atstumas reguliuojamas tolygiai ne siauresniame kaip $200 \div 500$ mm diapazone; 3. Reguliuojamas fokusavimo greitis; 4. Būtina galimybė rankiniam reguliavimui.	1. Apochromatinės optikos varioskopas; (brošiūra OPMI Vario 700, 4, 19 psl.) 2. Darbinis atstumas reguliuojamas tolygiai $200 \div 500$ mm diapazone; (brošiūra OPMI Vario 700, 19 psl.; <i>Naudojimo instrukcija OPMI Vario 700, 204 psl.</i>) 3. Reguliuojamas fokusavimo greitis; (<i>Naudojimo instrukcija OPMI Vario 700, 204 psl.</i>) 4. Yra galimybė rankiniam reguliavimui. (<i>Naudojimo instrukcija OPMI Vario 700, 204</i>)
16.	Pagrindinio binokuliarinio vamzdžio palenkimo "aukštyn-žemyn" kampo reguliavimo ribos	$\geq 0^\circ - 180^\circ$	$0^\circ - 180^\circ$ (brošiūra OPMI Vario 700, 19 psl.)

17.	Papildomas stereo mikroskopas asistentui su dviem $\geq 12,5 \times$ okuliarais	Būtinai. Jungiamas per stereo vaizdo daliklį, skirtas darbui 90° , iš dešinės arba iš kairės, ir 180° kampų (pagrindinio mikroskopo atžvilgiu). Asistento binokuliarinis vamzdis lankstomas $\geq 0^\circ$ - 180° kampų. Lateraliniam pajungimui turi būti naudojamas papildomas optinis vamzdis su dviem lankstymo šarnyrais.	Papildomas stereo mikroskopas asistentui su dviem $12,5 \times$ okuliarais. Jungiamas per stereo vaizdo daliklį, skirtas darbui 90° , iš dešinės arba iš kairės, ir 180° kampų (pagrindinio mikroskopo atžvilgiu). Asistento binokuliarinis vamzdis lankstomas 0° - 180° kampų. Lateraliniam pajungimui naudojamas papildomas optinis vamzdis su dviem lankstymo šarnyrais. <i>(Naudojimo instrukcija OPMI Vario 700, 45 psl.; brošiūra OPMI Vario 700, 19 psl.)</i>
18.	Pagrindinio ir asistento binokuliariniai vamzdžiai, darbiniai padėčiai 180° kampų, jungiami per sukiojimo apie optinę ašį adapterį	Būtinai	Pagrindinio ir asistento binokuliariniai vamzdžiai, darbiniai padėčiai 180° kampų, jungiami per sukiojimo apie optinę ašį adapterį, užsakymo numeris 301007-0000-000 <i>(Serviso instrukcija, 46, 47 psl.)</i>
19.	Mikroskopo valdymas	1.Mikroskopo laikymo rankenose įmontuotais valdymo elementais; 2.Kojinio belaidžio valdymo pedalų.	1. Mikroskopo laikymo rankenose įmontuotais valdymo elementais; 2.Kojinio belaidžio valdymo pedalų. <i>(Naudojimo instrukcija OPMI Vario 700, 50-51, 73 psl.)</i>
20.	Video sistema	Pilnai integruota 3 CCD HD vaizdo kamera, su skaitmeninio didinimo funkcija	Pilnai integruota 3 CCD HD vaizdo kamera, su skaitmeninio didinimo funkcija „HD DigiZoom“ <i>(Naudojimo instrukcija OPMI Vario 700, 161 psl.; brošiūra OPMI Vario 700, 19 psl.)</i>
21.	Vaizdo kameros kontrolinis įrenginys	Integruotas į mikroskopo stovą	Integruotas į mikroskopo stovą <i>(brošiūra OPMI Vario 700, 5, 19 psl.)</i>
22.	Skaitmeninis video įrašymo įrenginys	Pilnai integruota HD video įrašymo sistema į USB sąsają turinčią atminties laikmeną arba į kompiuteriniame tinkle nurodytą direktoriją	Pilnai integruota HD video įrašymo sistema į USB sąsają turinčią atminties laikmeną arba į kompiuteriniame tinkle nurodytą direktoriją <i>(brošiūra OPMI Vario 700, 19 psl.)</i>
23.	Vaizdo monitorius	Integruotas $\geq 22''$ skaitmeninis monitorius, montuojamas ant mikroskopo stovo, su galimybe reguliuoti monitoriaus padėtį	Integruotas $22''$ skaitmeninis monitorius, montuojamas ant mikroskopo stovo, su galimybe reguliuoti monitoriaus padėtį <i>(brošiūra OPMI Vario 700, 5, 19 psl.)</i>
24.	Elektros maitinimas	Iš $220V \pm 10\%$, 50Hz el. tinklo	Iš $220V \pm 10\%$, 50Hz el. tinklo <i>(brošiūra OPMI Vario 700, 17 psl.)</i>

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Pasiūlymas	5
2	Jungtinė pažyma	2
3	Registravimo pažymėjimas	1
4	Įmonės įstatai	3
5	Tiekėjo deklaracija	1
6	Igaliojimas pasirašyti dokumentus	1
7	Igaliojimas_Zeiss_EN	2
8	Igaliojimas_Zeiss_LT	2
9	CE OPMI VARIO 700_EN	1
10	CE OPMI VARIO 700_LT	1
11	Brošiūra_OPMI_Vario_700_EN	20
12	Brošiūra_OPMI_Vario_700_EN_4psl	1
13	Brošiūra_OPMI_Vario_700_EN_5psl	1
14	Brošiūra_OPMI_Vario_700_EN_10psl	1

15	Brosiura OPMI Vario 700 EN 13psl	1
16	Brosiura OPMI Vario 700 EN 17psl	1
17	Brosiura OPMI Vario 700 EN 18psl	1
18	Brosiura OPMI Vario 700 EN 19psl	1
19	Brosiura OPMI vario 700 LT 4psl	1
20	Brosiura OPMI vario 700 LT 5psl	1
21	Brosiura OPMI vario 700 LT 10psl	1
22	Brosiura OPMI vario 700 LT 13ps	1
23	Brosiura OPMI vario 700 LT 19ps	1
24	Naudojimo Instrukcija OPMI vario 700 EN	278
25	Naudojimo Instrukcija OPMI vario 700 EN 18psl	1
26	Naudojimo Instrukcija OPMI vario 700 EN 20psl	1
27	Naudojimo Instrukcija OPMI vario 700 EN 23psl	1
28	Naudojimo Instrukcija OPMI vario 700 EN 45psl	1
29	Naudojimo Instrukcija OPMI VARIO 700 EN 50psl	1
30	Naudojimo Instrukcija OPMI VARIO 700 EN 51psl	1
31	Naudojimo Instrukcija OPMI vario 700 EN 56psl	1
32	Naudojimo Instrukcija OPMI vario 700 EN 57psl	1
33	Naudojimo Instrukcija OPMI vario 700 EN 65psl	1
34	Naudojimo Instrukcija OPMI VARIO 700 EN 73psl	1
35	Naudojimo Instrukcija OPMI vario 700 EN 100psl	1
36	Naudojimo Instrukcija OPMI vario 700 EN 112psl	1
37	Naudojimo Instrukcija OPMI vario 700 EN 137psl	1
38	Naudojimo Instrukcija OPMI vario 700 EN 153psl	1
39	Naudojimo Instrukcija OPMI vario 700 EN 155psl	1
40	Naudojimo Instrukcija OPMI VARIO 700 EN 161psl	1
41	Naudojimo Instrukcija OPMI vario 700 EN 204psl	1
42	Naudojimo Instrukcija OPMI vario 700 EN 207psl	1
43	Naudojimo Instrukcija OPMI VARIO 700 LT	224
44	Serviso specialisto sertifikatas	1
45	Serviso instrukcija EN 46 47psl	2
46	Serviso instrukcija LT 46 47psl	2
47	SILD 095801	2

Pasiūlymo galiojimo užtikrinimui pateikiame


„BTA Insurance Company“ filialo Lietuvoje 2%
pasiūlymo vertės sutartinių įsipareigojimų
įvykdymo laidavimo draudimą Nr. SILD 095801

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali

Eil.N r.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)
1	Jungtinė pažyma	„Prisegti dokumentai“
2	Registravimo pažymėjimas	„Prisegti dokumentai“
3	Įmonės įstatai	„Prisegti dokumentai“
4	Igaliojimas pasirašyti dokumentus	„Prisegti dokumentai“

Administratore



Edita Štuopienė