


# "Rotor-Gene"




Šitie 0.1 ml juostiniai mėgintuvėliai ir dangteliai yra sukurti taip, kad jų fonas būtų žemiausias ir puikiai atitiktų "Rotor-Gene Q" reikalavimus. Prailginti matiniai dangteliai, sukurti lengvesniam naudojimui ir mėginių identifikavimui, yra sandarūs.

## Stovėlis


Naujasis akrilo stovėlis laiko mėgintuvėlius vertikalčiai tam, kad būtų galima patogiai sulgyti dangtelius – paprasčiausiai uždekite dangtelius ant mėgintuvėlių ir stumkite, kad būtų sukurtas optimalus sandarumas. Tai leidžia lengviau įdėti jau užpildytus mėgintuvėlius su dangteliais į rotorius.

Kai kurie "Rotor-Gene" vartotojai vis dar pirmenybę teikia 0,2ml PGR mėgintuvėliams su itin plonomis ir vientisomis sienelėmis. Sandariai priglundantis dangtelis neleidžia mėgintuvėlio turiniui išgaruoti ar išsipilti.


0,2ml Mėgintuvėliai



## skirti produktai

- Suderinti su "Qiagen®/Corbett Research Rotor-Gene Q" Realus laiko PGR ciklieriu
- Itin lygios, vientisos ir plonos sienelės užtikrina geresnius rezultatus
- Mažesnė fono fluorescencija
- Optimalus signalo ir triukšmo santykis
- Lengvai užfiksuojami ir uždaromi dangteliai užtikrina sandarumą, užkerta kelią garavimui
- Sertifikuota be DNazės, RNazės ir žmogaus DNR
- Stovelyje mėgintuvėliai laikomi vertikaliai tam, kad išlyginti dangtelius
- Pagaminta JAV, sandėliuojama JK !! 

Mėgintuvėliai ir dangteliai sujungti po 4 į juosteles ir yra atskiruose maišeliuose, lengvesniam tvarkymui ir ženklavimui. Dangtelių prailginta dalis yra matinė.



- Itin plona ir vientisa sienelės storis
- Krištalo skaidrumas
- Sandariai priglundantis dangteliai neleidžia mėginiui išgaruoti ar išsipilti
- Autoklavuojami

Kat. Nr.	Apibūdinimas
RGCS-2500	0.1 ml Strip Tubes and Caps (PCR-0104)
RGCS-250	0.1 ml Strip Tubes and Caps (PCR-0104)
RGCT-02F	0.2ml PCR Tubes with Flat, Frosted Caps
RGCT-02F1000	0.2ml PCR Tubes with Flat, Frosted Caps

Pakuotės dydis	Dėžės dydis
250 juost./pak.	10x pak.
250 juost./pak.	1x pak.
1000 mėg./pak.	10x pak.
1000 mėg./pak.	1x pak.

## CLEAVER SCIENTIFIC LTD

Unit 41, Somers Road Industrial Estate,  
 Rugby, CV22 7DH  
 Jungtinė Karalystė

T\_ +44 (0)1788 565300  
 E\_ INFO@CLEAVERSCIENTIFIC.COM  
 W\_ WWW.CLEAVERSCIENTIFIC.COM

*Išvertė vertimų biuras UAB „Tarptautinių vertimų biuras“, Kareivių g. 19-196, Vilnius, Lietuvos Respublika.*

*Versta iš anglų kalbos.*

*Vertėjui yra žinomas Lietuvos Respublikos BK 235 straipsnio turinys, numatantis baudžiamąją atsakomybę už neteisingą vertimą.*

