

# GLOBACID® AF

## Greito veikimo paviršių ir įrankių dezinfekcijos priemonė

*Tirpalas paruoštas naudoti..*

### Produkto savybės

- Veikia greitai (30 sek.).
- Alkoholio pagrindo.
- Sudėtyje nėra aldehydų ir ketvirtinių amonio junginių.
- Nepalieka likučių.
- Tinka netgi labai sunkiai pasiekiamoms vietoms.
- Patogus purkšti buteliukas.

„Globacid® AF“ yra dezinfekantas, skirtas greitai paviršių dezinfekcijai. Juo galima valyti visus alkoholiui atsparius paviršius. Priemonė nepalieka likučių, todėl idealiai tinka ten, kur bus sąlytis su maistu ir maisto produktais.

### Sudėtis

Izopropilo alkoholis 60 %, etanolis 15 %.

### Poveikio spektras

Antibakterinis poveikis, taip pat ir užterštoms sąlygomis	30 sek.
Tuberkolidinis	30 sek.
Fungicidinis	30 sek.
Antivirusinis (taip pat ŽIV, hepatito B virusas (HBV), hepatito C virusas (HCV))	30 sek.
Rotavirusas	30 sek.
Adenovirusas	60 sek.
Vaccinia virusas	30 sek.

### Naudojimas

„Globacid® AF“ yra naudoti paruoštas tirpalas. Purkšti ant apdorojamų paviršių, jei reikia, užpurkštą išsklaidyti. Paviršius turi būti visiškai padengtas. Poveikio laikas – 30 sekundžių, net jei labai nešvaru. Medicinos įrangą reikia dezinfekuoti reguliariai, pagal dezinfekavimo planą.

Netinka akriliniams paviršiams dezinfekuoti!

### Naudojimo sritis

Tinka naudoti visur, kur reikalinga greita paviršių dezinfekcija:

- Medicinos ir gydymo įstaigos
- Vaikų darželiai, mokyklos
- HoReCa
- Kirpyklose ir kosmetikos salonuose
- Sporto klubai
- Vandens centrai

Tinka naudoti alkoholiui atspariems įrankiams dezinfekuoti.

### Fizikinės ir cheminės savybės

Agregatinė būsena: bespalvis skystis  
 Kvapas: būdingas alkoholiui  
 Tirpumas: vandenyje tirpus bet kokių santykiu  
 Tankis: esant temperatūrai 20 °C: 0,84–0,86 g/cm<sup>3</sup>

### Atitiktis ET standartams

EN 13624, EN 13727, EN 14384, prEN 14476

### Kiti bandymų būdai

RKI/ DVV

Gaminys pažymėtas CE ženklu pagal Medicinos įrangos direktyvą.

### Biocido registravimo pažymėjimo

Nr. A-0204PNO603341-19-220

### Pakuotė

500 ml butelis  
 1000 ml butelis  
 5 l

„Goodpoint Chemicals OÜ“

<http://www.goodpointchemicals.com/>

Vabaðhumuuseumi tee 3

13522 Talinas

Telefonas: 6626 511

Faksas: 6626 522

[info@goodpointchemicals.com](mailto:info@goodpointchemicals.com)