

SelectBag® Citrate

„SelectBag® Citrate“ yra išskirtinis koncentratas, kurio sudėtyje nėra acetato, tačiau kuris pasižymi visomis naudingomis citrato savybėmis. Naudojant „BiCart Select Citrate“ sistemą, nesudėtinga parinkti tinkamiausią dializės skysčio sudėtį.

Natrio ir bikarbonatų kiekį galite tiksliai kontroliuoti pagal Jūsų pasirinktą režimą, o „SelectBag® Citrate“ talpyklė leidžia nesunkiai keisti kalio, kalcio ir gliukozės kiekį.

- Lengviau palaikoma rūgščių ir šarmų pusiausvyra.
- Paprasčiau parinkti individualią elektrolitų dozę.
- Dializei būdingas mažesnis trombogeninis poveikis.
- Mažesnis uždegimas.
- Gydymas geriau toleruojamas.
- Didesnis veiksmingumas.

Gambro®

„BiCart Select® Citrate“ sistema

	SelectBag® Citrate sistema	BiCart Select® kompleksinė pakuotė (1 „BiCart“® kasetė + 1 „SelectCart“® kasetė)
Gaminio aprašymas:	Elektrolitai (1:200) dializės skysčiui pagaminti.	Natrio bikarbonato ir natrio chlorido kasetės dializės skysčiui pagaminti.
Gaminio kodas:	(žr. toliau pateiktą lentelę)	EU 107617/WW 109574
Vienetų skaičius dėžėje:	6	4
Specifikacijos		
Sudėtis:	1 000 ml koncentruoto tirpalo	„BiCart“ kasetė: 720 g NaHCO ₃ „SelectCart“ kasetė: 1 200 g NaCl
Tirpalo pH:	~1,5	
Praskiedimo santykis:	1:200	
Kiekis:	Galima pagaminti 200 litrų dializės skysčio.	Jeigu Na ⁺ /HCO ₃ ⁻ kiekis yra 140/34, galima pagaminti 190 litrų dializės skysčio.
Trukmė:	6 val. 40 min. Jeigu QD yra 500 ml/min.	
Laikymo temperatūra:	Nuo +4 iki +30 °C	Laikykite ne aukštesnėje kaip +40 °C temperatūroje.
Tinkamumo laikas:	1 metai po pagaminimo datos. Tinkamumo naudoti laikas nurodytas ant gaminio etiketės.	2 metai po pagaminimo datos. Tinkamumo naudoti laikas nurodytas ant gaminio etiketės.
Pakuotė:	Kad būtų patogiau, dėžė atidaroma iš viršaus.	Abi kasetės supakuotos kartu, mažo tankio polietileno (LDPE) maišelyje su patogia rankenėle.
Kasetės medžiaga:		Polipropilenas (PP)
Talpyklės medžiaga:	Mažo tankio etilenas (LDPE)	
Dėžės dydis:	Maždaug 318×256×178 mm	Maždaug 298×199×332 mm
Dėžės svoris:	Maždaug 7 kg	Maždaug 9 kg

SelectBag® Citrate			Kiekis dializės skystyje				
Gaminio kodas	Gaminio pav.	Skiedimo sant.	K ⁺ mmol/l	Ca ²⁺ mmol/l	Mg ²⁺ mmol/l	Citrato mmol/l	Gliuk. g/l
114683	CX150G	1:200	1,00	1,50	0,50	1	1
114845	CX165G	1:200	1,00	1,65	0,50	1	1
114684	CX175G	1:200	1,00	1,75	0,50	1	1
114685	CX250G	1:200	2,00	1,50	0,50	1	1
114687	CX260G	1:200	2,00	1,60	0,50	1	1
114846	CX265G	1:200	2,00	1,65	0,50	1	1
114688	CX275G	1:200	2,00	1,75	0,50	1	1
114686	CX2550G	1:200	2,50	1,50	0,50	1	1
114694	CX2565G	1:200	2,50	1,65	0,50	1	1
114849	CX2575G	1:200	2,50	1,75	0,50	1	1
114689	CX350G	1:200	3,00	1,50	0,50	1	1
114693	CX365G	1:200	3,00	1,65	0,50	1	1
114690	CX375G	1:200	3,00	1,75	0,50	1	1
114691	CX450G	1:200	4,00	1,50	0,50	1	1
114848	CX465G	1:200	4,00	1,65	0,50	1	1

114692	CX475G	1:200	4,00	1,75	0,50	1	1
--------	--------	-------	------	------	------	---	---

SelectBag® Citrate
Gaminio kodas

Gaminio kodas	Gaminio pav.	Skiedimo sant.	Kiekis dializės skystyje			Citrato mmol/l	Gliuk. g/l
			K ⁺ mmol/l	Ca ²⁺ mmol/l	Mg ²⁺ mmol/l		
114695	CX150	1:200	1,00	1,50	0,50	1	0
114850	CX165	1:200	1,00	1,65	0,50	1	0
114696	CX250	1:200	2,00	1,50	0,50	1	0
114851	CX265	1:200	2,00	1,65	0,50	1	0
114697	CX275	1:200	2,00	1,75	0,50	1	0
114698	CX350	1:200	3,00	1,50	0,50	1	0
114852	CX365	1:200	3,00	1,65	0,50	1	0
114699	CX375	1:200	3,00	1,75	0,50	1	0

Šios specifikacijos gali būti pakeistos iš anksto nepranešus. Daugiau informacijos ir naudojimo nurodymų rasite naudotojo vadove.

„BiCart Select“ sistema yra suderinta su bendrovės „Gambro“ gaminamomis dializių sistemomis.

CE 0086

Produktai atitinka taikytinus 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos prietaisų I priedo (Esminiai reikalavimai) ir II priedo (Visiška kokybės užtikrinimo sistema) reikalavimus.

„Gambro“, „BiCart Select“, „SelectBag“, „BiCart“, „SelectCart“ yra „Gambro“ bendrovių grupei priklausantys prekių ženklai.

Gambro Lundia AB

PO Box 10101, SE-220 10 Lundas, Švedija

Tel. 46 46 16 90 00, partner@gambro.com, www.gambro.com

Gambro®

Aš, vertėjas (-a)
esu susipažinęs (-usi) su LR BK 235 straipsniu, kuriame
nustatyta baudžiamoji atsakomybė už netelsingą vertimą.

Parašas



Susila, summeruota ir atspaudu
parvėnia
lapy
2016.11.16