

1 PRIEDAS. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ATLIEKAMŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ SĄRAŠAS BEI PERIODIŠKUMAS Trijų darbo vietų skaitmeninė rentgeno diagnostikos sistema Shimadzu Flexavision

Eil. Nr.	Darbų turinys	Darbų atlikimo periodiškumas
	Kolimatorius R – 30H	
1.	Šviesos ir rentgeno spindulių laukų sutapimo patikra.	1 kartą per 3 mėn.
2.	Rentgeno lauko ir vaizdo imtuvo (stalo ir stovo) centrų sutapimo patikrinimas.	1 kartą per 3 mėn.
3.	Diafragmos sklendžių judėjimo patikrinimas ir profilaktika	1 kartą per 6 mėn.
4.	Šviesos lauko lempos maitinimo įtampos patikra.	1 kartą per 6 mėn.
5.	Laikančiųjų varžtų laisvumo patikrinimas ir profilaktika	1 kartą per 3 mėn.
6.	Veidrodžio patikrinimas ir profilaktika	1 kartą per 3 mėn.
7.	Apšvietos patikra	1 kartą per 3 mėn.
8.	Kolimatoriaus atsidadymo pagal įdėtą kasetę patikra	1 kartą per 3 mėn.
9.	Užduoto dydžio išlaikymo patikra	1 kartą per 3 mėn.
10.	Rentgeno spindulių – kasetės centro – vaizdo stiprintuvo ekrano sutapimp patikra	1 kartą per 3 mėn.
11.	Diafragmos sklendžių patikra skopijos metu	1 kartą per 3 mėn.
	Rentgenografinis stalas ZS – SDS	
1.	Visų stalo judėjimo funkcijų patikra.	1 kartą per 3 mėn.
2.	Guolių, bėgelių, besisukančių dalių, dantračių patikrinimas ir profilaktika	1 kartą per 3 mėn.
3.	Aukštos įtampos, signalinių kabelių patikra	1 kartą per 3 mėn.
4.	Kasetės įvežimo/išvežimo mechanizmo patikra	1 kartą per 3 mėn.
5.	Kasečių išdalinimo mechanizmo patikra	1 kartą per 3 mėn.
6.	Stalą laikančių ankerinių varžtų patikra	1 kartą per 3 mėn.
7.	Eksponometrų optinių tankių skirtumo patikra	1 kartą per 3 mėn.
8.	Eksponometrų optinių tankių skirtumo atsižvelgiant į anodinę įtampą patikra	1 kartą per 3 mėn.
9.	Eksponometrų dozės išlaikymo nekeičiant kV, keičiant mA patikra	1 kartą per 3 mėn.
10.	Kabelių jungčių patikra	1 kartą per 6 mėn.
	Generatorius ZUD – L41DS	
1.	Maitinimo įtampų patikra	1 kartą per 3 mėn.
2.	Generatoriaus profilaktika	1 kartą per 3 mėn.
3.	Tepalo lygio patikra	1 kartą per 6 mėn.
4.	mA patikra	1 kartą per 3 mėn.
5.	kV patikra	1 kartą per 3 mėn.
6.	Signalinių, maitinimo, įžeminimo kabelių, elektromagnetų patikra ir profilaktika	1 kartą per 3 mėn.
7.	Inverterio darbo patikra	1 kartą per 6 mėn.
8.	IGBT tranzistorių valdymo signalų patikra	1 kartą per 6 mėn.
	Valdymo skydelis	
1.	Patikra ir profilaktika	1 kartą per 3 mėn.
2.	Valdymo mygtukų patikra	1 kartą per 3 mėn.
3.	Vietinio valdymo skydelio svirtelių ir klavišų patikra	1 kartą per 3 mėn.
4.	Vietinio ir nuotolinio monitorių patikra ir profilaktika	1 kartą per 3 mėn.
5.	Maitinimo transformatorių įsėinančių ir įeinančių įtampų matavimas	1 kartą per 3 mėn.
	Kompiuterinės radiografijos sistema Konica-Minolta „Regius 190“	
1.	Išorinių kasetės padavimo ir išdavimo mechanizmų profilaktikos ir priežiūros darbai	1 kartą per 3 mėn.
2.	Oro išmetimo angų profilaktika ir priežiūra	1 kartą per 6 mėn.
3.	Magneto plokštės profilaktika ir priežiūra	1 kartą per 6 mėn.

Eil. Nr.	Darbų turinys	Darbų atlikimo periodiškumas
4.	Kasetės išdavimo mechanizmo profilaktika ir priežiūra	1 kartą per 6 mėn.
5.	Kasetės kreipiančiųjų profilaktika ir priežiūra	1 kartą per 12 mėn.
6.	Kasetės transportavimo mechanizmo profilaktika ir priežiūra	1 kartą per 12 mėn.
7.	Kasetės išdavimo mechanizmo profilaktika ir priežiūra	1 kartą per 12 mėn.
8.	Maitinimo bloko ventiliatoriaus profilaktika ir priežiūra	1 kartą per 12 mėn.
9.	Laboranto darbo vietos aparatūrinės ir programinės įrangos priežiūra (operacinės sistemos atnaujinimai, programinės įrangos vartotojo klaidų prevencija ir sutrikimų šalinimas nuotoliniu būdu, konsolės programinės įrangos priežiūra ir sutrikimų šalinimas, vartotojų konsultavimas)	1 kartą per 3 mėn. Telefonu ir nuotolinio prisijungimo būdu – pagal poreikį.
	Kompiuterizuota gydytojo radiologo darbo vieta Merge Healthcare/Cedara Software, I-Softview (I-Read)	
1.	Gydytojo radiologo darbo stoties operacinės sistemos ir programinės įrangos priežiūra (operacinės sistemos atnaujinimai, sutrikimų prevencija ir šalinimas nuotoliniu būdu, diagnostinės programinės įrangos priežiūra ir sutrikimų šalinimas, vartotojų konsultavimas bei jų sukeltų sutrikimų šalinimas)	1 kartą per 3 mėn. Telefonu ir nuotolinio prisijungimo būdu – pagal poreikį.
2.	Gydytojo radiologo darbo stoties aparatūrinės dalies priežiūra	1 kartą per 6 mėn.
3.	Aukštos raiškos medicininių monitorių kalibravimas	1 kartą per 6 mėn.
	Skaitmeninių vaizdų apdorojimo, saugojimo ir paskirstymo kompiuterinė sistema Merge Healthcare/Cedara Software, I-Reach	
1.	Sukaupytų vaizdų rezervinių kopijų rašymo į tinklinę talpyklą patikra	1 kartą per 3 mėn.
2.	Pacientų duomenų bazės rezervinės kopijos darymas	1 kartą per 3 mėn.
3.	Vaizdų serverio operacinės sistemos ir programinės įrangos priežiūra (operacinės sistemos atnaujinimai, sutrikimų prevencija ir šalinimas, archyvavimo sistemos programinės įrangos priežiūra ir sutrikimų šalinimas, vartotojų konsultavimas bei jų sukeltų sutrikimų šalinimas)	1 kartą per 3 mėn. Telefonu ir nuotolinio prisijungimo būdu – pagal poreikį.
4.	Vaizdų serverio aparatūrinės dalies profilaktika ir priežiūra	1 kartą per 3 mėn.
	Medicininis lazerinis spausdintuvas Konica Minolta DryPro 873	
1.	Filmų išėjimo stalčiaus profilaktika	1 kartą per 3 mėn.
2.	Filmų padavimo stalčiaus profilaktika	1 kartą per 3 mėn.
3.	Oro paėmimo ir išėjimo angų profilaktika	1 kartą per 6 mėn.
4.	Oro filtro keitimas	Kas 10 000 kopijų arba ne rečiau kaip 1 kartą per 2 metus
5.	Valymo volelio profilaktika	Kas 2 000 kopijų
6.	Terminio apdorojimo mechanizmo priešpriešinių volelių valymas alkoholiu ir profilaktika	Kas 50 000 kopijų
7.	Terminio apdorojimo mechanizmo valymo nukreipėjo valymas alkoholiu ir profilaktika	Kas 50 000 kopijų
8.	Valdymo bloko oro paėmimo angos filtro profilaktika	Kas 50 000 kopijų
9.	Maitinimo šaltinio elemento oro paėmimo angos filtro profilaktika	Kas 50 000 kopijų

Medicininis lazerinis spausdintuvas Konica Minolta DryPro 771

Darbai\Techninio aptarnavimo periodiškumas	Kas 3 mėn.	Kas 6 mėn.
Filmų išdavimo angos profilaktika	✓	
Filmų padavimo skyriaus profilaktika	✓	
Oro padavimo/išmetimo angų profilaktika		✓
Oro filtro keitimas	Kas 10 000 kopijų arba kas 6 mėn.	
Kaitinimo įrenginio prispaudimo velenų valymas spiritu	Kas 20 000 kopijų	
Kaitinimo įrenginio būgno valymas spiritu	Kas 20 000 kopijų	
Aušinimo įrenginio antrinio aušinimo kreipiklio valymas spiritu	Kas 20 000 kopijų	
Aušinimo įrenginio oro išmetimo angos profilaktika	Kas 20 000 kopijų	
Aušinimo įrenginio oro filtro periferijos profilaktika	Kas 20 000 kopijų	
Transportavimo mechanizmo adhezinio veleno profilaktika	Kas 20 000 kopijų	
Filmų užgriebimo mechanizmo valymas spiritu	Kas 20 000 kopijų	
Viso įrenginio išorės profilaktika	Kas 20 000 kopijų	