



TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS (TDS)

Produktas	Skrandžio zondas					
Standartinis testas	Q/320412SYS012-2011 《vienkartinis sterilus skrandžio zondas》					
Tikrinimo turinys						
Punktai	Techniniai reikalavimai					
Išvaizda	Vamzdelis yra skaidrus ar permatomas, vienodo storio, vidinis išorinis paviršius yra lygus, su piltuvėlio jungtimi, keturiomis šoninės akimis ir atviru galu pabaigoje					
	FR/CH	O.D	I.D	Vamzdelio ilgis	Jungties ilgis	Jungties spalva
Dydis(mm)	F6	2.0±0.5	1.1±0.3	1200±20	35±0.2	Šviesiai žalia
	F7	2.3±0.5	1.3±0.4	1200±20	35±0.2	Melsvai žalia
	F8	2.7±0.5	1.5±0.4	1200±20	35±0.2	Šviesiai mėlyna
	F10	3.3±0.5	2.2±0.4	1200±20	35±0.2	juoda
	F12	4.0±0.5	2.5±0.4	1200±20	35±0.2	balta
	F14	4.7±0.5	3±0.4	1200±20	35±0.2	žalia
	F16	5.3±0.5	3.4±0.4	1200±20	35±0.2	oranžinė
	F18	6.0±0.8	3.9±0.8	1200±20	35±0.2	raudona
	F20	6.7±0.8	4.3±0.8	1200±20	35±0.2	geltona
	F22	7.3±0.8	5±0.8	1200±20	35±0.2	violetinė
	F24	8.0±0.8	5.5±0.8	1200±20	35±0.2	Tamsiai mėlyna
Stiprumas	Jungtis turi būti tvirtai sujungta su vamzdeliu					
Neigiamo slėgio pasipriešinimas	Nėra deformacijos esant neigiamam 40 Kpa slėgiui 15 sek.					
Struktūros patikimumas (Minimali jėga	mm		Minimali jėga			
	1.3~2.7		5			
	3.0~4.7		15			
	≥5		20			
Sterilizavimas	Reikėtų sterilizuoti					
Sterilizavimo testas	Nėra bakterijų augimo po 5 dienų aerobų ir anaerobų auginimo esant 35 laipsnių temperatūrai. Nėra bakterijų augimo po 7 dienų pelėsių auginimo 25 laipsnių temperatūroje.					
EO likučiai	Likučių kiekis≤10ug/g					
Produkto nuotrauka	<div></div> <div></div>					