

Radifocus Guide Wire M standard type

Radifocus vielos M standartinės

Radifocus vielos M standartinės yra nitinolinės vielos dengtos poliuretanu ir hidrofiline danga geresniam praeinamumui ir trinties nebuvimui.

Naudojamos standartinėms koronarinėms ir periferinėms procedūroms, kateterizacijai, embolizacijai, periferinei angioplastikai ir stentavimui su ar be pakeitimo vielos angioplastikai, mažoms, standartinėms, didelėms proksimalinėms ar nutolusioms kraujagyslėms.

Produkto specifikacijos:

- Ypač lankstus, netraumatiškas siaurėjantis galas: padidinto lankstumo, tolygiai ir saugiai navigacijai per kraujagysles
- Ypač hidrofilinis (M polimero danga), tolygiai navigacijai, be trinties, sauganti laiką ir pacientą. Padeda išvengti trombocitų prikibimo.
- Rentgenokontrastinis poliuretanas – tolygus paviršius apsaugo nuo trombocitų prikibimo prie vielos, saugiai atraumatinei navigacijai ir geresniam matomumui (volframo dėka).
- Itin elastiška nitinolio šerdis: su atminties funkcija, lankstumas ir kontrolė sudėtingais atvejais. Apsaugo nuo kateterio sulinkimo, taip greičiau ir paprasčiau įvedant kateterį.
- Vienos dalies konstrukcija – geresnė vielos kontrolė kraujagyslėse, vienas prie vieno posūkio užtikrinimas. Lengvesniam, saugesniam, greitesniam navigavimui tiek kateteryje tiek kraujagyslėse.
- Užapvalintas galiukas – atraumatinis, lengvesnis vielos įvedimas.

Pagrindinės savybės:

Šerdis – nitinolis

Rentgenokontrastinis – poliuretano sluoksnis su volframu

Hidrofilinė danga – M polimeras

Vielos diametrai: 0,018", 0,025", 0,032", 0,035", 0,038"

Ilgiai: 50cm, 80cm, 120cm, 150cm, 180cm, 220cm, 260cm

Lankstaus galiuko ilgis – 10mm, 30mm, 50mm, 80mm

Galiuko formos – tiesus, 45 laipsnių kampas, 1.5mm J formos, 3mm J formos, Bolia tipo

Pak. – 5 vnt

Radifocus Optitorque

Angiografiniai kateteriai

Kateteriai skirti koronarinei, periferinei ir cerebralinei angiografijai, turintys didelę sukimo kontrolę, tikslų įvedimą, užtikrinančius puikią kateterizacijos procedūrą.

- Optimali sukimo kontrolė ir atsparumas linkiams dėka dvigubo tinklelio;
- Minkštas ir atraumatinis kateteris bei puiki sukimo kontrolė dėka vidinio metalinio tinklelio;

- Itin plona kateterio sienelė sukuria didelį spindį, padidindama kontrastinės medžiagos srautą ir sutrumpindama injekcijos laiką;
- Specialios formos kardiologijai ir periferinėms procedūroms;
- Vieno kateterio koncepcija koronarinėms intervencijoms: Pašalina kateterio keitimo žingsnį; Sutrumpina procedūrą ir fluoroskopinį laiką; Paprastas sukimasis pagal laikrodžio rodyklę, kad būtų lengviau naudotis.
- Didelis atsparumas slėgiui (iki 1000 psi/6.895 kPa)
- Slėgis skiriasi skirtinguose dydžiuose:
4 Fr – 750 psi/5171 Pa; 5-6 FR 1000 psi/6895 Pa;

Outlook

Angiografinis kateteris

- Optimali pasukimo kontrolė bei atsparumas užlinkimui – kateterio sienelėje integruotas tinklas, pagamintas iš besikryžiuojančių, dvigubų nerūdijančio plieno vijų;
- Išorinė, glotni danga pagaminta iš nailono elastomero, užtikrinanti lankstumą, minimalizuojanti kraujo agregaciją. Kateterio minkšta viršūnėlė pagaminta iš poliuretano medžiagos;
- Išorinis diametras 4F/1,40 mm, vidinis diametras ne mažesnis 0,041"/1.05 mm;
- Maksimalaus srauto dydis 15ml/sek;
- Slėgio dydis – 1,200 psi;
- Ilgis – 65, 90, 100, 110 cm;
- Anatomicinės modifikacijos: AL-1, 2, 3; AR-1, 2, JP; Bypass JL, JR, JP; JL-3,5, 4,0, 5,0, 6,0, JR-3,5, 4,0, 5,0, Tiger 4 cm, staigt pigtail, angled pigtail – 145°(5,5cm), 155°(5,5cm), multipurpose – 3, 2,5 cm, EI gamal2.