


## Schritt 2 Gleitpfad & Aufbereitung

### Nervextraktion

| Produktname                                                                                                                         | Art.-Nr.  | ISO                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mm                                                                                        | Symbol                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Colorinox® Spiro® Nervextraktor</b><br><br>10.1 | A 004B-01 | x10<br><br>x1 ISO 020-060<br><br> |  21 mm | <br> |
|                                                                                                                                     |           | Kurzer Nervextraktor                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |


### Handfeilen Niti

| Produktname                                                                                                           | Art.-Nr. | ISO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mm                                                                                           | Symbol                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nitiflex® K-Feile</b><br><br>10.5 | A 012N   | x6<br><br>x1 ISO 015-040<br><br> |  21/25 mm | <br> |
|                                                                                                                       |          | Nickel-Titan-Instrumente zur Aufbereitung des Wurzelkanals für den Handgebrauch mit außerordentlichen Vorteilen gegenüber herkömmlichen Edelmetallinstrumenten.                                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                                                                            |

### Weitere Handfeilen

| Produktname                                                                                                  | Art.-Nr. | ISO                                                                                                                                                         | mm | Symbol                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Micro-Opener</b><br>   | A 0350   | 3x N°1 Ø 0,10 mm .04<br>3x N°2 Ø 0,15 mm .04<br>3x N°3 Ø 0,10 mm .06<br> |    | <br> |
| <b>Micro-Debrider</b><br> | A 0353   | 3x N°1 Ø 0,20 mm .02<br>3x N°2 Ø 0,30 mm .02<br>                         |    | <br> |

### Kits

| Produktname                                                                                                                  | Art.-Nr.            | ISO                                                       | mm                                 | Symbol                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Split Kit nach Dr. P. Guldener</b><br> | A 203V<br>A<br>203M | 1x leer, mit Plastikeinsatz<br>1x leer, mit Metalleinsatz | 216 mm x 102 mm<br>216 mm x 102 mm |  |