



Silonda®

Natūraliai drėkina ir prižiūri odą



- Su bičių vašku
- Tinka jautriai odai



Health Care

cmk

Silonda®

Silonda® palaiko ir reguliuoja odos drėgnumą, ypač po dažno prausimosi ir dezinfekavimo. Greitai veikiančios, drėgmę reguliuojančios substancijos saugo odą nuo sudirginimo.



Mūsų laimėjimai	Jūsų nauda
<ul style="list-style-type: none">Odą prižiūrinčių aliejų gausa	<ul style="list-style-type: none">Reguliuoja odos drėgnumą ir riebumą
<ul style="list-style-type: none">Sudėtyje yra bičių vaško	<ul style="list-style-type: none">Saugo ir prižiūri odą
<ul style="list-style-type: none">Emulsija	<ul style="list-style-type: none">Maloniai vėsus ir gaivinantis, pvz. po termoterapijos, ultraraudonųjų ar ultravioletinių spindulių terapijos, radioterapijos; lengvai išsiplauna iš rūbų juos skalbiant
<ul style="list-style-type: none">Silonda puikiai susigeria į odą	<ul style="list-style-type: none">Svarbu medicinos personalui - odos paviršius nelieka slidus
<ul style="list-style-type: none">Didelis naudojimo našumas	<ul style="list-style-type: none">Taupi dozuojant
<ul style="list-style-type: none">Paprastas naudojimas, optimalus dozavimas kiekvienoje naudojimo srityje	<ul style="list-style-type: none">Geresnio dozavimo galimybė naudojant dozavimo pomputę. Įpakavimo forma suteikia galimybę preparatą dozuoti firmos Ecolab dozatoriais

Panaudojimo sritis	Naudojimo rekomendacijos
Odos priežiūrai po atliktos higieninės ir chirurginės rankų dezinfekcijos. Odos regeneracijos reguliavimui po procedūrų atliekamų naudojant aukštą temperatūrą, o taip pat po ultraraudonųjų ir ultravioletinių spindulių spinduliavimo, po maudymosi, viso kūno priežiūrai.	Delnus ir kūną prižiūrėti reguliariai naudojant Silondą, nedidelį kiekį užpilti ant delnų ir paskleisti.

Silonda® pakuotės		
75 ml tūbelė	Dėžė 50 x 75 ml	AN 50
500 ml buteliukas	Dėžė 24 x 500 ml	AN 4



Silonda prižiūri netgi jautrią naujagimių odą



Patogus ir higieniškas dozavimas naudojant Dermados tipo dozatorius

Higieniškam ir patogiam preparato naudojimui mes rekomenduojame sieninį dozatorių		
Dermados-S sieninis dozatorius, skirtas 500 ml buteliukui	1 vnt.	GSN2NP

Sudėtis (INCI):

Aqua, Paraffinum Liquidum, Propylene Glycol, Stearic Acid, Palmitic Acid, TEA, Carbomer, Cera Alba, Parfum, Methylparaben, Propylparaben.

Registruotas Lietuvos Respublikoje remiantis Dezinfekavimo medžiagų, plovimo ir valymo bei kosmetikos priemonių higieninio reglamentavimo ir registravimo ekspertų komisijos nutarimu. Registracijos liudijimas Nr. 9422-99

Registruotas Lietuvos Respublikoje remiantis Dezinfekavimo medžiagų, plovimo ir valymo bei kosmetikos priemonių higieninio reglamentavimo ir registravimo ekspertų komisijos nutarimu. Registracijos liudijimas Nr. 629 - 97

ECOLAB®

Centrala:
Ecolab Inc.
370 Wabasha Street North
St. Paul, Minnesota 55102 - USA
Tel.: +1-651-293-22 33; fax: +1-651-293-20 92

Europa:
Ecolab GmbH
Reisholzer Werftstraße 38-42
D-40554 Düsseldorf - Deutschland
Tel.: (0211) 9893-0; fax: (0211) 9893-384

Atstovas Lietuvoje UAB Medikona
Code 3475826
Neries kr.18, Kuaunas
tel.: +370 37 361113
fax: +370 37 360108

www.ecolab.com

SIL06_DEC_03LT

