

# KALIBRAVIMO LIUDIJIMAS

Nr. 019759

Puslapių skaičius 2

Puslapis 2

## KALIBRAVIMO REZULTATAI

Kalibravimo taškas kN	Tenzometro parodymai kN	Tenzometro paklaidos nustatymo išplėstinė neapibrėžtis %
1,5 kN (šoninė trintis)	1,49	± 0,72
3 kN (šoninė trintis)	3,01	± 0,67
6 kN (šoninė trintis)	6,04	± 0,54
9 kN (šoninė trintis)	9,07	± 0,38
15 kN (šoninė trintis)	15,13	± 0,31
5 kN (kūgis)	5,01	± 0,48
10 kN (kūgis)	10,04	± 0,42
20 kN (kūgis)	20,10	± 0,40
30 kN (kūgis)	30,19	± 0,41
40 kN (kūgis)	40,24	± 0,34
50 kN (kūgis)	50,21	± 0,22
60 kN (kūgis)	60,16	± 0,17
70 kN (kūgis)	70,12	± 0,15

Nurodytos vertės taikomos tenzozondo būklei kalibravimo metu.

Prieš darbo pradžią matavimo priemonė buvo apkrauta Max apkrova.

Vyresnysis inžinierius metrologas