

Runibeda


Gamyba: Vilniaus g. 28a, Prienai LT-59115, Lietuva; Biuras: Europos pr. 96, Kaunas LT-46351, Lietuva
tel. +370 673 54050, el. p. info@runibeda.com,
kodas 305573341, PVM mokėtojo kodas LT100013424612
AB„SEB“, B.k.: 70440, A.s.: LT777044090100399773

Procedūrinė lova Mensa

1. Procedūrinė lova dviejų dalių (galvos, nugaros sekcijos), skirta naudoti sveikatos priežiūros įstaigų stacionaruose, poliklinikose, sanatorijose, slaugos ligoninėse ir kitose panašaus profilio įstaigose bendrai ligonių apžiūrai ir procedūroms atlikti.
2. Procedūrinė lova pagaminta iš sveikatai nekenksmingų, alergizuojančio poveikio neturinčių medžiagų.
3. Kušetės rėmas plieninės konstrukcijos, su atspariu korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms polimeriniu padengimu.
4. Kušetės pagrindas pagamintas iš medžio drožlių plokštės ir elastinio putų poliuretano 50 mm storio užapvalintais kampais;.
5. Kušetės danga besiulė, atspari valymo, dezinfekcinėms medžiagoms bei tinkama naudojimui gydymo įstaigose. Dangos spalva derinama su perkančiąja organizacija (derinimui pateikiama skirtingų 12 spalvų paletė);
6. Rankinių būdu reguliuojamas galvos atramos pasvirimo kampas. Reguliavimas nesideformuojančiu bėgelio pagalba, 5 fiksavimo padėtys.
7. Kušetė su keturiomis kojomis, viena iš jų su reguliavimu ant nelygių grindų;.
8. Slankiojančios detalės pagamintos iš nerūdijančio plieno;
9. Visi lovos paviršiai atsparūs dezinfekcinėms medžiagoms.
10. Popieriaus rulono laikiklis, tvirtinamas prie kušetės rėmo.
11. Maksimali saugi lovos apkrova 180 kg.
12. CE ženklavimas

Procedūrinės lovos techniniai parametrai:

| | |
|---------------------------------|----------|
| Ilgis | 1950 mm |
| Plotis | 600 mm |
| Aukštis | 750 mm |
| Galvos atramos atlenkimo kampas | 0° + 40° |



Runibeda

Gamyba: Vilniaus g. 28a, Prienai LT-59115, Lietuva; Biuras: Europos pr. 96, Kaunas LT-46351, Lietuva
tel. +370 673 54050, el. p. info@runibeda.com,
kodas 305573341, PVM mokėtojo kodas LT100013424612
AB„SEB“, B.k.: 70440, A.s.: LT777044090100399773

