

## BioFreedom



Vaistus išskirianti sistema be polimero

Informacija užsakymams:

Stent Diameter (mm)	Stent Length (mm)							
	8	11	14	18	24	28	33	36
2.25	BFR1-2208	BFR1-2211	BFR1-2214	BFR1-2218	BFR1-2224	BFR1-2228	NA	NA
2.50	BFR1-2508	BFR1-2511	BFR1-2514	BFR1-2518	BFR1-2524	BFR1-2528	BFR1-2533	BFR1-2536
2.75	BFR1-2708	BFR1-2711	BFR1-2714	BFR1-2718	BFR1-2724	BFR1-2728	BFR1-2733	BFR1-2736
3.00	BFR1-3008	BFR1-3011	BFR1-3014	BFR1-3018	BFR1-3024	BFR1-3028	BFR1-3033	BFR1-3036
3.50	BFR1-3508	BFR1-3511	BFR1-3514	BFR1-3518	BFR1-3524	BFR1-3528	BFR1-3533	BFR1-3536
4.00	BFR1-4008	BFR1-4011	BFR1-4014	BFR1-4018	BFR1-4024	BFR1-4028	NA	NA

vaistus išskiriantys stentai (DES) yra įrodyta, kad sumažinti restenozę riziką ir pagerinti rezultatus pacientams, kurių daugiau sudėtingų koronarinės ligos. Tačiau tam tikrais pacientams, kuriems yra reikalavimas, kad būtų išvengta ilgai Dual anti-trombocitų terapija (DAPT) Metaliniai stentai (BMS) gali būti teikiama pirmenybė. BioFreedom™, kaip vaistų dengtos stento (DSC), apjungia privalumus abiejų DES ir BMS. Jis suteikia efektyvų anti-restenotic terapija

Vestimas tikras.  
Klin. tyr. ir prod. spec.  
Viktoras J. Jankavičius